

D₁₄


Orthodontics / Ortodoncja



Smart Slide I

Self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Smart slide self Ligating are passive Self Ligating brackets system. The easy sliding door make the ligating much easier. To change one set of archwires can take less than one minute and passive mechanical design can provide the lowest friction. Free slide SL brackets make the orthodontic treatment easy and effective.




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
5 x 5	on 3 / na 3	Slot .022"
		DO.0019.01

Clever M

Self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

It's made of hard 17-4 stainless steel metal, MIM advanced technology. Newest aesthetic design metal brackets, with Interactive Self-Ligating Clip, Contoured appearance for maximum comfort!



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
5 x 5	on 3 / na 3	Slot .022"
		DO.0018.01

Smart Slide II

Self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Smart slide II self Ligating are passive Self Ligating brackets system. The easy sliding door make the ligating much easier. To change one set of archwires can take less than one minute and passive mechanical design can provide the lowest friction. Free slide SL brackets make the orthodontic treatment easy and effective.



2nd molar
na drugi trzonowiec

1st molar
na pierwszy trzonowiec



1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa

1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa

Roth Series

Torque: -7° Tip: 0°	Torque: -7° Tip: 0°	Torque: -2° Tip: 8°	Torque: +8° Tip: 8°	Torque: +12° Tip: 4°	Torque: +12° Tip: 4°	Torque: +8° Tip: 8°	Torque: -2° Tip: 8°	Torque: -7° Tip: 0°	Torque: -7° Tip: 0°
15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Torque: -22° Tip: 0°	Torque: -17° Tip: 0°	Torque: -11° Tip: 3°	Torque: -2° Tip: 0°	Torque: -2° Tip: 0°	Torque: -2° Tip: 0°	Torque: -2° Tip: 0°	Torque: -11° Tip: 3°	Torque: -17° Tip: 0°	Torque: -22° Tip: 0°
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

MBT Series



Torque: -11° Tip: 2°	Torque: -11° Tip: 2°	Torque: +7° Tip: 5°	Torque: +6° Tip: 9°	Torque: +15° Tip: 5°	Torque: +15° Tip: 5°	Torque: +6° Tip: 9°	Torque: +7° Tip: 5°	Torque: -11° Tip: 2°	Torque: -11° Tip: 2°
15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Torque: -17° Tip: 4°	Torque: -12° Tip: 4°	Torque: +7° Tip: 5°	Torque: -3° Tip: 2°	Torque: -3° Tip: 2°	Torque: -3° Tip: 2°	Torque: -3° Tip: 2°	Torque: +7° Tip: 5°	Torque: -12° Tip: 4°	Torque: -17° Tip: 4°
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	MBT / MBT
7 x 7	on 3,4,5 / na 3,4,5	Slot .022"	Slot .022"
		DO.0029.03	DO.0069.03

DISGUISE

Lingual bracket system / Zamki lingwalne

Lingual brackets are our second generation invisible lingual orthodontic treatment. Ling-2 system is made with CNC technology and hard stainless steel metal. Ling-2 brackets are most effective Lingual brackets system in the market and need professional skill to operate.



Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Edgewise	
		Slot .018"	Slot .022"
7 x 7	X	DO.1808.00	DO.1818.00

Diamond series

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewni maksymalną siłę wiązania



2nd molar
na drugi trzonowiec




1st molar
na pierwszy trzonowiec



1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa

1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa




Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth
		Slot .022"
7 x 7	on 3 / na 3	DO.0719.01


MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania




Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Roth Slot .022"	MBT Slot .022"
7 x 7	3	DO.0319.01	DO.0369.01




MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Roth Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0308.00	DO.0318.00
5 x 5	3	DO.0308.01	DO.0318.01
5 x 5	3,4,5	DO.0308.03	DO.0318.03



Roth System / System Rotha

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
UR 1	+12°	+5°	3.0	0.6	DO.0300.10	DO.0310.10
UL 1					DO.0301.10	DO.0310.20
UR 2	+8°	+9°	2.6	1.1	DO.0300.20	DO.0311.10
UL 2					DO.0301.20	DO.0311.20
UR 3	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.30	DO.0310.30
UL 3					DO.0301.30	DO.0311.30
UR 3 (hook / haczyk)	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.31	DO.0310.31
UL 3 (hook / haczyk)					DO.0301.31	DO.0311.31
UR 4/5	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.40	DO.0310.40
UL 4/5					DO.0301.40	DO.0311.40
UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.41	DO.0310.41
UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0301.41	DO.0311.41


Falcon's version of Roth is not implied to be an exact version of any other system,
nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Each / Sztuka

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0303.10	DO.0313.10
LR 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.30	DO.0313.30
LL 3					DO.0304.30	DO.0314.30
LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.31	DO.0313.31
LL 3 (hook / haczyk)					DO.0304.31	DO.0314.31
LR 4	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.40	DO.0313.40
LL 4					DO.0304.40	DO.0314.40
LR 4 (hook / haczyk)	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.41	DO.0313.41
LL 4 (hook / haczyk)					DO.0304.41	DO.0314.41
LR 5	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.50	DO.0313.50
LL 5					DO.0304.50	DO.0314.50
LR 5 (hook / haczyk)	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.51	DO.0313.51
LL 5 (hook / haczyk)					DO.0304.51	DO.0314.51

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania




Edgewise System / System Edgewise

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1	0°	0°	3.0	0.65	DO.0330.10	DO.0340.10
Universal 2	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.20	DO.0340.20
Universal 3	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.30	DO.0340.30
UR 3 (hook / haczyk) UL 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.31 DO.0331.31	DO.0340.31 DO.0341.31
Universal 4/5	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.40	DO.0340.40
UR 4/5 (hook / haczyk) UL 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.41 DO.0331.41	DO.0340.41 DO.0341.41

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Mclaughlin, Benett and Trevisi System

Each / Sztuka

	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● UR 1 ● Maxillary ● Szczeka	+17°	+4°	3.4	0.6	DO.0350.10 DO.0351.10	DO.0360.10 DO.0361.10
● UR 2 ● UR 3	+17°	+4°	2.8	1.0	DO.0350.20 DO.0351.20	DO.0360.20 DO.0361.20
● UR 3 (hook / haczyk) ● UL 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.30 DO.0351.30	DO.0360.30 DO.0361.30
● UR 4/5 ● UL 4/5	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.31 DO.0351.31	DO.0360.31 DO.0361.31
● UR 4/5 (hook / haczyk) ● UL 4/5 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0351.31 DO.0351.41	DO.0361.31 DO.0361.41
● UR 4/5 ● UL 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.40 DO.0351.40	DO.0360.40 DO.0361.40
● UR 4/5 (hook / haczyk) ● UL 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.41 DO.0351.41	DO.0360.41 DO.0361.41

Falcon's version of Mclaughlin, Benett and Trevisi System is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of the doctors.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Edgewise Slot .018" Slot .022"	
5 x 5	x	DO.0338.00	DO.0348.00
5 x 5	3	DO.0338.01	DO.0348.01
5 x 5	3,4,5	DO.0338.03	DO.0348.03

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0333.10	DO.0343.10
Universal 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.30	DO.0343.30
LR 3 (hook / haczyk) LL 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.31 DO.0334.31	DO.0343.31 DO.0344.31
Universal 4/5	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.40	DO.0343.40
LR 4/5 (hook / haczyk) LL 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.41 DO.0334.41	DO.0343.41 DO.0344.41





Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	MBT Slot .018" Slot .022"	
5 x 5	x	DO.0358.00	DO.0368.00
5 x 5	3	DO.0358.01	DO.0368.01
5 x 5	3,4,5	DO.0358.03	DO.0368.03

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● Universal 1/2	-6°	0°	2.4	1.0	DO.0353.10	DO.0363.10
● LR 3 ● LL 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.30 DO.0354.30	DO.0363.30 DO.0364.30
● LR 3 (hook / haczyk) ● LL 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.31 DO.0354.31	DO.0363.31 DO.0364.31
● LR 4 ● LL 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.40 DO.0354.40	DO.0363.40 DO.0364.40
● LR 4 (hook / haczyk) ● LL 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.41 DO.0354.41	DO.0363.41 DO.0364.41
● LR 5 ● LL 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.50 DO.0354.50	DO.0363.50 DO.0364.50
● LR 5 (hook / haczyk) ● LL 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.51 DO.0354.51	DO.0363.51 DO.0364.51

MARK I

One piece MIM bracket system
Zamki z jednego kawałka metalu
Wykonane metodą wtryskową MIM





Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0108.01	D0.0118.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0108.03	D0.0118.03



MARK II

Two piece bracket system, laser welded
z dwóch kawałków metalu
Zgrzewane laserowo



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0208.01	D0.0218.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0208.03	D0.0218.03





One piece MIM, twin design bracket system Zamki Twin MIM z jednego kawałka metalu



Metal injection molded (MIM)

One piece, metal injection molded from high grade stainless steel alloy.

Highly resistant to corrosion

Mesh bonding pad

Provides maximum retention

Ultra low profile

For added patient comfort

Torque-in-base

Metal Injection Molded (MIM)

Zamki z jednego kawałka najwyższego

jakościowo metalu wykonane metodą wtryskową

MIM. Niezwykłe odporne na korozję.

Podstawa pokryta siateczką

Zapewniona maksymalna retencja

Bardzo niski profil

Dla polepszenia komfortu pacjenta

Tork w podstawie

each / sztuka



System Roth / System Rotha

Turbo II brackets are also available in following perscriptions on special orders / Zamki Turbo II są dostępne w następujących systemach na specjalne zamówienie
Roth "V" Slot, Ricketts/Hilgers, standard Edgewise and MBT

Maxillary / Szczeka			Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"	
	Right / Yellow Prawa / Żółty	1 FDI 11	Centrals Siekacze centralne	+12°	+5°	3.5	D0.0500.10	D0.0510.10
	Left / Red Lewa / Czerwony	1 FDI 21		+12°	+5°	3.5	D0.0501.10	D0.0511.10
	Right / Yellow Prawa / Żółty	2 FDI 12	Laterals Siekacze boczne	+8°	+9°	3.0	D0.0500.20	D0.0510.20
	Left / Red Lewa / Czerwony	2 FDI 22		+8°	+9°	3.0	D0.0501.20	D0.0511.20
	Right / Yellow Prawa / Żółty	3 FDI 13	Cuspid with hooks Kły z haczykiem	+0°	+11°	3.5	D0.0500.31	D0.0510.31
	Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23		+0°	+11°	3.5	D0.0501.31	D0.0511.31
	Right / Yellow Prawa / Żółty	3 FDI 13	Cuspid Kły	+0°	+11°	3.5	D0.0500.30	D0.0510.30
	Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23		+0°	+11°	3.5	D0.0501.30	D0.0511.30
	Right / Yellow Prawa / Żółty	5, 4 FDI 14, 15	Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem	-7°	0°	3.0	D0.0500.41	D0.0510.41
	Left / Red Lewa / Czerwony	4, 5 FDI 24, 25		-7°	0°	3.0	D0.0501.41	D0.0511.41
	Right / Yellow Prawa / Żółty	5, 4 FDI 14, 15	Bicuspid Przedtrzonowce	-7°	0°	3.0	D0.0500.40	D0.0510.40
	Left / Red Lewa / Czerwony	4, 5 FDI 24, 25		-7°	0°	3.0	D0.0501.40	D0.0511.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa			Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"	
	Universal Uniwersalna	FDI 31,32,41,42 2,1 1,2	Anteriors Siekacze	0°	0°	2.5	D0.0503.10	D0.0513.10
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 43 3		-11°	+5°	3.0	D0.0503.31	D0.0513.31
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 33 3	Cuspid with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.0	D0.0504.31	D0.0514.31
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 43 3		-11°	+5°	3.0	D0.0503.30	D0.0513.30
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 33 3	Cuspid Kły	-11°	+5°	3.0	D0.0504.30	D0.0514.30
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 43 3		-11°	+5°	3.0	D0.0503.41	D0.0513.41
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 34 4	1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.0	D0.0503.41	D0.0513.41
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 44 4		-17°	0°	3.0	D0.0504.41	D0.0514.41
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 34 4	1st Bicuspid Przedtrzonowce	-17°	0°	3.0	D0.0503.40	D0.0513.40
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 44 4		-17°	0°	3.0	D0.0504.40	D0.0514.40
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 35 5	2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.0	D0.0503.51	D0.0513.51
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 45 5		-22°	0°	3.0	D0.0504.51	D0.0514.51
	Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 35 5	2nd Bicuspid Przedtrzonowce	-22°	0°	3.0	D0.0503.50	D0.0513.50
	Right / Black Prawa / Czarny	FDI 45 5		-22°	0°	3.0	D0.0504.50	D0.0514.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.



Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x		D0.0508.00	D0.0518.00
5 x 5	3		D0.0508.01	D0.0518.01
5 x 5	3, 4, 5		D0.0508.03	D0.0518.03





CERAMIKA-I

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne





Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1008.01	DO.1018.01	DO.1009.01	DO.1019.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1008.03	DO.1018.03	DO.1009.03	DO.1019.03




CERAMIKA-II

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1108.01	DO.1118.01	DO.1109.01	DO.1119.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1108.03	DO.1118.03	DO.1109.03	DO.1119.03



CERAMIK-III

Ceramic bracket system with nickel free metal slot
Zamki ceramiczne z metalowym slotem bez niklu




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1308.01	DO.1318.01



AQUA

Transparent aesthetic bracket system
Zamki kosmetyczne transparentne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1408.01	DO.1418.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1408.03	DO.1418.03



DO.1992.00
Brackets organizer for 20 sets
Organizer na zamki, na 20 zestawów




Ceramika

CERAMIC BRACKET SYSTEM


Ceramic bracket system Zamki ceramiczne

- Made of 99.9% pure Polycrystalline Alumina
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Najwyższej jakości materiał 99,9% glinki polikrystalicznej
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



Identification System



Roth System / System Rotha

each / sztuka

Maxillary / Szczęka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 11	+12°	+5°	3.9	DO.1200.10	DO.1210.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy FDI 21	+12°	+5°	3.9	DO.1201.10	DO.1211.10
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 12	+8°	+9°	3.4	DO.1200.20	DO.1210.20
 Left / Green Lewa / Zielony FDI 22	+8°	+9°	3.4	DO.1201.20	DO.1211.20
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.31	DO.1210.31
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.31	DO.1211.31
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.30	DO.1210.30
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.30	DO.1211.30
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 5, 4, 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.41	DO.1210.41
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 5, 4, 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40


The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

each / sztuka

Mandibular / Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal Uniwersalna FDI 31, 32, 41, 42 2, 1, 1, 2	0°	0°	2.8	DO.1203.10	DO.1213.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.31	DO.1213.31
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.31	DO.1214.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30	DO.1213.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30	DO.1214.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4, 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.41	DO.1213.41
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4, 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.40	DO.1213.40
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5, 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.51	DO.1213.51
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5, 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.50	DO.1213.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	×	DO.1208.00	DO.1218.00
5 x 5	3	DO.1208.01	DO.1218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1208.03	DO.1218.03





RAV

COMPOSITE BRACKET SYSTEM

each / sztuka



Composite bracket system Zamki kompozytowe

- Made of high quality composite
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Also available in Standard Edgewise system, please ask for details

- Zamki wykonane z wysokiej jakości kompozytu
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe
- Dostępne również w wersji Standard Edgewise



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Black Prawa / Czarny FDI 11	1	+12°	+5°	3.6	DO.0800.10	DO.0810.10
	FDI 11					
 Left / Black Lewa / Czarny	1					
	FDI 21					
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 12	2	+8°	+9°	3.2	DO.0800.20	DO.0810.20
	FDI 12					
 Left / Red Lewa / Czerwony	2					
	FDI 22					
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 13	3	0°	+11°	3.5	DO.0800.31	DO.0810.31
	FDI 13					
 Left / Green Lewa / Zielony	3					
	FDI 23					
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 14, 15	5, 4	-7°	0°	3.2	DO.0800.41	DO.0810.41
	FDI 14, 15					
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	4, 5					
	FDI 24, 25					

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.



Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Yellow Uniwersalna / Żółty FDI 31, 32, 41, 42	2, 1	0°	0°	3.0	DO.0803.10	DO.0813.10
	FDI 31, 32, 41, 42					
 Right / Purple Prawa / Fiolet FDI 43	3	-11°	+5°	3.5	DO.0803.31	DO.0813.31
	FDI 43					
 Left / Purple Lewa / Fiolet FDI 33	3					
	FDI 33					
 Right / Brown Prawa / Brązowy FDI 44	4	-17°	0°	3.2	DO.0803.41	DO.0813.41
	FDI 44					
 Left / Brown Lewa / Brązowy FDI 34	4					
	FDI 34					
 Right / Navy blue Prawa / Granatowy FDI 45	5	-22°	0°	3.2	DO.0803.51	DO.0813.51
	FDI 45					
 Left / Navy blue Lewa / Granatowy FDI 35	5					
	FDI 35					



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3, 4, 5	DO.0808.03	DO.0818.03

Stackable brackets organizer Kaseta do zamków



DO.1995.00
with 4 disposable bonding trays with mixing wells
z 4 jednorazowe podstawki do zamków z miejscem do mieszania




Komposito

COMPOSITE BRACKET SYSTEM


Composite bracket system / Zamki kompozytowe

- Made of medical grade Polyurethane
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Niezwykła wytrzymałość zawdzięczają poliuretanowi
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



each / sztuka



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 11 1	Centrals Siekacze centralne	+12°	+5°	3.9	DO.0900.10	DO.0910.10
		+12°	+5°	3.9	DO.0901.10	DO.0911.10
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 12 2	Laterals Siekacze boczne	+8°	+9°	3.4	DO.0900.20	DO.0910.20
		+8°	+9°	3.4	DO.0901.20	DO.0911.20
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	+0°	+11°	3.4	DO.0900.31	DO.0910.31
		+0°	+11°	3.4	DO.0901.31	DO.0911.31
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13 3	Cuspids Kły	+0°	+11°	3.4	DO.0900.30	DO.0910.30
		+0°	+11°	3.4	DO.0901.30	DO.0911.30
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25 5, 4 4, 5	Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem	-7°	0°	3.3	DO.0900.41	DO.0910.41
		-7°	0°	3.3	DO.0900.40	DO.0910.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Universalna FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	Anteriors Siekacze	0°	0°	2.8	DO.0903.10	DO.0913.10
		-11°	+5°	3.4	DO.0903.31	DO.0913.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	DO.0904.31	DO.0914.31
		-11°	+5°	3.4	DO.0904.30	DO.0914.30
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	Cuspids Kły	-11°	+5°	3.4	DO.0903.30	DO.0913.30
		-11°	+5°	3.4	DO.0904.30	DO.0914.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4 4	1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.4	DO.0903.41	DO.0913.41
		-17°	0°	3.4	DO.0903.40	DO.0913.40
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34, 44 4 4	1st Bicuspid Przedtrzonowce 1	-17°	0°	3.4	DO.0903.40	DO.0913.40
		-22°	0°	3.4	DO.0903.51	DO.0913.51
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35, 45 5 5	2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.4	DO.0903.51	DO.0913.51
		-22°	0°	3.4	DO.0903.50	DO.0913.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0908.00	DO.0918.00
5 x 5	3	DO.0908.01	DO.0918.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0908.03	DO.0918.03





Sure-Fit

Upper 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
x	x	x	x	30
x	x	x	x	30.5
31	31	3	8	31
31.5	31.5	4	x	31.5
32	32	5	9	32
32.5	32.5	6	10	32.5
33	33	7	11	33
33.5	33.5	8	12	33.5
34	34	9	13	34
34.5	34.5	10	14	34.5
35	35	11	16	35
35.5	35.5	12	17	35.5
36	36	13	18	36
36.5	36.5	14	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
44	44	29	x	x
44.5	44.5	30	x	x

Sure-Fit

Lower 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
30	30	x	x	30
30.5	30.5	2	x	30.5
31	31	x	8	31
31.5	31.5	x	x	31.5
32	32	x	9	32
32.5	32.5	x	10	32.5
33	33	x	11	33
33.5	33.5	x	12	33.5
34	34	x	13	34
34.5	34.5	x	14	34.5
35	35	x	16	35
35.5	35.5	7	17	35.5
36	36	8	18	36
36.5	36.5	9	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
x	x	29	x	x
x	x	30	x	x

Sure-Fit

1st Molar bands plain / Pierścienie gładkie na pierwsze trzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia

Fast, placement and accurate fit

Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Micro-Etched interior surface / Mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia

For increased bond strength

Zapewnia maksymalne utrzymanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi

No sharp edges for patient comfort

Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring

Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane

są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwałe laserowe oznakowanie

For easy identification

Zapewnia łatwą identyfikację

Band Size / Rozmiar	Upper Left / Góra lewa	Upper Right / Góra prawa	Lower Left / Dół lewy	Lower Right / Dół prawy
30	x	x	DO.2020.04	DO.2030.04
30.5	x	x	DO.2020.05	DO.2030.05
31	DO.2000.06	DO.2010.06	DO.2020.06	DO.2030.06
31.5	DO.2000.07	DO.2010.07	DO.2020.07	DO.2030.07
32	DO.2000.08	DO.2010.08	DO.2020.08	DO.2030.08
32.5	DO.2000.09	DO.2010.09	DO.2020.09	DO.2030.09
33	DO.2000.10	DO.2010.10	DO.2020.10	DO.2030.10
33.5	DO.2000.11	DO.2010.11	DO.2020.11	DO.2030.11
34	DO.2000.12	DO.2010.12	DO.2020.12	DO.2030.12
34.5	DO.2000.13	DO.2010.13	DO.2020.13	DO.2030.13
35	DO.2000.14	DO.2010.14	DO.2020.14	DO.2030.14
35.5	DO.2000.15	DO.2010.15	DO.2020.15	DO.2030.15
36	DO.2000.16	DO.2010.16	DO.2020.16	DO.2030.16
36.5	DO.2000.17	DO.2010.17	DO.2020.17	DO.2030.17
37	DO.2000.18	DO.2010.18	DO.2020.18	DO.2030.18
37.5	DO.2000.19	DO.2010.19	DO.2020.19	DO.2030.19
38	DO.2000.20	DO.2010.20	DO.2020.20	DO.2030.20
38.5	DO.2000.21	DO.2010.21	DO.2020.21	DO.2030.21
39	DO.2000.22	DO.2010.22	DO.2020.22	DO.2030.22
39.5	DO.2000.23	DO.2010.23	DO.2020.23	DO.2030.23
40	DO.2000.24	DO.2010.24	DO.2020.24	DO.2030.24
40.5	DO.2000.25	DO.2010.25	DO.2020.25	DO.2030.25
41	DO.2000.26	DO.2010.26	DO.2020.26	DO.2030.26
41.5	DO.2000.27	DO.2010.27	DO.2020.27	DO.2030.27
42	DO.2000.28	DO.2010.28	DO.2020.28	DO.2030.28
42.5	DO.2000.29	DO.2010.29	DO.2020.29	DO.2030.29
43	DO.2000.30	DO.2010.30	DO.2020.30	DO.2030.30
43.5	DO.2000.31	DO.2010.31	DO.2020.31	DO.2030.31
44	DO.2000.32	DO.2010.32	x	x
44.5	DO.2000.33	DO.2010.33	x	x

1st Molar bands kits

Custom made kits are available on special order

Buy 400 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce

Zestawy również na indywidualne zamówienie

Przy zakupie 400 pierścieni otrzymasz organizer gratis.

Stackable bands organizer

Organizer do pierścieni



**Free
Gratis**



DO.2000.00
Set of 4 cassettes
Zestaw zawiera 4 kasety



Sure-Fit


1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / szluka

Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza
rurka .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od
strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2001.06	RU31	DO.2011.06
LU31.5	DO.2001.07	RU31.5	DO.2011.07
LU32	DO.2001.08	RU32	DO.2011.08
LU32.5	DO.2001.09	RU32.5	DO.2011.09
LU33	DO.2001.10	RU33	DO.2011.10
LU33.5	DO.2001.11	RU33.5	DO.2011.11
LU34	DO.2001.12	RU34	DO.2011.12
LU34.5	DO.2001.13	RU34.5	DO.2011.13
LU35	DO.2001.14	RU35	DO.2011.14
LU35.5	DO.2001.15	RU35.5	DO.2011.15
LU36	DO.2001.16	RU36	DO.2011.16
LU36.5	DO.2001.17	RU36.5	DO.2011.17
LU37	DO.2001.18	RU37	DO.2011.18
LU37.5	DO.2001.19	RU37.5	DO.2011.19
LU38	DO.2001.20	RU38	DO.2011.20
LU38.5	DO.2001.21	RU38.5	DO.2011.21
LU39	DO.2001.22	RU39	DO.2011.22
LU39.5	DO.2001.23	RU39.5	DO.2011.23
LU40	DO.2001.24	RU40	DO.2011.24
LU40.5	DO.2001.25	RU40.5	DO.2011.25
LU41	DO.2001.26	RU41	DO.2011.26
LU41.5	DO.2001.27	RU41.5	DO.2011.27
LU42	DO.2001.28	RU42	DO.2011.28
LU42.5	DO.2001.29	RU42.5	DO.2011.29
LU43	DO.2001.30	RU43	DO.2011.30
LU43.5	DO.2001.31	RU43.5	DO.2011.31
LU44	DO.2001.32	RU44	DO.2011.32
LU44.5	DO.2001.33	RU44.5	DO.2011.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2002.06	RU31	DO.2012.06
LU31.5	DO.2002.07	RU31.5	DO.2012.07
LU32	DO.2002.08	RU32	DO.2012.08
LU32.5	DO.2002.09	RU32.5	DO.2012.09
LU33	DO.2002.10	RU33	DO.2012.10
LU33.5	DO.2002.11	RU33.5	DO.2012.11
LU34	DO.2002.12	RU34	DO.2012.12
LU34.5	DO.2002.13	RU34.5	DO.2012.13
LU35	DO.2002.14	RU35	DO.2012.14
LU35.5	DO.2002.15	RU35.5	DO.2012.15
LU36	DO.2002.16	RU36	DO.2012.16
LU36.5	DO.2002.17	RU36.5	DO.2012.17
LU37	DO.2002.18	RU37	DO.2012.18
LU37.5	DO.2002.19	RU37.5	DO.2012.19
LU38	DO.2002.20	RU38	DO.2012.20
LU38.5	DO.2002.21	RU38.5	DO.2012.21
LU39	DO.2002.22	RU39	DO.2012.22
LU39.5	DO.2002.23	RU39.5	DO.2012.23
LU40	DO.2002.24	RU40	DO.2012.24
LU40.5	DO.2002.25	RU40.5	DO.2012.25
LU41	DO.2002.26	RU41	DO.2012.26
LU41.5	DO.2002.27	RU41.5	DO.2012.27
LU42	DO.2002.28	RU42	DO.2012.28
LU42.5	DO.2002.29	RU42.5	DO.2012.29
LU43	DO.2002.30	RU43	DO.2012.30
LU43.5	DO.2002.31	RU43.5	DO.2012.31
LU44	DO.2002.32	RU44	DO.2012.32
LU44.5	DO.2002.33	RU44.5	DO.2012.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2003.06	RU31	DO.2013.06
LU31.5	DO.2003.07	RU31.5	DO.2013.07
LU32	DO.2003.08	RU32	DO.2013.08
LU32.5	DO.2003.09	RU32.5	DO.2013.09
LU33	DO.2003.10	RU33	DO.2013.10
LU33.5	DO.2003.11	RU33.5	DO.2013.11
LU34	DO.2003.12	RU34	DO.2013.12
LU34.5	DO.2003.13	RU34.5	DO.2013.13
LU35	DO.2003.14	RU35	DO.2013.14
LU35.5	DO.2003.15	RU35.5	DO.2013.15
LU36	DO.2003.16	RU36	DO.2013.16
LU36.5	DO.2003.17	RU36.5	DO.2013.17
LU37	DO.2003.18	RU37	DO.2013.18
LU37.5	DO.2003.19	RU37.5	DO.2013.19
LU38	DO.2003.20	RU38	DO.2013.20
LU38.5	DO.2003.21	RU38.5	DO.2013.21
LU39	DO.2003.22	RU39	DO.2013.22
LU39.5	DO.2003.23	RU39.5	DO.2013.23
LU40	DO.2003.24	RU40	DO.2013.24
LU40.5	DO.2003.25	RU40.5	DO.2013.25
LU41	DO.2003.26	RU41	DO.2013.26
LU41.5	DO.2003.27	RU41.5	DO.2013.27
LU42	DO.2003.28	RU42	DO.2013.28
LU42.5	DO.2003.29	RU42.5	DO.2013.29
LU43	DO.2003.30	RU43	DO.2013.30
LU43.5	DO.2003.31	RU43.5	DO.2013.31
LU44	DO.2003.32	RU44	DO.2013.32
LU44.5	DO.2003.33	RU44.5	DO.2013.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free
Gratis

Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami i wejściem na łuk podniebienny

Pre-welded bands offer convenience and time saving

Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas


Available in variety of pre-welded options to fit any need

Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / sztuka



Option 1.1 / Wersja 1.1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza
rurka .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 2.1 / Wersja 2.1



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzstosnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 3.1 / Wersja 3.1



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzstosnego od
strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2061.06	RU31	DO.2071.06
LU31.5	DO.2061.07	RU31.5	DO.2071.07
LU32	DO.2061.08	RU32	DO.2071.08
LU32.5	DO.2061.09	RU32.5	DO.2071.09
LU33	DO.2061.10	RU33	DO.2071.10
LU33.5	DO.2061.11	RU33.5	DO.2071.11
LU34	DO.2061.12	RU34	DO.2071.12
LU34.5	DO.2061.13	RU34.5	DO.2071.13
LU35	DO.2061.14	RU35	DO.2071.14
LU35.5	DO.2061.15	RU35.5	DO.2071.15
LU36	DO.2061.16	RU36	DO.2071.16
LU36.5	DO.2061.17	RU36.5	DO.2071.17
LU37	DO.2061.18	RU37	DO.2071.18
LU37.5	DO.2061.19	RU37.5	DO.2071.19
LU38	DO.2061.20	RU38	DO.2071.20
LU38.5	DO.2061.21	RU38.5	DO.2071.21
LU39	DO.2061.22	RU39	DO.2071.22
LU39.5	DO.2061.23	RU39.5	DO.2071.23
LU40	DO.2061.24	RU40	DO.2071.24
LU40.5	DO.2061.25	RU40.5	DO.2071.25
LU41	DO.2061.26	RU41	DO.2071.26
LU41.5	DO.2061.27	RU41.5	DO.2071.27
LU42	DO.2061.28	RU42	DO.2071.28
LU42.5	DO.2061.29	RU42.5	DO.2071.29
LU43	DO.2061.30	RU43	DO.2071.30
LU43.5	DO.2061.31	RU43.5	DO.2071.31
LU44	DO.2061.32	RU44	DO.2071.32
LU44.5	DO.2061.33	RU44.5	DO.2071.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2062.06	RU31	DO.2072.06
LU31.5	DO.2062.07	RU31.5	DO.2072.07
LU32	DO.2062.08	RU32	DO.2072.08
LU32.5	DO.2062.09	RU32.5	DO.2072.09
LU33	DO.2062.10	RU33	DO.2072.10
LU33.5	DO.2062.11	RU33.5	DO.2072.11
LU34	DO.2062.12	RU34	DO.2072.12
LU34.5	DO.2062.13	RU34.5	DO.2072.13
LU35	DO.2062.14	RU35	DO.2072.14
LU35.5	DO.2062.15	RU35.5	DO.2072.15
LU36	DO.2062.16	RU36	DO.2072.16
LU36.5	DO.2062.17	RU36.5	DO.2072.17
LU37	DO.2062.18	RU37	DO.2072.18
LU37.5	DO.2062.19	RU37.5	DO.2072.19
LU38	DO.2062.20	RU38	DO.2072.20
LU38.5	DO.2062.21	RU38.5	DO.2072.21
LU39	DO.2062.22	RU39	DO.2072.22
LU39.5	DO.2062.23	RU39.5	DO.2072.23
LU40	DO.2062.24	RU40	DO.2072.24
LU40.5	DO.2062.25	RU40.5	DO.2072.25
LU41	DO.2062.26	RU41	DO.2072.26
LU41.5	DO.2062.27	RU41.5	DO.2072.27
LU42	DO.2062.28	RU42	DO.2072.28
LU42.5	DO.2062.29	RU42.5	DO.2072.29
LU43	DO.2062.30	RU43	DO.2072.30
LU43.5	DO.2062.31	RU43.5	DO.2072.31
LU44	DO.2062.32	RU44	DO.2072.32
LU44.5	DO.2062.33	RU44.5	DO.2072.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2063.06	RU31	DO.2073.06
LU31.5	DO.2063.07	RU31.5	DO.2073.07
LU32	DO.2063.08	RU32	DO.2073.08
LU32.5	DO.2063.09	RU32.5	DO.2073.09
LU33	DO.2063.10	RU33	DO.2073.10
LU33.5	DO.2063.11	RU33.5	DO.2073.11
LU34	DO.2063.12	RU34	DO.2073.12
LU34.5	DO.2063.13	RU34.5	DO.2073.13
LU35	DO.2063.14	RU35	DO.2073.14
LU35.5	DO.2063.15	RU35.5	DO.2073.15
LU36	DO.2063.16	RU36	DO.2073.16
LU36.5	DO.2063.17	RU36.5	DO.2073.17
LU37	DO.2063.18	RU37	DO.2073.18
LU37.5	DO.2063.19	RU37.5	DO.2073.19
LU38	DO.2063.20	RU38	DO.2073.20
LU38.5	DO.2063.21	RU38.5	DO.2073.21
LU39	DO.2063.22	RU39	DO.2073.22
LU39.5	DO.2063.23	RU39.5	DO.2073.23
LU40	DO.2063.24	RU40	DO.2073.24
LU40.5	DO.2063.25	RU40.5	DO.2073.25
LU41	DO.2063.26	RU41	DO.2073.26
LU41.5	DO.2063.27	RU41.5	DO.2073.27
LU42	DO.2063.28	RU42	DO.2073.28
LU42.5	DO.2063.29	RU42.5	DO.2073.29
LU43	DO.2063.30	RU43	DO.2073.30
LU43.5	DO.2063.31	RU43.5	DO.2073.31
LU44	DO.2063.32	RU44	DO.2073.32
LU44.5	DO.2063.33	RU44.5	DO.2073.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order

Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie

Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



**Free
Gratis**



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Mandibular / Żuchwa

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna rurka
pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Kliit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible single
buccal tube .022"

Zamienna rurka
pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Kliit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible double
buccal tube .022"

Zamienna rurka
podwójna .022"

Lingual Cleat
Kliit

Option 4 / Wersja 4



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzustnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Kliit

Option 1 / Wersja 1

Option 2 / Wersja 2

Option 3 / Wersja 3

Option 4 / Wersja 4

Size / Rozmiar	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
LL30	DO.2021.04	DO.2031.04	DO.2022.04	DO.2032.04	DO.2023.04	DO.2033.04	DO.2024.04	DO.2034.04
LL30.5	DO.2021.05	DO.2031.05	DO.2022.05	DO.2032.05	DO.2023.05	DO.2033.05	DO.2024.05	DO.2034.05
LL31	DO.2021.06	DO.2031.06	DO.2022.06	DO.2032.06	DO.2023.06	DO.2033.06	DO.2024.06	DO.2034.06
LL31.5	DO.2021.07	DO.2031.07	DO.2022.07	DO.2032.07	DO.2023.07	DO.2033.07	DO.2024.07	DO.2034.07
LL32	DO.2021.08	DO.2031.08	DO.2022.08	DO.2032.08	DO.2023.08	DO.2033.08	DO.2024.08	DO.2034.08
LL32.5	DO.2021.09	DO.2031.09	DO.2022.09	DO.2032.09	DO.2023.09	DO.2033.09	DO.2024.09	DO.2034.09
LL33	DO.2021.10	DO.2031.10	DO.2022.10	DO.2032.10	DO.2023.10	DO.2033.10	DO.2024.10	DO.2034.10
LL33.5	DO.2021.11	DO.2031.11	DO.2022.11	DO.2032.11	DO.2023.11	DO.2033.11	DO.2024.11	DO.2034.11
LL34	DO.2021.12	DO.2031.12	DO.2022.12	DO.2032.12	DO.2023.12	DO.2033.12	DO.2024.12	DO.2034.12
LL34.5	DO.2021.13	DO.2031.13	DO.2022.13	DO.2032.13	DO.2023.13	DO.2033.13	DO.2024.13	DO.2034.13
LL35	DO.2021.14	DO.2031.14	DO.2022.14	DO.2032.14	DO.2023.14	DO.2033.14	DO.2024.14	DO.2034.14
LL35.5	DO.2021.15	DO.2031.15	DO.2022.15	DO.2032.15	DO.2023.15	DO.2033.15	DO.2024.15	DO.2034.15
LL36	DO.2021.16	DO.2031.16	DO.2022.16	DO.2032.16	DO.2023.16	DO.2033.16	DO.2024.16	DO.2034.16
LL36.5	DO.2021.17	DO.2031.17	DO.2022.17	DO.2032.17	DO.2023.17	DO.2033.17	DO.2024.17	DO.2034.17
LL37	DO.2021.18	DO.2031.18	DO.2022.18	DO.2032.18	DO.2023.18	DO.2033.18	DO.2024.18	DO.2034.18
LL37.5	DO.2021.19	DO.2031.19	DO.2022.19	DO.2032.19	DO.2023.19	DO.2033.19	DO.2024.19	DO.2034.19
LL38	DO.2021.20	DO.2031.20	DO.2022.20	DO.2032.20	DO.2023.20	DO.2033.20	DO.2024.20	DO.2034.20
LL38.5	DO.2021.21	DO.2031.21	DO.2022.21	DO.2032.21	DO.2023.21	DO.2033.21	DO.2024.21	DO.2034.21
LL39	DO.2021.22	DO.2031.22	DO.2022.22	DO.2032.22	DO.2023.22	DO.2033.22	DO.2024.22	DO.2034.22
LL39.5	DO.2021.23	DO.2031.23	DO.2022.23	DO.2032.23	DO.2023.23	DO.2033.23	DO.2024.23	DO.2034.23
LL40	DO.2021.24	DO.2031.24	DO.2022.24	DO.2032.24	DO.2023.24	DO.2033.24	DO.2024.24	DO.2034.24
LL40.5	DO.2021.25	DO.2031.25	DO.2022.25	DO.2032.25	DO.2023.25	DO.2033.25	DO.2024.25	DO.2034.25
LL41	DO.2021.26	DO.2031.26	DO.2022.26	DO.2032.26	DO.2023.26	DO.2033.26	DO.2024.26	DO.2034.26
LL41.5	DO.2021.27	DO.2031.27	DO.2022.27	DO.2032.27	DO.2023.27	DO.2033.27	DO.2024.27	DO.2034.27
LL42	DO.2021.28	DO.2031.28	DO.2022.28	DO.2032.28	DO.2023.28	DO.2033.28	DO.2024.28	DO.2034.28
LL42.5	DO.2021.29	DO.2031.29	DO.2022.29	DO.2032.29	DO.2023.29	DO.2033.29	DO.2024.29	DO.2034.29
LL43	DO.2021.30	DO.2031.30	DO.2022.30	DO.2032.30	DO.2023.30	DO.2033.30	DO.2024.30	DO.2034.30
LL43.5	DO.2021.31	DO.2031.31	DO.2022.31	DO.2032.31	DO.2023.31	DO.2033.31	DO.2024.31	DO.2034.31

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free
Gratis

Weldable buccal tubes Rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single non-convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2230.20	DO.2230.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2240.20	DO.2240.21

Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2200.20	DO.2200.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2220.20	DO.2220.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2205.20	DO.2205.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	.045"	DO.2225.20	DO.2225.21

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2210.20	DO.2210.21

Deluxe weldable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2300.10	DO.2300.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2300.20	DO.2300.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2320.10	DO.2320.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2320.20	DO.2320.21

Buccal tube Double convertible 1st molar
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.10	DO.2303.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.20	DO.2303.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.10	DO.2323.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.20	DO.2323.21



Deluxe weldable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2305.10	DO.2305.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2305.20	DO.2305.21



Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony dziąsła

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2307.10	DO.2307.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2307.20	DO.2307.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2325.10	DO.2325.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2325.20	DO.2325.21

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2310.10	DO.2310.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2310.20	DO.2310.21



Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2330.10	DO.2330.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.12	DO.2330.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.14	DO.2330.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2330.20	DO.2330.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.22	DO.2330.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.24	DO.2330.25



Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2340.10	DO.2340.11
-0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.12	DO.2340.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.14	DO.2340.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2340.20	DO.2340.21
-0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.22	DO.2340.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.24	DO.2340.25



Buccal Double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2333.10	DO.2333.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.12	DO.2333.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.14	DO.2333.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2333.20	DO.2333.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.22	DO.2333.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.24	DO.2333.25





Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania



Buccal tube single non-convertible with long hook 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna z hacikiem na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth / MBT	x	DO.2285.20	DO.2285.21



Buccal tube single non-convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2280.20	DO.2280.21
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2282.20	DO.2282.21



Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2290.20	DO.2290.21
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2292.20	DO.2292.21



Buccal tube single non-convertible 2nd molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na drugi trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2281.20	DO.2281.21
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2283.20	DO.2283.21



Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2291.20	DO.2291.21
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2293.20	DO.2293.21



Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2250.20	DO.2250.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2251.20	DO.2251.21



Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2270.20	DO.2270.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2271.20	DO.2271.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2255.20	DO.2255.21
-14°	10°	0.18"	MBT	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	045°	DO.2256.20	DO.2256.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2260.20	DO.2260.21



Buccal tube double rectangle non-convertible 1st molar
Rurka policzkowa podwójna niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2284.20	DO.2284.21



Buccal tube double convertible 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2273.20	DO.2273.21



Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania

Buccal tube double convertible, lip bumper tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do peloty wargowej na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22"	Roth	.045"	DO.2275.20	DO.2275.21
-20°	0°	0.22"	MBT	.045"	DO.2276.20	DO.2276.21



Deluxe bondable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA

Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczerka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2350.10	DO.2350.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2350.20	DO.2350.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2370.10	DO.2370.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2370.20	DO.2370.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube Double convertible 1st molar

Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczerka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.10	DO.2353.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.20	DO.2353.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.10	DO.2373.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.20	DO.2373.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczerka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2355.10	DO.2355.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2355.20	DO.2355.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony dziąsła

Maxillary / Szczerka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2357.10	DO.2357.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2357.20	DO.2357.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2375.10	DO.2375.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2375.20	DO.2375.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczerka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2360.10	DO.2360.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2360.20	DO.2360.21



Large Indented Pad
.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Deluxe bondable buccal tubes

Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Buccal tube single non-convertible 1st molar
 Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.10	DO.2380.11
0°	0°	0.22"	Roth	x	x	DO.2380.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.11	DO.2380.10
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2380.21	x

Buccal tube single non-convertible 1st molar
 Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.12	DO.2380.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.22	DO.2380.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.12	DO.2390.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.22	DO.2390.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25

Buccal tube single non-convertible 1st molar
 Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25

Buccal double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar
 Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej



Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2383.10	DO.2383.11
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2383.14	DO.2383.15
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2383.20	DO.2383.21
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2383.24	DO.2383.25

Mini buccal tubes bondable

Rurki mini do przyklejania

Specially designed for partially erupted 2nd molars
 Zaprojektowane dla częściowo wyrżniętych drugich trzonowców



				Slot/Slot	Slot/Slot
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx		0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10	DO.2381.20
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11	DO.2381.21
-10°	0°	Roth	UR	DO.2381.12	DO.2381.22
-10°	0°	Roth	UL	DO.2381.13	DO.2381.23
				Slot/Slot	Slot/Slot
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx		0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11	DO.2381.21
-25°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10	DO.2381.20
0°	0°	Roth	LR	DO.2381.13	DO.2381.23
-25°	0°	Roth	LL	DO.2391.12	DO.2391.20





Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands plain / Pierścienie gładkie na przedtrzonowce

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta




Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowany materiał, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwałe laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację


each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Upper left, right Góra lewa, prawa
1	22.7	DO.2103.01
2	23.1	DO.2103.02
3	23.4	DO.2103.03
4	23.7	DO.2103.04
5	24.3	DO.2103.05
6	24.7	DO.2103.06
7	24.9	DO.2103.07
8	25.4	DO.2103.08
9	25.7	DO.2103.09
10	26.2	DO.2103.10
11	26.5	DO.2103.11
12	26.9	DO.2103.12
13	27.2	DO.2103.13
14	27.6	DO.2103.14
15	27.9	DO.2103.15
16	28.2	DO.2103.16
17	28.8	DO.2103.17
18	29.4	DO.2103.18
19	29.7	DO.2103.19
20	30.0	DO.2103.20
21	30.4	DO.2103.21
22	30.8	DO.2103.22
23	31.1	DO.2103.23
24	31.5	DO.2103.24
25	31.8	DO.2103.25
26	32.1	DO.2103.26
27	32.4	DO.2103.27
28	32.8	DO.2103.28

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Lower left, right Dół lewy, prawy
3	21.2	DO.2123.03
4	21.4	DO.2123.04
5	21.8	DO.2123.05
6	22.4	DO.2123.06
7	23.0	DO.2123.07
8	23.3	DO.2123.08
9	23.7	DO.2123.09
10	24.2	DO.2123.10
11	24.6	DO.2123.11
12	25.4	DO.2123.12
13	25.8	DO.2123.13
14	26.1	DO.2123.14
15	26.4	DO.2123.15
16	26.8	DO.2123.16
17	27.3	DO.2123.17
18	27.8	DO.2123.18
19	28.2	DO.2123.19
20	28.7	DO.2123.20
21	29.1	DO.2123.21
22	29.5	DO.2123.22
23	30.1	DO.2123.23
24	30.5	DO.2123.24
25	30.8	DO.2123.25
26	31.2	DO.2123.26

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich



Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands with weldable brackets / Pierścienie z zamkiem na przedtrzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia

Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi

No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta



Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia

For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring

Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba


Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie

For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację

With weldable bracket
without hook .Roth 022"
z zamkiem bez haczyk Roth .022"




each / sztuka



With weldable bracket
without hook .Roth 022"
z zamkiem bez haczyk Roth .022"



each / sztuka



No.	Size Rozmiar	Upper left Góra lewa	Upper right Góra prawa
1	22.7	DO.2104.01	DO.2105.01
2	23.1	DO.2104.02	DO.2105.02
3	23.4	DO.2104.03	DO.2105.03
4	23.7	DO.2104.04	DO.2105.04
5	24.3	DO.2103.05	DO.2105.05
6	24.7	DO.2104.06	DO.2105.06
7	24.9	DO.2104.07	DO.2105.07
8	25.4	DO.2104.08	DO.2105.08
9	25.7	DO.2104.09	DO.2105.09
10	26.2	DO.2104.10	DO.2105.10
11	26.5	DO.2104.11	DO.2105.11
12	26.9	DO.2104.12	DO.2105.12
13	27.2	DO.2104.13	DO.2105.13
14	27.6	DO.2104.14	DO.2105.14
15	27.9	DO.2104.15	DO.2105.15
16	28.2	DO.2104.16	DO.2105.16
17	28.8	DO.2104.17	DO.2105.17
18	29.4	DO.2104.18	DO.2105.18
19	29.7	DO.2104.19	DO.2105.19
20	30.0	DO.2104.20	DO.2105.20
21	30.4	DO.2104.21	DO.2105.21
22	30.8	DO.2104.22	DO.2105.22
23	31.1	DO.2104.23	DO.2105.23
24	31.5	DO.2104.24	DO.2105.24
25	31.8	DO.2104.25	DO.2105.25
26	32.1	DO.2104.26	DO.2105.26
27	32.4	DO.2104.27	DO.2105.27
28	32.8	DO.2104.28	DO.2105.28

No.	Size Rozmiar	Lower left Dół lewy	Lower right Dół prawy
3	21.2	DO.2124.03	DO.2125.03
4	21.4	DO.2124.04	DO.2125.04
5	21.8	DO.2124.05	DO.2125.05
6	22.4	DO.2124.06	DO.2125.06
7	23.0	DO.2124.07	DO.2125.07
8	23.3	DO.2124.08	DO.2125.08
9	23.7	DO.2124.09	DO.2125.09
10	24.2	DO.2120.10	DO.2125.10
11	24.6	DO.2124.11	DO.2125.11
12	25.4	DO.2124.12	DO.2125.12
13	25.8	DO.2124.13	DO.2125.13
14	26.1	DO.2124.14	DO.2125.14
15	26.4	DO.2124.15	DO.2125.15
16	26.8	DO.2124.16	DO.2125.16
17	27.3	DO.2124.17	DO.2125.17
18	27.8	DO.2124.18	DO.2125.18
19	28.2	DO.2124.19	DO.2125.19
20	28.7	DO.2124.20	DO.2125.20
21	29.1	DO.2124.21	DO.2125.21
22	29.5	DO.2124.22	DO.2125.22
23	30.1	DO.2124.23	DO.2125.23
24	30.5	DO.2124.24	DO.2125.24
25	30.8	DO.2124.25	DO.2125.25
26	31.2	DO.2124.26	DO.2125.26

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid

Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid

Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich



Brackets weldable for premolar bands

Zamki do zgrzewania z pierścieniami na przedtrzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Roth .022"	1st premolar Pierwsze przedtrzonowce	2nd premolar Drugie przedtrzonowce
Upper right / Góra prawa	DO.2410.01	DO.2410.03
Upper left / Góra lewa	DO.2410.02	DO.2410.04
Lower right / Dół prawy	DO.2411.01	DO.2411.03
Lower left / Dół 4 lewy	DO.2411.02	DO.2411.04

Lingual cleat weldable for premolar bands

Klił językowy do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce



DO.2441.20

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Weldable accessories / Akcesoria do zgrzewania

Lingual cleats / Kliły językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2441.01



DO.2441.02

Lingual buttons / Guziczki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2424.01
Round / Okragłe




DO.2423.02
Oval / Owalne

Bite turbos / Płaszczyzny nagryzowe bite turbos



Lingual sheaths / Rurki językowe


Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2430.01



DO.2432.01
Upper left / Lower right
Góra lewa/ Dół prawy



DO.2432.02
Upper right / Lower left
Góra prawa / Dół lewy



DO.2520.03
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Bondable accessories / Akcesoria do przyklejania

Lingual buttons / Guziczki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2420.01
Round / Okragłe



DO.2420.02
Round perforated base
Podstawa perforowana



DO.2420.03
Round / Okragłe



DO.2421.01
Oval / Owalne
Curved base




DO.2421.02
Oval / Owalne




DO.2421.03
Oval / Owalne
Flat base




DO.2420.04
Round / Okragłe



DO.2428.01



DO.2429.01
Upper left / Lower right
Góra lewa/ Dół prawy



DO.2429.02
Upper right / Lower left
Góra prawa / Dół lewy

Lingual buttons composite
Guziczki językowe kompozytowe

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.01

Lingual buttons ceramic
Guziczki językowe ceramiczne

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.02

Lingual cleats
Klity językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2442.01

Lingual pulling rings
Guziczki językowe do ekstruzji z oczkiem

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.03
Round / Okragłe

Eyelet
Zaczep oczkowy

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.01

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.02

Aesthetic eyelet
Zaczep oczkowy

Pack of 10 piece
Opak. 10 szt.



DO.2450.05
Ceramic / Ceramiczne

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.04
Composite / kompozytowe

Bicuspid bondable tube with hook



Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-7°	0°	0.22"	Roth	DO.2460.02	DO.2460.01

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22"	Roth	DO.2461.02	DO.2461.01

Eruption appliance
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych zębów do łuku

each / sztuka



DO.2455.01
Round eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, okrągła podstawa



DO.2455.02
Round eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, okrągła podstawa

each / sztuka



DO.2455.11
Rectangular eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, prostokątna podstawa



DO.2455.12
Rectangular eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, prostokątna podstawa

MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


Superelastic 1 (SE1) wire rounds out austenitic Nickel Titanium wire line. The moderate, consistent forces exhibited by SE1 wire provide a great avenue for early to mid-stage treatment. It provides slightly less force than our Black-Ti wire, and is fully austenitic at room temperature. Due to its high flexibility and resiliency, Superelastic 1 wire recovers beautifully from bends and deformation of angles up to 45°, and even up to 75° in some cases!

- Moderate, consistent force • Greater patient comfort than over a long activation period, with Stainless Steel wires.
- Excellent resiliency. • Highly flexible.
- Responsive to chilling. • Af of 45-60° F (7.2-15.6°C).
- Square and Rectangle wires offer ability to simultaneously level and add torque and rotation earlier in treatment. More efficient than treatment with Stainless Steel.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




Made in USA



Euro-Form



Full-Form



Reverse Curve Archwire

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3100.12	DO.3101.12	DO.3110.12	DO.3111.12	DO.3300.12	DO.3301.12
.014"	DO.3100.14	DO.3101.14	DO.3110.14	DO.3111.14	DO.3300.14	DO.3301.14
.016"	DO.3100.16	DO.3101.16	DO.3110.16	DO.3111.16	DO.3300.16	DO.3301.16
.018"	DO.3100.18	DO.3101.18	DO.3110.18	DO.3111.18	DO.3300.18	DO.3301.18
.020"	DO.3100.20	DO.3101.20	DO.3110.20	DO.3111.20	DO.3300.20	DO.3301.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3102.16	DO.3103.16	DO.3112.16	DO.3113.16	DO.3302.16	DO.3303.16
.018" x .018"	DO.3102.18	DO.3103.18	DO.3112.18	DO.3113.18	DO.3302.18	DO.3303.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3104.62	DO.3107.62	DO.3114.62	DO.3117.62	DO.3304.62	DO.3307.62
.017" x .025"	DO.3104.75	DO.3107.75	DO.3114.75	DO.3117.75	DO.3304.75	DO.3307.75
.018" x .025"	DO.3104.85	DO.3107.85	DO.3114.85	DO.3117.85	DO.3304.85	DO.3307.85
.019" x .025"	DO.3104.95	DO.3107.95	DO.3114.95	DO.3117.95	DO.3304.95	DO.3307.95
.021" x .025"	DO.3105.15	DO.3108.15	DO.3115.15	DO.3118.15	DO.3305.15	DO.3308.15



Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300000-E	DL300037-E	DL300000	DL300037
.012"	DL300001-E	DL300007-E	DL300001	DL300007
.013"	DL300002-E	DL300008-E	DL300002	DL300008
.014"	DL300003-E	DL300009-E	DL300003	DL300009
.016"	DL300004-E	DL300010-E	DL300004	DL300010
.018"	DL300005-E	DL300011-E	DL300005	DL300011
.020"	DL300006-E	DL300012-E	DL300006	DL300012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.010"	DL300200
.012"	DL300201
.013"	DL300202
.014"	DL300203
.016"	DL300204
.018"	DL300205
.020"	DL300206



Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form


Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300013-E	DL300025-E	DL300013	DL300025
.016" x .022"	DL300015-E	DL300027-E	DL300015	DL300027
.016" x .025"	DL300016-E	DL300028-E	DL300016	DL300028
.017" x .022"	DL300017-E	DL300029-E	DL300017	DL300029
.017" x .025"	DL300018-E	DL300030-E	DL300018	DL300030
.018" x .022"	DL300020-E	DL300032-E	DL300020	DL300032
.018" x .025"	DL300021-E	DL300033-E	DL300021	DL300033
.019" x .025"	DL300022-E	DL300034-E	DL300022	DL300034
.021" x .025"	DL300024-E	DL300036-E	DL300024	DL300036


Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300014-E	DL300026-E	DL300014	DL300026
.018" x .018"	DL300019-E	DL300031-E	DL300019	DL300031
.020" x .020"	DL300023-E	DL300035-E	DL300023	DL300035

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300038-E	DL300039-E	DL300038	DL300039
.012"	DL300040-E	DL300046-E	DL300040	DL300046
.013"	DL300041-E	DL300047-E	DL300041	DL300047
.014"	DL300042-E	DL300048-E	DL300042	DL300048
.016"	DL300043-E	DL300049-E	DL300043	DL300049
.018"	DL300044-E	DL300050-E	DL300044	DL300050
.020"	DL300045-E	DL300051-E	DL300045	DL300051

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300052-E	DL300064-E	DL300052	DL300064
.016" x .022"	DL300054-E	DL300066-E	DL300054	DL300066
.016" x .025"	DL300055-E	DL300067-E	DL300055	DL300067
.017" x .022"	DL300056-E	DL300068-E	DL300056	DL300068
.017" x .025"	DL300057-E	DL300069-E	DL300057	DL300069
.018" x .022"	DL300059-E	DL300071-E	DL300059	DL300071
.018" x .025"	DL300060-E	DL300072-E	DL300060	DL300072
.019" x .025"	DL300061-E	DL300073-E	DL300061	DL300073
.021" x .025"	DL300063-E	DL300075-E	DL300063	DL300075

Square / kwadratowe


	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300053-E	DL300065-E	DL300053	DL300065
.018" x .018"	DL300058-E	DL300070-E	DL300058	DL300070
.020" x .020"	DL300062-E	DL300074-E	DL300062	DL300074

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300213
.016" x .022"	DL300215
.016" x .025"	DL300216
.017" x .022"	DL300217
.017" x .025"	DL300218
.018" x .022"	DL300220
.018" x .025"	DL300221
.019" x .025"	DL300222
.021" x .025"	DL300224

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300214
.018" x .018"	DL300219
.020" x .020"	DL300223



Damon-Form

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL300240
.013"	DL300241
.014"	DL300242
.016"	DL300243
.018"	DL300244
.020"	DL300245

Rectangle / prostokątne


	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300252
.016" x .022"	DL300254
.016" x .025"	DL300255
.017" x .022"	DL300256
.017" x .025"	DL300257
.018" x .022"	DL300259
.018" x .025"	DL300260
.019" x .025"	DL300261
.021" x .025"	DL300263

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300253
.018" x .018"	DL300258
.020" x .020"	DL300262

Invisa-Flex™

Tooth-Tone nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe kosmetyczne



The same great features as our TruFlex Nickel Titanium archwires with a durable tooth colored overcoat which offers superior aesthetics, stain resistance, and low friction. Size shown is finished size. Tooth Tone coating adds .002" thickness to diameter

Odporne na przebarwienia łuki powlekane Tooth Tone zapewniają dużą estetykę oraz niskie tarcie. Rozmiar łuku zawiera pokrycie o grubości .002"

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe	Full-Form		Reverse Curve Archwire	
	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3800.14	DO.3801.14	DO.3880.14	DO.3881.14
.016"	DO.3800.16	DO.3801.16	DO.3880.16	DO.3881.16
.018"	DO.3800.18	DO.3801.18	DO.3880.18	DO.3881.18
.020"	DO.3800.20	DO.3801.20	DO.3880.20	DO.3881.20

Square / kwadratowe	Upper / Góra		Lower / Dół	
	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.3802.18	DO.3803.18	DO.3882.18	DO.3883.18
.020" x .020"	DO.3802.20	DO.3803.20		

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra		Lower / Dół	
	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3804.62	DO.3807.62		
.018" x .024"	DO.3804.84	DO.3807.84	DO.3884.84	DO.3887.84
.019" x .027"	DO.3804.97	DO.3807.97		
.021" x .027"	DO.3805.17	DO.3808.17		

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality. Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"


Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-Flex™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi archwires Łuki NiTi kosmetyczne pokryte mikro-warstwą





Round / okrągłe	Each / Sztuka	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3820.12	DO.3821.12
.014"	DO.3820.14	DO.3821.14
.016"	DO.3820.16	DO.3821.16
.018"	DO.3820.18	DO.3821.18
.020"	DO.3820.20	DO.3821.20

Square / kwadratowe	Upper / Góra	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3822.16	DO.3823.16

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3824.62	DO.3827.62
.017" x .025"	DO.3824.75	DO.3827.75
.018" x .025"	DO.3824.85	DO.3827.85
.019" x .025"	DO.3824.95	DO.3827.95
.021" x .025"	DO.3825.15	DO.3828.15

Pre-Torqued NiTi archwires / Łuki NiTi torkujące

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Rectangle Prostokątne	Upper / Góra 34 mm	Upper / Góra 38 mm	Lower / Dół 28 mm
.016 x .025"	DL300281	DL300282	DL300280
.017 x .025"	DL300284	DL300285	DL300283
.019 x .025"	DL300287	DL300288	DL300286


MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium wires / Drut Niklowo-Tytanowy na szpuli

- Posiada zalety produktów niklowo - tytanowych
- Stała, delikatna siła
- Jest bardzo elastyczny i sprężysty



Made in USA



15" na szpuli (381mm)

Round / okrągły	
.012"	DO.3486.12
.014"	DO.3486.14
.016"	DO.3486.16
.018"	DO.3486.18
.020"	DO.3486.20

TempFlex™

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne



Made in USA

Thermal is a heat-activated (thermal) wire specifically designed for consistent Af performance and low tooth-moving forces. Thermal wire provides outstanding resiliency and exhibits true thermal performance. Soft at room temperature and in the doctor's hand, Advanced Thermal allows easy ligation. Outstanding shape integrity.


Specially designed wire for consistent Af performance. Every production lot of Advanced Thermal wires is water bath tested to verify Af of 80-90°F (26.7-32.2°C). Soft at room temperature; very easy to ligate. Great resiliency.

Ideal for significant crowding cases. Gentle forces provide for greater patient comfort. Very responsive to chilling. Square and Rectangle wire sizes provide low, consistent toothmoving forces to address torque control early in treatment


Charakteryzuje działanie stałej i zarazem niewielkiej siły. Łuki są giętkie w temperaturze pokojowej oraz posiadają elastyczne właściwości pod wpływem temperatury ciała. Doskonale sprawdzają się w początkowej fazie leczenia. Wyróżnia je gładkie i błyszczące wykończenie.

Dostępne w wersjach full form i euro. Pakowane po 10 sztuk. tent toothmoving forces to address torque control early in treatment

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągły

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3600.14	DO.3601.14	DO.3610.14	DO.3611.14
.016"	DO.3600.16	DO.3601.16	DO.3610.16	DO.3611.16
.018"	DO.3600.18	DO.3601.18	DO.3610.18	DO.3611.18
.020"	DO.3600.20	DO.3601.20	DO.3610.20	DO.3611.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3602.16	DO.3603.16	DO.3612.16	DO.3613.16
.018" x .018"	DO.3602.18	DO.3603.18	DO.3612.18	DO.3613.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3604.62	DO.3607.62	DO.3614.62	DO.3617.62
.017" x .025"	DO.3604.75	DO.3607.75	DO.3614.75	DO.3617.75
.018" x .025"	DO.3604.85	DO.3607.85	DO.3614.85	DO.3617.85
.019" x .025"	DO.3604.95	DO.3607.95	DO.3614.95	DO.3617.95
.021" x .025"	DO.3605.15	DO.3608.15	DO.3615.15	DO.3618.15



High quality wires



Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości łuki


Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301013-E	DL301025-E	DL301013	DL301025
.016" x .022"	DL301015-E	DL301027-E	DL301015	DL301027
.016" x .025"	DL301016-E	DL301028-E	DL301016	DL301028
.017" x .022"	DL301017-E	DL301029-E	DL301017	DL301029
.017" x .025"	DL301018-E	DL301030-E	DL301018	DL301030
.018" x .022"	DL301020-E	DL301032-E	DL301020	DL301032
.018" x .025"	DL301021-E	DL301033-E	DL301021	DL301033
.019" x .025"	DL301022-E	DL301034-E	DL301022	DL301034
.021" x .025"	DL301024-E	DL301036-E	DL301024	DL301036

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301014-E	DL301026-E	DL301014	DL301026
.018" x .018"	DL301019-E	DL301031-E	DL301019	DL301031
.020" x .020"	DL301023-E	DL301035-E	DL301023	DL301035

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.010"	DL301200
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206


Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301213
.016" x .022"	DL301215
.016" x .025"	DL301216
.017" x .022"	DL301217
.017" x .025"	DL301218
.018" x .022"	DL301220
.018" x .025"	DL301221
.019" x .025"	DL301222
.021" x .025"	DL301224


Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301214
.018" x .018"	DL301219
.020" x .020"	DL301223


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301038-E	DL301039-E	DL301038	DL301039
.012"	DL301040-E	DL301046-E	DL301040	DL301046
.013"	DL301041-E	DL301047-E	DL301041	DL301047
.014"	DL301042-E	DL301048-E	DL301042	DL301048
.016"	DL301043-E	DL301049-E	DL301043	DL301049
.018"	DL301044-E	DL301050-E	DL301044	DL301050
.020"	DL301045-E	DL301051-E	DL301045	DL301051

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301240
.013"	DL301241
.014"	DL301242
.016"	DL301243
.018"	DL301244
.020"	DL301245



Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301052-E	DL301064-E	DL301052	DL301064
.016" x .022"	DL301054-E	DL301066-E	DL301054	DL301066
.016" x .025"	DL301055-E	DL301067-E	DL301055	DL301067
.017" x .022"	DL301056-E	DL301068-E	DL301056	DL301068
.017" x .025"	DL301057-E	DL301069-E	DL301057	DL301069
.018" x .022"	DL301059-E	DL301071-E	DL301059	DL301071
.018" x .025"	DL301060-E	DL301072-E	DL301060	DL301072
.019" x .025"	DL301061-E	DL301073-E	DL301061	DL301073
.021" x .025"	DL301063-E	DL301075-E	DL301063	DL301075

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301053-E	DL301065-E	DL301053	DL301065
.018" x .018"	DL301058-E	DL301070-E	DL301058	DL301070
.020" x .020"	DL301062-E	DL301074-E	DL301062	DL301074

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301252
.016" x .022"	DL301254
.016" x .025"	DL301255
.017" x .022"	DL301256
.017" x .025"	DL301257
.018" x .022"	DL301259
.018" x .025"	DL301260
.019" x .025"	DL301261
.021" x .025"	DL301263

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301253
.018" x .018"	DL301258
.020" x .020"	DL301262

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires

Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.


Doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.


Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-TempTM Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi thermal archwires

Łuki NiTi termalne kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form



Made in USA

Round / okrągłe

Each / Sztuka

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3900.12	DO.3901.12
.014"	DO.3900.14	DO.3901.14
.016"	DO.3900.16	DO.3901.16
.018"	DO.3900.18	DO.3901.18
.020"	DO.3900.20	DO.3901.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3902.16	DO.3903.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3904.62	DO.3907.62
.017" x .025"	DO.3904.75	DO.3907.75
.018" x .025"	DO.3904.85	DO.3907.85
.019" x .025"	DO.3904.95	DO.3907.95
.021" x .025"	DO.3905.15	DO.3908.15



UltiMax™

Stainless steel archwires / Łuki stalowe



UltiMax Solid Stainless Steel archwires are produced of high quality medical grade Type 304VSS material with highly polished surfaces to provide reduced friction between bracket and arch. Their high forces are well-suited for stabilizing positioned teeth during mid- to late stages of treatment. Rectangular wires offer precise torque control for these same stages. Solid Stainless Steel Lengths (14") produced of high quality Type 302SS material have a smooth finish and are available in a wide range of wire sizes for custom appliance fabrication.

- Superior smooth, bright finish.
- Precise shape and flatness of arches is ensured through tight production control.
- Best suited as finishing wire, as forces drop quickly as teeth move.
- Easy bend placement.
- Good corrosion resistance.




Made in USA


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe


	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.012"	DO.4100.12	DO.4101.12	DO.4110.12	DO.4111.12	DO.4130.12
.014"	DO.4100.14	DO.4101.14	DO.4110.14	DO.4111.14	DO.4130.14
.016"	DO.4100.16	DO.4101.16	DO.4110.16	DO.4111.16	DO.4130.16
.018"	DO.4100.18	DO.4101.18	DO.4110.18	DO.4111.18	DO.4130.18
.020"	DO.4100.20	DO.4101.20	DO.4110.20	DO.4111.20	DO.4130.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DO.4102.16	DO.4103.16	DO.4112.16	DO.4113.16	DO.4132.16
.018" x .018"	DO.4102.18	DO.4103.18	DO.4112.18	DO.4113.18	DO.4132.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Universal / Uniwersalne
.016" x .022"	DO.4104.62	DO.4107.62	DO.4114.62	DO.4117.62	DO.4134.62
.017" x .022"	DO.4104.72	DO.4107.72	DO.4114.72	DO.4117.72	DO.4134.72
.017" x .025"	DO.4104.75	DO.4107.75	DO.4114.75	DO.4117.75	DO.4134.75
.018" x .022"	DO.4104.82	DO.4107.82	DO.4114.82	DO.4117.82	DO.4134.82
.018" x .025"	DO.4104.85	DO.4107.85	DO.4114.85	DO.4117.85	DO.4134.85
.019" x .025"	DO.4104.95	DO.4107.95	DO.4114.95	DO.4117.95	DO.4134.95
.021" x .025"	DO.4105.15	DO.4108.15	DO.4115.15	DO.4118.15	DO.4135.15



Standard-Form

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe

Square / kwadratowe

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4120.12	DO.4121.12	DO.4122.16	DO.4123.16	DO.4124.62	DO.4127.62
.014"	DO.4120.14	DO.4121.14	DO.4122.18	DO.4123.18	DO.4124.72	DO.4127.72
.016"	DO.4120.16	DO.4121.16			DO.4124.75	DO.4127.75
.018"	DO.4120.18	DO.4121.18			DO.4124.82	DO.4127.82
.020"	DO.4120.20	DO.4121.20			DO.4124.85	DO.4127.85
					DO.4124.95	DO.4127.95
					DO.4125.15	DO.4128.15



Stainless steel archwires / Łuki stalowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DL304001-E	DL304006-E	DL304001	DL304006
.014"	DL304002-E	DL304007-E	DL304002	DL304007
.016"	DL304003-E	DL304008-E	DL304003	DL304008
.018"	DL304004-E	DL304009-E	DL304004	DL304009
.020"	DL304005-E	DL304010-E	DL304005	DL304010

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DL304013-E	DL304025-E	DL304013	DL304025
.017" x .025"	DL304016-E	DL304028-E	DL304016	DL304028
.018" x .025"	DL304018-E	DL304030-E	DL304018	DL304030
.019" x .025"	DL304020-E	DL304032-E	DL304020	DL304032
.021" x .025"	DL304022-E	DL304034-E	DL304022	DL304034

UltiMax Brass Post

Stainless steel brass posted archwires


Łuki ze słupkami

Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Stalowe łuki rozwierające ze słupkami są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v





Full-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Upper / Góra	Upper / Góra	Upper / Góra
	.016" x .022"	.017" x .025"	.018" x .025"	.019" x .025"
34 mm	DO.4234.62	DO.4234.75	DO.4234.85	DO.4234.95
36 mm	DO.4236.62	DO.4236.75	DO.4236.85	DO.4236.95
38 mm	DO.4238.62	DO.4238.75	DO.4238.85	DO.4238.95
40 mm	DO.4240.62	DO.4240.75	DO.4240.85	DO.4240.95
42 mm	DO.4242.62	DO.4242.75	DO.4242.85	DO.4242.95

Rectangle / prostokątne

	Lower / Dół	Lower / Dół	Lower / Dół	Lower / Dół
	.016" x .022"	.017" x .025"	.018" x .025"	.019" x .025"
24 mm	DO.4224.62	DO.4224.75	DO.4224.85	DO.4224.95
26 mm	DO.4226.62	DO.4226.75	DO.4226.85	DO.4226.95
28 mm	DO.4228.62	DO.4228.75	DO.4228.85	DO.4228.95
30 mm	DO.4230.62	DO.4230.75	DO.4230.85	DO.4230.95
32 mm	DO.4232.62	DO.4232.75	DO.4232.85	DO.4232.95





UltiMax 2keyhole

2 keyhole looped archwires

Łuki retrakcyjne z pętlami podwójne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Stalowe łuki rozwierające 2-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
34 mm	DO.4334.62	DO.4334.75	DO.4334.95
36 mm	DO.4336.62	DO.4336.75	DO.4336.95
38 mm	DO.4338.62	DO.4338.75	DO.4338.95
40 mm	DO.4340.62	DO.4340.75	DO.4340.95
42 mm	DO.4342.62	DO.4342.75	DO.4342.95

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
24 mm	DO.4324.62	DO.4324.75	DO.4224.95
26 mm	DO.4326.62	DO.4326.75	DO.4226.95
28 mm	DO.4328.62	DO.4328.75	DO.4228.95
30 mm	DO.4330.62	DO.4330.75	DO.4230.95
32 mm	DO.4332.62	DO.4332.75	DO.4232.95

UltiMax 4keyhole

4 keyhole looped archwires

Łuki retrakcyjne z pętlami poczwórne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Stalowe łuki rozwierające 4-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
	.016" x .022"	.019" x .025"	
34 mm	DO.4434.62	DO.4434.95	
36 mm	DO.4436.62	DO.4436.95	
38 mm	DO.4438.62	DO.4438.95	
40 mm	DO.4440.62	DO.4440.95	
42 mm	DO.4442.62	DO.4442.95	

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
	.016" x .022"	.019" x .025"	
24 mm	DO.4424.62	DO.4424.95	
26 mm	DO.4426.62	DO.4426.95	
28 mm	DO.4428.62	DO.4428.95	
30 mm	DO.4430.62	DO.4430.95	
32 mm	DO.4432.62	DO.4432.95	

UltiMax T-Loop

T looped archwires

Łuki retrakcyjne z pętlami T podwójne


Stainless Steel Retraction Archwires

- Anterior retraction
- Anterior intrusion
- Space closure
- Elastic engagement
- Custom formed to exact measurements
- 304 medical grade Stainless Steel

Stalowe łuki rozwierające T-Loop są stosowane do:

- Skracania zębów przednich
- Zamykania przestrzeni międzyzębowych
- Cofania zębów przednich
- Produkowane z doskonałej stali medycznej 304v

Post or Loop Measurement Measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral



Rectangle / prostokątne		Upper / Góra	
	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
34 mm	DO.4534.62	DO.4534.75	DO.4534.95
36 mm	DO.4536.62	DO.4536.75	DO.4536.95
38 mm	DO.4538.62	DO.4538.75	DO.4538.95
40 mm	DO.4540.62	DO.4540.75	DO.4540.95
42 mm	DO.4542.62	DO.4542.75	DO.4542.95

Rectangle / prostokątne		Lower / Dół	
	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
24 mm	DO.4524.62	DO.4524.75	DO.4524.95
26 mm	DO.4526.62	DO.4526.75	DO.4526.95
28 mm	DO.4528.62	DO.4528.75	DO.4528.95
30 mm	DO.4530.62	DO.4530.75	DO.4530.95
32 mm	DO.4532.62	DO.4532.75	DO.4532.95


UltiMax 8

8 Strand twist stainless steel archwires

Łuki stalowe plecione 8-nitkowe

- Stable for finishing and holding
- 302SS Stainless Steel
- Gentle force levels with excellent torque control
- Smooth bright finish
- Does not unravel when cut
- Etched midline

- Stabilizuje uzębienie w końcowej fazie leczenia i w fazie retencji
- Ze stali typu 302SS
- Oddziałuje delikatnymi siłami przy znakomitej kontroli toru
- Wykończony gładkim polerowaniem
- Zaznaczony środek łuku
- Nie rozplątuje się po przecięciu



Rectangle / prostokątne		Square / kwadratowe	
	Upper / Góra		Upper / Góra
.016" x .022"	DO.4834.62	.016" x .016"	DO.4832.16
.017" x .025"	DO.4834.75		
.018" x .025"	DO.4834.85		
.019" x .025"	DO.4834.95		
.021" x .025"	DO.4835.15		

Rectangle / prostokątne		Square / kwadratowe	
	Lower / Dół		Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4837.62	.016" x .016"	DO.4833.16
.017" x .025"	DO.4837.75		
.018" x .025"	DO.4837.85		
.019" x .025"	DO.4837.95		
.021" x .025"	DO.4837.15		



InvisaMax™

Tooth-Tone stainless steel archwires / Łuki stalowe kosmetyczne

The same great features as our InvisaMax stainless steel archwires with a durable tooth colored overcoat which offers superior aesthetics, stain resistance, and low friction.
Size shown is finished size. Tooth Tone coating adds .002" thickness to diameter

Odporne na przebarwienia łuki powlekane Tooth Tone zapewniają dużą estetykę oraz niskie tarcie.
Rozmiar łuku zawiera pokrycie o grubości .002"



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.4900.14	DO.4901.14
.016"	DO.4900.16	DO.4901.16
.018"	DO.4900.18	DO.4901.18
.020"	DO.4900.20	DO.4901.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.4902.18	DO.4903.18
.020" x .020"	DO.4902.20	DO.4903.20

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4904.62	DO.4907.62
.018" x .025"	DO.4904.84	DO.4907.84
.019" x .025"	DO.4904.97	DO.4907.97
.021" x .025"	DO.4905.17	DO.4908.17

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires

Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.


Doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



InvisaMax™ Micro Coated


Tooth-Tone micro coated stainless steel archwires

Łuki stalowe kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Made in USA

Each / Sztuka



Euro-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4920.12	DO.4921.12
.014"	DO.4920.14	DO.4921.14
.016"	DO.4920.16	DO.4921.16
.018"	DO.4920.18	DO.4921.18
.020"	DO.4920.20	DO.4921.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.4922.16	DO.4923.16

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4924.62	DO.4927.62
.017" x .025"	DO.4924.75	DO.4927.75
.018" x .025"	DO.4924.85	DO.4927.85
.019" x .025"	DO.4924.95	DO.4927.95
.021" x .025"	DO.4925.15	DO.4928.15

UltiMax 3


3 Strand twist stainless steel archwires

Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Made in USA

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

- Light force levels with good flexibility
- 302SS Stainless Steel
- Smooth bright finish

- Pleciony z trzech drucików
- Niski poziom siły z wysoką elastycznością
- Wykonany ze stali medycznej 302SS



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4820.15	DO.4821.15
.0175"	DO.4820.17	DO.4821.17
.0195"	DO.4820.19	DO.4821.19

UltiMax 6

6 Strand twist stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 6-nitkowe





Made in USA

- Light force levels with good flexibility
- 302S Stainless Steel
- Smooth bright finish

- Pleciony z sześciu drucików
- Wypolerowany na połysk
- Wykonany ze stali medycznej 302SS
- Niski poziom siły z wysoką elastycznością



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4830.15	DO.4831.15
.0175"	DO.4830.17	DO.4831.17
.0195"	DO.4830.19	DO.4831.19

Bio-B³

Beta titanium archwires / Łuki Beta-Tytanowe




Made in USA

Włączenie miedzi do stopu niklowo-tytanowego uwydatnia termalne właściwości i charakterystykę pracy tych łuków. Mniejsza histereza łuków Copper powoduje, że w temperaturze pokojowej są one bardziej „wyczuwalne”, co przekłada się na dodatkową elastyczność, czyli łatwiejsze umieszczanie w przypadku słoczeń. Stop o unikalnej kompozycji ułatwia umiejscawianie łuków w slotach oraz sprawia, że są one odporniejsze na deformację. Łuki Bio B 3 Copper działają przez dłuższy czas, dzięki czemu rzadziej można je wymieniać. Te kontrolowane poziomy siły przekładają się także na delikatne i stałe naciski, dostarczając przewidywalne w trakcie całego leczenia przemieszczenia zębów.

Dostępne w wersjach 27° C lub 35° C

- 27° C
- Większa siła działania
- 35° C
- Mniejsza siła działania

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Euro-Form



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016"	DO.3000.16	DO.3001.16
.018"	DO.3000.18	DO.3001.18

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.3002.18	DO.3003.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3004.62	DO.3007.62
.017" x .025"	DO.3004.75	DO.3007.75
.018" x .025"	DO.3004.85	DO.3007.85
.019" x .025"	DO.3004.95	DO.3007.95
.021" x .025"	DO.3005.15	DO.3008.15

UltiMaxTM

Stainless steel wires, straight lengths
Drut stalowy w sztańdze



Made in USA

- 302SS Stainless Steel
- Made in the USA
- Smooth bright finish



Round / okrągłe		Square / kwadratowe		Rectangle / prostokątne	
					
.012"	DO.4280.12	.016" x .016"	DO.4281.16	.016" x .022"	DO.4282.62
.014"	DO.4280.14	.018" x .018"	DO.4281.18	.017" x .025"	DO.4282.75
.016"	DO.4280.16			.018" x .025"	DO.4282.85
.018"	DO.4280.18			.019" x .025"	DO.4282.95
.020"	DO.4280.20			.021" x .025"	DO.4283.15

14" (356mm) long, pack of 25 pieces / 14" (356mm) długość, opak. 25 szt.

Crimpable tubes and stops Zaciskane stopery na łuk



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5330.01	0.30 x 2.0mm, 0.022"
DO.5330.03	0.30 x 2.2mm, 0.022"



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5331.01	0.015", 2mm
DO.5331.02	0.019", 2mm



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5332.01	0.022"



Australian wire in spool / Druty australijskie

The wires on this page are listed in order of resilience. The Regular and Regular Plus are easily formed and are excellent wires for general use and utility wires. The Special, Special Plus and Premium wires are ideal for bite opening and where high resilience is required. The finer wires such as Premium Plus and Supreme are ideal for auxiliaries.

Drut australijski - stworzony przez firmę A. J. Wilcock Co. drut australijski doskonale nadaje się do prowadzenia leczenia ortodontycznego.

Cechuje go wysoka wytrzymałość i zwiększona sprężystość.

A. J. Wilcock Cock oferuje całą gamę rozmiarów drutu australijskiego oraz jego różnych kategorii:

Regular Pink
Regular+ Green
Special Blue
Special+ Yellow
Premium Purple
Premium+ Gold
Premium+ Pulse



7.6 m wire spool

W zależności od wybranego rodzaju drut australijski nadaje się do ogólnych zastosowań, jako element pomocniczy w leczeniu, do otwierania zgryzu i w przypadkach gdzie wymagana jest duża odporność drutu.

Round / okrągłe

	Regular	Regular +	Special	Special +	Premium	Premium +	Supreme
.008"	x	x	x	x	x	x	DL320037
.009"	x	x	x	x	x	x	DL320034
.010"	x	x	x	x	x	DL320028	DL320035
.011"	x	x	x	x	x	DL320029	DL320036
.012"	DL320001	DL320006	DL320011	DL320016	DL320023	DL320030	x
.014"	DL320002	DL320007	DL320012	DL320017	DL320024	DL320031	x
.016"	DL320003	DL320008	DL320013	DL320018	DL320025	DL320032	x
.018"	DL320004	DL320009	DL320014	DL320019	DL320026	DL320033	x
.020"	DL320005	DL320010	DL320015	DL320020	DL320027	x	x
.022"	DL320038	x	x	DL320021	x	x	x
.024"	DL320039	x	x	DL320022	x	x	x



Mini Titan

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk

Made of 100% pure titanium / Wykonane z czystego tytanu 100%

Pack of 20 pieces / Opak. 20 szt

Closed / Zamknięte



For round wires / Na łuki okrągłe

.010" - .016"

DL500033

.016" - .020"

DL500052

For rectangular wires / Na łuki prostokątne

.014"x.025" - .020"x.020"

DL500034

.016"x.025" - .021"x.025"

DL500053

Open / Otwarte



For round wires / Na łuki okrągłe

.010" - .025"

DL500066

For rectangular wires / Na łuki prostokątne

.014"x.025" - .021"x.025"

DL500054

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk



DL500032

Pack of 10 pieces

Opak. 10 szt

Disposable archwire markers

Jednorazowe oznaczniki do łuków



Made in USA

DO.5395.01 Markers without dispenser / Oznaczniki bez dozownika
(Pack of 100 / Opak. 100 szt.)

DO.5395.02 Empty Dispenser / Dozownik

Crimpable hooks

Zaciskane haczyki na łuk

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.00
Short / Krótkie
.022", 1.4mm



DO.5325.02
Medium / Średnie
.022", 2.3mm



DO.5325.01
Long / Długie
.022", 3mm



DO.5325.11
Long / Długie
.022", 3mm



DO.5325.03
DO.5325.04
.022"x.025", 5.5mm

Left / Lewy

Right / Prawy



DO.5325.07
DO.5325.08
.022"x.025", 10mm

Left / Lewy

Right / Prawy



DO.5325.09
DO.5325.10
.022"x.025", 5.5mm

Left / Lewy

Right / Prawy



Crimpable ball hooks tooth tone Haczyk z kuleczką zaciskany kosmetyczne



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.05
Short / Krótkie
.022"x.028", 2.3mm




DO.5325.06
Long / Długie
.022"x.028", 4mm

MaxiFlex™

NiTi preformed open coil springs
Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



Made in USA




15mm long / 15mm długość

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
100gm	.009"	.23	.035"	.89	DO.5109.01
150gm	.010"	.25	.035"	.89	DO.5109.02
200gm	.011"	.28	.035"	.89	DO.5109.03

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

MaxiFlex™

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5110.01
.012"	.30	.030"	.76	DO.5110.02
.014"	.36	.036"	.91	DO.5110.03

7" (180mm) long, pack of 3 pieces / 7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

MaxiFlex™

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5111.01
.012"	.30	.030"	.76	DO.5111.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

MaxiFlex™

NiTi distalizing springs
Sprężynki niklowo-tytanowe do dystalizacji zębów trzonowych

- Dystalizują trzonowce bez konieczności stosowania akcesoriów zewnętrznych
- Oddziałują siłą 140 g w przypadku 3 segmentów
- Dystalizacja rzędu 1mm do 1.5 mm w ciągu miesiąca
- Pasują do każdego rozmiaru łuku
- Czym dłuższa jest sprężynka tym mniejsza jest jej siła



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.045"	1.14	DO.5115.01


7" (180mm) long, pack of 3 pieces
7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

MaxiFlex™

NiTi closed coil springs
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5125.01
.010"	.25	.035"	.89	DO.5125.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

MaxiFlex™

NiTi closed coil springs with stainless steel eyelets
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe z zaczepami



	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5150.90
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5150.91
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5150.92

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5151.20
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5151.21
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5151.22

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

MaxiFlex™

Separating springs / Sprężynki separacyjne



DO.5172.01 Bicuspsids, small / Przedtrzonowce, male
DO.5172.02 Molars, large / Trzonowce, duże
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



MaxiFlex™

NiTi separating and De-Impaction springs
Sprężynki rozklinowujące i separacyjne NiTi

.016" x .022" wide
Separating spring
Sprężynka separacyjna szeroka




.017" x .025" long
De-Impactor
Sprężynka rozklinowująca długa



.016" x .022" narrow
Separating spring
Sprężynka separacyjna wąska

Treatment 4 weeks using .017x .025 De-Impaction spring
4 tygodniowy okres leczenia przy użyciu sprężynki rozklinowującej



Pre-Treatment / Przed leczeniem




Post-Treatment / Po leczeniu

De-Impaction / Rozklinowanie
DO.5170.01
.017" x .025"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Separating / Separacja
DO.5171.01 Narrow / Wąska
DO.5171.02 Wide / Szeroka
.016" x .022"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

UltiMax™

Stainless steel open coil springs / Sprężyny stalowe otwarte




Made in USA

Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5120.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5120.01
.010"	.25	.036"	.91	DO.5120.02

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

UltiMax™

Stainless steel closed coil springs / Sprężyny stalowe zamknięte




Made in USA

Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5130.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5130.01

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Steiner rotation spring wedges
Sprężyna Steiner



DO.5190.11
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rotating springs / Sprężyny do obracania zębów

Used to rotate individual teeth
Używane do obrotu pojedynczych zębów



DO.5180.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5180.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Uprighting springs
Sprężyny do prostowania pochylonych zębów

Used to upright individual teeth mesiodistally
Do prostowania zębów mezjo-dystalnie



DO.5185.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5185.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Ligature wire / Drut ligaturowy



Made in Korea

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Spool / Szula
.010"	.25	DO.5090.10	454g

Preformed ligature ties short / Ligatury krótkie



Made in Korea

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5006.10	1000



Made in Brazil

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5007.10	500



Made in USA

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5008.10	500

Ligature ties Kobayashi short / Ligatury Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5001.12	100
.014"	.36	DO.5001.14	100

Ligature ties Kobayashi coated short Ligatury kosmetyczne Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5030.12	100

Preformed coated ligature ties short Ligatury kosmetyczne krótkie



Tooth Tone / kolorze zębów


Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5020.12	100



White / Biały

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5021.12	100

Preformed ligature ties long / Ligatury długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.009"	.23	DO.5005.09	1000
.010"	.25	DO.5005.10	1000
.011"	.28	DO.5005.11	1000
.012"	.30	DO.5005.12	1000

Ligature ties Kobayashi long / Ligatury Kobayashi długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5000.12	100
.014"	.36	DO.5000.14	100


Preformed coated ligature ties long Ligatury kosmetyczne długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5011.12	100

Tongue tamer bondable / Kolce językowe do przyklejania


Eliminates detrimental forces discourages over-active muscle activity
bonds to upper or lower arches 80 gauge foil mesh bonding base





Tongue tamer bondable / Kolce językowe do przyklejania


Composite / kompozytowe



DO.2520.02
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

UltiMax™

Palatal arch bars Goshgarian
Łuki Goshgarian



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

	Distal	Mesial
34mm	DO.5300.34	DO.5301.34
37mm	DO.5300.37	DO.5301.37
39mm	DO.5300.39	DO.5301.39
41mm	DO.5300.41	DO.5301.41
43mm	DO.5300.43	DO.5301.43
45mm	DO.5300.45	DO.5301.45
47mm	DO.5300.47	DO.5301.47
49mm	DO.5300.49	DO.5301.49
52mm	DO.5300.52	DO.5301.52
55mm	DO.5300.55	DO.5301.55

Lingual retainers bondable Retainery językowe przyklejane

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)

22 mm	DO.5316.22
24 mm	DO.5316.24
26 mm	DO.5316.26
28 mm	DO.5316.28
30 mm	DO.5316.30

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)

14 mm	DO.5317.14
16 mm	DO.5317.16
18 mm	DO.5317.18

Lingual retainers bondable / Retainery językowe przyklejane



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.


Mandibular / Żuchwa

Fig. 29	DO.5310.29
Fig. 31	DO.5310.31
Fig. 33	DO.5310.33
Fig. 35	DO.5310.35
Fig. 37	DO.5310.37

Maxillary / Szczeka

Fig. 38	DO.5315.38
Fig. 40	DO.5315.40
Fig. 42	DO.5315.42
Fig. 45	DO.5315.45
Fig. 47	DO.5315.47

Lingual retainers bondable / Retainery językowe przyklejane



Universal / Uniwersalne

Ø 1.2 mm DO.5319.12
Ø 2.0 mm DO.5319.20



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

Stainless steel lingual retainer wire Drut stalowe na retainery językowe płaski

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390005

.010" x .028", 8 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 8-nitek 15cm, 6"

Titanium lingual retainer wire Drut tytanowe na retainery językowe płaski

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390007

Titanium .010" x .028", 15cm, 6" / Tytanowe płaski .010" x .028", 15cm, 6"

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390008

Titanium .010" x .028", 3 braid, 15cm, 6" / Tytanowe płaski .010" x .028" plecione 3-nitek 15cm, 6"



Lingual retainer wire / Drut na retainery językowe płaski



DO.5320.00

.010" x .028", 6 braid, 15cm, 6"
płaski .010" x .028" plecione 6-nitek 15cm, 6"

Lingual retainer wire / Drut na retainery językowe płaski



DO.5320.01

CLOSE AND ACCURATE
ANATOMICAL ADAPTATION

The dead soft wire easily adapts and is excellent for semi-permanent orthodontic splinting of the upper and lower incisors, diastema maintenance and other tooth splinting

- Lingual retainer
- .027" x .011" ribbon arch wire
- 8-strand braided wire
- Dead soft – adapts easily

Lingual retainer wire / Drut na retainery językowe płaski



DO.5320.03

FIXED RETENTION WITH
TITANIUM MOLYBDENUM

CLINICAL APPLICATIONS

- Flat .027" x .016" ribbon arch
- Low profile – comfortable and functional
- Increased strength
- MRI compatible
- Easy adaptation
- Nickel free titanium construction

- Fixed lingual retention
- Diastema maintenance
- Space maintenance
- Splinting

Lingual retainer wire / Drut na retainery językowe płaski



DO.5320.02

LINGUAL TITANIUM
MOLYBDENUM RETENTION

CLINICAL APPLICATIONS

- Low profile
- .027" x .011" ribbon arch
- Adaptable
- Flexes Interproximally
- Nickel free
- MRI compatible

- Fixed lingual retention

Lingual retainer wire / Drut na retainery językowe płaski



DO.5320.04

A NEW flattened multi-strand wire for lingual retention. Dead soft to make it easier to adapt in the mouth. Its flat design ensures proper seating and will not rotate during bonding.

.010" x .029" dimensions
Contains (8) 8" strands


Grid for symmetric measurements / Karta do pomiarów symetrycznych

Made of plexiglas, for symmetric measurements of dental arch on plaster casts, in millimetres.
Do symetrycznych pomiarów łuków zębowych na modelach gipsowych. Wykonana z plexiglasu.



DO.154.000

Wires organizers / Stojaki na łuki



DO.5390.00
197 x 95 x 94mm
Archwire organizer with cover



DO.5390.05
256 x 111 x 99mm
Archwire organizer with cover for square and round wires



DO.5390.03
200 x 100 x 99mm
Archwire organizer with cover for round wires



DO.5390.04
200 x 100 x 99mm
Archwire organizer with cover for square and rectangle wires



ElastoMAX™

Elastic ligatures Ligatury elastyczne

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Latex-free
- Nie zawierają lateksu i są hipoalergiczne
- Trwale, odporne na blaknięcie kolory
- Bardzo elastyczne - znakomicie spełniają swoją rolę
- Poliuretan klasy medycznej
- Kształt ułatwiający aplikację
- Zapewniona stała siła na długie okresy czasu



Made in USA



Bite size ties



Elast - o - ties

Colors / Kolory			
	Aqua / Turkus	DO.5516.17	x
	Baby blue / Błękitne	DO.5516.21	DO.5534.21
	Kelly green / Zieleń wiosenna	DO.5516.32	x
	Lilac / Fioletowe	DO.5516.61	x
	Red / Czerwone	DO.5516.47	x
	Royal blue / Niebieskie	DO.5516.13	DO.5534.13
	Baby pink / Jasnoróżowe	DO.5516.53	DO.5534.53
	Black / Czarne	DO.5516.09	x
	Magenta / Bordowy	x	x
	Marigold / Żółty metalik	x	x
	Sparkle blue / Niebieski metalik	DO.5512.13	x
	Sparkle green / Zielony metalik	x	x
	Caroline blue / Jasnoniebieskie	DO.5516.19	x
	Clear / Przezroczyste	DO.5516.01	x
	Midnight blue / Granatowe	x	DO.5534.01
	Ivory / W kolorze zębów	DO.5516.03	x
	Sparkle red / Czerwony metalik	DO.5516.89	DO.5535.47
	Silver / Srebrny metalik	DO.5516.87	DO.5535.04
	Coral / Fluorescencyjny czerwony	DO.5513.47	x
	Emerald green	x	x
	Neon green / Fluorescencyjny zielony	DO.5513.30	x
	Neon pink / Fluorescencyjny różowy	DO.5513.53	DO.5534.51
	Teal / Zielonomodry	x	x
	Fuchsia / Fuksja	DO.5516.55	x
	Glow in the dark / świecący klasyczny	DO.5516.01	x
	Orange / Pomarańczowe	DO.5516.70	x
	Pearl / Perłowe	DO.5510.01	DO.5533.01
	Turquoise / Morskie	DO.5516.25	x
	White / Białe	DO.5516.01	x
	Gold / Żółty	DO.5516.86	x
	Grey / Szare	DO.5516.05	x
	Periwinkle / Lawendowy	DO.5516.58	x
	Purple / Purpurowy	DO.5516.59	x
	Yellow / Żółte	DO.5516.77	x

10 ligatures per stick,
pack of 1000 ligatures
10 ligatury na pasku,
opak. 1000 ligatur

24 ligatures per stick,
pack of 1008 ligatures
24 ligatury na pasku,
opak. 1008 ligatur



84 ligatures per stick,
pack of 1008 ligatures
84 ligatury na pasku,
opak. 1008 ligatur

Mini elastic ligatures Ligatury elastyczne Mini

- *.095 Diameter
- * Stretchable Material
- * Excellent Memory
- * Great for Single or Small Brackets - Holds Tight
- * Will Stretch around Various Size Brackets
- * Will Return Near Original Size - Holding Tight Around Bracket



Made in USA



Colors / Kolory	Code / Kod
Grey	DO.5517.05
Clear / Przezroczyste	DO.5517.01
Silver / Srebrny metalik	DO.5517.04

144 ligatures per stick,
pack of 1008 ligatures
144 ligatury na pasku,
opak. 1008 ligatur



ElastoMAX™

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Latex-free

- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu
- Bez lateksu



Made in USA



- A new revolutionary tie designed to apply either passive or active ligation using traditional twin brackets.
- When placed vertically, the wire is minimally pressed against the bracket which is useful during early treatment.
- When placed horizontally, the wire is fully engaged in the bracket for maximum control.



ACTIVE LIGATION



PASSIVE LIGATION

Colors / Kolory	Code / Kod
Aqua / Jasnoniebieski	DO.5518.17
Baby blue / Błękitny	DO.5518.21
Kelly green	DO.5518.34
Lilac	x
Red / Czerwone	DO.5518.47
Royal blue	DO.5518.13
Baby pink / Jasnoróżowe	DO.5518.53
Black / Czarne	DO.5518.09
Caroline blue	x
Clear / Przezroczyste	DO.5518.01
Silver / Srebrny metalik	DO.5518.04
Neon green	DO.5518.30
Neon pink	DO.5518.51
Orange	DO.5518.70
Pearl / Perłowe	x
Turquoise	DO.5518.25
White	DO.5518.02
Grey	DO.5518.05
Purple	DO.5518.61
Yellow	DO.5518.77

10 ligatures per stick,
pack of 200 ligatures

10 ligatury na pasku,
opak. 200 ligatur




Figure 8 ties

ElastoMAX™

Sepo II Non-Radiopaque separators / Separatory Non-Radiopaque

The unique protection knobs are moulded lingually and labially to provide protection against sub-gingival loss. Additionally the knobs allow for easier removal prior to banding.

Smooth molded design for patient comfort

Non-Radiopaque: no barium sulphate to degrade the elastomeric memory

Latex Free: safe for sensitive patients

Po stronie językowej i przedsionkowej umieszczone są unikalne guziczki ochronne, które zapobiegają utracie tkanek poddziąsłowych. Ponadto guziczki te łatwiej się usuwa przed zakładaniem pierścieni.

Gładkie wykończenie dla komfortu pacjenta


Przepuszczalne dla promieni rentgenowskich: nie zawierają siarczanu baru, który pozbawia elastomery pamięci kształtu

Bez lateksu: bezpieczne dla wrażliwych pacjentów


Wyprodukowano w USA



Made in USA



DO.5818.01
Medium force
Pack of 960 pieces /
Opakowanie zawiera 960 sztuk



DO.5818.02
Heavy force
Pack of 960 pieces /
Opakowanie zawiera 960 sztuk




ElastoMAX™

Sepo I separators / Sepo I Separator

.180" in diameter, these "non-latex" elastic separators have high strength and excellent memory, required for spacing teeth, ideal for posterior separator.



Made in USA




DR.5817.02

Pack of 960 pieces /

Opakowanie zawiera 960 sztuk

- Non-Radiopaque
- Niewidoczne na zdjęciach rentgenowskich
- Bez lateksu



DR.5817.01

Pack of 960 pieces /

Opakowanie zawiera 960 sztuk

- Radiopaque
- Widoczne na zdjęciach rentgenowskich
- Bez lateksu

ElastoMAX™

Uno ligatures / Ligatury Uno

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane

- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu



Colors / Kolory		Uno ligatures	Uno ligatures - I
	assorted / w różnych kolorach	DO.5500.00	DO.5503.00
	Aqua	DO.5500.17	DO.5503.17
	Baby blue	DO.5500.21	DO.5503.21
	Kelly green	DO.5500.34	DO.5503.34
	Lilac	DO.5500.60	DO.5503.60
	Red / Czerwone	DO.5500.47	DO.5503.47
	Royal blue	x	x
	Baby pink / Jasnoróżowe	DO.5500.53	DO.5503.53
	Black / Czarne	DO.5500.09	DO.5503.09
	Magenta	DO.5500.00	DO.5503.00
	Marigold / Złoty metalik	DO.5500.28	DO.5503.28
	Sparkle blue / Niebieski metalik	DO.5500.12	DO.5503.12
	Sparkle green /	x	x
	Caroline blue	x	x
	Clear / Przezroczyste	DO.5500.01	DO.5503.01
	Midnight blue	DO.5500.13	DO.5503.13
	Ivory / W kolorze zębów	DO.5500.03	DO.5503.03
	Sparkle red / Czerwony metalik	x	x
	Silver / Srebrny metalik	DO.5500.05	DO.5503.05
	Coral	x	x
	Emerald green	x	x
	Neon green	DO.5500.30	DO.5503.30
	Neon pink	DO.5500.51	DO.5503.51
	Teal	x	x
	Fuchsia / Fuksja	DO.5500.55	DO.5503.55
	Glow in the dark / świecący klasyczny	x	x
	Orange	DO.5500.70	DO.5503.70
	Pearl / Perłowe	x	x
	Turquoise	x	x
	White	DO.5500.02	DO.5503.02
	Gold	x	x
	Grey	x	x
	Periwinkle	x	x
	Purple	DO.5500.59	DO.5503.59
	Yellow	DO.5500.77	DO.5503.77

26 ligatures per stick,
pack of 1040 ligatures


26 ligatury na pasku,
opak. 1040 ligatur

26 ligatures per stick,
pack of 1040 ligatures

26 ligatury na pasku,
opak. 1040 ligatur



Uno ligatures




Uno ligatures - I





ElastoMAX™

Elastomeric chains / Łańcuszki elastyczne



4.5m per spool
4,5m na szpuli



Made in USA

Latex Free / Bez lateksu

Standard

Closed
Ciągłe

Short
Krótkie

Long
Długie



DO.5981.03



DO.5981.02

Latex / z lateksu

Uno

Closed
Ciągłe

Short
Krótkie

Long
Długie

Colors / Kolory	Latex Free / Bez lateksu			Latex / z lateksu		
Aqua	x	x	DO.5741.25	x	x	x
Baby blue	DO.5711.21	DO.5721.21	DO.5741.21	DO.5760.21	DO.5770.21	DO.5780.21
Kelly green	x	x	x	DO.5760.34	DO.5770.34	DO.5780.34
Lilac	x	x	x	DO.5760.60	DO.5770.60	DO.5780.60
Red / Czerwone	DO.5711.47	DO.5721.47	DO.5741.47	DO.5760.47	DO.5770.47	DO.5780.47
Royal blue	x	x	x	x	x	x
Baby pink / Jasnoróżowe	DO.5711.53	DO.5721.53	DO.5741.53	DO.5760.53	DO.5770.53	DO.5780.53
Black / Czarne	DO.5711.09	DO.5721.09	DO.5741.09	DO.5760.09	DO.5770.09	DO.5780.09
Magenta	x	x	x	x	x	x
Marigold / Złoty metalik	x	x	x	x	x	x
Sparkle blue / Niebieski metalik	x	x	x	x	x	x
Sparkle green /	x	x	x	x	x	x
Caroline blue	x	x	x	x	x	x
Clear / Przezroczyste	DO.5711.01	DO.5721.01	DO.5741.01	DO.5760.01	DO.5770.01	DO.5780.01
Midnight blue	x	x	x	x	x	x
Ivory / W kolorze zębów	DO.5711.03	DO.5721.03	DO.5741.03	x	x	x
Sparkle red / Czerwony metalik	x	x	x	x	x	x
Silver / Srebrny metalik	DO.5711.05	DO.5721.05	DO.5741.05	DO.5760.05	DO.5770.05	DO.5780.05
Coral	x	x	x	x	x	x
Emerald green	x	x	x	x	x	x
Neon green	DO.5711.32	DO.5721.32	DO.5741.32	DO.5760.30	DO.5770.30	DO.5780.30
Neon pink	DO.5711.51	DO.5721.51	DO.5741.51	DO.5760.55	DO.5770.55	DO.5780.55
Teal	x	x	x	x	x	x
Fuchsia / Fuksja	x	x	x	DO.5760.51	DO.5770.51	DO.5780.51
Glow in the dark / świecący klasyczny	DO.5715.01	DO.5725.01	DO.5745.01	x	x	x
Orange	DO.5711.70	DO.5721.70	DO.5741.70	x	x	x
Pearl / Perłowe	DO.5710.01	DO.5720.01	DO.5740.01	x	x	x
Turquoise	DO.5711.25	DO.5721.25	DO.5741.25	x	x	x
White	DO.5711.02	DO.5721.02	DO.5741.02	x	x	x
Gold	x	x	x	x	x	x
Grey	x	x	x	x	x	x
Periwinkle	x	x	DO.5741.58	x	x	x
Purple	DO.5711.59	DO.5721.59	DO.5741.59	DO.5760.61	DO.5770.61	DO.5780.61
Yellow	DO.5711.77	DO.5721.77	DO.5741.77	DO.5760.77	DO.5770.77	DO.5780.77




Orthodontics
Ortodoncja

ElastoMAX™

Latex free elastomeric products
Produkty elastyczne bez lateksu

Elastic thread solid round Nić elastyczna, okrągła pełna




Made in USA

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5880.01
.030" DO.5881.01
Grey / Szara
.025" DO.5880.02
.030" DO.5881.02

7,5 m per spool / 7,5m na szpuli




Elastic thread hollow round Nić elastyczna, okrągła pusta




Made in USA

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5887.01
.030" DO.5888.01
Grey / Szara
.025" DO.5887.02
.030" DO.5888.02

7,5 m per spool / 7,5m na szpuli




Archwire sleeves Osłonki na łuki




Made in USA

Clear / Przezroczysta
.018" DO.5892.01
.027" DO.5893.01
Grey / Szara
.018" DO.5892.02
.027" DO.5893.02

3 m per spool / 3m na szpuli



Lip bumper sleeves Osłonki na pelotę wargową



Made in USA

Clear / Przezroczysta
.046" DO.5894.01

Grey / Szara
.046" DO.5894.02

3 m per spool / 3m na szpuli



Rotation wedges Kliny rotacyjne



A: Standard wedge / Klin standardowy

Clear / Przezroczysty DO.5850.01
Grey / Szary DO.5850.02

10 wedges per stick, Pack of 100 pieces
10 klinów na pasku, Opakowanie zawiera 100 sztuk



A

Elastomeric ligatures and chains organizers Stojaki na ligatury elastyczne i łańcuszki



DO.5980.01



DO.5982.01



DO.5980.02


Rotation wedges Kliny rotacyjne



Pack of 100 pieces
Opakowanie zawiera 100 sztuk

Clear / Przezroczysty DO.5853.01
Grey / Szary DO.5853.02

Radiopaque posterior separators Separatory Radiopaque, posterior



DO.5816.01

Pack of 1000 pieces / Opakowanie zawiera 1000 sztuk



Elastomeric ligature placement gun Pistolet do zakładania ligatur elastycznych



DO.5980.00



Creatures of the Sky

Latex free Uno-intraoral elastics
Gumki / Uno-Wyciągi elastyczne bez lateksu




Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk

Scale / Skala 1/1




Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka	2.5 oz. = 71gm
Medium Force / Siła wyciągu średnia	3.5 oz. = 100gm
Heavy Force / Siła wyciągu duża	4.5 oz. = 130gm
X-Heavy Force / Siła wyciągu bardzo duża	6.5 oz. = 180gm



Free / Gratis

20 x Elastic directors
20 x Nakładacze do wyciągów elastycznych



Latex free clear elastics / Przezroczyste wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6.5oz. X-Heavy / 6.5oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5960.32	DO.5961.32	DO.5962.32	DO.5963.32
3/16" (4.8mm)	DO.5960.48	DO.5961.48	DO.5962.48	DO.5963.48
1/4" (6.4mm)	DO.5960.64	DO.5961.64	DO.5962.64	DO.5963.64
5/16" (7.9mm)	DO.5960.79	DO.5961.79	DO.5962.79	DO.5963.79
3/8" (9.5mm)	DO.5960.95	DO.5961.95	DO.5962.95	DO.5963.95

Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk

Scale / Skala 1/1



Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka
Medium Force / Siła wyciągu średnia
Heavy Force / Siła wyciągu duża

2.5 oz. = 71gm
4.5 oz. = 125gm
6.5 oz. = 180gm



Free / Gratis

20 x Elastic directors
20 x Nakładacze do wyciągów elastycznych

Light force level / Siła wyciągu lekka 2.5 oz. (71 gm)



Hummingbird / koliber
1/8" (3.18 mm)



Canary / kanarek
3/16" (4.76 mm)



Finch / zięba
1/4" (6.35 mm)



Starling / szpak
5/16" (7.94 mm)



Cuckoo / kukulka
3/8" (9.35 mm)

Medium force level / Siła wyciągu średnia 4.5 oz. (125 gm)



Love birds / papużki nierozłączki
1/8" (3.18 mm)



Parakeet / papużka
3/16" (4.76 mm)



Parrot / papuga
1/4" (6.35 mm)



Cockatoos / kakadu
5/16" (7.94 mm)



Macaw / ara
3/8" (9.35 mm)

Heavy force level / Siła wyciągu duża 6.5 oz. (180 gm)



Harrier / błotniak
1/8" (3.18 mm)



Kestrel / pustulka
3/16" (4.76 mm)



Falcon / sokół
1/4" (6.35 mm)




Hawk / jastrząb
5/16" (7.94 mm)



Eagle / orzeł
3/8" (9.35 mm)


Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Latex free clear elastics / Przeźroczyste wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	4.5oz. Medium / 4.5oz Średnia	6.5oz. Heavy / 6.5oz Duża
1/8" (3.2mm)	DO.5950.32	DO.5952.32	DO.5953.32
3/16" (4.8mm)	DO.5950.48	DO.5952.48	DO.5953.48
1/4" (6.4mm)	DO.5950.64	DO.5952.64	DO.5953.64
5/16" (7.9mm)	DO.5950.79	DO.5952.79	DO.5953.79
3/8" (9.5mm)	DO.5950.95	DO.5952.95	DO.5953.95



Latex free neon colors / Kolorowe wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	4.5oz. Medium / 4.5oz Średnia	6.5oz. Heavy / 6.5oz Duża
1/8" (3.2mm)	DO.5956.32	DO.5958.32	DO.5959.32
3/16" (4.8mm)	DO.5956.48	DO.5958.48	DO.5959.48
1/4" (6.4mm)	DO.5956.64	DO.5958.64	DO.5959.64
5/16" (7.9mm)	DO.5956.79	DO.5958.79	DO.5959.79
3/8" (9.5mm)	DO.5956.95	DO.5958.95	DO.5959.95

Elastic directors / Nakładacze do wyciągów elastycznych

Elastic directors make placing and removing elastics easy for patients

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Nakładacze do wyciągów elastycznych ułatwiają pacjentowi ich nakładanie i usuwanie.

DO.5985.01




DO.5985.02



DO.5985.03



DO.5985.04





alpha-dent®
One-Step Adhesive syringe
Klej One-Step w strzykawce



DT.301-0104-001

3.5 g syringe / strzykawka 3,5g

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®

LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW
ŚWIATŁOUTWARDZALNY

Alpha-Dent® Light Cure Bracket Adhesive is a Paste Adhesive system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler combination used in the paste produces an ideal bond and a smooth tacky consistency minimizing bracket flotation. By using light cure adhesive technology we have eliminated working time constraints.

Klej światłoutwardzalny jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowy materiał klejący gwarantuje lekkość, dzięki której zamki nie przesuwają się. Korzystanie z technologii utwardzenia kleju światłem oszczędza czas pracy lekarza.

alpha-dent®
Enamel catalyst primer
Aktywator



DT.209-0101-001

Enamel catalyst primer 12ml / Aktywator 12ml



DT.303-0002-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 1 x 3.5gm Syringes
- 1 x Strzykawki po 3,5g
- 1 x 3ml Sealant Resin
- 1 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



Made in USA

DT.303-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawki po 3,5g
- 2 x 3ml Sealant Resin
- 2 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich





alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE
ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO
ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY



DENTAL
TECHNOLOGIES
Improving smiles around the world

Alpha-Dent® One-Step Bracket Adhesive is a Paste-Primer system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler and primer combination used produces an ideal bond and a smooth tacky viscosity minimizing bracket flotation.

Klej chemoutwardzalny One-Step jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowe połączenie materiału klejącego i aktywatora gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwają się.



DT.301-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawkę po 3,5g
- 1 x 12ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 12ml Aktywator
- 1 x 7g Green Gel Etchant
- 1 x 7g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Brush Holder
- 1 x Uchwyt do pędzelków
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE
ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO
ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY

Starter kit / Zestaw startowy

DT.301-0008-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 1 x 3.5gm Syringe
- 1 x Strzykawkę po 3.5g
- 1 x 5ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 5ml Aktywator
- 1 x 3g Green Gel Etchant
- 1 x 3g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkę do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich





alpha-dent®

Light Cure adhesive syringe
Klej światłoutwardzalny w strzykawce



Made in USA



DT.303-0202-001

3.5 g syringe / 3,5 g strzykawka

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealent resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®

Sealant resin
Aktywator



DT.208-0101-001

Sealant resin 7ml / Aktywator 7ml

alpha-dent®

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny Blue

Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesive is a single paste resin-based, fluoride containing band adhesive. The single paste adhesive requires no mixing; resulting in reducing adhesive waste, consistent adhesive performance and now working time constraints. Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesives distinctive blue color allows you to easily see the adhesive during banding, making clean up easy. When used with a high performance curing light, cure time is 20 seconds.

Cement do pierścieni jest pastą na bazie żywicy, zawierającą fluor. Nie wymaga mieszania, oszczędza czas, redukuje marnowanie materiału. Niebieski kolor wskazuje na ewentualny nadmiar kleju przed utwardzeniem oraz ułatwia zlokalizowanie resztek kleju po usunięciu pierścienia. Należy naświetlać lampą 20 sekund.



DT.320-0000-001

Contents /Zestaw zawiera:

6 x 5gm Syringes

6 x Strzykawek po 5 g

alpha-dent®

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny
Blue w strzykawce



DT-320-0101-001

5 gm Syringes / 5 g Strzykawka

Adhesive removers carbide burs Wiertło z węgla spiekane

Each / Sztuka

									
CBR1S		CBR1V - full tungsten carbide		C22G (194) <i>straight toothing</i>		C22S (194) <i>slant toothing</i>		C22SL (194) <i>slant toothing long</i>	
REF	CBR1S	REF	CBR1V	REF	C22G	REF	C22S	REF	C22SL
Ø (1/16 mm)	016	Ø (1/16 mm)	018	Ø (1/16 mm)	016	Ø (1/16 mm)	016	Ø (1/16 mm)	016
L (mm)	5,0	L (mm)	8,0	L (mm)	5,0	L (mm)	5,0	L (mm)	8,0
RA	016	RA	018	RA	016	RA	016	RA	016
	10		10	FG	016	FG	016	FGL	016
					10		10		10
30.000 min ⁻¹		30.000 min ⁻¹							

Adhesive removers latex free Gumki polerskie do usuwania kleju / cementu bez latexu

Latex free polymer polishers with blend of soft glass granules
for the removal of orthodontic cements without scratching or
scraping the enamel

max. 20'000 rpm



Code / Kod	S191	S192	S193
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0	4,3
Ø mm	3,0	5,0	6,0	1,6

Adhesive remover sets Zestawy gumek do usuwania kleju/cementu

max. 20'000 rpm



SET1017
Adhesive remover set I - 9 pieces
Zestaw I - 9 sztuk.



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

max. 20'000 rpm



SET1018
Adhesive remover set II - 12 pieces
Zestaw II - 12 sztuk.

Prophylaxis pastes fluoride free 250g
Pasty polerskie bez fluoru 250g



Jar / Słoiczek
250 g.

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured
Pasty polerskie bez fluoru, miętowe



Jar / Słoiczek
50 g.

PAS001 Medium / Średnioziarnista

Made of 100% natural ingredients.
Zawierają 100% naturalnych składników.

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
DR.2000.02 10ml
DR.2000.03 50ml

alpha-dent®

Orthodontic Paste
Pasta polerska bez fluoru



DENTAL TECHNOLOGIES
Improving smiles around the world

Alpha-Pro® Orthodontic Paste is a splatter-free formula that rinses easily and completely. Alpha-Pro® Orthodontic Paste comes without added color pigments, flavor and fluoride for patients who may be allergic to additives. The paste is available in medium grit and is recommended for normal cleaning, polishing, and plaque removal. The medium grit paste is ideal for use prior to composite bonding, sealants, and orthodontic bracket applications



Made in USA



DT.560-1301-002
Pack of 200 single dose / Opak. 200 szt.
2 gm dispensers / 2 gm kapsułki

Bond brushes micro
Pędzelki do bondingu mikro

Made in Germany

Pack of 100 pieces
Opak, 100 szt.



DZ.8610.01



DZ.8610.02



DZ.8610.03



DZ.8610.04

Bond brushes standard
Pędzelki do bondingu standardowe

Pack of 100 pieces
Opak, 100 szt.



DZ.8611.01



DZ.8611.02

Syringes and applicator organizer
Stojak na strzykawki i mikro aplikatory



DR.9999.00



Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnicę

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.


Czyszczą i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamatowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.

max. 10'000 rpm



Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005
------------	------	------	------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



Code / Kod	P006
------------	------

White nylon / Nylonowe białe



SMART

Color coded prophy cups latex free RA

Gumki do polerowania bez lateksu na kątnicę

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską

max. 10'000 rpm



Code / Kod	PSRA001	PSRA002	PSRA003	PRA001	PRA002	PRA003
------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.

1.500 - 3.000
r.p.m

Regular / Standardowe



white

Regular / Standardowe



Assorted

Code / Kod	DH.5009.01
------------	------------

Code / Kod	DH.5009.00
------------	------------

Disposable prophy cups and brushes

Jednorazowe gumki i szczoteczki

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

1.500 - 3.000
r.p.m



DH.5010.02
Soft / Miękkie



DH.5010.01
Regular / Standardowe



DH.5010.04
Pointed brush
Szczoteczka stożkowa



DH.5010.03
Standard brush
Szczoteczka standardowa

Bonding tray with sliding cover Etui do zamków



DO.1991.10
DO.1991.20
DO.1991.30

Disposable bonding trays Podstawki do zamków



with mixing wells
z miejscem do mieszania

DO.1990.11
DO.1990.21

without mixing wells
bez miejsca do mieszania

DO.1990.10
DO.1990.20


Disposable bonding trays organizer Stojak na podstawki do zamków



DO.1990.00

Safety release modules with stainless steel clamps / Moduły bezpieczeństwa ze stalową klamrą

Pair / Para



Force / Siła	Dark Blue Granatowy	Light Blue Jasnoniebieski	Green Zielony	Purple Purpurowy	Red Czerwony
600 gm	DO.6121.01	DO.6121.02	DO.6121.04	DO.6121.05	DO.6121.06
750 gm	DO.6122.01	DO.6122.02	DO.6122.04	DO.6122.05	DO.6122.06


High pull head caps / Wyciągi czaszkowe



Each / Sztuka

DO.6140.01 Small / Male
DO.6140.02 Medium / Średnie
DO.6140.03 Large / Duże

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



DO.6130.01
Blue / Niebieskie
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Headgear bags / Etui na wyciągi czaszkowe



DO.6145.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Each / Sztuka

DO.6145.01 Blue / Male
DO.6145.02 Red / Średnie
DO.6145.03 Yellow / Żółty
DO.6145.04 Grey / Szary
DO.6145.05 White / Biały

224 x 120 mm

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



With safety modules
Z modułów bezpieczeństwa


DO.6131.01

DO.6131.00

Extraoral elastics / Wyciągi zewnątrzustne




Pack of 1000 pieces
Opak. 1000 szt.



Extraoral elastics			
Force / Siła	8.0 oz	14.0 oz	16.0 oz
1/4" (6.4mm)	DO.6170.01	DO.6171.01	DO.6172.01
5/16" (7.9mm)	DO.6170.02	DO.6171.02	DO.6172.02
3/8" (9.4mm)	DO.6170.03	DO.6171.03	DO.6172.03
1/2" (12.7mm)	DO.6170.04	DO.6171.04	DO.6172.04



Facebows with loops / Łuki twarzowe z pętlą



Outer bow is available in 3 lengths
Zewnętrzny łuk dostępny w 3 długościach

#	Intermolar parameter Rozpiętość	Short Krotki	Medium Sredni	Long Dlugi
1	83 mm	DO.6107.01	DO.6108.01	DO.6109.01
2	90 mm	DO.6107.02	DO.6108.02	DO.6109.02
3	97 mm	DO.6107.03	DO.6108.03	DO.6109.03
4	104 mm	DO.6107.04	DO.6108.04	DO.6109.04
5	111 mm	DO.6107.05	DO.6108.05	DO.6109.05


Intermolar parameter from loop to loop in millimeter
Rozpiętość od pętli do pętli w mm

Universal colored facebows / Łuki twarzowe uniwersalne kolorowe Standard - Form

Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"

Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"

- DO.6105.01 White / Biały
- DO.6105.02 Blue / Niebieski
- DO.6105.03 Purple / Purpurowy
- DO.6105.04 Yellow / Żółty
- DO.6105.05 Black / Czarny
- DO.6105.06 Orange / Pomarańczowy
- DO.6105.07 Dark Green / Ciemna zielen
- DO.6105.08 Lime Green / Jasna zielen



Universal facebows / Łuki twarzowe uniwersalne

Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"

Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"




Full-Form DO.6103.01
Standard-Form DO.6104.01

Plain facebows / Łuki twarzowe

Outer bow Ø .072"

Łuk zewnętrzny Ø .072"



Inner bow Ø / Łuk wewnętrzny Ø
.045" DO.6102.01

Cervical Neckpads / IOS Comfort opaski karkowe



DO.6132.01



DO.6132.04



DO.6132.02



DO.6132.05



DO.6132.03



Each / Sztuka



Made in USA


Lip Bumpers / Peloty wargowe

Wire Ø .045" / Drut Ø .045"



Color Kolor	Standard-Form		Full-Form	
	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami
Blue / Niebieskie	DO.6115.01	DO.6116.01	DO.6117.01	DO.6118.01
Pink / Różowe	DO.6115.02	DO.6116.02	DO.6117.02	DO.6118.02
Red / Czerwone	DO.6115.03	DO.6116.03	DO.6117.03	DO.6118.03
White / Białe	DO.6115.04	DO.6116.04	DO.6117.04	DO.6118.04
Yellow / Żółte	DO.6115.05	DO.6116.05	DO.6117.05	DO.6118.05


High Pull Head Caps / Czepiec do procy bródkowej



Color
Kolor

- DO.6140.04 Red / Czerwone
- DO.6140.06 Blue / Niebieski
- DO.6140.05 Green / Zielony

Chin cups / Proce bródkowe



Color Kolor	For child Dla dzieci	For adult Dla dorosłych
● Red / Czerwone	DO.6141.01	DO.6142.01
● Green / Zielony	DO.6141.02	DO.6142.02
● Skin / Cielista	DO.6141.03	DO.6142.03




Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Reverse pull face masks Delaire / Maski twarzowe Delaire



PRODOTTO
100% ITALIANO



Blue
Niebieska

Green
Zielona

Red
Czerwona

White
Biała

Yellow
Żółta

Mini
Maxi

DO.6150.01
DO.6151.01

DO.6150.02
DO.6151.02

DO.6150.03
DO.6151.03

DO.6150.04
DO.6151.04


DO.6150.05
DO.6151.05

Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Fully-Adjustable face masks

Regulowane maski twarzowe



DO.6154.01

DO.6154.02

DO.6154.03

DO.6154.04

DO.6154.05



DO.6154.11

DO.6154.06

DO.6154.07

DO.6154.08

DO.6154.09

DO.6154.10

Face mask bags / Etui na maski twarzowe

For face masks Delaire / Na maski twarzowe Delaire
For fully-adjustable face masks / Na maski twarzowe regulowane



DO.6159.08
Blue / Niebieskie

DO.6159.09
Green / Zielone

DO.6159.10
White / Białe

DO.6159.11
Yellow / Żółte

DO.6159.12
Red / Czerwone



Bruxism splint / Szyna nagryzowa z zaczepami



DO.6580.01 Clear Przeźroczysta
DO.6580.02 Pink / Bubble gum Różowa / Guma do żucia

Prevents the constant grinding that leads to TMJ disorder. Can be used over braces without affecting tooth movement.

Szyna jest skutecznym sposobem leczenia objawów zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) tj. zaciskania, ścierania czy zgrzytania zębami. Odpowiednia dla pacjentów noszący aparat stały

Soft plastic comfort covers Ochroniacze wargowe plastikowe



DO.6241.00
Pair / Para

Retainer case for Invisible retainers Pudełko na retainery Invisalign

Each / Sztuk



DO.6323.01



DO.6323.02




Silicone comfort covers Ochroniacze wargowe silikonowe



DO.6240.00
Pair / Para

Retainer retrievers Instrument do zdejmowania elastycznych aparatów retencyjnych



Each / Sztuk
DO.6500.01 Blue / Niebieski
DO.6500.02 Green / Zielony
DO.6500.03 Pink / Różowy
DO.6500.04 Orange / Pomarańczowy
DO.6500.05 White / Biały

Retainer seater & retainer retriever in case Zestaw do elast. aparatów retencyjnych w pudełku

Simple solution for properly seating aligners with imperfect fit.
Proste rozwiązanie dla dokładnego umiejscowienia aparatu retencyjnego.



Scent / Zapach
DO.6504.01 Mint / Miętowy
DO.6504.02 Bubble gum / Guma do żucia
DO.6504.03 Grape / Winogrono
DO.6504.04 Unscented / Bez zapachu
DO.6504.05 Orange / Pomarańczowy

Retainer seater 2 pieces + retainer retriever in case
2 nagryzacze + instrument

Elasti-Bite Therapy wafers scented / Wafel do nagryzania zapachowy



DO.6230.01 Cherry / Wiśnia
DO.6230.02 Grape / Winogrono
DO.6231.01 Bubblegum / Guma do żucia
DO.6231.02 Mint / Mięta
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Relief wax organizer / Stojak na wosk



- Made from strong, high quality clear acrylic
- Removable cover slides on and off for easy dispensing and re-stocking
- Holds 100 boxes



DO.6220.00

Clear relief wax unscented box Przeźroczysty wosk osłonowy bezzapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Green / Zielony
Code / Kod	DO.6200.02	DO.6200.03	DO.6200.06



Box color / Kolor pudełka	Pink / Różowy	Orange / Pomarańczowy	White / Biały
Code / Kod	DO.6200.10	DO.6200.13	DO.6200.14

Clear relief wax scented box Przeźroczysty wosk osłonowy zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Blueberry / Jagoda	Bubblegum / Guma do żucia	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6206.02	DO.6206.03	DO.6206.05



Box color / Kolor pudełka	Chocolate / Czekolada	Cinnamon / Cynamon	Coconut / Kokos
Code / Kod	DO.6206.06	DO.6206.07	DO.6206.08



Box color / Kolor pudełka	Cotton candy / Cukierek	Grape / Winogrono	Mint / Mięta
Code / Kod	DO.6206.09	DO.6206.10	DO.6206.11



Box color / Kolor pudełka	Orange / Pomarańcza	Pineapple / Ananas
Code / Kod	DO.6206.12	DO.6206.13



Clear relief wax unscented box Przeźroczysty воск osłonowy bezzapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Purple / Purpurowy	Blue / Niebieski
Code / Kod	DO.6204.02	DO.6204.03	DO.6204.05	DO.6204.06



Box color / Kolor pudełka	Green / Zielony	Orange / Pomarańcz	Pink / Różowy
Code / Kod	DO.6204.07	DO.6204.08	DO.6204.09

Clear relief wax scented box Przeźroczysty воск osłonowy zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Scent / Zapach	Apple / Jabłko	Blueberry / Jagoda	Bubblegum / Guma do żucia	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6205.01	DO.6205.02	DO.6205.03	DO.6205.05



Scent / Zapach	Chocolate / Czekolada	Cinnamon / Cynamon	Coconut / Kokos	Cotton candy / Cukierek
Code / Kod	DO.6205.06	DO.6205.07	DO.6205.08	DO.6205.09



Scent / Zapach	Grape / Winogrono	Mint / Mięta	Orange / Pomarańcza	Pineapple / Ananas
Code / Kod	DO.6205.10	DO.6205.11	DO.6205.12	DO.6205.13



Scent / Zapach	Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
Code / Kod	DO.6205.16



Brace Gard relief silicone Brace Gard Silikon osłonowy



1. It is made of silicone, not wax. Silicone does not break down and crumble as quickly as regular dental wax, so it lasts longer in your mouth.
2. You can re-use it within the same day. For example, you can re-apply the same strip after brushing your teeth.
3. Unlike dental wax, to use Brace Gard your brackets must be totally dry for the product to adhere properly. This sometimes takes some trial and error. Most people love the product once they get the hang of applying it. Each container includes a built-in mirror to help you apply the product.



DO.6211.00
Assorted / Asortyment
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Retainer cases classic mini Pudełka classic mini na retainery

Size / Rozmiar

22 mm	Deep / Głębokość
72 mm	Wide / Szerokość
65 mm	Long / Długość



DO.6321.00
Assorted / Asortyment
Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



DO.6322.00
Assorted / Asortyment
Pack of 15 pieces / Opak. 15 szt.

Euro retainer cases Maxi Pudełka ortodontyczne Euro Maxi



DO.6316.00
Assorted colors / Asortyment

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Euro retainer cases Maxi
Pudełka ortodontyczne Euro Maxi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

38 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



DO.6306.01
Sparkle aqua
Metallic morski



DO.6306.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6306.03
Sparkle blue
Metallic niebieski



DO.6306.04
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6306.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6306.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6306.08
Yellow
Żółty



DO.6306.11
Sparkle cool mint
Metallic miętowy



DO.6306.12
Sparkle plum
Metallic śliwkowy



DO.6307.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski



DO.6307.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6307.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6307.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6308.01
Splash
W kleksy



DO.6308.02
Splash kiwi
Kiwi w kleksy



DO.6308.03
Splash ocean
Ocean w kleksy



DO.6308.04
Splash tangerine
Mandarynka w kleksy



DO.6309.01
Glow in the dark
Świecąca w ciemności

DO.6306.00

Assorted colours / Asortyment

DO.6306.01	Sparkle aqua / Metallic morski
DO.6306.02	Sparkle black / Metallic czarny
DO.6306.03	Sparkle blue / Metallic niebieski
DO.6306.04	Sparkle green / Metallic zielony
DO.6306.05	Sparkle purple / Metallic purpurowy
DO.6306.06	Sparkle red / Metallic czerwony
DO.6307.01	Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
DO.6307.02	Tropical green / Fluorescencyjny zielony
DO.6307.03	Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
DO.6307.04	Tropical pink / Fluorescencyjny różowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro retainer cases Midi Pudełka ortodontyczne Euro Midi



DO.6300.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6300.03
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6300.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6300.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6301.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski



DO.6301.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6301.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6301.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6303.01
Glow in the dark
Świecące w ciemności

DO.6300.00

Assorted colours / Asortyment

DO.6300.02	Sparkle black / Metallic czarny
DO.6300.03	Sparkle green / Metallic zielony
DO.6300.05	Sparkle purple / Metallic purpurowy
DO.6300.06	Sparkle red / Metallic czerwony
DO.6301.01	Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
DO.6301.02	Tropical green / Fluorescencyjny zielony
DO.6301.03	Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
DO.6301.04	Tropical pink / Fluorescencyjny różowy
DO.6302.01	Splash / W kleksy
DO.6303.01	Glow in the dark / Świecące w ciemności

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

31 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



Slim-Line retainer cases Slim-Line Pudełka ortodontyczne



DO.6311.01
Sparkle Black / Metallic czarny



DO.6311.04
Sparkle Green / Metallic Zielony



DO.6311.05
Sparkle Purple / Metallic Purpurowy



DO.6311.06
Sparkle Red / Metallic Czerwony



DO.6312.01
Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski




DO.6312.02
Tropical Green / Fluorescencyjny Zielony



DO.6312.03
Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6312.04
Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy



DO.6311.13
Sparkle Cool Mint / Metallic miętowy



DO.6311.14
Sparkle Plum / Metallic śliwkowy



DO.6311.00

Assorted / Asortyment

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

35 mm	Deep / Głębokość
50 mm	Wide / Szerokość
85 mm	Long / Długość



Retainer cases with mirror / Pudełko protetyczne z lusterkiem

Size / Rozmiar	
28 mm	Deep / Głębokość
82 mm	Wide / Szerokość
85 mm	Long / Długość



DO.6351.00
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Retainer cases classic / Pudełko protetyczne Classic



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar	
32 mm	Deep / Głębokość
70 mm	Wide / Szerokość
60 mm	Long / Długość



Each / Sztuka

DO.6350.00M
Mirror for classic retainer case
Lusterko do pudełka protetycznego

Color / Kolor	Black / Czarne	Blue Dark / Ciemnoniebieskie	Blue Light / Jasnoniebieskie	Green Fluorescent / Fluorescencyjna zieleń
Midi	DO.6320.01	DO.6320.02	DO.6320.03	DO.6320.04
Midi with mirror z lusterkiem	DO.6350.01	DO.6350.02	DO.6350.03	DO.6350.04



Color / Kolor	Orange / Pomarańczowe	Pink Hot / Ostry róż	Purple / Purpurowe	Red / Czerwone
Midi	DO.6320.05	DO.6320.06	DO.6320.07	DO.6320.08
Midi with mirror z lusterkiem	DO.6350.05	DO.6350.06	DO.6350.07	DO.6350.08



Color / Kolor	Violet / Fioletowe	Yellow / Żółte	Assorted / Mix kolorów
Midi	DO.6320.10	DO.6320.11	DO.6320.00
Midi with mirror z lusterkiem	DO.6350.10	DO.6350.11	DO.6350.00

Orthodontic retainer or bleaching tray cases / Pudełka ortodontyczne na retainery i szyny wybielające



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.6314.00
Assorted colors / Asortyment



	Without strap Bez paska	With strap Z paskiem
Color / Kolory	Code / Kod	Code / Kod
Blue / Niebieski	DO.6250.02	DO.6251.02
Clear / Przezroczysty	DO.6250.03	DO.6251.03
Green / Zielony	DO.6250.04	DO.6251.04
Silver / Srebrny	DO.6250.06	DO.6251.06
Yellow / Żółty	DO.6250.07	DO.6251.07

- The first truly breathable mouth guard
 - Protect lips, cheeks and gums from contact with braces while playing sports
 - Three breathing vents to maximise airflow
 - Tongue guard protects the tongue from protruding through the vents
 - Comfortable and easy to wear
 - Can be heated and customised for each patient
- Pierwszy nieutrudniający oddychania ochroniacz do warg
 - Ochronia wargi, policzki i dziąsła przed kontaktem z zamkami podczas uprawiania sportu.
 - Trzy otwory ułatwiające przepływ powietrza.
 - Skutecznie chronią język
 - Wygodny i łatwy w użyciu.
 - Pod wpływem ciepła dopasowuje się do jamy ustnej pacjenta

Functional vestibular appliance- Schönherr's plates / Płytki przedsionkowe Schönherra



DO.8090.01
Small – under 3 years
Mała – dla dzieci poniżej 3 lat



DO.8090.02
Medium – 3 to 5 years
Średnia – dla dzieci 3-5 lat



DO.8090.03
Large – 5 to 7 years
Duża – dla dzieci 5-7 lat

Intraoral & extraoral elastic band case / Pudełeczka na wyciągi wewnętrzne lub zewnętrzne z nakładaczem

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.5986.00
Assorted / Asortyment






ICON

Interdental brushes standard / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych standard

High tensile strength, plastic coated, stainless steel wire at the core prevents the brushes from bending. Brush is also fully flexible and after bending will retain its original shape. The brush and handle are manufactured as a complete unit so there is no need to assemble. Additionally each brush has its own hygienic cap which can also be used as a handle extension (except ID114 and ID115).

Stalowy rdzeń szczoteczki bardzo wytrzymały, nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, solidnie umieszczony w ergonomicznym uchwycie. Elastyczne, nylonowe włosie szczoteczki zawsze powraca do swojego początkowego kształtu. Szczoteczki posiadają nakładkę ochronną, która może służyć jako przedłużenie uchwytu.

Pack of 8 pieces / Opak. 8 szt.



Size / Rozmiar	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Ø mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
L mm	12,0	12,5	12,0	13,0	13,0	13,0	16,0	19,0
Color / Kolor	Pink	Orange	Red	Blue	Yellow	Green	Purple	Grey
	Różowe	Pomarańczowe	Czerwone	Niebieskie	Żółte	Zielone	Purpurowe	Szare
Code / Kod	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114

Tandex Flexi interdental brush / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych

Each / Sztuka



Size / Rozmiar	X-Micro	Micro fine	Ultra fine	Super fine	X-fine	Fine	X-fine tapere / stożkowe	Stożkowe	Medium
Ø mm	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3 - 5	3 - 6	8,0
Wire thickness / Grubość drutu	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	1,00	1,20
Color / Kolor	Turquoise	Coral	Tangerine	Ruby	Aqua	Lemon	Lilac	Lime	Violet
	Morskie	Różowe	Pomarańczowa	Czerwona	Niebieska	Żółte	Liliowe	Zielone	Ciemnofioletowe
Code / Kod	TF-ID200	TF-ID201	TF-ID202	TF-ID203	TF-ID204	TF-ID205	TF-ID206	TF-ID207	TF-ID208

ORAL-B Super Floss / Nić ORAL-B Super Floss



- 1 Ideal for braces, bridges and wide spaces
- 2 Stiffened end to floss under appliances
- 3 Spongy-floss to clean around appliances and in wide spaces
- 4 Regular floss to remove plaque under gumline
- 5 50 Pre-cut strands

- 1 Do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i większych przestrzeni międzyzębowych
- 2 Usztywniony koniec ułatwia wprowadzanie nici pod przęsło mostu lub aparatu ortodontycznego
- 3 Puszysta część służy oczyszczaniu miejsc wokół mostów i aparatów oraz większych przestrzeni międzyzębowych
- 4 Standardowa nić dentystyczna usuwa płytkę nazębną poniżej linii dziąseł
- 5 W pojemniku znajduje się 50 odmierzonych odcinków nitki dla łatwiejszego dozowania

DH.1000.02
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Tongue cleaner / Szczoteczka do czyszczenia języka



DH.2200.00

End Tufted Brush / Szczoteczki jednopęczkowe

The brush has been developed in order to clean interstitially tooth by tooth.
The brush is equipped with a small ergonomically designed nylon tuft.

Idealna do czyszczenia pojedynczych zębów, okolic przyszyjkowych, bruzd zębowych oraz stałych aparatów ortodontycznych. Zakończona ergonomicznie zaprojektowanym małym nylonowym pęczkiem, pozwala na delikatne i efektywne czyszczenie.


CS 1006 single 6mm
CS 1009 single 9mm



DH.2002.01

DH.2002.02

CURAPROX
MIND THE GAP!



SUNSTAR GUM
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.



DH.2002.03

Orthodontic V-Trim toothbrushes Szczoteczki ortodontyczne V-Trim

CURAPROX
MIND THE GAP!



DH.2011.01
Curaprox CS 5460

SUNSTAR GUM
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.



DH.2011.02
Gum Butler 124

Oral-B



DH.2011.00
Oral B

Orthodontic dual-head V-Trim toothbrushes Podwójne szczoteczki ortodontyczne (z końcówką do czyszczenia przestrzeni międzyczębowych)



DH.2010.00 Blue / Niebieska
DH.2010.01 Green / Zielona
DH.2010.02 Purple / Purpurowa
DH.2010.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim toothbrushes Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2012.00 Blue / Niebieska
DH.2012.01 Green / Zielona
DH.2012.02 Purple / Purpurowa
DH.2012.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim travel toothbrushes Podróżne szczoteczki ortodontyczne V-Trim




DH.2020.00 Blue / Niebieska
DH.2020.01 Green / Zielona
DH.2020.02 Purple / Purpurowa
DH.2020.03 Red / Czerwona



Disposable orthodontic V-Trim Prepasted toothbrush Szczoteczki ortodontyczne jednorazowe V-Trim z pastą do zębów

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2091.00

Prepasted with mint tooth paste
Perfect for patients use prior to treatment

Pasta o smaku miętowym
Doskonale w sytuacjach awaryjnych

Toothbrush covers Osłonki na główki szczoteczek manualnych

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2900.00

Denture brush Szczoteczka do protez



DH.2300.00



Teen toothbrushes Szczoteczki do zębów Teen



DH.2015.01 Blue / Niebieska
DH.2015.02 Green / Zielona
DH.2015.03 Orange / Pomarańczowa
DH.2015.04 Yellow / Żółte

Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-III in plastic case / Zestaw w plastikowym etui



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2000.04 Blue / Niebieski
DH.2000.05 Green / Zielony
DH.2000.06 Purple / Purpurowy
DH.2000.07 Red / Czerwony



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Mint wax / Wosk miętowy
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror / Lusterko z rączką



Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-II in plastic bottle / Zestaw w plastikowym bidonie



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
Mint wax / Wosk miętowy
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2001.00 Blue / Niebieski
DH.2001.01 Green / Zielony
DH.2001.02 Purple / Purpurowy



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror mixing spatula / Lusterko z rączką

Kit-IV in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2003.00 Blue / Niebieski
DH.2003.01 Pink / Różowy

Kit-IV in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:

V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror mixing spatula / Lusterko z rączką



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny

DH.2003.02 Blue / Niebieski
DH.2003.03 Green / Zielony
DH.2003.04 Purple / Purpurowy
DH.2003.05 Red / Czerwony



Dental water flossers / Irygator stomatologiczny

waterpik®



DH.2500.01



Product Features

- 7 Tips
- Advanced Pressure Control System With 10 Settings
- Reservoir Capacity Of 90+ Seconds
- Pause Button On Handle
- 360-Degree Tip Rotation
- Smaller And Quieter Than Previous Models
- Covered Reservoir With Built-In Tip Storage
- Compatible With 120VAC/60Hz Outlets, For Use In North America Only
- Two-Year Warranty

Opis

Waterpik to nowoczesny irygator w 93% skuteczniejszy w profilaktyce zapalenia dziąseł od tradycyjnych metod czyszczenia nitką dentystyczną. Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł. Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach. Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów. Masuje dziąsła, nadając w efekcie ich silny i zdrowy wygląd

Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki.
10 stopni regulacji ciśnienia (od 5 do 90 Psi).
Nowy wygląd oraz 20% cichszy niż poprzednie modele.
Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria.
Dwa lata gwarancji



DH.2500.03



Classic Jet tip
końcówki klasyczne
do irygacji



Orthodontic tip
Końcówka ortodontyczna



Plaque Seeker tip
końcówka do czyszczenia
implantów, mostów, koron



Pik Pocket tip
końcówka do irygacji
poddziąsłowej



Toothbrush tip
końcówka szczoteczka
do zębów




Tongue cleaner tip
końcówka do czyszczenia języka



Expansion screws / Śruby rozszerzające


Micro Series

Double-guidance expansion screws for multiple use.
Podwójne śruby prowadzące o szerokim zastosowaniu.



Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.
Stable U-bow retention, straight or bent.


Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.



Standard Series


Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements. Stable U-bow retention, straight or bent.

Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Traction screws for closing gaps. Stable U-bow retention straight or bent.

Śruby trakcyjne, ściągające do zamykania przestrzeni międzyczębowych, proste lub kątowe.




Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes.

Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla szczęki.






Standard expansion screws
Śruby rozszerzające standard



Skeleton design
Holes in body of screws for better retention in acrylic
Built-in stops prevent screws from coming apart
With expansion screw key straight, small - standard

Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes.

Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla żuchwy.






Expansion screws / Śruby rozszerzające

Multiple section screws by Bertoni / Śruby Bertoniiego

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors.

Śruby poprzeczno-protruzyjne z 2 lub 3 niezależnie działającymi sekcjami, trójkierunkowe.




Special screws / Śruby specjalne

Fan-shaped screw for asymmetric expansion of the maxilla. Śruba zawiasowa górna do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim szczęki.


Mandibular bow screws for transversal expansion of the mandibular anterior arch.

Śruby zawiasowe dolne do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim żuchwy.

Stable expansion screw for the upper jaw. Śruba Weise'a do leczenia przodozgrzyzu.



Palatal suture expansion screws / Śruby do podniebiennych procesów rozszerzających






Laboratory wires / Drut protetyczny

High quality chromium-nickel dental wires, quality soft, hard and spring hard.

Wysokiej jakości drut protetyczny chromowo-niklowy – miękki, twardy, sprężysto – twardy.



Size Rozmiar	Hard Twardy	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,4 mm	L 804	L 904	50 m
0,5 mm	L 805	L 905	50 m
0,6 mm	L 806	L 906	40 m
0,7 mm	L 807	L 907	30 m
0,8 mm	L 808	L 908	20 m
0,9 mm	L 809	L 909	10 m
1,0 mm	L 810	L 910	10 m
1,1 mm	L 811	L 911	10 m
1,2 mm	L 812	L 912	10 m



Remanium® wires / Drut Remanium®

Size Rozmiar	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,7 mm	523-070.00	30 m
0,8 mm	523-080.00	20 m
0,9 mm	523-090.00	20 m

Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



CRYSTAL PLATE 0,5mm - PVC
• Whitening / Fluoride application tray.

CRYSTAL PLATE 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0
• Bite plate (bruxism) / Base plate;
• Orthodontic Aligners;
• Space retainer Try-on of wax Surgical Guide.

Thickness / Grubość	Round / okragle ø 127 mm	Square / Kwadratowe 127 x 127 mm
0.50 mm / .020"	3A GS020R	3A GS020
0.75 mm / .030"	3A GS030R	3A GS030
1.00 mm / .040"	3A GS040R	3A GS040
1.50 mm / .060"	3A GS060R	3A GS060
2.00 mm / .080"	3A GS080R	3A GS080



SOFT PLATE 1,0mm - EVA
• Whitening / Fluoride application tray.


SOFT PLATE 2,0mm - EVA
• Mouth protector / Miorelaxing

SOFT (EVA-Borrachoid) 3,0 / 4,0mm
• Mouthguard / Miorelaxing

Thickness / Grubość	Round / okragle ø 127 mm	Square / Kwadratowe 127 x 127 mm
0.50 mm / .020"	3A GB020R	3A GB020
1.00 mm / .040"	3A GB040R	3A GB040
1.50 mm / .060"	3A GB060R	3A GB060
2.00 mm / .080"	3A GB080R	3A GB080
3.00 mm / .0120"	3A GM120R	3A GM120
4.00 mm / .0160"	3A GM160R	3A GM160

Orthodontic Instruments / Instrumenty ortodontyczne






Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych


Measuring instruments / Instrumenty do pomiarów

Vernier caliper / Suwmiarka



DO.170.000
Beerendonk

Vernier with long and fine tips for intraoral measurements.
Suwmiarka z długimi, cienkimi końcówkami do pomiarów wewnątrzustnych.



DO.172.000
Falcon

Double sided, for inner and outer measurements
Dwustronna, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych


Orthodontic ruler / Linijka ortodontyczna




DO.160.000
Bernklau

Perfect for all diagnostic measurements, both intraoral and on the model.
Idealna do pomiarów diagnostycznych, zarówno wewnątrzustnych jak i na modelu

Rulers stainless steel / Linijki ze stali nierdzewnej




BA.225.150 150 mm / 6"



BA.225.300 300 mm / 12"

Bow divider / Cyrkiel



DO.151.000
Falcon

To measure tooth width, bracket distance to the incisal edge etc.
Do mierzenia szerokości zębów, odległości zamka od brzegu siecznego, itp.

Orthodontic bow compass / Cyrkiel ortodontyczny



DO.175.000
Falcon

To measure tooth width, bracket distance to the incisal edge etc.
Do mierzenia szerokości zębów, odległości zamka od brzegu siecznego, itp.

IPR distance control gauge set / IPR linijka do mierzenia dystansu

Manual stainless steel instrument for the measurement and control of tooth distances heated during IPR protocols
During orthodontic treatments using the interproximal stripping process, predefined and measured interdental spaces must be created. With the stripping method, measurable and calibrated spaces are created through the removal of dental tissue in order to obtain exactly the space necessary for the movement of teeth into a harmonious and correct position.



DO.299.000




DO.299.001

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Dynamometer / Dynamometr



"High precision gauge for measuring tensile and compression forces exerted by springs and elastics for a maximum range of 16 oz. (453gm). It is calibrated with 1 oz. single line and 4 oz. double line increments."

DO.180.000

"Przyrząd do pomiaru siły naciągu wyciągów elastycznych i sprężynek. Maksymalna siła - 16 oz. (453g). Dynamometr jest kalibrowany, jedno nacięcie oznacza 1oz, dwa nacięcia 4oz."

Instruments for bands and buccal tubes / Instrumenty do pierścieni i rurek

Band pusher / Dociskacz pierścieni



Band pusher with serrated rectangular tip for good transfer of force when positioning bands.

Narzędzie Mershon z ząbkowaną prostokątną końcówką do dociskania pierścieni, zapewniającą dobre przeniesienie siły nacisku



DO.120.010
Mershon

Band seating instruments / Nagryzacze do pierścieni



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.125.010

Buccal tube tweezers / Pensety do zakładania rurek



Fine pointed tips firmly grip buccal tube within slot for accurate placement.

Cienkie końcówki pewnie chwytają slot w rurce i umieszczają ją w odpowiednim miejscu



DO.227.120 120 mm
DO.227.135 135 mm
Keat



DO.228.125 125 mm
DO.228.135 135 mm
Falcon

Deluxe Band seating instruments (Bite sticks) Deluxe Nagryzacze do pierścieni

High heat resistant band seating instruments (Bite sticks) with stand temperatures up to 188 °C
Nagryzacze odporne na wysoką temperaturę, sterylizacja do 188 °C



DO.126.000
Standard triangular tip
Końcówka w kształcie standardowego trójkąta



DO.126.010
Reverse triangular tip
Końcówka w kształcie odwróconego trójkąta



DO.126.020
Circular tip
Końcówka w kształcie okręgu



DO.126.030
Star shaped tip
Końcówka w kształcie gwiazdy



Band pushers - scalers Dopychacze pierścieni - sierpy

Sharp scaling tip on one end and serrated band pusher on the other.
Ostry sierp do kamienia nazębnego i dociskacz pierścieni z ząbkowaną końcówką



DO.130.010



DO.130.014



Narzędzia do techniki aparatów stałych

M.I.R is indicated for use in interproximal and contact reduction, mesial/distal finishing and contouring, crown and bridge cement removal and cleanup.
Double sided perforated / dwustronne perforowane



Extra coarse grit
DO.299.055

Two metal rods with red handles, labeled DO.298.001. The rods are silver-colored with a textured grip section in the middle. The handles are red and have a perforated section.

DO.298.001

	White Blanco	Yellow	Red	Blue	Green
Ref.	O2 units.	O2 units.	O2 units.	O2 units.	O2 units.
Interproximal Space DOUBLE SIDE	0,05 mm	0,10 mm	0,20 mm	0,30 mm	0,40 mm
Width	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Length	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Grit Size	Saw	Extra Fine	Fine	Medium	Coarse

Warning: It is important not to skip the MIR sequence, in cases of extremely crowded teeth the fracture of the abrasive strip may occur.



MIR2.8 Sequence

○ >>> ● ●●●● >>> ●●●●● >>> ●●●●●


Strip thinning on double sides.

D DOUBLE SIDE

Thinning only SINGLE SIDE or DOUBLE SIDE at the same time.



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Abrasive strips / Paski separacyjne



DO.299.041
Single sided, 4mm x 150mm
Jednostronne, 4mm x 150mm

Pack of 12 pieces
Opak. 12 szt.



DO.299.042
Double sided, 4mm x 150mm
dwustronne, 4mm x 150mm

Pack of 12 pieces
Opak. 12 szt.



DO.299.043
Single sided perforated, 4mm x 150mm
Jednostronne perforowane, 4mm x 150mm

Pack of 6 pieces
Opak. 6 szt.

Disc safety guard set Zestaw ochroniaczy do tarczy ściernej

Protects patients gums, lips and cheeks from rotating discs.
Ochronia dziąsła, policzki i wargi pacjenta przed wirującą tarczą.



DO.300.000
Contents / Zawiera:
1 x Shaft / Tuleja
1 x 8mm Guard / Ochroniacz
1 x 16mm Guard / Ochroniacz
1 x 22mm Guard / Ochroniacz



Instruments for interdental stripping Instrumenty do międzyzębowej redukcji szklivi

Manual interdental stripper handle
Trzymadło do pasków separacyjnych

Securely holds all types of abrasive strips
Opracowane dla pewnego chwytania pasków ściernych



DO.298.000

Gum flap retractor / Odciągacz płata dziąsła

Useful instrument for lifting gum while banding of second molar.
Praktyczne narzędzie do odciągania płata dziąsła podczas nakładania pierścienia na drugi ząb trzonowy.



DO.145.010

Bracket positioning gauge / Pozycjoner do zamków

Facilitate bracket positioning to exact desired distance by measuring its height, from slot to incisal/occlusal surface of tooth
Pozwala na precyzyjne ustawienie zamka, mierząc odległość pomiędzy slotem zamka a brzegiem siecznym zęba



Universal for both .018" or .022" slot brackets. Four different heights for bracket positioning: 3.5, 4, 4.5, & 5 mm

Uniwersalne narzędzie do zamków o slotach .018" i .022" z czterema wysokościami położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm.




DO.200.010
Boone



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Falcon bracket positioning gauges / Pozycjonery do zamków Falcon



Four different heights for bracket positioning: 3.5, 4, 4.5, & 5 mm
Two different models for .018" or .022" slot brackets, anodized aluminum

Cztery wysokości położenia zamka: 3.5; 4; 4.5; 5 mm,
Dwa modele dla zamków o slotach .018" i .022",
aluminium anodizowane, możliwość sterylizacji w autoklawie

Bracket positioning gauge movable / Pozycjoner do zamków z ruchomymi końcówkami



Adhesive removers / Instrumenty do usuwania kleju

For removing residue of adhesive from tooth after removal of D.B. brackets
Usuwanie pozostałości kleju z zębów po zdjęciu zamków

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.235.010

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



DO.235.014

Orthodontic utility plier for brackets placement / Penseta do zakładania zamków z lusterkiem


Laser printed gauge 4.0 mm - 5.0 mm, 3.5 mm - 4.5 mm
Laserowo oznaczona podziałka 4.0 mm - 5.0 mm, 3.5 mm - 4.5 mm



Ergonomic – engineered for comfort while working
Time earning – no need to change tool during brackets positioning lowering costs –
one tool instead of four Full attention to the patient – no need to turn head for tool replacing

Patent released to Dr. Stefano Di Vecchio, Patent no RM2000 U000 150

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Bracket placing tweezers / Pensety do zakładania zamków



DO.210.135
135 mm



DO.217.135
135 mm



DO.220.110
110 mm

Bracket tweezers with slot aligner Pensety do zakładania zamków z regulatorem slotów



Bracket holder on one end and slot aligner on the other.
The rear end fits into the bracket slot for accurate placement.

Pozycjoner na końcu pensety pozwala na dokładne ustawienie zamka.
Przednia część pensety służy do chwytania zamków.



Fig. 1
DO.213.135
135 mm



Fig. 2
DO.214.135
135 mm



Fig. 3
DO.215.135
135 mm

Tungsten carbide debonding burs Wiertła z węglika spiekanego do usuwania kleju



DO.6180.00

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	014
OAL	19 mm	
C21R	500.314.137.006....	014



DO.6181.00

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	014
OAL	19 mm	
CF134	500.314.164.071....	014



DO.6182.00

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	016
OAL	19 mm	
C23R	500.314.194.006....	016


REF	C22SL (194)
Ø (1/16 mm)	016
L (mm)	8,0
RA	016
FGL	016
	10



CBR1S

REF	CBR1S
Ø (1/16 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
	10

30.000 min⁻¹



CBR1V -
full tungsten carbide

REF	CBR1V
Ø (1/16 mm)	018
L (mm)	8,0
RA	018
	10

30.000 min⁻¹



C22G (194)

REF	C22G
Ø (1/16 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
FG	016
	10



C22S (194)

REF	C22S
Ø (1/16 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
FG	016
	10

Bracket placer for posterior teeth Penseta do zakładania zamków na zębach trzonowych



Very helpful instrument for placing D.B.brackets from bicuspids to molars, the small head offers excellent view.

Niezawodny instrument do zakładania zamków D.B. na zębach przedtrzonowych i trzonowych. Mała "główka" pensety zapewnia doskonałe pole widzenia.




DO.209.010




Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Elastic ligature applicators / Instrumenty do nakładania ligatur elastycznych

For easy placement of elastic ligatures under bracket tie wings / Umożliwiają łatwe założenie ligatur elastycznych pod skrzydełka zamka.




Elastomeric ligature removing instruments / Instrumenty do usuwania ligatur elastycznych



Multi-purpose instrument, ligature tucker and elastomeric ligature remover
Wielofunkcyjny instrument do dopychania i usuwania ligatur

Ligature tuckers / Dopychacze ligatur (widelce)

Used to tuck metal ligatures, also useful for inserting arch wires into bracket slots and applying elastic chains. Straight end is for anterior use and angled of posterior
Niezawodne instrumenty do dociskania ligatur metalowych, umieszczania łuków w slotie zamka oraz zakładania łańcuszków elastycznych.



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych




Elastic ligature placing forceps Kleszczki do nakładania ligatur elastycznych

Elastic ligature placing forceps with hook

Excellent for placing elastic ligatures, hook on tip provides non-slip grip of any type of elastomeric.

Kleszczki z haczykiem do nakładania ligatur elastycznych

Doskonałe narzędzie do nakładania ligatur elastycznych, elastomery "nie wyslizgują się" dzięki haczykowi na końcówce kleszczków.



DO.290.120
Falcon
120 mm
Straight / Proste




DO.291.120
Falcon
120 mm
Curved / Zagięte



DO.294.140
Falcon
140 mm



Halsted Mosquito
125 mm



BH.224.125



BH.225.125

Elastic ligature placing forceps with groove Kleszczki z rowkowanymi końcówkami do nakładania ligatur elastycznych

Excellent for placing elastic ligatures, grooved tip provides non-slip grip of any type of elastomeric

Doskonałe narzędzie do nakładania ligatur elastycznych, elastomery "nie wyslizgują się" dzięki rowkowanym końcówkom kleszczków.



DO.292.120
Falcon
120 mm



DO.295.140
Falcon
140 mm

Elastomeric ligature removing tweezers Penseta do usuwania ligatur elastycznych

For easy removal of elastomeric ligatures

Zapewnia łatwe usunięcie ligatur elastycznych



DO.285.010






Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Separators placing pliers / Kleszcze do zakładania separatorów

For easy placement of radiopaque and non-radiopaque separators


Zapewniają łatwe umieszczenie separatorów widocznych i niewidocznych na zdjęciach RTG



DO.270.160
160 mm



DO.271.165
155 mm



DO.272.165
165 mm



DO.270.155
155 mm



Ligature tying pliers / Kleszcze do napinania ligatur



DO.385.160
Coon

Most popular pliers for tying stainless steel ligatures. Unique cam design incorporates a precision-chamfered slot which automatically locks wire ends as tips spread

Najpopularniejsze kleszcze do wiązania ligatur metalowych. Niepowtarzalny projekt krzywki z unikalnym nacięciem pozwala na automatyczne zawiązanie ligatury przy rozwarciu końcówek.



DO.388.160
Steiner

Dished tying cam for easy wrapping and V-notch for easy winding, cam extends away from the body for ease of winding and locking wire. Dished cam can be reversed for left-handed operators

Wklęsły profil krzywki zapewnia szybkie nawinięcie ligatury, a nacięcie w kształcie litery V pozwala na jej łatwe zwijanie. Odległość krzywki od narzędzia ułatwia zawiązywanie drutu. Dla osób leworęcznych możliwe jest przełożenie krzywki na drugą stronę

Ligature pliers / Kleszczyki do ligatur


Falcon offers wide variety of pliers for ligatures wires with or without tungsten carbide inserts. Falcon and Smaha pattern pliers have finer tips than standard Mathieu patterns, these are also suitable for placing elastic ligatures

Falcon oferuje szeroki wybór kleszczyków do ligatur z wkładką z węgla spiekanego lub bez niej. Kleszczyki Falcon i Smaha mają cieńsze końce niż standardowe kleszczyki Mathieu, są także odpowiednie do zakładania ligatur elastycznych.

Falcon with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgla spiekanego



Falcon
140 mm



DO.392.010



DO.392.020




DO.392.030



Smaha
140 mm



DO.395.140



DO.396.140



DO.393.030
Falcon
140 mm





Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Distal end bending instruments Instrumenty do zaginania końcówek dystalnych

Very useful instrument for bending archwire distal ends to the buccal tube to create an easy cinch back bend in an area which is usually very hard to reach. Simply insert instrument to distal end of wire extracting through buccal tube and twist forward. Also can be used to bend tails of springs.

Niezawodny instrument do zaginania końcówek dystalnych w kierunku rurek policzkowych w miejscach trudnodostępnych. Koniec drutu wystającego z rurki policzkowej należy wsunąć w instrument i zagiąć do przodu. Narzędziem tym można również zaginać końcówki sprężyn.



DO.240.010
For wire upto .022" (0.56 mm)
Do drutu max ø .022" (0.56mm)

DO.240.020
For wire upto .030" (0.76 mm)
Do drutu max ø .030" (0.76mm)



DO.241.010
For wire upto .022" (0.56 mm)
Do drutu max ø .022" (0.56mm)

DO.241.020
For wire upto .030" (0.76 mm)
Do drutu max ø .030" (0.76mm)



DO.240.035
For wire upto .022" (0.56 mm) and .030" (0.76 mm)
Do drutu max ø .022" (0.56mm) i .030" (0.76 mm)

Lingual torquing key Instrument do pozycjonowania łuku na powierzchni językowej



DO.400.014

Tweezers for lingual appliances Penseta do zakładania akcesoriów językowych



DO.401.135
135mm

NiTi ice instrument / Instrument do aktywacji łuków NiTi



DO.245.010
Turns NiTi wire soft and flexible immediately for faster wire placement
Zmienia łuki Niklowo-Tytanowe, które stają się bardziej miękkie i elastyczne

Turrets for arch forming / Trzpień do formowania łuków

For wires / Do łuków
.016" - .022" (0.41mm - 0.56 mm)



Torque / Tork
5°, 7° DO.912.010
10°, 13° DO.912.020



DO.911.010
Without torque / Bez torku



DO.910.010
Without torque / Bez torku

Non-autoclavable /
Nie można sterylizować w autoklawie

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych




Distal end cutter with safety hold, mini head
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini



DO.536.200
Falcon Mini

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ☒ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold mini head, long handles
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu, główka mini z długim uchwytem



DO.542.200
Falcon Mini

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ☒ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Flush-cut Distal end cutter with safety hold
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu



DO.545.200
Falcon

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ☒ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

Distal end cutter with safety hold, long handle
Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu z długim uchwytem




30-550SLS
147mm

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ Max. 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ☒ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

TASK
Made in Japan





Instruments for "Fixed Appliance Technique"

Narzędzia do techniki aparatów stałych

Hard wire cutter, straight
Kleszcze do cięcia twardego drutu, proste



DO.550.200
Falcon

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Hard wire cutter, Angled 15°
Kleszcze do cięcia twardego drutu, kątowe 15°



DO.555.200
Falcon

- Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Soft wire and ligature cutter, mini
Kleszcze do cięcia ligatur, mini



DO.571.200
Falcon-Mini

- ┐ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, standard
Kleszcze do cięcia ligatur, standardowe



DO.574.200
Falcon-Standard

- ┐ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, mini
Kleszcze do cięcia ligatur, mini



TASK

Made in Japan



60-605S
Task-Mini

- ┐ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Soft wire and ligature cutter, 15° angled
Kleszcze do cięcia ligatur, kątowe 15°



TASK

Made in Japan



60-607
Task-Mini

- ┐ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Soft wire and ligature cutter, standard
Kleszcze do cięcia ligatur, standardowe

TASK

Made in Japan




30-604WK
Task-Standard

.23 mm to .30 mm (.009" to .012")




Ligature forming pliers
Kleszcze do formowania ligatur



DO.580.700
Falcon

.25 mm to .38 mm (.010" to .015")

Band removing pliers, long
Kleszcze do zdejmowania pierścieni proste



Falcon

Safely and quickly removes posterior bands. Pad rests on occlusal surface and tip catches edge of band.

Falcon

Szybko i pewnie usuwają pierścienie z zębów trzonowych. Specjalna podkładka na jednej z końcówek kleszczy spoczywa na powierzchni zęba podczas gdy druga z końcówek podważa krawędź pierścienia i tym samym zdejmuje go.

DO.492.300
Falcon

DO.495.010

Replacement pads 4.8 mm (1/4"), 2 pieces
Wymienna plastikowa końcówka 4.8mm (1/4") para

DO.495.020

Replacement pads 6.3 mm (3/16"), 2 pieces
Wymienna plastikowa końcówka 6.3mm (3/16") para



Contouring pliers
Kleszcze konturowe




DO.465.300
Johnson

One convex and one concave tip for contouring and adapting bands or crowns

Wklęsło-wypukłe do konturowania pierścieni lub koron


Contouring pliers for contouring and adapting bands or crowns / Kleszcze do konturowania pierścieni lub koron



DO.475.300
Reynolds



Band crimping plier
Kleszcze do zaciskania pierścieni




DO.479.300
Falcon



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Bracket removing pliers Kleszcze do zdejmowania zamków



Tips wedge between both edges of the bracket base and tooth surface to remove bracket easily.

Końcówki kleszczy opierają się na krawędziach zamka, co pozwala na jego szybkie usunięcie.


The 60° angled tip allows easy access to posterior brackets

Końcówka wygięta pod kątem 60° pozwala na łatwy dostęp do zamków na przedtrzonowcach



DO.510.300
Falcon

Bracket removing pliers Kleszcze do zdejmowania zamków




Bracket removing pliers straight
Kleszcze do zdejmowania zamków proste



DO.511.300
Falcon

Bracket removing pliers with plastic tip Kleszcze do zdejmowania zamków z plastikową podkładką




Safely and quickly removes D.B. brackets, soft pad rest on incisal/occlusal surface of tooth for leverage and is comfortable for patient, sharp tip wedge the bracket base, one squeeze easily remove the bracket without extra force

Szybko i bezpiecznie zdejmują zamki, plastikowa podkładka spoczywa na powierzchni zęba podczas gdy druga końcówka kleszczy podważa podstawę zamka. Jedno ściśnięcie łatwo usuwa zamek bez konieczności używania większej siły.



DO.520.300
Falcon

Adhesive removing pliers Kleszcze do usuwania kleju



Bracket removing pliers straight
Kleszcze do zdejmowania zamków proste



DO.525.010 Replacement metal tip
Wymienna metalowa końcówka

DO.525.700
Falcon




The most popular and versatile pliers for wire bending and loop forming, the tips are extremely fine for making small loops



Najpopularniejsze kleszcze do doginania drutu i formowania pętli. Wąskie końcówki kleszczy umożliwiają wykonanie małych pętli.



DO.592.300
Angle
Bird beak pliers



Light wire bending and loop forming pliers
Kleszcze do zaginania drutu i formowania pętli



● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.41 mm x 0.56 mm (.016" x .022")


DO.610.300
Falcon

Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych



Utility pliers Kleszcze wielofunkcyjne

Falcon® with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego



Slim design for better accessibility
in posterior and lingual areas


Smukła konstrukcja umożliwia
dotarcie w trudnodostępne miejsca np.
zębów trzonowych.

● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.735.100
Weingart Mini




Falcon® with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego



● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.738.100
Weingart



Slim design for better accessibility
in posterior and lingual areas

Smukła konstrukcja umożliwia
dotarcie w trudnodostępne miejsca np.
zębów trzonowych.


● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.735.300
Weingart Mini



● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.738.300
Weingart




Narrow long tips for better access to hard to reach
areas

Wąskie i długie końcówki kleszczy ułatwiają
dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.736.300
Weingart Narrow



Angled 45°
Kątowe 45°

● Max. 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")


DO.739.300
Weingart






Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych


Distal end bending pliers Kleszcze do zaginania końcówek dystalnych




Multipurpose pliers Kleszcze wielofunkcyjne




Multipurpose pliers Kleszcze wielofunkcyjne




Multipurpose pliers Kleszcze wielofunkcyjne



Multipurpose pliers Kleszcze wielofunkcyjne



Arch forming and contouring pliers Kleszcze do formowania i konturowania łuków





Arch forming and contouring pliers
Kleszcze do formowania i konturowania łuków



Arch forming and contouring pliers, without grooves. Matching concave and convex jaws for contouring and forming archwires without scoring or torquing.
Kleszcze do formowania i konturowania łuków, bez rowków, o końcówkach wklęsło-wypukłych, co pozwala na formowanie i konturowanie łuków bez torkowania.

● 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

DO.602.300
De La Rosa



Archwire forming pliers, concave and convex tips
Kleszcze do formowania łuków z wklęsło-wypukłymi końcówkami




● 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.613.300
Hollow-Chop



Light wire bending pliers
Kleszcze do doginania drutu



Serrated tips and grooves assure accurate bending and closing of loops.


Żłobione końcówki z rowkami dokładnie doginają drut i zamykają pętle.

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

DO.675.300
Jarabak



Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



Four steps beak for making precision loops of 3, 4, 5 or 6 mm in round or rectangular wires. One tip is serrated to prevent wire slippage.

Czterostopniowe dzioby dokładnie formują pętle 3, 4, 5 i 6 mm na łukach okrągłych lub prostokątnych. Jedna końcówka jest żłobiona aby zapobiec wyslizgiwaniu się łuku.

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.688.300
Nance



Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



Serrated tips and grooves assure accurate bending and closing of loops.


Żłobione końcówki z rowkami dokładnie doginają drut i zamykają pętle.

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")

DO.705.300
Tweed



Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



Four steps beak for making precision loops of 3, 4, 5 or 6 mm in round or rectangular wires. One tip is serrated to prevent wire slippage.

Czterostopniowe dzioby dokładnie formują pętle 3, 4, 5 i 6 mm na łukach okrągłych lub prostokątnych. Jedna końcówka jest żłobiona aby zapobiec wyslizgiwaniu się łuku.

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")


DO.712.300
Tweed





Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych

Loop forming pliers Kleszcze do formowania pętli



Loop forming pliers with replaceable 440 stainless steel tip, three step tip has 1.14, 1.52 and 1.91mm diameters
Kleszcze do formowania pętli z wymienną, trójstopniową końcówką (1.14 mm, 1.52 mm, 1.91 mm) ze stali nierdzewnej 440




DO.700.010
Replacement tip stainless steel 440
Wymienna trójstopniowa końcówka

- 0.36 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

DO.710.200
Tweed



Arch forming pliers Kleszcze do formowania łuków



Rectangular arch forming and torquing pliers, 1.78mm (.070") wide tips


Kleszcze do formowania łuków prostokątnych i nadawania toru, szerokość końcówek 1.78mm (.070")

- Max. 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.713.300
Tweed / Angle



Pliers wire bending 3-jaw Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu



Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging the wire


Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.

- 0.36 mm to 0.76 mm (.014" to .030")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

DO.585.300
Aderer



Lingual / Palatal arch forming pliers Kleszcze do formowania łuków językowych i podniebiennych



Rectangular arch forming and torquing pliers, 1.78mm (.070") wide tips

Kleszcze do formowania łuków prostokątnych i nadawania toru, szerokość końcówek 1.78mm (.070")

- 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")

DO.618.300
Falcon



Stop pliers V-Bend - 1mm Kleszcze do zagięć V - 1mm



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.43 mm x 0.56 mm (.017" x .022")

DO.655.700
Falcon



Detailing step pliers / Bayonet bending pliers - 1mm Kleszcze do formowania stopni 1mm



- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")


DO.630.700
Falcon



Instruments for "Fixed Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów stałych




Torquing pliers set
Kleszcze do torkowania, zestaw



DO.641.700
Falcon


Surgical ball hook crimping pliers
Kleszcze do zaciskania haczyków



Used to crimp surgical ball hooks to archwire, slotted tip fits over the base of hook for secure hold while crimping, also can be used to crimp stops and posts. Long handles for easy access to posterior region
Zaprojektowane aby w prosty sposób utrzymać haczyk oraz umieścić go na łuku. Dzięki jednemu ściśnięciu haczyk znajdzie się na łuku. Długie uchwyty ułatwiają dotarcie do miejsc trudnodostępnych.


DO.621.300
Falcon
Straight / Proste

Surgical ball hook crimping pliers
Kleszcze do zaciskania haczyków




DO.620.300
Falcon
Angled / Kątowe

Aligner plier hole punch
Kleszcze / Dziurkacz okrągły do aparatów retencyjnych




DO.750.010
125mm

Aligner plier horizontal hole
Kleszcze / Dziurkacz poziomy do aparatów retencyjnych




DO.750.020
118mm



Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

Aligner plier vertical hole


Kleszcze / Dziurkacz pionowy do aparatów retencyjnych



DO.750.030
118mm

Aligner plier tear drop hole

Kleszcze / Dziurkacz kształt łzy do aparatów retencyjnych



DO.750.040
118mm

Aligner plier hole punch

Kleszcze / Dziurkacz okrągły do aparatów retencyjnych



60-731
Hole punch
Dziurkacz okrągły
125mm

Aligner plier horizontal hole

Kleszcze / Dziurkacz poziomy do aparatów retencyjnych



60-732
Horizontal hole
Dziurkacz poziomy
118mm

Aligner plier vertical hole

Kleszcze / Dziurkacz pionowy do aparatów retencyjnych



60-733
Vertical hole
Dziurkacz pionowy
118mm


Aligner plier tear drop hole

Kleszcze / Dziurkacz kształt łzy do aparatów retencyjnych



60-734
Tear drop hole
Dziurkacz kształt łzy
118mm

Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych



Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



Falcon
CUT

with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego



DO.777.100

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")

Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



Falcon
CUT


with tungsten carbide inserts
z końcówką z węgla spiekanego



DO.779.100

● 0.70 mm to 1.00 mm (.028" to .040")

Universal wire bending and cutting pliers Kleszcze protetyczne kramponowe delfinki małe



DO.884.300


Universal Mini - Dolphin style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe - delfinki małe
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają : 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną : 0.7 mm (.028")



Universal wire bending and cutting pliers Kleszcze protetyczne kramponowe delfinki



DO.885.300


Universal - Dolphin style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe - delfinki standard
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają : 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną : 0.7 mm (.028")



Universal wire bending and cutting pliers Kleszcze protetyczne kramponowe zwykłe



DO.886.300

Universal - Taper style
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze kramponowe
Do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają : 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną : 0.7 mm (.028")



Wire bending and cutting pliers Kleszcze do doginania i cięcia drutu




DO.895.300

Waldsachs
Wire bending and cutting pliers

Kleszcze do cięcia i doginania drutu

● Bends/Doginają : 0.9 mm (.036")
Cuts/Tną : 0.7 mm (.028")





Instruments for "Removable Appliance Technique"

Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

Pliers for facebow Kleszcze do łuków twarzowych

OW.553.180
180mm

Falcon-Cut wire cutter x-action angled
Kleszcze do cięcia drutu z przekładnią boczne

For hard wires up to 2.0 mm Ø, For soft wires up to 3 mm Ø
Tną drut twardy do 2,0 mm Ø i miękki do 3 mm Ø



Heavy duty hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



Falcon
Compound action
Cut heavy wires with little force
Tną twarde drut przy użyciu niewielkiej siły

DO.785.300
Small / Male
Stainless steel, autoclavable
Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie
● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



Falcon
Compound action
Cut heavy wires with little force
Tną twarde drut przy użyciu niewielkiej siły

DO.786.300
Large / Duże
Stainless steel, autoclavable
Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie
● 0.80 mm to 1.50 mm (.032" to .057")



Hard wire cutters Kleszcze do cięcia twardego drutu



Falcon
Compound action
Cut heavy wires with little force
Tną twarde drut przy użyciu niewielkiej siły

DO.787.300
Small / Male
Stainless steel, autoclavable
Stal nierdzewna, możliwość sterylizacji w autoklawie
● 0.87 mm to 1.1 mm (.028" to .045")



Pliers for facebow Kleszcze do łuków twarzowych



DO.888.300
Universal
Parallel jaw pliers with side cutter, compound action
Powerful pliers easily cuts outer bow of a facebow, serrated jaws assure non-slip grip while bending

Kleszcze do formowania i cięcia łuków twarzowych
Ząbkowane końcówki zapewniają pewny uchwyt łuku podczas formowania.

Max. 1.80 mm (.071")



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu




Adams pliers with tungsten carbide tips
Kleszcze Adams z wkładką z węgla spiekanego




Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.796.100
Adams Maxi Fig. 64
● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu



Adams pliers with tungsten carbide tips
Kleszcze Adams z wkładką z węgla spiekanego





Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.799.100
Adams Maxi Fig. 65

- 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu




Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.799.300
Adams Maxi Fig. 65

- 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu




Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.795.300
Adams Mini

- 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu





Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.796.300
Adams Maxi Fig. 64

- 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Wire bending pliers Kleszcze do doginania drutu



Tips of all Adams pliers parallel at 1mm opening box joint, available in mini and maxi sizes
Konstrukcja z zawiasami pudełkowymi, dostępne w dwóch rozmiarach: mini i maxi

DO.798.300
Adams Mini

- 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



3-Jaw wire bending pliers Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu




Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging wire.
Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.

DO.806.300
Aderer - Mini

- 0.36 mm to 0.50 mm (.014" to .020")
- Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")





Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

3-Jaw wire bending pliers

Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu



Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging wire.
Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.

DO.807.300

Aderer - Midi

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

3-Jaw wire bending pliers

Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu



Precision aligned and contoured tips for consistent bends without damaging wire.
Końcówki kleszczy są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas jego doginania.

DO.808.300

Aderer - Maxi

● 0.50 mm to 0.91 mm (.020" to .036")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

Loop forming pliers

Kleszcze do formowania pętli



Optical style, round and concave beaks.
Końcówki kleszczy wklęsło-wypukłe.

DO.870.300

Schwarz Mini

● Max. 0.50 mm (.020")

Loop forming pliers

Kleszcze do formowania pętli



Optical style, round and concave beaks.
Końcówki kleszczy wklęsło-wypukłe.

DO.871.300

Schwarz Midi

● Max. 0.70 mm (.028")

Loop forming pliers

Kleszcze do formowania pętli



Optical style, round and concave beaks.
Końcówki kleszczy wklęsło-wypukłe.


DO.872.300

Schwarz Maxi

● Max. 0.70 mm (.028")

Loop forming pliers

Kleszcze do formowania pętli




Optical style, round and concave beaks.
Końcówki kleszczy wklęsło-wypukłe.

DO.874.300

Schwarz graduated / kalibrowane

● Max. 0.70 mm (.028")



Wire bending pliers
Kleszcze do doginania drutu



Bird beak lab. pliers
Tips parallel at 1mm opening

Kleszcze protetyczne "ptasie dzioby"
Równoległe końcówki przy 1 mm rozwarciu

DO.812.300

Angle

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Flat nose wire bending pliers
Kleszcze płaskie do doginania drutu



DO.830.300

Falcon

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



DO.824.300

Falcon

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Wire bending pliers
Kleszcze do doginania drutu



DO.838.300

Fisher

● 0.36 mm to 0.81 mm (.014" to .032")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Loop forming pliers
Kleszcze do formowania pętli



Optical style, round and concave beaks.
Heavy loop forming pliers

Kleszcze wklęsło-wypukłe do formowania pętli

DO.850.300

Mckellops

● Max. 0.80 mm (.032")



Wire bending pliers
Kleszcze do doginania drutu




DO.860.300

Peeso

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")

■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")





Instruments for "Removable Appliance Technique" Narzędzia do techniki aparatów ruchomych

Crown and collar contouring pliers Kleszcze do konturowania koron i pierścieni



Crown and collar contouring pliers
Kleszcze płasko-płaskie do konturowania
koron i pierścieni

DO.861.300
Peeso

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Loop forming pliers Kleszcze do formowania pętli



DO.896.300
Young

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



Arrow clasp bending pliers Kleszcze do przeginania klamer grotowych



DO.876.300
Schwarz

■ Max. 0.70 mm (.028")



Arrow clasp forming pliers Kleszcze do formowania klamer grotowych



DO.877.300
Schwarz

■ Max. 0.70 mm (.028")



Pliers for facebow Kleszcze do łuków twarzowych



Facebow loop forming pliers
For forming loops in either inner or outer
bows of facebow

Kleszcze do formowania łuków twarzowych
Do formowania pętli
zewewnętrznych i wewnętrznych na łuku

DO.810.300
Aderer

■ Max. 1.60 mm (.063")





Pliers stand / Stojak na kleszcze



DO.964.010



Upright pliers stands / Stojaki na kleszcze



DO.965.010 Black / Czarny



DO.965.040 Clear / Przezroczysty



DO.965.080 White / Biały



DO.965.020 Blue / Niebieski

Instruments organizer / Stojak na instrumenty



DO.966.030




DO.966.020




Pliers stands, autoclavable
Stojaki na kleszcze, możliwość sterylizacji w autoklawie



DO.964.030



DO.963.010
Mini



DO.963.020
Midi



DO.963.030
Maxi



DO.963.040
X-Large

Covered pliers rack
Stojak na kleszcze




DO.966.000

Occlusal and cheek retractor double ended
Rozwierak do policzków i ust



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





DS.433.040

Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnętrzne

Made of stainless steel
Wykonane ze stali nierdzewnej

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.468.000
Set of 7 mirrors
Zestaw zawiera 7 lusterek
1 x DD.468.010
1 x DD.468.020
1 x DD.468.030
1 x DD.468.040
1 x DD.468.050
1 x DD.468.060
1 x DD.468.070



Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnątrzustne




Double sided front surface
No double reflection
Chromium coated glass
Provides sharp images


Dwustronne, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Szkło, pokryte chromem
Zapewniają wyraźny obraz



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.470.000
Set of 7 mirrors and 1 handle:
Zestaw zawiera 7 lusterek i 1 uchwyt:
1 x DD.470.010
1 x DD.470.011
1 x DD.470.020
1 x DD.470.021
1 x DD.470.030
1 x DD.470.031
1 x DD.470.040
1 x DD.472.000



Large mirrors with handle
Duże lusterka z uchwytem




For intraoral photography
Bendable at any angle
Chrome front surface
No double reflection
Autoclavable

Do zdjęć wewnątrzustnych
Wygina się pod każdym kątem
Pokryte chromem, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.471.010 Ø 38mm
DD.471.020 Ø 50mm

Sterilization cassette for photographic mirrors
Kaseta do sterylizacji lusterek fotograficznych




DZ.085.090
Suitable for all Intraoral photographic mirrors
Odpowiednia do wszystkich
typów lusterek fotograficznych



Lips and cheek retractors Rozwieraki do policzków i ust



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



For child / Dla dzieci
DS.426.010

Lips and cheek retractors Rozwieraki do policzków i ust



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



For child / Dla dzieci
DS.424.020



For adult / Dla dorosłych
DS.424.030

Lips and cheek retractor with tongue retainer Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.423.010



Medium / Średni
DS.423.020



Large / Duży
DS.423.030

Lips and cheek retractor with tongue retainer Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.423.060



Large / Duży
DS.423.070



Photo cheek retractors
Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Photo cheek retractors
Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.433.010

Large / Duży
DS.433.030

Photo cheek retractors (Autoclavable 135°C)
Rozwieraki do zdjęć (autoklawowalny 135°C)

Black / Czarny

Black / Czarny



Small / Mały
DS.434.040



Large / Duży
DS.434.030



Black / Czarny



Small / Mały
DS.434.070

Black / Czarny



Large / Duży
DS.434.080

Transparent / Przezroczysty

Transparent / Przezroczysty



Small / Mały
DS.434.050



Large / Duży
DS.434.060



Transparent / Przezroczysty



Small / Mały
DS.434.090

Transparent / Przezroczysty




Large / Duży
DS.434.100




Lips and cheek retractor with tongue retainer Rozwierak do policzków i ust z blokadą języka



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Medium / Średni
DS.436.010




Large / Duży
DS.436.020

Extraoral retractors Rozwierak zewnętrzne


Better access for the dentist to the teeth to perform clinical procedures, gives full view of anterior/posterior segment during direct bonding. Handles for easier insertion and for pulling the cheek anterior while bonding the side segment. Tension can be adjusted by using elastomers for maximum patient comfort, also keeps the upper and lower lip away from dry-field while bonding.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



For child / Dla dzieci
DS.423.080



For adult / Dla dorosłych
DS.423.090

Nola - Dry Field System System osuszający i rozwierający Nola

Designed for photographic retraction. Autoclave (121°C) or cold sterilization (glutaraldehyde only). Provides a totally dry field without cotton rolls. Comes with silicone tubing.



Complete set / Zestaw



DS.424.041 for child / dla dzieci
DS.424.051 for adult / dla dorosłych
Tongue guard with position block
2 pieces of silicone tube and Y - pipe



Code / Kod	Size / Rozmiar
DS.424.040	for child / dla dzieci
DS.424.050	for adult / dla dorosłych



Photo cheek and lip retractors
Rozwieraki policzkowe do ust i zdjęć



DS.435.010B
Simplex
105 mm



DS.435.000B
Simplex 1/2 CUT
105 mm
Pair (Left and Right)
Ends trimmed for easier occlusal view



DS.435.020B
Simplex-Falcon
110 mm



DS.435.030B
Simplex-Falcon
170 mm
V-Shape, excellent for
pulling back the cheek



DS.437.010B
Falcon
170 mm
Lip retractor, excellent
for occlusal photos



DS.435.010
Simplex
105 mm



DS.435.000
Simplex 1/2 CUT
105 mm
Pair (Left and Right)
Ends trimmed for easier occlusal view



DS.435.020
Simplex-Falcon
110 mm



DS.435.030
Simplex-Falcon
170 mm
V-Shape, excellent for
pulling back the cheek



DS.437.010
Falcon
170 mm
Lip retractor, excellent
for occlusal photos



Photography Lip retractor Rozwierak wargowy do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Plastic / Plastikowy
DS.437.020
170mm



Plastic / Plastikowy
DS.437.030
170mm


Soft retractor lips and cheek Rozwierak do policzków i ust miękkie




Cold sterilization only
Sterylizacja na zimno




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.425.010



Medium / Średni
DS.425.020




Large / Duży
DS.425.030


Transparent retractors Rozwieraki przezroczyste




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.425.040



Medium / Średni
DS.425.050



Large / Duży
DS.425.060



Lips retractors
Rozwieraki do warg




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Small / Mały
DS.422.010

Large / Duży
DS.422.020

Bite registration wafers
Wafle do rejestracji zgryzu



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DI.003.000

Provides clear impression of teeth
Zapewniają wyraźną rejestrację zgryzu

Handle for photographic mirrors
Uchwyt do lusterka fotograficznego



DD.472.000
Stainless Steel
Stal nierdzewna


DD.472.010
Silver

DD.472.020
Black

DD.472.030
Green

DD.472.040
Pink

Impression protector
Pasek ochronny na zamki ortodontyczne



DI.015.000

Pack of 10 pairs / Opak. 10 par

Allows to take good impression while patient is wearing braces
by preventing alginate adhering to brackets.

Pozwala uzyskać prawidłowy wycisk podczas noszenia aparatu stałego,
zapobiega przyklejaniu masy do zamków

Plastic model bases
Jednorazowa plastikowa forma do modeli kontrolnych



Complete upper and
lower with hinges
Komplet górny i dolny z
zawiasami

Standard / Standard
Large / Duża

DL.090.010
DL.090.020

Rubber model bases
Gumowa forma do modeli



Set of 6 pieces, assorted sizes,
upper and lower
Zestaw 6 szt., różne rozmiary,
górne i dolne

DL.091.010

Disposable tongue blocks with saliva ejectors
Jednorazowe blokady języka ze ślinociągami

Helps maintain a dry field / Pomagają utrzymać suchą powierzchnię
Enable patient to relax jaw / Zapewniają odpoczynek szczękom pacjenta



Tongue blocks
Blokada języka

Saliva ejectors
Ślinociąg

Adapter tubes
Złączka do ślinociagu

DZ.5000.01 Small / Mała
DZ.5000.02 Medium / Średnia
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DZ.5003.00
Pack of 3 pieces
Opak. 3 szt.

DZ.5004.00
Pack of 3 pieces
Opak. 3 szt.



Pro-Lock Disposable orthodontic impression trays Pro-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru




Tuff-Lock Disposable orthodontic impression trays Tuff-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru






Template cephalometric / Szablon cefalometryczny




DO.155.010

**Cephalometric protractor and tracing template
Kątomierz cefalometryczny i szablon ortodontyczny**




DO.155.011

Template tracing / Szablon ortodontyczny




DO.155.020

**Cephalometric triangle
Szablon cefalometryczny trójkąt**




DO.155.070

Template corrolometer / Korelometr



DO.155.030

Template Rickets / Szablon Ricketa



DO.155.040

**Cephalometric tracing film
Kalka cefalometryczna**



DO.156.100
8" x 10" (200 mm x 250 mm)
100 sheets / 100 kartek

**Tracing pencils
Ołówki do zaznaczania**



DO.156.010 Black / Czarne
DO.156.020 Blue / Niebieskie
DO.156.030 Red / Czerwone
DO.156.040 Green / Zielone
DO.156.050 White / Białe
DO.156.060 Yellow / Żółte