




Gynecology / Ginekologia



Vaginal specula
Wzierniki pochwowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Falcon	L mm	W mm
GN.002.020	100	22

Falcon Combination Speculum 4-Valves

Single Speculum for both vertical and lateral opening, provides excellent view without manual intervention. With holder for disposable smoke evacuation tube.



Collin-Virgin	L mm	W mm
GN.006.010	65	22

For virgins



Collin	L mm	W mm
GN.007.010	85	30
GN.007.030	100	35
GN.007.040	110	40



Lateral fixations screw
Śruba z boku

Cusco-Virgin	L mm	W mm
GN.015.010	75	17

For virgins



Vaginal specula
Wzierniki pochwowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Central fixation screw
Śruba centralnie

Cusco-Virgin	L mm	W mm
GN.014.010	75	17

For virgins / Dla dziewczyn



Central fixation screw
Śruba centralnie

Cusco	L mm	W mm
GN.018.010	75	32
GN.018.020	85	35
GN.018.030	100	35



Lateral fixations screw
Śruba z boku

Cusco	L mm	W mm
GN.019.010	75	32
GN.019.020	85	35
GN.019.030	100	35



Lateral fixations screw
Śruba z boku

Cusco-Swiss	L mm	W mm
GN.020.010	80	22
GN.020.020	100	25
GN.020.030	105	27



Cusco-English	L mm	W mm
GN.021.010	65	15
GN.021.020	80	25
GN.021.030	90	30
GN.021.040	95	35
GN.021.050	115	30



George combined Cusco+Sims	L mm	W mm
GN.142.030	95	35

Vaginal specula
Wzierniki pochwowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Guttmann	L mm	W mm
GN.092.010	95	35



Grave standard

Grave	L mm	W mm
GN.050.010	75	20
GN.050.020	95	35
GN.050.030	115	35



Pederson	L mm	W mm
GN.038.010	75	13
GN.038.020	100	22
GN.038.030	110	25



Grave Maxi-View

Grave Maxi-View	L mm	W mm
GN.042.020	95	35
GN.042.030	115	35



Vaginal Specula and retractors
Wzierniki pochwowe i Haki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Grave Wide-View

	L mm	W mm
GN.046.020	95	35
GN.046.030	115	35

XXL

Grave Wide-View

	L mm	W mm
GN.046.040	150	35

For obese patients



Set (Speculum + Retractor)
Zestaw (Wziernik + Hak)

Kristeller-Standard

Fig.0	GN.160.000	GN.160.001 + GN.160.002
Fig.1	GN.160.010	GN.160.011 + GN.160.012
Fig.2	GN.160.020	GN.160.021 + GN.160.022
Fig.3	GN.160.030	GN.160.031 + GN.160.032
	175mm	



Speculum only
Wziernik



Retractor only
Hak



GN.148.000
Set of 3
Zestaw 3 sztuk

Kristeller-Standard

	L mm	W mm
GN.160.001	70	15
GN.160.011	70	27
GN.160.021	75	30
GN.160.031	90	36

175mm

Kristeller-Standard

	L mm	W mm
GN.160.002	75	10
GN.160.012	75	23
GN.160.022	80	26
GN.160.032	100	32

175mm

Sims

	L mm	W mm
GN.148.010	65 / 70	25 / 30
GN.148.020	70 / 70	30 / 35
GN.148.030	85 / 90	35 / 40



Vaginal specula and retractors Wzierniki pochwowe i Haki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Set (Speculum + Retractor)
Zestaw (Wziernik + Hak)



Speculum
Wziernik



Retractor
Hak

Kallmorgen


Fig.1	GN.170.010	GN.170.011 + GN.170.012
Fig.2	GN.170.020	GN.170.021 + GN.170.022
	200mm	

Kallmorgen

	L mm	W mm
GN.170.011	70	40
GN.170.021	90	40
200mm		

Kallmorgen

	L mm	W mm
GN.170.012	70	33
GN.170.022	90	33
200mm		



Speculum
Wziernik



Retractor
Hak

Braun

	L mm	W mm
GN.190.001	56	13
180mm		

Braun

	L mm	W mm
GN.190.002	60	10
180mm		



Jackson

	L mm	W mm
GN.176.010	75	35
GN.176.020	90	35
GN.176.030	100	35
175mm		



Vaginal Specula and retractors
Wzierniki pochwowe i Haki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Speculum only
Wziernik

Mathieu	L mm	W mm
GN.194.021	95	30
210mm		



Retractor only
Hak

Mathieu	L mm	W mm
GN.194.022	100	26
210mm		



Auvard	L mm	W mm
GN.107.010	80	38
GN.107.020	90	45
225mm		
Weight / Waga = 1.15kg		



Doyen	L mm	W mm
GN.213.010	55	45
GN.213.020	85	45
GN.213.030	115	45
240mm		



Breisky Vienna Pattern	L mm	W mm
GN.220.020	100	20
GN.220.025	100	25
GN.220.030	100	30
GN.220.035	100	35
GN.220.040	100	40
290mm		



Breisky Vienna Pattern	L mm	W mm
GN.223.180	180	40
370mm		



Retractors self-retaining Haki automatyczne

Vaginal retractor / Hak pochwowy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



GN.330.010
Frame only
Solo telaio
Rama operacyjna



GN.330.020
45 x 17 mm (L x W)



GN.330.030
90 x 37 mm (L x W)



GN.330.040
90 x 45 mm (L x W)

O'Sullivan-O'Connor
GN.330.000
Set - Contents / Set - Componenti / Zestaw zawiera
1 x GN.330.010
1 x GN.330.020
1 x GN.330.030
1 x GN.330.040

Thyroid and vaginal retractor / Hak tarczycowy i pochwowy (do sromu)

Vaginal retractor / Hak pochwowy (do sromu)



Friedman-Blairbell
GN.290.100
100 mm / 4"



Jolls
GN.292.150
150 mm / 6"




Comyns Berkeley
GN.294.140
140 mm / 5 1/2"



Retractors self-retaining
Haki automatyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



A34-028-01R

Contents:

A	1 x	A34-040-30R	Field Post/Table Clamp 305mm / 12"
B	1 x	A34-044-25R	Fixation clamp/post coupling rotatable 25mm / 1"
C	1 x	A34-050-47R	Fixation horizontal flex bar 360° rotatable 470mm / 18 ½"
D	4 x	A34-080-21R	Ratchet mechanism tilting
E	1 x	A34-148-26R	Ring fixed vaginal 20°. 267 x 203mm / 10 ½ x 8"
F	1 x	A34-210-31R	Blade fixed Deaver 89 x 25mm / 3 ½ x 1"
G	1 x	A34-210-34R	Blade fixed Deaver 127 x 25mm / 5 x 1"
H	2 x	A34-216-92R	Blade fixed vaginal Magrina lateral 76 x 25mm / 3 x 1"
I	1 x	A34-216-96R	Blade fixed vaginal Magrina posterior 114 x 25mm / 4 ½ x 1"

A34-028-01R

Zawiera:

A	1 x	A34-040-30R	Ramię pionowe z zaciskiem szynowym 305mm / 12"
B	1 x	A34-044-25R	Złącze kołowe obrotowe 25mm / 1"
C	1 x	A34-050-47R	Lekkie ramię horyzontalne 360° obrotowe 470mm / 18 ½"
D	4 x	A34-080-21R	Zaczep do łyżek przechyłowy
E	1 x	A34-148-26R	Rama operacyjna do system haków automatyczne 20° 267 x 203mm / 10 ½ x 8"
F	1 x	A34-210-31R	Łyżka brzuszna Deaver 89 x 25mm / 3 ½ x 1"
G	1 x	A34-210-34R	Łyżka brzuszna Deaver 127 x 25mm / 5 x 1"
H	2 x	A34-216-92R	Łyżka brzuszna Magrina lateral 76 x 25mm / 3 x 1"
I	1 x	A34-216-96R	Łyżka brzuszna Magrina posterior 114 x 25mm / 4 ½ x 1"



Vaginal retractor Hak pochwowy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Falcon Lateral Vaginal Retractor
Fits in speculum yoke to provide better visualization without the need for manual intervention. Lateral wall retractors are recommended to be used with Grave Wide-View Speculum.



Falcon	L mm	W mm
GN.285.250	55	20
250mm		

Endo specula Wzierniki endo




Kogan
GN.274.040 240mm



Kogan
GN.276.040 240mm



Kogan
GN.275.030 240mm



Kogan
GN.275.040 240mm





Uterine dilators
Rozszerzadła do szyjki macicy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Full sizes Rozmiary pełne	
Hegar	mm Ø
GO.020.010	1
GO.020.020	2
GO.020.030	3
GO.020.040	4
GO.020.050	5
GO.020.060	6
GO.020.070	7
GO.020.080	8
GO.020.090	9
GO.020.100	10
GO.020.110	11
GO.020.120	12
GO.020.130	13
GO.020.140	14
GO.020.150	15
GO.020.160	16
GO.020.170	17
GO.020.180	18
GO.020.190	19
GO.020.200	20
GO.020.210	21
GO.020.220	22
GO.020.230	23
GO.020.240	24
GO.020.250	25
GO.020.260	26
GO.020.270	27
GO.020.280	28
GO.020.290	29
GO.020.300	30
180mm	

Half sizes Rozmiary połówkowe	
Hegar	mm Ø
GO.022.015	1.5
GO.022.025	2.5
GO.022.035	3.5
GO.022.045	4.5
GO.022.055	5.5
GO.022.065	6.5
GO.022.075	7.5
GO.022.085	8.5
GO.022.095	9.5
GO.022.105	10.5
GO.022.115	11.5
GO.022.125	12.5
GO.022.135	13.5
GO.022.145	14.5
GO.022.155	15.5
GO.022.165	16.5
GO.022.175	17.5
GO.022.185	18.5
GO.022.195	19.5
GO.022.205	20.5
GO.022.215	21.5
GO.022.225	22.5
GO.022.235	23.5
GO.022.245	24.5
180mm	



Hegar Dilators Sets

In canvas roll	Contents
GO.021.010	Set of 14 from size 4 to 17 mm
GO.021.020	Set of 26 from size 1 to 26 mm
GO.023.010	Set of 14 from size 4.5 to 17.5 mm
GO.023.020	Set of 26 from size 1.5 to 26.5 mm

Zestaw rozszerzadeł Hegar

W płóciennym etui	Zawiera
GO.021.010	Zestaw 14 sztuk roz od 4 do 17 mm
GO.021.020	Zestaw 26 sztuk roz od 1 do 26 mm
GO.023.010	Zestaw 14 sztuk roz od 4.5 do 17.5 mm
GO.023.020	Zestaw 26 sztuk roz od 1.5 do 26.5 mm

Uterine dilators Rozszerzadła do szyjki macicy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Hegar Dilators Sets

In stainless steel box	Contents	W stalowym pudełku	Zawiera
GO.021.030	Set of 14 from size 4 to 17 mm	GO.021.030	Zestaw 14 sztuk roz od 4 do 17 mm
GO.021.040	Set of 26 from size 1 to 26 mm	GO.021.040	Zestaw 26 sztuk roz od 1 do 26 mm
GO.023.030	Set of 14 from size 4.5 to 17.5 mm	GO.023.030	Zestaw 14 sztuk roz od 4.5 do 17.5 mm
GO.023.040	Set of 26 from size 1.5 to 26.5 mm	GO.023.040	Zestaw 26 sztuk roz od 1.5 do 26.5 mm



Hegar	mm Ø
GO.050.020	ø 1/2mm
GO.050.040	ø 3/4mm
GO.050.060	ø 5/6mm
GO.050.080	ø 7/8mm
GO.050.100	ø 9/10mm
GO.050.120	ø 11/12mm
GO.050.140	ø 13/14mm
GO.050.160	ø 15/16mm
GO.050.180	ø 17/18mm
GO.050.200	ø 19/20mm
GO.050.220	ø 21/22mm
GO.050.240	ø 23/24mm
GO.050.260	ø 25/26mm
200mm	



Hegar Dilator sets

In canvas roll	Contents
GO.051.010	Set of 8 from size 3/4 to 17/18 mm
GO.051.020	Set of 13 from size 1/2 to 25/26 mm

Zestaw rozszerzadeł Hegar

W płóciennym etui	Zawiera
GO.051.010	Zestaw 8 sztuk roz od 3/4 to 17/18 mm
GO.051.020	Zestaw 13 sztuk roz od 1/2 to 25/26 mm



Uterine Sounds, Manipulator and Depressors , Tubal Hook
Rozszerzadła do szyjki macicy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Martin
33.273.32
320mm
Rigid
Sztwywna

Sims
GN.355.010
320mm
Malleable silver plated
Giętka posrebrzana

Sims
GN.356.010
320mm
Malleable stainless steel
Giętka stal nierdzewna

Sims
GN.357.010
320mm
Rigid stainless steel
Sztwywna stal nierdzewna

Ramathibodi
GO.533.275
275mm
Uterine manipulator
Zgłębnik ginekologiczny

Ramathibodi
GO.534.250
250mm
Tubal hook
Sonda ginekologiczna

Braun
GN.267.270
280mm


Sims
GN.268.260
260mm
Depressor uterine
Łopátka ginekologiczna



Uterine Dressing Forceps
Kleszcze do materiałów opatrunkowych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



GN.450.260
260 mm / 10 1/4"

GN.450.275
275 mm / 10 7/8"

Bozemann



GN.452.260
260 mm / 10 1/4"


GN.452.275
275 mm / 10 7/8"



GN.451.260
260 mm / 10 1/4"


GN.451.275
275 mm / 10 7/8"

Bozemann



GN.455.260
260 mm / 10 1/4"

GN.455.275
275 mm / 10 7/8"



GN.453.260
260 mm / 10 1/4"

GN.453.275
275 mm / 10 7/8"



Uterine dressing forceps
Kleszcze do materiałów opatrunkowych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Bozemann-Douglas
GN.457.260
260 mm / 10 1/4"



GN.466.250



Pelkmann
250 mm / 9 7/8"



GN.467.250



Collin
GN.480.240
240 mm / 9 1/2"




Cheron
GN.485.250
250 mm / 9 7/8"




Uterine Dressing Forceps
Kleszcze do materiałów opatrunkowych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



BF.080.280



BF.081.280



Sims-Maier
280 mm / 11"



Noto
GN.502.280
280 mm / 11"



Kelly
GN.495.320
320 mm / 12 ½"



Uterine Tenaculum Forceps
Kulociągi pojedyncze



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Bernhard
BF.450.160
160mm



Staude-Moore
GN.700.170
170 mm



Barrett
GN.704.180
180 mm



Braun
GN.710.250
250mm



Schroeder-Luer
GN.714.250
250mm



Pozzi
GN.716.250
250mm



Uterine tenaculum forceps
Kulociągi pojedyncze



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Pozzi-Collin
GN.718.250
250mm



Duplay
GN.737.280
280mm




Skene
GN.745.230
240mm



Uterine Tenaculum and Vulsellum Forceps
Kulociągi



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



GN.874.250

GN.875.010



Schroeder
250mm

Curved to side
Wygięty na bok



Schroeder
GN.875.040
250mm



Czerny
GN.880.210
210 mm



Pratt / Billroth
GO.596.270
280mm

Curved to side
Wygięty na bok



Teale
GN.801.180
180mm
GN.801.230
230mm



Littlewood
BG.530.190
190mm



Uterine tenaculum forceps
Kulociągi pojedyncze



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Curved to side
Wygięty na bok



Jacob
GN.840.210
210 mm



Jacob
GN.841.210
210 mm



Museux
240 mm



Museux
240 mm

Polypus and ovum forceps, Cervix manipulating forceps
Kleszcze ginekologiczne do jaja płodowego i polipów



Bonney
GN.512.240
240mm



Vant
GN.515.240
240mm



Hulka
GO.469.280
280mm

With malleable sound
Z giętą sondą



Uterine elevating forceps
Kleszcze ginekologiczne do jaja płodowego



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Dartigues
GN.934.270
270mm



Somer
GN.939.235
230mm

Myoma instruments
Instrumenty do mięśniaków macicy



Knife myoma double-edge
Nóż do mięśniaków macicy zagięty

Segond
GO.585.270
270mm

Screw myoma
Świder do mięśniaków macicy



Doyen
GO.590.020
170mm

Screw myoma
Świder do mięśniaków macicy




Doyen
GO.590.010
170mm



Fistula Hooks Haczyki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Instruments for Removal of intra uterine devices Instrumenty do usuwania wkładek wewnątrzmacicznych

Hook IUD removing
Haczyk do usuwania wkładek IUD



Forceps IUD removing
Kleszczyki do usuwania wkładek IUD



Saunders / Grafenberg
GO.515.320
310mm






Biopsy curettes
Skrobaczki do biopsji



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Novak-Schoreckaert
GO.245.020 Ø2 x 240mm
GO.245.030 Ø3 x 240mm
GO.245.040 Ø4 x 240mm



Randall
GO.249.040
Ø4 x 240mm

3 x 12 mm



Kevorkian-Young
GO.220.020
300mm


3 x 12 mm



Kevorkian-Young
GO.220.010
300mm


Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków

4.5 x 8mm




Schubert
GO.365.260 260mm

8 x 5mm



Faure
GO.361.240 240mm

3 x 5mm



Tischler
GO.367.270 270mm




Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Working length
Długość części pracujące



Schumacher


GO.340.010 240mm



Schumacher

GO.340.020 240mm


Working length
Długość części pracujące



Eppendorfer

GO.336.200 200mm

Working length
Długość części pracujące



Wittner

GO.342.230 230mm




Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Working length
Długość części pracujące

230mm




Wittner

GO.343.230

230mm

Working length
Długość części pracujące

200mm




Alexander

GO.356.200

200mm

Working length
Długość części pracujące

280mm



Alexander

GO.356.280

280mm

Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Working length
Długość części pracujące

250mm



Kevorkian

GO.338.250

250mm

Working length
Długość części pracujące

220mm



Tischler-Morgan

GO.306.220

220mm

Working length
Długość części pracujące

220mm



Tischler-Kevorkian

GO.308.220

220mm



Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków

Working length
Długość części pracujące



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

220mm

7 x 3 mm



Tischler-Morgan

GO.306.220 220mm

Working length
Długość części pracujące

200mm

2.3 x 4 mm



Tischler-Mini

GO.290.200 200mm

Working length
Długość części pracujące

220mm

7 x 4 mm



Tischler



GO.316.220 220mm



Cervical biopsy forceps
Kleszcze do pobierania wycinków



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Uterine Curettes
Skrobaczki maciczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



5 mm
Fig. 00



6 mm
Fig. 0



7 mm
Fig. 1



8 mm
Fig. 2




9 mm
Fig. 3



11 mm
Fig. 4



12 mm
Fig. 5



14 mm
Fig. 6



Sims

280mm

		Blunt, malleable Tępe - giętkie	Blunt, rigid Tępe - sztywne	Sharp, malleable Ostre - giętkie	Sharp, rigid Ostre - sztywne
Fig. 00	5 mm	GO.123.050	GO.122.050	GO.121.050	GO.120.050
Fig. 0	6 mm	GO.123.060	GO.122.060	GO.121.060	GO.120.060
Fig. 1	7 mm	GO.123.070	GO.122.070	GO.121.070	GO.120.070
Fig. 2	8 mm	GO.123.080	GO.122.080	GO.121.080	GO.120.080
Fig. 3	9 mm	GO.123.090	GO.122.090	GO.121.090	GO.120.090
Fig. 4	11 mm	GO.123.110	GO.122.110	GO.121.110	GO.120.110
Fig. 5	12 mm	GO.123.120	GO.122.120	GO.121.120	GO.120.120
Fig. 6	14 mm	GO.123.140	GO.122.140	GO.121.140	GO.120.140

Uterine curettes
Skrobaczki maciczne



Fig. 00



Fig. 0



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16



Uterine curettes
Skrobaczki maciczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Recamier-Bumm

310mm


		Blunt, malleable Tępe - giętkie	Blunt, rigid Tępe - sztywne	Sharp, malleable Ostre - giętkie	Sharp, rigid Ostre - sztywne
Fig. 00	5 mm	GO.139.050	GO.138.050	GO.137.050	GO.136.050
Fig. 0	6 mm	GO.139.060	GO.138.060	GO.137.060	GO.136.060
Fig. 1	7 mm	GO.139.070	GO.138.070	GO.137.070	GO.136.070
Fig. 2	8 mm	GO.139.080	GO.138.080	GO.137.080	GO.136.080
Fig. 3	9 mm	GO.139.090	GO.138.090	GO.137.090	GO.136.090
Fig. 4	11 mm	GO.139.110	GO.138.110	GO.137.110	GO.136.110
Fig. 5	12 mm	GO.139.120	GO.138.120	GO.137.120	GO.136.120
Fig. 6	14 mm	GO.139.140	GO.138.140	GO.137.140	GO.136.140
Fig. 7	15 mm	GO.139.150	GO.138.150	GO.137.150	GO.136.150
Fig. 8	16 mm	GO.139.160	GO.138.160	GO.137.160	GO.136.160
Fig. 9	19 mm	GO.139.190	GO.138.190	GO.137.190	GO.136.190
Fig. 10	20 mm	GO.139.200	GO.138.200	GO.137.200	GO.136.200
Fig. 11	21 mm	GO.139.210	GO.138.210	GO.137.210	GO.136.210
Fig. 12	23 mm	GO.139.230	GO.138.230	GO.137.230	GO.136.230
Fig. 13	25 mm	GO.143.250	GO.142.250	GO.141.250	GO.140.250
Fig. 14	30 mm	GO.143.300	GO.142.300	GO.141.300	GO.140.300
Fig. 15	35 mm	GO.143.350	GO.142.350	GO.141.350	GO.140.350
Fig. 16	40 mm	GO.143.400	GO.142.400	GO.141.400	GO.140.400



**Uterine curettes
Skrobaczki maciczne**



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



**Blunt, rigid
Tępe - sztywne**



**Sharp, rigid
Ostre - sztywne**



Recamier-Bumm

310mm

GO.136.000

GO.136.000

Sharp, rigid

Ostre - sztywne

Contents / Zawiera

Set of 8 from fig. 1 to 8

Zestaw 8szt. od fig. 1 do 8

Recamier-Bumm

310mm

GO.138.000

GO.138.000

Blunt, rigid

Tępe - sztywne

Contents / Zawiera

Set of 8 from fig. 1 to 8

Zestaw 8szt. od fig. 1 do 8




Uterine Curettes
Skrobaczki maciczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Bumm
Malleable
Głotka
290mm



16 mm




18 mm




20 mm

Blunt / Tępe	GO.151.160	GO.151.180	GO.151.195
Sharp / Ostre	GO.149.160	GO.149.180	GO.149.195




22 mm




24 mm

Blunt / Tępe	GO.151.215	GO.151.235
Sharp / Ostre	GO.149.215	GO.149.235



26 mm



28 mm

Blunt / Tępe	GO.151.260	GO.151.285
Sharp / Ostre	GO.149.260	GO.149.285



Intra-uterine cannula
Kaniule ginekologiczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Ø 10 x 25mm



GO.434.010

Ø 13 x 25mm



GO.434.020


Ø 16 x 30mm



GO.434.030



GO.429.010



GO.429.020

Spare cone only silicon
Nasadka silikonowa do
kaniul Spackmann/Curie



GO.421.010




Leech Wilkinson
265mm



Spackmann
Silver plated
Posrebrzana
360mm



Spackmann
GO.421.360
360mm



Currie (Jarcho)
GO.423.360
360mm



Fetal stethoscopes and pelvimeters
Stetoskopy do badania tętna płodu i miednicomierze




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Aluminum
Aluminiowy



Pinard
GO.705.150
150 mm / 6"



Plastic
Plastikowy




Pinard
GO.706.150
150 mm / 6"




Wooden
Drewniany



Pinard
GO.707.170
170 mm / 6 3/4"



Collyer
GO.712.300
300 mm
cm/inch scale



Breisky
GO.710.330
330 mm
cm/inch scale



Collin
34-005-35
350 mm
cm scale



Instruments for Amnion Bladder
Instrumenty do pęcherza płodowego



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Iowa

GO.722.140

140 mm



Beecham

GO.765.260

260 mm



5x6 ząbków

S-Shape
W kształcie S

Iowa

GO.773.260

265 mm



Caesarean forceps
Kleszczyki do chwytania skóry na główce płodu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Green-Armytage

GO.780.210

210mm



Green-Armytage

GO.783.195

200mm



Willet

BG.702.190

190mm



Ovum-Placenta forceps
Kleszczyki do jaja płodowego i łożyska



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



McClintock

GO.851.240 240mm



Greenhalgh-Corey

GO.853.240 240mm



Moore

GO.849.240 240mm



Ovum-Placenta forceps
Kleszczynki do łożyska i łożyska



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




GO.868.010



GO.869.010




GO.858.275




GO.859.275




GO.868.020




GO.869.020



GO.868.030



GO.869.030



Winter

280mm



Saenger

270mm



Obstetrical forceps and hooks
Kleszcze porodowe i Hak położniczy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Naegle

GO.814.355	355 mm
GO.814.400	400 mm



Wrightley

GO.802.280	280 mm
------------	--------



Simpson-Braun

GO.812.360	360 mm
------------	--------



Braun

GO.930.305	305 mm
------------	--------



Ovum-Placenta curettes and scoops
Skrobaczki i łyżeczki do jaja płodowego oraz łożyska



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Pestalozza

GO.895.010

300 mm

Cuzzi

300 mm

Wallich

GO.899.030


270 mm



Uterine scissors
Nożyczki maciczne




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




BS.840.200
200 mm / 8"

BS.841.200
200 mm / 8"




BS.840.230
230 mm / 9"

BS.841.230
230 mm / 9"



BS.842.200
200 mm / 8"

BS.843.200
200 mm / 8"




BS.842.230
230 mm / 9"

BS.843.230
230 mm / 9"




Sims

S1



BS.844.200
200 mm / 8"

BS.845.200
200 mm / 8"



BS.844.230
230 mm / 9"

BS.845.230
230 mm / 9"




Gynecology scissors
Nożyczki ginekologiczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



BS.814.230



BS.815.230



Sims-Siebold
GN.435.245
245 mm / 9 3/4"



Obstetrical scissors
Nożyczki ginekologiczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Umbilical cord scissors
Nożyczki do cięcia pępowiny

USA-Pattern
GO.749.105
105 mm / 4 1/8"



Episiotomy scissors
Nożyczki do episiotomii

Braun-Stadler
GO.753.140 140 mm / 5 1/2"
GO.753.220 220 mm / 8 3/4"



Lawson-Tait / Barnes
GO.755.140
140 mm / 5 1/2"




Umbilical cord scissors
Nożyczki do cięcia pępowiny

Busch
GO.745.160
160 mm / 6 1/4"



Dubois
270 mm / 10 3/4"



GO.900.270
GO.901.270
Decapitating scissors
Nożyczki do cięcia jelit

www.falconmedical.pl



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01