

1011000063
 210 2023 25

PerfectAlloy
Self-Activating Capsules 40% Silver
 High Copper, non-gamma-2 alloy with
 spherical / irregular particles.

50 capsules

Size*	1 (420mg)	2 (630mg)
REF	PP010/0061	PP010/0063
Pack contains		X

Length of the capsule: 3.6 mm
 Largest outer diameter: 13.6 mm

Perfection Plus
 Composition: Ag 40% / Sn 31% / Cu 29%
 * Split 1 = 420mg Alloy / 400mg Hg
 * Split 2 = 530mg Alloy / 500mg Hg
 * Split 3 = 840mg Alloy / 800mg Hg

Distributed by:
www.perfectionplus.com
 Perfection Plus Ltd, Hants, SO40 3WX, UK

1011000063
 210 2023 25

40% Silver
 Homogenised alloy

P/Plus D650
 DUDMAT 2
 SItem: 55, 56

Note: When mixing in accordance with these instructions, the resulting amalgam will be a non-gamma-2 alloy without any visible unreacted alloy or mercury. The mixing must be done in a clean, dry, and well-ventilated area, and the operator must wear appropriate protective clothing and equipment.

Application: Start application of amalgam immediately after the cavity without forcing out mercury. Condense the amalgam with a condenser.

Polishing: Wait at least 24-48 hours before polishing.

Effect of mercury on metals: Mercury corrodes and causes unnecessary contact between mercury and these metals.

Spillage: Mercury presents a health hazard / health risk. The effect is cumulative. Spillage of mercury should be avoided. If spillage occurs, use a plastic syringe to draw up the mercury powder and removed. Individual dental practices must have a spillage kit. Inhalation of the vapour. During and after cleaning, ventilation should be used.

Mercury contamination: If material is introduced into the mouth, strength and corrosion resistance can be affected. Use appropriate management practice.

Waste Disposal: Waste material and all primary containers must be disposed of in accordance with appropriate management practice.

For dental use only.

CE 0088

CAUTION: This product contains mercury



Gutta percha and paper points / Ćwieki gutaperkowe i papierowe

Made in Korea

DiaDent

Gutta percha points / Ćwieki gutaperkowe
Comply with ISO 6877 Standard / Zgodne z ISO 6877
Paper points / Ćwieki papierowe
Comply with ISO 7551 Standard / Zgodne z ISO 7551

Color code according to ISO Standard / Kodowanie kolorów ISO

15	20	25	30	35	40
45	50	55	60	70	80
90	100	110	120	130	140

Gutta percha points Ćwieki gutaperkowe



ISO #	.02 taper odchodzeniu .02	.04 taper odchodzeniu .04	.06 taper odchodzeniu .06
10	DR.1502.10D	x	x
15	DR.1502.15D	DR.1510.15D	DR.1515.15D
20	DR.1502.20D	DR.1510.20D	DR.1515.20D
25	DR.1502.25D	DR.1510.25D	DR.1515.25D
30	DR.1502.30D	DR.1510.30D	DR.1515.30D
35	DR.1502.35D	DR.1510.35D	DR.1515.35D
40	DR.1502.40D	DR.1510.40D	DR.1515.40D
45	DR.1502.45D	DR.1510.45D	DR.1515.45D
50	DR.1502.50D	x	x
55	DR.1502.55D	x	x
60	DR.1502.60D	x	x
70	DR.1502.70D	x	x
80	DR.1502.80D	x	x
	Assorted / Asortyment		
15 - 40	DR.1501.00D	DR.1510.00D	DR.1515.00D
45 - 80	DR.1501.01D	x	x
	Pack of 120 pieces / Opak. zawiera 120 szt.	Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.	Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.



DR.1500.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment
Pack of 240 pieces
Opak. zawiera 240 szt.

Paper points Ćwieki papierowe



ISO #	.02 taper odchodzeniu .02	.04 taper odchodzeniu .04	.06 taper odchodzeniu .06
10	DR.1552.10D	x	x
15	DR.1552.15D	DR.1560.15D	DR.1565.15D
20	DR.1552.20D	DR.1560.20D	DR.1565.20D
25	DR.1552.25D	DR.1560.25D	DR.1565.25D
30	DR.1552.30D	DR.1560.30D	DR.1565.30D
35	DR.1552.35D	DR.1560.35D	DR.1565.35D
40	DR.1552.40D	DR.1560.40D	DR.1565.40D
45	DR.1552.45D	DR.1560.45D	DR.1565.45D
50	DR.1552.50D	x	x
55	DR.1552.55D	x	x
60	DR.1552.60D	x	x
70	DR.1552.70D	x	x
80	DR.1552.80D	x	x
	Assorted / Asortyment		
15 - 40	DR.1551.00D	DR.1560.00D	DR.1565.00D
45 - 80	DR.1551.01D	x	x
	Pack of 200 pieces / Opak. zawiera 200 szt.	Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.	Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.



DR.1550.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment
Pack of 400 pieces
Opak. zawiera 400 szt.



ProOne Gutta Percha points
ProOne Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
F1	DR.1531.20
F2	DR.1531.25
F3	DR.1531.30
Assorted /Asortyment	
F1-F2-F3	DR.1531.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.

ProOne Paper points
ProOne Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
F1	DR.1581.20
F2	DR.1581.25
F3	DR.1581.30
Assorted /Asortyment	
F1-F2-F3	DR.1581.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

ProNext Gutta Percha points
ProNext Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
X1	DR.1532.01
X2	DR.1532.02
X3	DR.1532.03
Assorted /Asortyment	
X1-X2-X3	DR.1532.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.


ProNext Paper points
ProNext Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
X1	DR.1582.01
X2	DR.1582.02
X3	DR.1582.03
Assorted /Asortyment	
X1-X2-X3	DR.1582.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

Reciproc Gutta Percha points
Reciproc Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
R25	DR.1530.25
R40	DR.1530.40
R50	DR.1530.50
Assorted /Asortyment	
R25-R40-R50	DR.1530.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.

Reciproc Paper points
Reciproc Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
R25	DR.1580.25
R40	DR.1580.40
R50	DR.1580.50
Assorted /Asortyment	
R25-R40-R50	DR.1580.00

Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.



Endo Irrigation needles Igły do endoirygacji

Single side vented, 0.3 x 25 (30G x 1")
Z jednym bocznym otworem, 0.3 x 25 (30G x 1")

Double side vented, 0.3 x 25 (30G x 1")
Z dwoma bocznymi otworami, 0.3 x 25 (30G x 1")




DR.1000.01



DR.1000.02

Pack of 100 pieces, Sterile / Opak. 100 szt. Sterylny

Silicone endo stoppers Endostopy silikonowe



Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Code / Kod	Color / Kolor
DR.1001.01	White / Białe
DR.1001.02	Yellow / żółte
DR.1001.03	Red / Czerwone
DR.1001.04	Black / Czarne
DR.1001.00	Assorted / Asortyment

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Code / Kod	Color / Kolor
DR.1002.01	White / Białe
DR.1002.02	Yellow / żółte
DR.1002.03	Red / Czerwone
DR.1002.04	Black / Czarne
DR.1002.05	Blue / Niebieskie
DR.1002.06	Purple / Purpurowe
DR.1002.07	Green / Zielone
DR.1002.00	Assorted / Asortyment

Etching gel Wytrawiacze

O-phosphoric acid 36%, gel base, dyestuff
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.04 2ml
Strzykawka 2 ml + zestaw aplikatorów

DR.2000.05 10ml
Strzykawka 10 ml + dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów

DR.2000.06 50ml
Strzykawka 50 ml + zestaw dozowników, łącznik, zestaw aplikatorów

Komposite Unidose gun dispenser Podajnik do materiałów w kapsułkach



DR.9998.01

FP-NOVOINC-150

Unidose dispenser is designed to be used to deliver composite resin restoratives and cements from unit dose tips to tooth preparations

Etching gel Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
Strzykawka 2 ml + zestaw aplikatorów

DR.2000.02 10ml
Strzykawka 10 ml + dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów

DR.2000.03 50ml
Strzykawka 50 ml + zestaw dozowników, łącznik, zestaw aplikatorów



DR.9997.01

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Prophylaxis pastes fluoride free
Pasty polerskie bez fluoru



Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej

DZ.990.010

250 g

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophylaxis pastes
Pasty polerskie



250 g

PP010/0001 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0002 Medium Orange / Standardowa pomarańczowa
PP010/0046 Coarse Mint / Ostra miętowa
PP010/0047 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Professional prophylaxis paste
Pasty polerskie



DH.5000.01
35g

Paste for cleansing crown and neck of a tooth; should be applied with prophylaxis brush or rubber polishing tips, in order to remove stains, dental plaque and debris as an alternative of sandblasting.

Professional prophylaxis paste
Pasty polerskie



DH.5000.02
35g

Paste for polishing crown and neck of a tooth, mainly after manual or ultrasonic scaling and f or polishing amalgam fillings by using rubber or silicone polishing tips. It is recommended to cleanse teeth with CHEMA POLISH I paste before polishing

GC MI Paste Plus
Pasta do zębów GC MI Paste Plus z fluorem



40 g

Code / Kod	Taste / Smak
DH.3501.01	Melon / Melon
DH.3501.02	Mint / Mięta
DH.3501.03	Strawberry / Truskawka
DH.3501.04	Tutti frutti / Tutti frutti
DH.3501.05	Vanilla / Wanilia

GC Tooth Mousse
Pasta do zębów GC Tooth Mousse



40 g

Code / Kod	Taste / Smak
DH.3500.01	Melon / Melon
DH.3500.02	Mint / Mięta
DH.3500.03	Strawberry / Truskawka
DH.3500.04	Tutti frutti / Tutti frutti
DH.3500.05	Vanilla / Wanilia



Whitening Toothpaste

Wybielająca pasta do zębów

Opalescence Whitening Original Toothpaste
Fluoride Cool Mint Z fluorem smak miętowy



DH.3000.12 133g

Opalescence

Opalescence Whitening Sensitivity Toothpaste

Pasta do nadwrażliwych zębów - Opalescence Sensitivity Relief



DH.3000.32 133g

Opalescence Go 6% PF

Opalescence Go 6% Napelnione nakładki wybielające

Każdy zestaw zawiera 10 opakowań blistrowych po 1 nakładce górnej / 1 nakładce dolnej



UP 3593
Melon (arbuzowy)



UP 4634
Mint (miętowy)

Opalescence carbamide peroxide teeth whitening bleaching gel Opalescence PF10% Żel do wybielania zębów

1.2ml (2 syringes) / 1.2ml (Opak 2 strzykawki)



UP 5395
Melon (arbuzowy)

UP 5396
Regular (klasyczny)

UP 5394
Mint (miętowy)

Opalescence carbamide peroxide teeth whitening bleaching gel Opalescence PF16% Żel do wybielania zębów

1.2ml (2 syringes) / 1.2ml (Opak 2 strzykawki)



6 UP 4487
Melon (arbuzowy)

UP 4488
Regular (klasyczny)

UP 4486
Mint (miętowy)

Opalescence Boost PF 40% Opalescence Boost PF 40%



UP 4750

Opalescence Boost PF 40% Intro Kit
4 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost /Activator syringes
2 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green syringes
2 x IsoBlocks
2 x Shade guide cards
2 x Ultradent Luer Vacuum Adapters
2 x SST - Surgical Suction Tip
10 x Micro 20 ga Tips
10 x Micro 20 ga FX Tips

UP 4751

Opalescence Boost PF 40% Patient Kit
2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost /Activator syringes
1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green syringe
1 x IsoBlock
1 x Shade guide card
5 x Micro 20 ga Tips
5 x Micro 20 ga FX Tips



Articulating papers / Kalki artykulacyjne



Horseshoe, Red-Blue
Podkowiasta, niebiesko- czerwona



PP002/0004
71 microns
o grubości 71 mikronów
6 x 12 sheet / 6 x 12 kartek

Red-Blue
Niebiesko-czerwona
PP002/0005
63 microns
o grubości 63 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0006
71 microns
o grubości 71 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0007
79 microns
o grubości 79 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek

Mouthwash tablets
Tabletki do płukania jamy ustnej

Pack of 1000 pieces / Opak. 1000 szt.

PP010/0043 Thymol / tymol
PP010/0044 Mint / miętowe
PP010/0045 Orange / pomarańczowe

A mildly antiseptic mouth gargle and mouth rinse for use after and during dental treatment

Środek antyseptyczny do płukania jamy ustnej stosowany w trakcie i po leczeniu.

Gingival retraction cords / Nici retrakcyjne

Polyester-polyamide, impregnated with aluminium chloride
Poliestrowo-poliamidowe, nasączone chlorkiem glinu

254cm Length / Długość



Made in Korea



Code / Kod	Size / Rozmiar
DI.1200.00	000
DI.1200.01	00
DI.1200.02	0
DI.1200.03	1
DI.1200.04	2

Interdental transparent wedges
Kliny międzyzębowe

Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
20-1091	Ultra-Slim / Bardzo wąskie
20-1092	Slim / Wąskie
20-1093	Medium / Średnie
20-1094	Large / Szerokie

Polyester tooth forms
Formówka Białostocka

DR.811.070

Białostocka polyester tooth forms front (1-3) 160 pcs
Formówka Białostocka kształtów zębów przednich (1-3) 160 sztuk

Interdental wedge with Guard
Kliny z blaszką - WedgeGuard

WedgeGuard prevents the bur from nicking the adjacent tooth. And uniquely, after tooth preparation, the guard is detached while the wedge remains in place.

Prevents bur damage to adjacent tooth
Saves time and protects gingival papillae

Pack of 50 pieces / Opak. zawiera 50 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar	Color / Kolor
DR.8000.01	Small / Małe	Green / Zielone
DR.8000.02	Medium / Średnie	Orange / Pomarańczowe
DR.8000.03	Large / Duże	Purple / Fioletowe





Interdental plastic wedge with hole
Kliny plastikowe z dziurą



Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DR.8001.01	X Small / X-Male
DR.8001.02	Small / Małe
DR.8001.03	Medium / Średnie
DR.8001.04	Large / Duże

Interdental plastic wedge with handle
Kliny z uchwytem



Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DR.8002.01	Small / Małe
DR.8002.02	Medium / Średnie
DR.8002.03	Large / Duże



Alginate / Alginaty



DL.1000.01
453g



DL.1000.03
453g



DL.1000.04
453g



DL.1000.09
450g



DL.1000.05
453g



DL.1000.02
453g

Dental modeling wax / Wosk modelowy



DL.2000.03
Hard / Twardy
500g



DL.2000.04
Soft / Miękki
500g



DL.2000.05
Hard S / Twardy S
500g

Wosk modelowy w postaci płyt barwy ciemnoróżowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.

Wosk modelowy w postaci płyt barwy jasnoróżowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.

Wosk modelowy w postaci płyt barwy różowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.

D₂

Disposable Products / Produkty jednorazowe





Disposable Products Produkty jednorazowe

Nitrile gloves powder free Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe

Glove Type 2.5 mils
Weight Ref M = 3.5g ± 0.2g



EN ISO 374-1/Type B EN ISO 374-5:2016



	XS	S	M	L	XL	XXL
	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm	115 ± 5 mm	120 ± 5 mm



Textured fingertips



Box of 100 gloves / Opak. 100 szt.

X-Small	GL200XS
Small	GL200S
Medium	GL200M
Large	GL200L



Textured fingertips



Box of 100 gloves / Opak. 100 szt.

X-Small	GL203XS
Small	GL203S
Medium	GL203M
Large	GL203L



Textured fingertips



Box of 100 gloves / Opak. 100 szt.

X-Small	GL204XS
Small	GL204S
Medium	GL204M



Textured fingertips



Box of 100 gloves / Opak. 100 szt.

X-Small	GL210XS
Small	GL210S
Medium	GL210M
Large	GL210L



Textured fingertips



Box of 100 gloves / Opak. 100 szt.

X-Small	GL211XS
Small	GL211S
Medium	GL211M
Large	GL211L
X-Large	GL211XL



Surgical face masks Maski chirurgiczne

Type IIR Mask to protect the patient as well as the healthcare provider against splashes of potentially contaminated liquids
3ply surgical face mask-ear loop



DZ.2000.01
Blue / Niebieskie
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.



DZ.2000.04
Black / Czarne
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.



DZ.2020.01
Blue with shield
Niebieskie z osłoną na oczy
Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt.

Face masks earloop FFP2 / KN95 Maska ochronna FFP2 / KN95



DZ.2010.01
Pack of 10 pcs
Opak 10 szt.

FFP2 / KN95 (China GB2626-2006) / EN149:2001 + A1:2009
Particulate filtration efficiency $\geq 95\%$
Quality in accordance with CE and ISO13485 standards

Bouffant caps Czepki ochronne



Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt

- DZ.2300.01** White / Białe
- DZ.2300.02** Blue / Niebieskie
- DZ.2300.03** Green / Zielone

Size / Rozmiar
53 cm

Plastic shoe covers, anti slip Ochraniacze na buty, antypoślizgowe

Regular blue / Uniwersalne niebieskie
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt



DZ.2400.01



Disposable Products Produkty jednorazowe

Dental bibs 2-ply paper + 1-ply poly Serwety stomatologiczne

330 mm x 455 mm

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt



DZ.2502.01
Lavender / Lawendowe



DZ.2502.02
Blue / Niebieskie



DZ.2502.03
White / Białe



DZ.2502.04
Yellow / Żółte



DZ.2502.05
Green / Zielone



DZ.2502.06
Dusty rose / Brudny róż



DZ.2502.07
Peach / Brzoskwińowe



DZ.2502.08
Aqua / Morskie



DZ.2502.10
Orange / Pomarańczowe



DZ.2502.11
Black / Czarne



DZ.2502.12
Burgundy / burgundowe



DZ.2502.13
Fuchsia / Ciemnoróżowe

DENTALINE®

Dental bibs 2-ply paper + 1-ply poly Serwety stomatologiczne

330 mm x 455 mm

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt



DZ.2500.01
Aqua / Morskie



DZ.2500.02
Green / Zielone



DZ.2500.03
White / Białe



Sterilization pouches

Torebki do sterylizacji

Medical grade paper is available in both 60 and 70gsm

Film is available with tinted-blue standard film and tinted-green non-tearing film

Products are available with 60gsm medical paper, 52um tinted-blue standard film and 70gsm medical paper, 52um tinted-green non-tearing film

With 2 indicators for steam and EO, gas sterilization

Features:

Non-tearing film: a superior film to avoid tearing at any opening conditions

Multi-sealing lines: to reduce fiber peel and to minimize the risk of damage of sealing-integrity while loading, stocking and transportation

Free-polluted printing: printing is placed at the sealing areas with water-based ink to avoid contaminating packed items during sterilization

Formaldehyde indicator is available upon request

OEM and ODM for tailor-made sterilization packing are welcome

Standards: EN 868, ISO 11607 and 11140



Code / Kod	Size / Rozmiar
DZ.0110.00	57 x 70 mm
DZ.0110.01	57 x 105 mm
DZ.0110.02	70 x 230 mm
DZ.0110.03	90 x 135 mm
DZ.0110.04	90 x 230 mm
DZ.0110.05	100 x 230 mm
DZ.0110.06	135 x 255 mm
DZ.0110.07	190 x 330 mm
DZ.0110.08	200 x 330 mm

Pack of 200 pieces / Opak. 200 szt.

Sterilization rolls

Rękawy do sterylizacji



Length / Długość 200 m

Code / Kod	Width / Szerokość
DZ.0200.00	50mm
DZ.0210.00	75mm
DZ.0220.00	100mm
DZ.0230.00	150mm
DZ.0240.00	200mm
DZ.0250.00	250mm

Steam sterilization indicator strips

Paski do kontroli sterylizacji



DZ.0111.00

Pack of 500 pieces / Opak 500 szt.

Biological test for steam sterilization

Biologiczny test do steryl. para wodną



DZ.0112.00

Pack of 10 pieces / Opak 10 szt.

Face mask dispenser with cover

Pojemnik na maski chirurgiczne



DZ.2000.00

108 x 193 x 108mm



Disposable plastic cups Jednorazowe kubki plastikowe



The Cup is made of food safe polypropylene (PP) and is 100% recyclable. The smooth yet very resistant material guarantees a good grip and optimal stability. Size 200ml pack of 100 pieces, Fits in all standardized cup dispensers.

Kolorowe, plastikowe kubki do picia mogą być używane w każdym standardowym dozowniku do kubków. Wykonane z polistyrenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w 100% nadają się do recyklingu. Objętość 200 ml. Opakowanie 100 szt.

Code / Kod	Colors / Kolor
DZ.3067.01	Orange / Pomarańczowe
DZ.3067.02	Lavender / Lawendowe
DZ.3067.03	Light blue / Jasnoniebieskie
DZ.3067.04	White / Białe
DZ.3067.05	Yellow / Żółte
DZ.3067.06	Green / Zielone
DZ.3067.07	Pink / Różowe
DZ.3067.08	Dark blue / Granatowe
DZ.3067.09	Red / Czerwone

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Biodegradable paper cups Jednorazowe kubki papierowe

Capacity / Pojemność 5 oz / 150 ml
Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.



DZ.3068.01

Disposable dappen dishes Jednorazowe kieliszki




Code / Kod	Colors / Kolor
DZ.8500.01	Green / Zielone
DZ.8500.02	Light blue / Jasnoniebieskie
DZ.8500.03	Pink / Różowe
DZ.8500.04	White / Białe
DZ.8500.05	Yellow / Żółte
DZ.8500.06	Lavender / Lawendowe
DZ.8500.07	Blue / Niebieskie
DZ.8500.08	Black / Czarne

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

DENTALINE®

Disposable barrier film and dispenser
Samoprzylepna taśma ochronna i stojak



DZ.0500.01 Blue / Niebieska
DZ.0500.02 Clear / Przezroczysta
100 x 150mm
Roll of 1200 sheets / Opak. 1200 szt.

DZ.0500.00

DENTALINE®

Disposable full chair cover
Jednorazowy pokrowiec na fotel



DZ.0530.00
73 x 200 cm
Pack of 125 pieces / Opak. 125 szt.



Disposable headrest cover
Jednorazowy pokrowiec na zagłówek



DZ.0510.00
280 x 240 x 50mm
Pack of 250 pieces / Opak. 250 szt.

Disposable half chair cover
Jednorazowy pokrowiec na fotel



DZ.0520.00
69 x 60 cm
Pack of 225 pieces / Opak. 225 szt.

Pre-Cut sleeves / Jednorazowe pokrowce

For protection of handpieces,
air water syringes and curing lights,
available in two sizes

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.

Pokrowce ochronne do końcówek turbin,
dmuchawek wodnych oraz końcówek
światłoutwardzalnych. Dostępne w dwóch
rozmiarach



DZ.0508.01
25 x 200mm



DZ.0508.03
60 x 250mm

Pre-cut sleeves for trays
Jednorazowe pokrowce na tacki

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.05
295 x 405 mm

Pre-cut sleeves for scaler handpieces
Jednorazowe pokrowce na rękojeści do skalera

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.

104L Schutzhülle für Winkelstücke / Universal groß
nur für die professionelle zahnmedizinische Verwendung
104L LOW SPEED / UNIVERSAL SLEEVE LARGE
for professional dental application only



DZ.0508.06
40 x 200 mm

Pre-cut sleeves for low speed handpieces
Jednorazowe pokrowce na kątnice

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.04
38 x 200mm

Pre-cut sleeves for curing light
Jednorazowe pokrowce na lampy polimeryzacyjne

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.07
84 x 320 mm

Pre-cut sleeves for Intra-oral Camera
Jednorazowe pokrowce na kamery wewnętrzne

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



DZ.0508.08

Pre-cut sleeves for syringes
Jednorazowe pokrowce na strzykawki

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.

100 Schutzhülle für Luft-/Wasserspritzen
nur für die professionelle zahnmedizinische Verwendung
100 SYRINGE SLEEVE CLEAR
for professional dental application only



DZ.0508.09
64 x 250 mm



Disposable Products Produkty jednorazowe

Disposable pre-cut sleeves for digital x ray sensor Jednorazowe pokrowce na cyfrowe czujniki RTG

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.10
64 x 250 mm

Disposable pre-cut sleeves for digital x ray sensor Jednorazowe pokrowce na cyfrowe czujniki RTG

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.12
64 x 250 mm



Disposable pre-cut sleeves for light handle Jednorazowe pokrowce

Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.



DZ.0508.11
102 x 148mm



Disposable syringe tip covers Jednorazowe osłonki do dmuchawek

- Ideal for infection control • Doskonale do kontroli zakażeń
- Slides over 3-1 syringe tips • Model uniwersalny do wszystkich typów dmuchawek



DZ.0505.03
Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.



DZ.0505.04
Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.



INJEKT Luer Solo 2-piece disposable syringes INJEKT strzykawka 2-częściowa, luer

STERILE



4606027V 2ml
4606051V 5ml
4606108V 10ml
4606205V 20ml
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

DENTALINE® Cotton rolls / Waleczki bawełniane



DZ.6000.01 Fig. 1 8 x 38 mm
DZ.6000.02 Fig. 2 10 x 38 mm
Pack of 500 pieces / Opak. 500 szt.

Cellulose wadding pads Lignina, wata celulozowa

Kompresy z celulozy PAD 8-warstwowe,
niejałowe, 4cm x 5cm -2 rolki x 500szt.



DZ.6001.01
2 x 500 pcs / szt

Cellulose wadding pads Lignina, wata celulozowa



DZ.6001.02
150 g.



Gauze swabs (Non-sterile) Komprese z gazy (Niejałowe)



Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

8-ply / 13-nitkowe, 8-warstwowe
MA-101-A100-011 50 x 50 mm
MA-101-A100-012 75 x 75 mm

8-ply / 17-nitkowe, 8-warstwowe
MA-103-A100-001 50 x 50 mm
MA-101-A100-003 100 x 100 mm

Gauze swabs (Sterile) Komprese z gazy (Jałowe)

STERILE



12-ply / 17-nitkowe, 12-warstwowe
MA-102-PS03-004 50 x 50 mm
MA-102-PS03-005 75 x 75 mm

8-ply / 17-nitkowe, 8-warstwowe
MA-102-PS03-003 90 x 90 mm

Pack of 3 pieces / Opak. 3 szt.

Gauze sponge dispenser Pojemnik na kompresy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



PP0020044
50 x 50mm

DZ.526.010
50 x 50mm

Disposable surgical gowns Jednorazowe fartuchy ochronne



DZ.2200.01
Universal size
Rozmiar uniwersalny

DZ.2200.02
Universal size
Rozmiar uniwersalny

DZ.2200.03
Universal size
Rozmiar uniwersalny

Made from non-woven material with PE (Polyethylene) film, Fluid resistant gown features elastic cuffs with waist and neck tie closures Comfortable and lightweight, Breathable, Economical and disposable, One size fits all, For hospitals, laboratories, clinics, trauma centers, burn units and critical care units

Fartuchy ochronne z certyfikowanej włókniny typu spunbond 30 gr/m2, Certyfikat oekotex standard 100 Oraz atest PZH, Troczki do Wiązania na karku oraz w pasie, gumki w rękawach

Multi-purpose disposable instruments set Wielofunkcyjny jednorazowy zestaw instrumentów

Benefits / Zalety:

Ready to Use:

Minimizes tray set-up time

Gotowy do użycia:

Minimalizuje czas przygotowań

Hygienic:

Eliminate cross contamination issues

Higieniczny:

Wyklucza możliwość zakażeń

Convenient:

For routine use, in case of staff shortages, autoclave breakdowns, home visits and for high risk patients.

Wygodny:

Do codziennego użytku, awarii autoklawu, wizyt domowych, braków w wyposażeniu oraz pacjentów wysokiego ryzyka.

Time saving

Reduces time spent sterilizing.

Oszczędność czasu:

Oszczędza czas poświęcony sterylizacji

Cost effective

Increase productivity and reduce cost of sterilization.

Oszczędność kosztów:

Zwiększa produktywność i obniża koszty sterylizacji



STERILE R 25KGy Gamma Radiation - Sterilized



DX.001.010

Contents:

1 x Explorer with plastic filling instrument
1 x Tweezers with plastic filling Instrument
1 x Mirror and plastic spatula
1 x Patient bib
1 x Saliva Ejector
2 x Cotton rolls
1 x Tray

Zawiera:

1 x Zgłębnik z nakładaczem
1 x Pensetę z nakładaczem
1 x Lusterko z plastikową łopatką
1 x Serwetę
1 x Ślinociąg
2 x Waleczki bawełniane
1 x Tackę



Disposable Products Produkty jednorazowe

Disposable mixing wells Jednorazowe podstawki do mieszania



DZ.457.010
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Mixing pads Bloczki papierowe do mieszania



DZ.458.010 50 x 50 mm
DZ.458.02 075 x 75 mm
DZ.458.030 75 x 125 mm
DZ.458.040 100 x 140 mm
DZ.458.050 140 x 180 mm
50 sheets / 50 kartek

Disposable instrument trays Tacki jednorazowe



DZ.455.010B White
DZ.455.010O Orange
DZ.455.010A Light blue
DZ.455.010G Yellow
DZ.455.010L Violet
DZ.455.010V Green
284 x 183 x 17mm
Pack of 400 pieces / Opak. 400 szt.



DZ.456.010
183 x 140 x 17mm
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Micro applicators Aplikatory mikro

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



DZ.8625.01



DZ.8625.02



DZ.8625.04



DZ.8625.05

Micro applicators set Zestaw aplikatorów



DZ.8625.00
Pack of 400 pieces
Opak. 400 szt.

Bond brushes micro
Pędzelki do bondingu mikro

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



Bond brushes standard
Pędzelki do bondingu standardowe

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



Bond brushes
Pędzelki do bondingu

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.

DZ.8600.01
Blue / Niebieskie

DZ.8600.02
Green / Zielone

DZ.8600.03
Red / Czerwone

DZ.8600.04
Yellow / Żółte



Bond brushes set
Zestaw pędzelków

Disposable mixing spatulae
Jednorazowe łopatkki do mieszania





Brush handle / Uchwyt do pędzelków

Made in Germany




Disposable evacuator tips
Jednorazowy łącznik do końcówek ssących



Disposable evacuator tips vented 'S'
Jednorazowy łącznik do końcówek ssących

DENTALINE®

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



Disposable surgical aspirating tips
Jednorazowe końcówki ssące

DENTALINE®

Pack of 20 pieces
Opak. 20 szt.





Disposable Products Produkty jednorazowe

Disposable surgical aspirating tips Jednorazowe końcówki ssące




Adaptor for surgical aspirator tips Podwójny adapter do końcówek



Disposable dental mirror plain with handle Jednorazowe lusterko płaskie z uchwytem

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



Flowable composite and etching gel tips Igły do aplikacji

DENTALINE®



Disposable medical waste bags Worki na odpady medyczne



DZ.1201.35
35 Litre
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt

DZ.1201.60
60 Litre
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt

DZ.1201.20
120 Litre
Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt

Micro applicators / Aplikatory mikro





Disposable endodontic plastic syringe tips Jednorazowe końcówki endodontyczne do strzykawki

Pack of 20 pieces
Opak. 20 szt.



DR.9800.01
Luer lock

DR.9800.02
Luer lock

DR.9800.04

DR.9800.05

Disposable prepaste toothbrushes Szczoteczki jednorazowe z pastą

Prepasted with mint tooth paste
Perfect for patients use prior to treatment

Pack of 100 pieces, assorted colors
Opak. zawiera 100 szt, asortyment

Pasta o smaku miętowym
Doskonale w sytuacjach awaryjnych



DH.2090.00

Rubber dam latex free Koferdam bez latexu



Purple / Purpurowy
150 x 150 mm
15 sheets / 15 szt.
Mint / Miętowy zapach

DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości

Disposable fluoride foam trays Jednorazowe łyżki do fluoryzacji

DENTALINE®

Pack of 100 pairs
Opak. zawiera 100 par



DH.6000.01 Small green / Małe zielone
DH.6000.02 Medium yellow / Średnie żółte
DH.6000.03 Large blue / Duże niebieskie

Latex rubber dam Koferdam z lateksu




Green / Zielony
150 x 150 mm
36 sheets / 36 szt.
Mint / Miętowy zapach

DR.899.010
0.14mm
Thin / Cienki

DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości

DR.899.030
0.22mm
Heavy / Gruby

Disposable 3-1 Air water syringe tips Jednorazowe końcówki do dmuchawek



Stainless steel core
z rdzeniem stalowym
DQ.2708.00
Pack of 250 pieces / Opak. 250 szt.

Plastic core
DQ.2708.01
Pack of 250 pieces / Opak. 250 szt.




Disposable Products Produkty jednorazowe

DENTALINE®

Micro applicators / Aplikatory mikro

Pack of 100 pieces

Opak, 100 szt.



Disposable medical waste container Pojemnik na odpady medyczne



Disposable non woven spittoon filters Jednorazowe wkłady do sopluczek



Pack of 50 pieces	DZ.6100.01	Yellow / żółte
Opak.50 szt	DZ.6100.02	Salmon / lososiowe
	DZ.6100.03	Light blue / jasnoniebieskie
	DZ.6100.04	Dark blue / ciemnoniebieskie
	DZ.6100.05	Green / zielone
	DZ.6100.06	White / białe
	DZ.6100.07	Purple / fioletowe
	DZ.6100.08	Light green / jasnozielone
	DZ.6100.09	Lavender / lawendowe
	DZ.6100.10	Pink / różowe
	DZ.6100.11	Lime / limonka

Saliva ejectors Ślinociągi

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Removable clear tip
Zdejmowana końcówka przezroczysta



Length 130mm Długość 130mm	Length 150mm Długość 150mm	Color Kolor
DZ.3400.00	DZ.3401.00	Clear / Przezroczyste
DZ.3400.01	DZ.3401.01	Blue / Niebieskie
DZ.3400.02	DZ.3401.02	Green / Zielone
DZ.3400.03	DZ.3401.03	Yellow / Żółte
DZ.3400.04	DZ.3401.04	Red / Czerwone
DZ.3400.05	DZ.3401.05	Orange / Pomarańczowe
DZ.3400.06	DZ.3401.06	Pink / Różowe
DZ.3400.07	x	Fuchsia / Foksje
x	DZ.3401.08	Lavender / Lawendowe


Oral evacuator tips Wielorazowe końcówki do ssaka

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.



D₃

Dental Equipment / Sprzęt stomatologiczny





High speed air turbine fibre optic handpieces
Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe
pneumatyczne z podświetleniem

Ceramic bearings
Quiet operation
Perfect balance
Anti-retraction valve
Push button chuck
Quick coupling fitting

Łożyska ceramiczne
Cicha praca
Małe wibracje
Zawór anti-retrakcyjny
Wymiana wiertel za pomocą przycisku
Wymagana szybkozłączka



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2100.00
Head / Główka	Torque / Tork
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	300,000~ 380,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	4-Spray / Poczwórny
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Compatible / Kompatybilność	KaVo@MULTiflex™



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2100.25
Head / Główka	Mini / Mini
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 12.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	300,000~ 380,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	4-Spray / Poczwórny
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Compatible / Kompatybilność	KaVo@MULTiflex™

Standard head handpieces / końcówki stomatologiczne główka standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Quick coupling fitting
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymagana szybkozłączka

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Standard Torque, wrench type chuck
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2325.00
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2375.00
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 10.2 mm
Length / Długość	13.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	300,000~ 350,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Standard head handpieces / końcówki stomatologiczne główka standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2425.02
Connection / Złącze	2-holes / 2-otworowe Borden
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2425.04
Connection / Złącze	4-holes / 4-otworowe Midwest
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK



Standard head handpieces / końcówki stomatologiczne główka standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Quick coupling fitting
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymagana szybkozłączka

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2325.00
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Standard Torque, wrench type chuck
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2375.00
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 10.2 mm
Length / Długość	13.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	300,000~ 350,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Standard head handpieces / końcówki stomatologiczne główka standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2425.02
Connection / Złącze	2-holes / 2-otworowe Borden
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2425.04
Connection / Złącze	4-holes / 4-otworowe Midwest
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 11.2 mm
Length / Długość	14.6 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK



Standard head handpieces / końcówki stomatologiczne główka standard

- Anti-retraction valve
- Zawór anty-retrakcyjny
- Ceramic bearings
- Łożyska ceramiczne

Standard Torque, wrench type chuck

Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2475.02
Connection / Złącze	2-holes / 2-otworowe Borden
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 10.2 mm
Length / Długość	13.2 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Standard Torque, wrench type chuck

Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2475.04
Connection / Złącze	4-holes / 4-otworowe Midwest
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 10.2 mm
Length / Długość	13.2 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	320,000~ 420,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 1.59 ~ 1.60 mm FG
Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)
Length / Długość	Standard
Compatible / Kompatybilność	NSK

Contra angle handpiece 1:1 Kątnica z przełożeniem 1:1



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



Push button chuck

Wymiana wiertel za pomocą przycisku



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2800.00
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 8 mm
Length / Długość	13.2 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	30,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 2.35 RA

Low speed straight handpiece 1:1 Prostnica z przełożeniem 1:1



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



Specifications / Specyfikacja techniczna

Code / Kod	DQ.2800.01
Head / Główka	Standard
Head size / Rozmiar głowicy	Ø 10.2 mm
Length / Długość	13.2 mm
Maximum speed / Maksymalna prędkość	30,000 R.P.M.
Cooling / Aerosol	Single / Pojedynczy
Bur size / Rozmiar wiertel	Ø 2.35 HP

Quick swivel couplings / Szybkozłączki

- Anti-retraction valve
- 360° swivels
- Fully autoclavable
- Zawór anti-retrakcyjny
- Możliwość obrotu 360°
- Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



DQ.2500.02
2-holes Borden
złącze 2-otworowe Borden



DQ.2500.04
4-holes Midwest
złącze 4-otworowe Midwest



DQ.2525.00
6-holes Midwest Kavo
złącze 6-otworowe Midwest



DQ.2526.00
6-holes Midwest NSK
złącze 6-otworowe Midwest

Silicone handpiece tubing Przewód silikonowy do końcówek



DQ.2600.02
2-holes Borden
Złącze 2 otworowe Borden
1,6 meters with adapter
1,6 m długość z łącznikiem

Connects to any ISO-C4 hole non fiber optic swivel. Durable and flexible silicone, integrated cable support, ISO 9168, 2 years limited warranty



DQ.2600.04
4-holes Midwest
Złącze 4 otworowe Midwest
1,6 meters with adapter
1,6 m długość z łącznikiem

Connects to any ISO-C4 hole non fiber optic swivel. Durable and flexible silicone, integrated cable support, ISO 9168, 2 years limited warranty



DQ.2600.06
6-holes Midwest
Złącze 6 otworowe Midwest
1,6 meters with adapter
1,6 m długość z łącznikiem

Connects to any ISO-C4 hole non fiber optic swivel. Durable and flexible silicone, integrated cable support, ISO 9168, 2 years limited warranty

Polyurethane tube for air water syringe, 2-holes Poliuretanowy przewód do dmuchawek, 2-otworowy



DQ.2710.02
2 meters long / 2 m długości

Fibre optic system System podświetlenia



DQ.2610.00
2 handpieces output unit
Możliwość podłączenia 2 końcówek
Transformer / Zasilacz



3-1 Air water syringes and accessories

Dmuchałki wodno-powietrzne trójdrożne i akcesoria



DQ.2700.00

Complete with 2 tips
Komplet z 2 końcówkami

DQ.2705.00

Complete with tip
Komplet z końcówką

3-1 Air water syringe tips

Końcówki do dmuchałek



DQ.2707.00
Each / Sztuka

DQ.2708.00
Pack of 250 pieces / Opek. 250 szt.

DQ.2708.01
Pack of 250 pieces / Opek. 250 szt.

Microblaster for extraoral use / Piaskarka do użytku zewnętrznego



DQ.3005.01

Mikro piaskarka do:

- usuwania cementu z metalu, żywicy i innych materiałów protetycznych;
- piaskowania - czyszczenia elementów "inlay-onlay" z kompozytów, ceramiki i cyrkonu;
- czyszczenie metali, ceramiki, cyrkonu w ustach pacjenta przed naprawą;
- piaskowania abrazyjnego w celu dokładnej regulacji zgryzu;
- wykonania korekty wewnętrznej konstrukcji protetycznych dotyczące ustalenia "pasowania" wzajemnych relacji;
- precyzyjne usuwanie tlenków.

W zestawie sprężę do podłączenia w systemie Borden lub Midwest.

Air polisher handpieces / Piaskarki

- For intraoral use
- Light weight and ergonomic design
- Detachable nozzle
- Do użytku wewnątrz jamy ustnej
- Lekka waga i ergonomiczny kształt
- Wymienna końcówka



P-Mate-II

DQ.3000.06

DQ.3000.08

2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden

4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest



Manual cleaning and cold sterilization only
Czyszczenie ręczne i sterylizacja na zimno



P-Mate-I

DQ.3000.02

DQ.3000.04

2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden

4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest



Handpiece lubricant spray
Olej do konserwacji końcówek



DQ.2101.00
500ml

DQ.2101.01
500ml

DQ.2101.02
500ml

Spittoon filter
Sitko z przykrywką do spluwaczki



DQ.9100.00

Polishing powder for P-Mate handpieces
Piasek do piaskarki stomatologicznej



Proszek do profilaktycznego piaskowania zębów, przeznaczony do wszystkich urządzeń do piaskowania. Dostępny w czterech smakach: cytryna, mięta, wiśnia, porzeczka.

- | | |
|------------|----------------------|
| DQ.3001.04 | Lemon / Cytrynowy |
| DQ.3001.05 | Mint / Miętowy |
| DQ.3001.06 | Cherry / Wiśnia |
| DQ.3001.07 | Cassis / Porzeczkowy |
| 300g | |

Sealing machine and accessories
Zgrzewarka i akcesoria

1 year guarantee for equipment, heating element or other parts may need replacement depending on frequency of use or misuse.

1 rok gwarancji – dotyczy wad fabrycznych zgrzewarki. Elementy wymienne do zgrzewania nie są objęte gwarancją.

- Sealing width 10 mm
- Maximum width of sealing 200 mm
- Szerokość zgrzewu 10 mm
- Maksymalna szerokość rękawa 200 mm



DQ.9000.01



DQ.9000.00
Complete with roll stand and working table
Komplet zawiera stojak na rękaw i stolik

Code / Kod	Product / Produkt
DQ.9000.02	Roll stand only / Stojak na rękaw
DQ.9000.03	Worktable only / Stolik



DQ.9000.05
Cutting blade and handle
Nóż obcinający z uchwytem



DQ.9000.06
Teflon sealing tape
Taśma teflonowa



DQ.9000.07
Upper rubber strip
Listwa gumowa góra



DQ.9000.04
Heating element
Paski do zgrzewu



Vacuum forming machine Pomierz próżniowy



DQ.9001.01

A powerful 1400W motor, it automatically generates the vacuum at the conformation instant. The Plastvac P7 does not need a special installation, since it is connected to the consulting / laboratory power grid. Quick and practical, possibility the confection and delivery of sheets to the patient in a single session. On average the payback comes with the production of 30 sheets. The Plastvac P7 has a universal adapter for round and square sheets of different dimensions, thicknesses and materials.

Applications:

- Mouthguard
- Matrix for composite resin
- Temporary bridge;
- Caps;
- Fixing of brackets
- Fluoridation mold
- Surgical guide
- Bite plate (bruxism)
- Base sheet
- Individual sheet
- Homemade whitening sheets
- Packing of study models

Technical specifications

- Automatic vacuum activation;
- Available in voltages: 110 or 220V (not Bivolt)
- Weight, 5.4 kg
- Dimensions: (WxDxH) 24x27x19 cm.

Urządzenie próżniowe do formowania płytek termoplastycznych. Potężny motor generuje próżnię automatycznie w chwili opuszczenia nagrzananej platformy z płytką termoplastyczną.

Dane techniczne:

- Ruchoma półka pod model. Możliwość umieszczenia modelu bezpośrednio na półce lub z zastosowaniem szklanych kulek (przy dużych podcieniach lub twardych płytkach). Ceramiczne oporowe włókno węglowe, zapewnia jednolite ogrzewanie płytek.
- Obrotowa platforma na płytce - Umożliwia jednolite ogrzewanie obu stron płytki termoplastycznej.
 - Automatyczny start próżni
 - Napięcie: 110 albo 220V
 - Waga: 5,4 Kg
 - Wymiary: 24x27x19 cm.

Zastosowanie:

- Ochroniacze ust
- Forma dla żywicy
- Prowizoryczne mosty
- Łyżki do fluorizacji
- Szablony chirurgiczne
- Płytki zgryzowe (bruxizm)
- Płyty wzorników
- Łyżki indywidualne
- Szyny do wybielania
- Opakowania dla modeli

Cordless light curing unit lampa polimeryzacyjna bezprzewodowa



DQ.9001.02

C01-D LED Curing Light with Fibre Optic Light Guide with Dual Wavelength

Model – C01-D (Dual Range)

F.O. Light Guide – 11mm (dia)

Light Wavelength – 390~430nm/440~480nm (dual wavelength enables the unit to cure all composites on the market today)

Application – Ortho/General

Mode –

Tack – 2,000 mW/cm2 for 1 second $\pm$ 10%

Turbo – 2,000 mW/cm2 for 4 seconds $\pm$ 10%

3" + 3" – 2,000 mW/cm2 for 3 + 3 seconds $\pm$ 10% (with 1 second blink in between)

6" + 6" – 1,500 mW/cm2 for 6 + 6 seconds $\pm$ 10% (with 1 second blink in between)

Full – 1,200 mW/cm2 for 5, 10, 15, 20 seconds $\pm$ 10%

Ramp – 1st five seconds from 0 – 1,200 mW/cm2, next 5, 10, 15, 20 seconds 1,200 mW/cm2 $\pm$ 10%

Soft Cure – 1st five seconds from 0 – 900 mW/cm2, next 5, 10, 15, 20, 25 seconds 900 mW/cm2 $\pm$ 10%

C01 complete set with Built-In light intensity indicator

24 Month Warranty

Spare parts available:

C01-S/D1 11mm Fibre Optic Light Guide

C01/2-1 Replacement Battery

Lampa polimeryzacyjna C01-D

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna marki Premium Plus to nowoczesne i estetycznie wykonane narzędzie, niezbędne w pracy każdego gabinetu.

Opis:

- dioda LED 5W
- natężenie światła: 900mW/cm2 ~ 1500mW/cm2
- długość wiązki: 440~480nm
- bezprzewodowe narzędzie wraz z ładowarką i wbudowanym akumulatorem
- sterylizowalny światłowód, o średnicy 11mm
- ergonomiczny kształt
- stabilne i intensywne światło niezależne od stopnia naładowania akumulatora
- aż cztery tryby pracy: turbo, pełny, pulsacyjny, miękki
- wymienna bateria
- obustronne ułożenie przycisków, dla lewo i praworęcznej pracy
- 4 tryby czasu pracy: 5s, 10s, 15s, 20s
- czas do pełnego naładowania - 3-4h
- czas pracy - 200 cykli po 10s na pełnej baterii.

D₄

Ultrasonic Tips / Końcówki ultradźwiękowe





Ultrasonic Tips Końcówki ultradźwiękowe

Surgery tips / Końcówki chirurgiczne



US1

Type M / Typ M DS.002.010



US2

DS.002.020



US3

DS.002.030



US4

DS.002.040



US5

DS.002.050



UL1

Type M / Typ M DS.003.010



UL2

DS.003.020



UC1

DS.004.010



UL3

DS.003.030

Diamond Coated
Diamentowy nasyp

UL4

DS.003.040

Cavity preparation tips / Końcówki do preparacji ubytków

Diamond Coated
Diamentowy nasyp

SB1

Type / Typ E DR.300.010



SB2

DR.300.020

Half ball straight
Połowa kulki, ustawiona
prosto

SB3

DR.300.030

Half ball straight
Połowa kulki, ustawiona
prosto

SBL

DR.301.010

Half ball left
Połowa kulki, ustawiona
na lewo

SBR

DR.301.020

Half ball right
Połowa kulki, ustawiona
na prawo

Scaling tips / Końcówki do skalingu



G1

Type / Typ E DP.005.010

Type / Typ S DP.006.010



G2

DP.005.020

DP.006.020



G3

DP.005.030

DP.006.030



G4

DP.005.040

DP.006.040



G5

Type / Typ E DP.005.050

Type / Typ S DP.006.050




G6

DP.005.060

DP.006.060

NiTi endodontic files / Pilniki kanałowe NiTi

ISO
Color No

32.5 mm

15	DR.2900.15
20	DR.2900.20
25	DR.2900.25
30	DR.2900.30
35	DR.2900.35
40	DR.2900.40

Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Scaling tips / Końcówki do skalingu



GS1
DP.011.010



GS2
DP.011.020

Type / Typ Sirona



GS3
DP.011.030



GS4
DP.011.040

Type / Typ Sirona



GS5
DP.011.050



GS6
DP.011.060

Type / Typ Sirona




GK1
DP.012.010



GK2
DP.012.020

Type / Typ Kavo



GK3
DP.012.030



GK4
DP.012.040

Type / Typ Kavo



GK5
DP.012.050



GK6
DP.012.060

Type / Typ Kavo

Periodontal tips \ Końcówki do periodontologii



P3D



P4D



P1



P3



P4

Type / Typ E

DP.009.030

DP.009.040

DP.007.010

DP.007.030

DP.007.040

Type / Typ S

DP.010.030

DP.010.040

DP.008.010

DP.008.030

DP.008.040



Endodontic files holders \ Końcówki do pilników kanałowych



E1

Type / Typ E DR.2990.01
Type / Typ S DR.2991.01



E2

DR.2990.02
DR.2991.02

Endodontic tips \ Końcówki endodontyczne



E3

Type / Typ E DR.2990.03
Type / Typ S DR.2991.03



Endo wrench / Kluczyk płaski
DR.2990.00



ES1

Type / Typ S DR.2993.01

ES2

DR.2993.02

**Torque wrench
Klucz nasadkowy**



DP.004.010




DP.004.011

Ultrasonic scaler Handpieces / Rękojeść do końcówek



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Type / Typu E
DQ.2900.00
Rękojeść skalera kompatybilna ze skalerami
Typ EMS-Mectron



Type / Typu E
DQ.2900.01
Rękojeść skalera LED kompatybilna ze skalerami
Typ EMS-Mectron



Type / Typu E
DQ.2900.02
Rękojeść skalera HW-6 kompatybilna ze skalerami
Typ EMS-Mectron



Type / Typu S
DQ.2901.00
Rękojeść skalera HD-7H kompatybilna ze skalerami
Typ NSK-Satelec

**Tightening key
Klucz do końcówek do skallingu**



DP.005.000

**Tips holder
Podstawa na końcówki ultradźwiękowe**



DP.004.020


**Quick connector
Łącznik**



DP.004.030

D₅

Diagnostics / Diagnostyka





Front surface mouth mirrors chrome coated Lusterka przedniopowierzchniowe chromowane

Made of 18-8 Stainless steel Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Sterilizable up to 200° C Sterylizacja do 200° C
Best reflection and image quality Bardzo dobre odbicie i wysoka jakość obrazu
Wide variety Szeroka oferta

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.503.040

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.503.050

Magnifying mouth mirrors Lusterka powiększające

Made of 18-8 Stainless steel Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Sterilizable up to 200° C Sterylizacja do 200° C
Best reflection and image quality Bardzo dobre odbicie i wysoka jakość obrazu
Wide variety Szeroka oferta

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 2
Ø 18 mm
DD.506.020

Fig. 3
Ø 20 mm
DD.506.030

Fig. 4
Ø 22 mm
DD.506.040

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.506.050

Plane mouth mirrors Lusterka płaskie

Made of 18-8 Stainless steel Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Sterilizable up to 200° C Sterylizacja do 200° C
Best reflection and image quality Bardzo dobre odbicie i wysoka jakość obrazu
Wide variety Szeroka oferta

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 2
Ø 18 mm
DD.509.020

Fig. 3
Ø 20 mm
DD.509.030

Fig. 4
Ø 22 mm
DD.509.040

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.509.050

Perfection mouth mirrors Lusterka typ Perfection

Chrome coated front surface mirror
Wide stem offer comfortable cheek retraction
Powierzchnia lusterka pokryta chromem
Duża wygoda przy odciąganiu policzka- szeroka rękojeść

Single reflection, sharp image quality
Pojedyncze odbicie, wyraźny obraz



Front surface
Powierzchnia lusterka



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.503.040

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.503.050

Each / Sztuka

Economy plane mouth mirrors Economy lusterka płaskie

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.7700.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.7700.50

Mega FS front surface mouth mirrors Mega FS lusterka przedniopowierzchniowe

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.6560.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.6561.50



Front surface rhodium coated mouth mirrors
Lusterka przedniopowierzchniowe rodowe

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.7210.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.7210.50

Front surface rhodium coated mouth mirrors
Lusterka przedniopowierzchniowe rodowe

Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.6660.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.6661.50

Front surface rhodium coated mouth mirrors
Lusterka przedniopowierzchniowe rodowe

Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.6680.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.6681.50

Front surface mouth mirrors
Lusterka przedniopowierzchniowe

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.5330.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.5330.50

Front surface mouth mirrors
Lusterka przedniopowierzchniowe

Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.6670.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.6671.50

Double sided front surface mouth mirrors
Lusterka dwustronne przedniopowierzchniowe

Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Fig. 4
Ø 22 mm
DD.6640.40

Fig. 5
Ø 24 mm
DD.6641.50



Mirror handles / Uchwyty do lusterka

Easy
COLOR

Silicone handle with Aluminum core
Uchwyt silikonowy z rdzeniem aluminiowy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.528.010
Black
Czarny

DD.528.020
Blue
Niebieskie

DD.528.030
Light blue
Jasnoniebieskie

DD.528.040
Brown
Brązowy

DD.528.050
Green
Zielony

DD.528.060
Grey
Szary

DD.528.070
Orange
Pomarańczowy



Mirror handles / Uchwyty do lusterka

Easy
COLOR

Silicone handle with Aluminum
Uchwyt silikonowy z rdzeniem



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.528.080
Pink
Jasnoróżowy

DD.528.090
Purple
Liliowy

DD.528.100
Red
Czerwony


DD.528.110
Turquoise
Turkus

DD.528.120
White
Biały

DD.528.130
Yellow
Żółty



Micro mirror handles
Uchwyty do lusterka mikro



Mirror handles
Uchwyty do lusterka

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



- | | | |
|--|--|--|
|  DD.526.010
Blue / Niebieski |  DD.526.020
Olive / Oliwkowy |  DD.526.030
Yellow / Żółty |
|  DD.526.040
Red / Czerwony |  DD.526.050
Orange / Pomarańczowy | |

Pack of 5 pieces
Opak. 5 sztuk



DD.526.000

LED Examination Light
Latarka diagnostyczna LED z regulacją światła




DD.040.000

Mirror handles / Uchwyty do lusterek



DD.545.015



DD.522.015

Mirror handle graduated / Uchwyt do lusterka z podziałką



DD.540.015



Serie-UNO
Economical dental instruments
Instrumenty stomatologiczne w atrakcyjnej cenie



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Mirror handle / Uchwyt do lusterek

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



DX.150.010

Explorers single ended rigid / Zgłębniki jednostronne twarde

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



Fig. 1
DX.110.010




Fig. 2
DX.110.020



Explorers double ended flexible
Zgłębniki dwustronne miękkie

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



DD.161.050 Fig. 5
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Explorers double ended rigid
Zgłębniki dwustronne twarde

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



DD.160.170 Fig. 23/17
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Explorers double ended rigid
Zgłębniki dwustronne twarde

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Expro (explorer-probe combination)
Zgłębnik-Sonda



SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip *Color Coded*



Periodontal probe
Sonda periodontyczna



Explorers single ended flexible
Zgłębniki jednostronne miękkie




6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde


SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt






Periodontal probes
Sondy periodontyczne



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color-Coded




Periodontal probes
Sondy periodontyczne



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color Coded




Explos (explorer-probe combination)
Zgłębniki-Sondy



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color Coded





Deluxe tweezers, 18-8 stainless steel
Deluxe pensety ze stali nierdzewnej 18-8

**Titanium
Tytanowe**



DD.979.130
Perry
130 mm

DD.978.130
Perry
130 mm

DD.944.010
Meriam
160 mm

DD.934.010
Flagg
160 mm

DD.929.050
College Locking
z zamkiem
150mm

DD.909.050
College
150 mm

DD.901.150
Meriam
150 mm

DD.900.150
College
150 mm

DD.890.010
College
150 mm



DD.909.055
College
150 mm
Pack of 5 Pieces
Opak. 5 szt



DD.934.015
Flagg
160 mm
Pack of 5 Pieces
Opak. 5 szt



DD.944.015
Meriam
160 mm
Pack of 5 Pieces
Opak. 5 szt





Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Diagnostics
Diagnostyka



Tweezers Pensety



DD.980.130
Perry
150mm

DD.945.010
Meriam
160mm

DD.935.010
Flagg
160mm

DD.920.010
College Fig. 8
150mm

DD.930.050
College - Locking
z zamkiem
150mm

DD.910.050
College
150mm

DD.926.050
College - Modified
150mm

DD.906.050
College - Ergo
165mm

DD.882.020
College - DP2
165mm



DD.947.010
Meriam - 318
150mm

DD.948.010
Meriam - Modified
150mm

DD.941.010
Meriam - Ergo
165mm

DD.882.030
Meriam - DP3
165mm

TOE Joint
Easy to clean
Łatwość czyszczenia



DD.946.010
Meriam TOE
160mm

DD.911.050
College TOE
150mm

Serie-UNO
Economical dental instruments
Instrumenty stomatologiczne
w atrakcyjnej cenie

Pack of 5 pieces / Opek. 5 szt.



DX.190.010
College
150mm

Diagnostic sets
Zestawy diagnostyczne



DD.998.230

Contents

DD.526.020	Soft-Line Mirror handle (Olive)
DD.515.040	Mouth mirror front surface 22mm fig. 4
DD.304.230	Soft-Line Explorer se rigid fig. 23
DD.909.050	Deluxe Tweezers Ergonomic College 150mm
Zawiera	
DD.526.020	Soft-Line Uchwyt do lusterka (oliwowy)
DD.515.040	Lusterko przedniopowierzchniowe 22mm fig. 4
DD.304.230	Soft-Line Zgłębnik jednostronny twardy fig. 23
DD.909.050	Deluxe penseta ergonomiczna College 150mm



DD.996.230

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.201.230	Classic-Round Explorer se flexible fig. 23
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.201.230	Classic-Round Zgłębnik jednostronny miękki fig. 23
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm



DD.996.090

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.201.090	Classic-Round Explorer se flexible fig. 9
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.201.090	Classic-Round Zgłębnik jednostronny miękki fig. 9
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm



DD.996.061

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.201.061	Classic-Round Explorer se flexible fig. 6A
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.201.061	Classic-Round Zgłębnik jednostronny miękki fig. 6A
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm



DD.997.230

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.303.230	Classic-Round Explorer se rigid fig. 23
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.303.230	Classic-Round Zgłębnik jednostronny twardy fig. 23
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm



DD.997.090

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.303.090	Classic-Round Explorer se rigid fig. 9
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.303.090	Classic-Round Zgłębnik jednostronny twardy fig. 9
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm



DD.997.060

Contents

DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirrors plane ø 22mm fig. 4
DD.303.060	Classic-Round Explorer se rigid fig. 6
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
Zawiera	
DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterka płaskie ø 22mm fig. 4
DD.303.060	Classic-Round Zgłębnik jednostronny twardy fig. 6
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm

D₆

Periodontal / Periodontologia





**Gracey Curettes
Kirety Gracey**

- Ergonomic, large diameter silicone handle for better grip
- Ultra light weight
- Special grade stainless steel tips ensure longer life
- Rigid pattern, thicker tips than standard Gracey
- Lepsza kontrola dzięki ergonomicznemu, szerszemu uchwytowi z silikonu
- Bardzo lekkie
- Końcówki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają dłuższe użytkowanie
- Twarde kirety mają szersze końcówki od standardowych kiret Gracey

Easy
COLOR




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DP.156.000
rigid / twarda
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.



Easy
COLOR



Gracey Curettes Kirety Gracey

- Ergonomic, large diameter silicone handle for better grip
- Ultra light weight
- Special grade stainless steel tips ensure longer life
- Rigid pattern, thicker tips than standard Gracey
- Lepsza kontrola dzięki ergonomicznemu, szerszemu uchwytowi z silikonu
- Bardzo lekkie
- Końcówki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają dłuższe użytkowanie
- Twarde kirety mają szersze końcówki od standardowych kiret Gracey



DP.999.011
standard / standardowa
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.



Gracey curettes
Kirety Gracey

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Fig. 1/2
DP.160.020



Fig. 3/4
DP.160.040




Fig. 5/6
DP.160.060




Fig. 7/8
DP.160.080




Fig. 9/10
DP.160.100




Fig. 11/12
DP.160.110





Fig. 13/14
DP.160.140



DP.999.015
Set of 7 pieces
Zestaw 7 szt.



Gracey curettes
Kirety Gracey

CLASSIC LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1/2
DP.160.025



Fig. 3/4
DP.160.045



Fig. 5/6
DP.160.065



Fig. 7/8
DP.160.085




Fig. 9/10
DP.160.105




Fig. 11/12
DP.160.115





Fig. 13/14
DP.160.145







DP.999.020
Set of 7 pieces
Zestaw 7 szt.






Universal curettes
Kirety uniwersalne

Classic-Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Hoes / Skrobaczki

With tungsten carbide tips
Z końcówką z węgla spiekane

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 6/7 DP.375.075 McFarlane



Fig. 8/9 DP.375.095 McFarlane

Hoes / Skrobaczki

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

Goldman-Fox



Fig. 5 DP.365.055



Fig. 6 DP.365.065

Classic-Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Goldman-Fox




Fig. 5 DP.365.050



Fig. 6 DP.365.060

Chisels / Dłuta

Classic-Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Fig. 1 DP.085.013 TG



Fig. 2 DP.085.023 TG



**Scalers
Sierpy**

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 204 DP.763.014



Fig. 204S DP.763.024



Fig. 204SD DP.764.024



Fig. CI 2/3 DP.772.034



Fig. 6 DP.773.064 Crane-Kaplan



Fig. 6/7 DP.786.074 Hygienist



Fig. 2/3 DP.827.034 Taylor



Fig. 2/3 DP.790.034 Jacquette



Fig. 2S/3S DP.791.034 Jacquette

**Scalers
Sierpy**

**Easy
COLOR**



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 204S DP.763.021



Fig. 6/7 DP.786.071 Hygienist




Fig. 2/3 DP.803.031 McFarlane




Fig. 4/5 DP.803.051 McFarlane



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Scalers
Sierpy



Fig. 204
DP.763.010



Fig. 204S
DP.763.020



Fig. 204SD
DP.764.020



Fig. 31/32
DP.792.320
Jacquette



Fig. 30/33
DP.792.330
Jacquette



Fig. 30/H5
DP.793.020
Jacquette



Fig. 1
DP.782.010
Goldman-Fox



Fig. CI 2/3
DP.772.030



Fig. 6
DP.773.060
Crane-Kaplan



Fig. 6/7
DP.786.070
Hygienist



Fig. U15/30
DP.793.040
Jacquette / Towner




Fig. U15/33
DP.793.050
Jacquette / Towner



Fig. 2/3
DP.827.030
Taylor




Fig. 7/8
DP.835.080
Younger-Good



Scalers
Sierpy



Fig. 204
DP.763.015



Fig. 204S
DP.763.025



Fig. 204SD
DP.764.025




Fig. 31/32
DP.792.325

Jacquette




Fig. 30/33
DP.792.335

Jacquette



Fig. 30/H5
DP.793.025

Jacquette



Fig. 1
DP.782.015

Goldman-Fox



Fig. CI 2/3
DP.772.035



Fig. 6
DP.773.065

Crane-Kaplan



Fig. 6/7
DP.786.075

Hygienist




Fig. U15/30
DP.793.045

Jacquette / Towner




Fig. U15/33
DP.793.055

Jacquette / Towner




Fig. 2/3
DP.827.035

Taylor



Fig. 7/8
DP.835.085

Younger-Good



Classic-8 5.5 mm solid handle
5,5 mm pełny uchwyt

Scalers
Sierpy



Darby Perry




Fig. 11
DP.877.117

Standard




Fig. 1
DP.930.017

Standard




Fig. 9
DP.930.097

Falcon Polska



Fig. 1
DP.960.017
Left / Lewy

Hygienist



Fig. 4
DP.895.047



Fig. 5
DP.895.057



Fig. 6
DP.895.067




Fig. 7
DP.895.077




Fig. 2
DP.930.027



Fig. 3
DP.930.037



Fig. 4
DP.930.047



Fig. 6
DP.930.067



Fig. 7
DP.930.077



Fig. 12
DP.930.127



Fig. 32
DP.930.327



Fig. 33
DP.930.337



Fig. 34
DP.930.347



Fig. 33½
DP.931.337



Fig. 34½
DP.931.347



Fig. 2
DP.960.027
Right / Prawy



Fig. 4
DP.960.047
Left / Lewy



Fig. 5
DP.960.057
Right / Prawy



Fig. 6
DP.960.067
Angled downwards
Wygięty ku dołowi

Jacquette



Fig. 1
DP.900.017



Fig. 2
DP.900.027



Fig. 3
DP.900.037

Towner




Fig. U15
DP.940.157

Scalers
Sierpy

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Hygienist



Fig. 4
DP.895.045



Fig. 5
DP.895.055



Fig. 6
DP.895.065



Fig. 7
DP.895.075

Jacquette



Fig. 1
DP.900.015




Fig. 2
DP.900.025



Fig. 3
DP.900.035



Fig. U15
DP.940.155

Standard




Fig. 1
DP.930.015



Fig. 2
DP.930.025



Fig. 3
DP.930.035



Fig. 4
DP.930.045



Fig. 7
DP.930.075

Standard



Fig. 33
DP.930.335



Fig. 34
DP.930.345



Fig. 33½
DP.931.335



Fig. 34½
DP.931.345



PERIOTOMES

Periotomes are dental instruments used to cut periodontal ligaments for atraumatic tooth extractions and dental implant placement. They have thin sharp blades to facilitate the removal of teeth with minimal damage to surrounding alveolar bone



Fig.1 DP.690.015



Fig.2 DP.690.025



Fig.3 DP.690.035

Ergo - form periotome kit / Ergo - form zestaw Periotomów Rękojeść z 4 ostrzami



DP.698.000

Kit with 4 tips / Zestaw z 4 ostrzami



Fig.1 DP.698.010



Fig.2 DP.698.020



Fig.3 DP.698.030



Fig.4 DP.698.040




DP.698.001

Handle / Rękojeść

D₇

Endodontics / Endodoncja






Polycarbonate temporary crowns / Tymczasowe korony




PP003/3404
Polycarbonate crowns kit 180 pieces
Tymczasowe korony, asortyment 180 szt.




Pack of 5 Pieces
Opak. zawiera 5 szt.


Upper central incisors Siekacze górne, centralne




Upper lateral incisors Siekacze górne, boczne




Upper canines / Kły



Premolars / Przedtrzonowce






Lower incisors / Siekacze dolne




Left / Lewo

Right / Prawo




Upper / Górne

Lower / Dolne



Long / Długie

Short / Krótkie



Gold screw posts / Wkłady koronowo-korzeniowe



PP012/3001
Assorted kit 240 pieces
Asortyment 240 szt.

PP012/3000
Assorted kit 60 pieces
Asortyment 60 szt.

Short	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Krótkie	PP012/3002	PP012/3003	PP012/3004	PP012/3005	PP012/3006	PP012/3007

Medium	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Średnie	PP012/3008	PP012/3009	PP012/3010	PP012/3011	PP012/3012	PP012/3013

Long	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Długie	PP012/3014	PP012/3015	PP012/3016	PP012/3017	PP012/3018	PP012/3019

Pack of 12 Pieces
Opak. zawiera 12 szt.

Keys / Klucze



PP012/0001
female / nasadowy
PP012/0002
male / krzyżowy

Reamers / Poszerzacze



DR.5300.00	Short / Krótkie	28mm
DR.5300.01	Long / Długie	34mm

Pack of 6 pieces assorted size 1-6
Opak. sortowane zawiera 6 szt.
w różnych rozmiarach



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Endodontics
Endodoncja



Niti Hedstorm files Pilniki Niti typu Hedstorm



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
08	DR.3111.08	DR.3112.08	DR.3113.08	DR.3114.08
10	DR.3111.10	DR.3112.10	DR.3113.10	DR.3114.10
15	DR.3111.15	DR.3112.15	DR.3113.15	DR.3114.15
20	DR.3111.20	DR.3112.20	DR.3113.20	DR.3114.20
25	DR.3111.25	DR.3112.25	DR.3113.25	DR.3114.25
30	DR.3111.30	DR.3112.30	DR.3113.30	DR.3114.30
35	DR.3111.35	DR.3112.35	DR.3113.35	DR.3114.35
40	DR.3111.40	DR.3112.40	DR.3113.40	DR.3114.40
45	DR.3111.45	DR.3112.45	DR.3113.45	DR.3114.45
50	DR.3111.50	DR.3112.50	DR.3113.50	X
55	DR.3111.55	DR.3112.55	DR.3113.55	X
60	DR.3111.60	DR.3112.60	DR.3113.60	X
70	DR.3111.70	DR.3112.70	DR.3113.70	X
80	DR.3111.80	DR.3112.80	DR.3113.80	X
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15 - 40	DR.3111.00	DR.3112.00	DR.3113.00	DR.3114.00
45 - 80	DR.3111.01	DR.3112.01	DR.3113.01	DR.3114.01



Niti K- files Pilniki Niti typu K



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
08	DR.3101.08	DR.3102.08	DR.3103.08	DR.3104.08
10	DR.3101.10	DR.3102.10	DR.3103.10	DR.3104.10
15	DR.3101.15	DR.3102.15	DR.3103.15	DR.3104.15
20	DR.3101.20	DR.3102.20	DR.3103.20	DR.3104.20
25	DR.3101.25	DR.3102.25	DR.3103.25	DR.3104.25
30	DR.3101.30	DR.3102.30	DR.3103.30	DR.3104.30
35	DR.3101.35	DR.3102.35	DR.3103.35	DR.3104.35
40	DR.3101.40	DR.3102.40	DR.3103.40	DR.3104.40
45	DR.3101.45	DR.3102.45	DR.3103.45	DR.3104.45
50	DR.3101.50	DR.3102.50	DR.3103.50	X
55	DR.3101.55	DR.3102.55	DR.3103.55	X
60	DR.3101.60	DR.3102.60	DR.3103.60	X
70	DR.3101.70	DR.3102.70	DR.3103.70	X
80	DR.3101.80	DR.3102.80	DR.3103.80	X
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15 - 40	DR.3101.00	DR.3102.00	DR.3103.00	DR.3104.00
45 - 80	DR.3101.01	DR.3102.01	DR.3103.01	DR.3104.01



Stainless steel Hedstorm files Pilniki stalowe typu Hedstorm



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
06	DR.3161.06	DR.3162.06	DR.3163.06	DR.3164.06
08	DR.3161.08	DR.3162.08	DR.3163.08	DR.3164.08
10	DR.3161.10	DR.3162.10	DR.3163.10	DR.3164.10
15	DR.3161.15	DR.3162.15	DR.3163.15	DR.3164.15
20	DR.3161.20	DR.3162.20	DR.3163.20	DR.3164.20
25	DR.3161.25	DR.3162.25	DR.3163.25	DR.3164.25
30	DR.3161.30	DR.3162.30	DR.3163.30	DR.3164.30
35	DR.3161.35	DR.3162.35	DR.3163.35	DR.3164.35
40	DR.3161.40	DR.3162.40	DR.3163.40	DR.3164.40
45	DR.3161.45	DR.3162.45	DR.3163.45	DR.3164.45
50	DR.3161.50	DR.3162.50	DR.3163.50	X
55	DR.3161.55	DR.3162.55	DR.3163.55	X
60	DR.3161.60	DR.3162.60	DR.3163.60	X
70	DR.3161.70	DR.3162.70	DR.3163.70	X
80	DR.3161.80	DR.3162.80	DR.3163.80	X
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15 - 40	DR.3161.00	DR.3162.00	DR.3163.00	DR.3164.00
45 - 80	DR.3161.01	DR.3162.01	DR.3163.01	DR.3164.01



Stainless steel K- files Pilniki stalowe typu K



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
06	DR.3151.06	DR.3152.06	DR.3153.06	DR.3154.06
08	DR.3151.08	DR.3152.08	DR.3153.08	DR.3154.08
10	DR.3151.10	DR.3152.10	DR.3153.10	DR.3154.10
15	DR.3151.15	DR.3152.15	DR.3153.15	DR.3154.15
20	DR.3151.20	DR.3152.20	DR.3153.20	DR.3154.20
25	DR.3151.25	DR.3152.25	DR.3153.25	DR.3154.25
30	DR.3151.30	DR.3152.30	DR.3153.30	DR.3154.30
35	DR.3151.35	DR.3152.35	DR.3153.35	DR.3154.35
40	DR.3151.40	DR.3152.40	DR.3153.40	DR.3154.40
45	DR.3151.45	DR.3152.45	DR.3153.45	DR.3154.45
50	DR.3151.50	DR.3152.50	DR.3153.50	X
55	DR.3151.55	DR.3152.55	DR.3153.55	X
60	DR.3151.60	DR.3152.60	DR.3153.60	X
70	DR.3151.70	DR.3152.70	DR.3153.70	X
80	DR.3151.80	DR.3152.80	DR.3153.80	X
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15 - 40	DR.3151.00	DR.3152.00	DR.3153.00	DR.3154.00
45 - 80	DR.3151.01	DR.3152.01	DR.3153.01	DR.3154.01



NiTi Reamers
Poszerzacze NiTi



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
10	DR.3121.10	DR.3122.10	DR.3123.10
15	DR.3121.15	DR.3122.15	DR.3123.15
20	DR.3121.20	DR.3122.20	DR.3123.20
25	DR.3121.25	DR.3122.25	DR.3123.25
30	DR.3121.30	DR.3122.30	DR.3123.30
35	DR.3121.35	DR.3122.35	DR.3123.35
40	DR.3121.40	DR.3122.40	DR.3123.40
45	DR.3121.45	DR.3122.45	DR.3123.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)			
15 - 40	DR.3121.00	DR.3122.00	DR.3123.00



Stainless Steel Reamers
Poszerzacze stalowe



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
08	DR.3171.08	DR.3172.08	DR.3173.08	DR.3174.08
10	DR.3171.10	DR.3172.10	DR.3173.10	DR.3174.10
15	DR.3171.15	DR.3172.15	DR.3173.15	DR.3174.15
20	DR.3171.20	DR.3172.20	DR.3173.20	DR.3174.20
25	DR.3171.25	DR.3172.25	DR.3173.25	DR.3174.25
30	DR.3171.30	DR.3172.30	DR.3173.30	DR.3174.30
35	DR.3171.35	DR.3172.35	DR.3173.35	DR.3174.35
40	DR.3171.40	DR.3172.40	DR.3173.40	DR.3174.40
45	DR.3171.45	DR.3172.45	DR.3173.45	DR.3174.45
50	DR.3171.50	DR.3172.50	DR.3173.50	DR.3174.50
55	DR.3171.55	DR.3172.55	DR.3173.55	DR.3174.55
60	DR.3171.60	DR.3172.60	DR.3173.60	DR.3174.60
70	DR.3171.70	DR.3172.70	DR.3173.70	DR.3174.70
80	DR.3171.80	DR.3172.80	DR.3173.80	DR.3174.80
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15 - 40	DR.3171.00	DR.3172.00	DR.3173.00	DR.3174.00
45 - 80	DR.3171.01	DR.3172.01	DR.3173.01	DR.3174.01



NiTi finger spreaders
Rozpychacze NiTi do gutaperki



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
15	DR.3141.15	DR.3142.15	DR.3143.15
20	DR.3141.20	DR.3142.20	DR.3143.20
25	DR.3141.25	DR.3142.25	DR.3143.25
30	DR.3141.30	DR.3142.30	DR.3143.30
35	DR.3141.35	DR.3142.35	DR.3143.35
40	DR.3141.40	DR.3142.40	DR.3143.40
45	DR.3141.45	DR.3142.45	DR.3143.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
15 - 40	DR.3141.00	DR.3142.00	DR.3143.00



NiTi finger pluggers
Upychadła NiTi do gutaperki



Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
15	DR.3131.15	DR.3132.15	DR.3133.15
20	DR.3131.20	DR.3132.20	DR.3133.20
25	DR.3131.25	DR.3132.25	DR.3133.25
30	DR.3131.30	DR.3132.30	DR.3133.30
35	DR.3131.35	DR.3132.35	DR.3133.35
40	DR.3131.40	DR.3132.40	DR.3133.40
45	DR.3131.45	DR.3132.45	DR.3133.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
15 - 40	DR.3131.00	DR.3132.00	DR.3133.00

Stainless Steel Barbed Broach Miazgociągi stalowe



Pack of 10 pcs. / 10 szt. w opak.

ISO Color / No		21 mm	25 mm
0	XXXXF	DR.4051.10	DR.4052.10
1	XXXF	DR.4051.15	DR.4052.15
2	XXF	DR.4051.20	DR.4052.20
3	XF	DR.4051.25	DR.4052.25
4	F	DR.4051.30	DR.4052.30
5	M	DR.4051.35	DR.4052.35
6	C	DR.4051.40	DR.4052.40
Assorted (10 pcs/pack) / Różne (10 szt. w opak.)			
0-6	XXXXF - C	DR.4051.00	DR.4052.00
2-4	XXXXF - XF	DR.4051.01	DR.4052.01

Stainless Steel paste carriers RA Igly stalowe do wypełniania kanału



ISO Color / No	21 mm	25 mm
25	DR.5009.25	DR.5010.25
30	DR.5009.30	DR.5010.30
35	DR.5009.35	DR.5010.35
40	DR.5009.40	DR.5010.40
Assorted (4 pcs/pack) / Różne (4 szt. w opak.)		
25-40	DR.5009.00	DR.5010.00

Universal Prot-T Niti rotary files

Pilniki maszynowe Universal Pro-T NiTi

- MaxTech NiTi alloy
- Triangular cross section and safe guiding tip
- Variable taper
- Suitable for regular canal preparation
- Continuous clockwise rotation

• Crown-Down Sequence:

Create straight-line access to canal orifice (SX)

Shape the upper 2/3 of canal, confirm the working length and smooth the root canal (S1, S2)

Shape the apical 1/3 and finish (F1, F2). If necessary, come to F3, F4, F5



Type	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Size	019/.04	018/.02	020/.04	020/.07	025/.08	030/.09	040/.06	050/.05
Speed (RPM)	250	250	250	250	250	250	250	250
Torque (N.CM)	3.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
GP				F1	F2	F3	F4	F5

ISO Color / No	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
SX	SFU 019 0SX			
S1		SFU 021 0S1	SFU 025 0S1	SFU 031 0S1
S2		SFU 021 0S2	SFU 025 0S2	SFU 031 0S2
F1		SFU 021 0F1	SFU 025 0F1	SFU 031 0F1
F2		SFU 021 0F2	SFU 025 0F2	SFU 031 0F2
F3		SFU 021 0F3	SFU 025 0F3	SFU 031 0F3
F4		SFU 021 0F4	SFU 025 0F4	SFU 031 0F4
F5		SFU 021 0F5	SFU 025 0F5	SFU 031 0F5
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)				
SX - F3		SFU 021 A01	SFU 025 A01	SFU 031 A01



Universal Pro-T + Niti rotary files

Pilniki maszynowe Universal Pro-T + NiTi

- MaxTech 3.0 NiTi alloy
- Suitable for bending angle < 15° canal
- Longer fatigue life
- Triangular cross section and safe guiding lip
- Variable taper
- Continuous clockwise rotation

Create straight-line access to canal orifice (SX)

Shape the upper 2/3 of canal, confirm the working length and smooth the root canal (S1, S2)

Shape the apical 1/3 and finish (F1, F2). If necessary, come to F3, F4, F5



Type	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Size	019/.04	018/.02	020/.04	020/.07	025/.08	030/.09	040/.06	050/.05
Speed (RPM)	300	300	300	300	300	300	300	300
Torque (N.CM)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
GP				F1	F2	F3	F4	F5

ISO Color / No	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
SX	AFU 019 0SX			
S1		AFU 021 0S1	AFU 025 0S1	AFU 031 0S1
S2		AFU 021 0S2	AFU 025 0S2	AFU 031 0S2
F1		AFU 021 0F1	AFU 025 0F1	AFU 031 0F1
F2		AFU 021 0F2	AFU 025 0F2	AFU 031 0F2
F3		AFU 021 0F3	AFU 025 0F3	AFU 031 0F3
F4		AFU 021 0F4	AFU 025 0F4	AFU 031 0F4
F5		AFU 021 0F5	AFU 025 0F5	AFU 031 0F5
	Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
SX - F3		AFU 021 A01	AFU 025 A01	AFU 031 A01

Niti W One files

Pilniki maszynowe W One NiTi



W One is the perfect solution for those wishing to switch from hand files to a rotary based endodontic system.

The reciprocating technology of W One means that it will only shape the canal when pressure is applied, giving you the feeling of complete control

W One also simplifies the procedure, in most cases requiring just one NiTi instrument per root canal treatment.

The Maxtech-Wire Nickel-Titanium technology provides overall flexibility and resistance to cyclic fatigue, the leading cause of file separation.


In fact, the tougher the instrumenting challenge, like shaping severely curved to the apex, the more apparent the Maxtech-Wire NiTi's advantages become

Pilniki W One to nowy standard w endodoncji, dzięki zapewnieniu prostoty, bezpieczeństwa oraz wydajności.

W większości przypadków proces kształtowania kanałów korzeniowych ogranicza się do zastosowania tylko jednego narzędzia NiTi w każdym kanale.

Pilniki charakteryzują się optymalną wydajnością skrawania, pozwalają na zmniejszenie całkowitego czasu opracowywania kanału nawet o 40%, minimalizują ryzyko wystąpienia efektu wkręcania się lub złamania pilnika.

W One to wysoka elastyczność i zwiększona wytrzymałość na cykliczne zmęczenie materiału. Technika pojedynczego pilnika w ruchu oscylacyjnym.



ISO Color / No	21 mm	25 mm	31 mm
R21	SFW 021 021	SFW 021 025	SFW 021 031
R25	SFW 025 021	SFW 025 025	SFW 025 031
R40	SFW 040 021	SFW 040 025	SFW 040 031
	Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)		
R21 - R40	SFW 021 A01	SFW 025 A01	SFW 031 A01

Niti W One + files

Pilniki maszynowe W One + NiTi




The single-file simplicity of W One + is now enhanced in W One +. Made with advanced metallurgy, it is the next generation of performance.

- Increases patient safety, while reducing shaping time across a wide range of cases
- Optimized with enhanced design features by leading endodontists
- Part of a complete solution that includes obturation products designed to match the shapes created by W One + files
- The W One + family now includes a single glide path file with reciprocating motion for simplicity from the start

Pilniki W One + został zoptymalizowany w celu zwiększenia wydajności cięcia. One + to krótszy czas kształtowania w stosunku do W One i innych standardowych systemów rotacyjnych NiTi. W większości przypadków (80%) kształtowanie kanału można wykonać jednym pilnikiem.

Pilniki W One + to zwiększone bezpieczeństwo pacjentów:

- o 50% bardziej odporne na cykliczne zmęczenie materiału niż inne pilniki,
 - możliwość zastosowania do kanałów o różnych kształtach dzięki zredukowanemu efektowi wkręcania w porównaniu ze standardowymi systemami obrotowymi (ruch recypokalny)
 - większa elastyczność pilnika
 - rozszerzony zakres rozmiarów (wstępny, podstawowy, średni, szeroki),
 - wyższa efektywność skrawania,
 - oszczędność czasu dzięki procedurze z zastosowaniem tylko jednego pilnika.
- Dostępne opakowanie 3 szt. w pojedynczym rozmiarze o długości 21 mm / 25 mm / 31 mm:
- Small #20 (żółty) - wstępny
 - Primary #25 (czerwony) - podstawowy
 - Medium #35 (zielony) - średni
 - Large #45 (biały) - szeroki



ISO Color / No	21 mm	25 mm	31 mm
20	AFW 021 020	AFW 025 020	AFW 031 020
25	AFW 021 025	AFW 025 025	AFW 031 025
35	AFW 021 035	AFW 025 035	AFW 031 035
45	AFW 021 045	AFW 025 045	AFW 031 045
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
20 - 45	AFW 021 A01	AFW 025 A01	AFW 031 A01

Niti V rotary files

Pilniki maszynowe V NiTi



- MaxTech NiTi alloy
- Suitable for narrow curved canal
- Reciprocating
- Regressive taper design to prevent unnecessary loss of tooth substance in the coronal part

System pozwalający na preparację kanału korzeniowego przy pomocy jednego pilnika. Dzięki ruchowi oscylacyjnemu możliwe jest opracowanie kanałów korzeniowych przy użyciu jednego narzędzia. Ruch oscylacyjny zmniejsza naprężenia powstające w obrębie narzędzia, redukując w ten sposób ryzyko zmęczenia materiału wywołanego przez pociąganie i ściskanie. System Reciproc to łatwość zastosowania, bezpieczeństwo i oszczędność czasu.

Pilniki oscylacyjne Reciproc zostały specjalnie zaprojektowane do pracy przy użyciu obrotów „w przód i w tył”. Wytwarzane są one przy użyciu obróbki termicznej ze specjalnego materiału NiTi - „MaxTech”. Materiał ten zapewnia zarówno większą wytrzymałość jak i elastyczność w porównaniu do dotychczasowych instrumentów NiTi. Dodatkową zaletą nowego kształtu jest wysoka zdolność do odprowadzenia zebranej zębiny z kanału.

Dostępne rodzaje:

- R25 (czerwony) - dla większości kanałów
- R40 (czarny) - dla kanałów średnio-szerokich, większych niż ISO 20
- R50 (żółty) - dla kanałów szerokich, większych niż ISO 30
- Ass. R40-R50



ISO Color / No	21 mm	25 mm	31 mm
R25	SFV 021 025	SFV 025 025	SFV 031 025
R40	SFV 021 040	SFV 025 040	SFV 031 040
R50	SFV 021 050	SFV 025 050	SFV 031 050
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
R25 - R50	SFV 021 A01	SFV 025 A01	SFV 031 A01



Niti V Blue rotary files Pilniki maszynowe V Blue NiTi



Simple, but effective: The new V blue file generation combines the ease of the original Reciproc one file endo concept with enhanced safety in root canal preparation and retreatment for patients. An innovative heat treatment makes RECIPROC blue particularly flexible to ensure a smoother and safer progression in the canal.

V blue files are produced with Nickel- Titanium (NiTi) that goes through an innovative heat treatment, modifying its molecular structure to give it increased resistance to cyclic fatigue and additional flexibility as well as its characteristic blue color.

The shape obtained by the V blue instrument enables effective irrigation and obturation with both cold and warm techniques.



Instrumenty V Blue o zwiększonej do 40% elastyczności oraz o ponad 2-krotnie większej wytrzymałości na złamanie w porównaniu z instrumentami Reciproc pozwalają na opracowanie całego kanału korzeniowego, zwłaszcza zakrzywionego, tylko jednym pilnikiem, przy zastosowaniu łatwej do nauki, prostej procedury. Opracowany kanał można następnie wypełnić przy zastosowaniu zarówno techniki kondensacji gutaperki na gorąco jak i na zimno. Instrumenty do systemu V Blue zostały specjalnie zaprojektowane do pracy przy użyciu obrotów „w przód i w tył”. Wytwarzane są one ze specjalnego materiału NiTi – „M-Wire”, zapewniającego zarówno większą wytrzymałość jak i elastyczność w porównaniu do dotychczasowych instrumentów NiTi. Pilniki V Blue przeznaczone są do jednorazowego użycia, zapewniając maksymalną wygodę i bezpieczeństwo.

Zalety:

- Lepsze, bardziej osiowe, prowadzenie w kanale - nie ma konieczności wstępnego opracowania kanału pilnikami ręcznymi
- Łatwość pracy - elastyczny pilnik o pasywnej końcówce
- Prosta użycia - mniej kroków w procedurze zmniejsza możliwość popełnienia błędu
- Krótsza procedura - wystarczy wybór jednego pilnika
- Oszczędność czasu - nie ma czyszczenia i sterylizacji instrumentów po użyciu

Dostępne rodzaje:

- R25 (czerwony) - odpowiedni dla kanałów wąskich
- R40 (czarny) - dla kanałów średnio-szerokich
- R50 (żółty) - dla kanałów bardzo szerokich



ISO Color / No	21 mm	25 mm	31 mm
R25	BFV 021 025	BFV 025 025	BFV 031 025
R40	BFV 021 040	BFV 025 040	BFV 031 040
R50	BFV 021 050	BFV 025 050	BFV 031 050
Assorted (6 pcs/package) / Różne (6 szt. w opak.)			
R25 - R50	BFV 021 A01	BFV 025 A01	BFV 031 A01

Stainless Steel reamers RA Poszerzacze stalowe na kątnice



Reamers Gates Glidden / Poszerzacze Gates Glidden

Ø mm 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50



Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.

Długość 28 mm

Size Rozmiar	Code Kod
1	DR.5100.01
2	DR.5100.02
3	DR.5100.03
4	DR.5100.04
5	DR.5100.05
6	DR.5100.06
Assorted (6 pcs/package) / Różne (6 szt. w opak.)	
1 - 6	DR.5100.00

Reamers Peeso / Poszerzacze Peeso

Ø mm 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70



Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.



Długość 28 mm

Size Rozmiar	Code Kod
1	DR.5200.01
2	DR.5200.02
3	DR.5200.03
4	DR.5200.04
5	DR.5200.05
6	DR.5200.06
Assorted (6 pcs/package) / Różne (6 szt. w opak.)	
1 - 6	DR.5200.00

Endodontic Excavators Ekskawatory endodontyczne

Classic-8

5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt





Endodontic explorers
Zgłębniki endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1 DR.584.014



Fig. DG16 DR.584.164

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Fig. DG16 DR.584.161




Fig. DG16/17 DR.584.171




Fig. DG16/23 DR.584.231

Endodontic excavators
Ekskawatory endodontyczne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Fig. 31L

DR.577.310

Fig. 32L

DR.577.320

Fig. 33L

DR.577.330




Fig. 1

DR.582.010
Falcon

Fig. 2

DR.582.020
Falcon

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip




Fig. 1 DR.582.014 Falcon



Fig. 2 DR.582.024 Falcon



Hand Pluggers / Heat Carriers
Przenośnik ciepła / Upychadło endodontyczne




Hand Pluggers
Upychadła endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Hand Spreaders
Rozpychacze endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1 DR.602.014 Falcon



Fig. 3 DR.602.034 Falcon




Fig. 2 DR.602.024 Falcon



Fig. 4 DR.602.044 Falcon

Hand pluggers
Upychadła endodontyczne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Fig. 1 DR.594.013 Falcon

Fig. 2 DR.594.023 Falcon

Fig. 3 DR.594.033 Falcon

Fig. 4 DR.594.043 Falcon




Fig. 1 DR.596.011 Luks

Fig. 2 DR.596.021 Luks

Fig. 3 DR.596.031 Luks

Fig. 4 DR.596.041 Luks

Hand spreaders
Rozpychacze endodontyczne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




Fig. 1 DR.602.013 Falcon

Fig. 2 DR.602.023 Falcon

Fig. 3 DR.602.033 Falcon

Fig. 4 DR.602.043 Falcon




Fig. 5 DR.602.053 Falcon

Fig. 6 DR.602.063 Falcon

Fig. 7 DR.602.073 Falcon



Micro endodontic pluggers / burnishers
Przenośniki/Upychadła mikro endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



NiTi / Stainless steel hand pluggers
Przenośniki endodontyczne NiTi / Stalowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

NiTi tip / Końcówka Niti

SS tip / Końcówka stalowa





Endodontic retractors
Haki endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 1 DS.488.014



Fig. 2 DS.488.024



Fig. 3 DS.488.034

Micro endodontic pluggers / burnishers
Przełożniki/Upychadła mikro endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 0

DR.041.004



Fig. 1

DR.041.014



Fig. 0

DR.045.004




Fig. 0
Left / Lewy

DR.046.004




Fig. 0
Right / Prawy

DR.047.004





Micro endodontic applicators
Aplikatory mikro endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Endodontic curettes
Łyżeczki endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Endodontic retractors
Haki endodontyczne



BD.995.060 60°
Peet
120 mm

Endodontic tweezers
Penseta endodontyczna



DR.586.020
150 mm

Endodontic forceps for silver points
Kleszczyki endodontyczne



DR.587.130
125 mm

Endodontic forceps
Kleszczyki endodontyczne



DR.587.030
Straight / Proste

DR.587.040
Upward / Podgięte do góry

DR.587.050
Left / Lewe

DR.587.060
Right / Prawe



Endodontic instruments holder
Uchwyt do narzędzi ręcznych / pilników



DR.2999.00



Endometer
Endometr na palec



DZ.575.010



DZ.575.020
Rotatable, suitable for left or right hand
Rotacyjny na lewą lub prawą rękę



DZ.575.000

DZ.573.021
Disposable foams blue (pack of 50 pieces)
Gąbeczki jednorazowe (50 szt.)



DZ.573.001

Transparent endo files stand
Stojak przeźroczysty na pilniki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.564.000
For 10 files / Na 10 pilników

Transparent endo box Mini
Endobox przeźroczysty Mini



DZ.564.010
Mini
For 30 files / Na 30 pilników

Transparent endo box Midi
Endobox przeźroczysty Midi



DZ.564.020
Midi
For 60 files / Na 60 pilników

Endo cleaner
Pojemnik do dezynfekcji instrumentów endodontycznych



DZ.572.010



DZ.572.040



DZ.572.020
Pink / Różowe



DZ.572.030
Blue / Niebieski

Spare sponges / Gąbeczki



DZ.572.050
Pack of 48 pieces / Opak. 48 szt.
Ø 50 mm x 8 mm



DZ.572.060
Pack of 48 pieces / Opak. 48 szt.
Ø 65 mm x 8 mm

Endometer Ultima / Endometr Ultima




DZ.573.020
Disposable foams (pack of 10 pieces)
Gąbeczki jednorazowe (10 szt.)

DZ.573.000
Contents:
1 x Endo-Ruler (laser etched)
10 x Disposable medicament cups
3 x Disposable foams
Zawiera:
1 x Endo-Liniijkę (laserowo nacinane wymiary)
10 x Kubków jednorazowych na leki
3 x Gąbeczki jednorazowe
Spare / Zapasy
DZ.573.010
Disposable medicament cups (pack of 50 pieces)
Kubki jednorazowe na leki (50 szt.)

D₈

Restorative / Stomatologia zachowawcza





Compo-Art

Instruments for aesthetic restorations



DR.400.011F

Super flexible spatula for application and modeling of composite material
Aplikator/Szpatułka elastyczna do kompozytu



DR.400.021F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Aplikator/Szpatułka elastyczna do kompozytu



DR.400.031F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Upychacz okrągły do kompozytu



DR.400.041F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Aplikator/Szpatułka elastyczna do kompozytu



DR.400.051F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Modelarzyk do kompozytu



DR.400.061F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Instrument do usuwania nadmiaru wypełnienia



DR.400.071F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Instrument do mierzenia grubości kompozytu (przednia odbudowa)



DR.400.081F

Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Instrument do mierzenia grubości kompozytu (tylna odbudowa)



Compo-Art Instruments for aesthetic restorations



DR.400.011
Super flexible spatula for application and modeling of composite material
Elastyczna szpatułka



DR.400.021
Super flexible twisted spatula for application and modeling of composite in hard to reach areas
Elastyczna szpatułka



DR.400.031
Round tipped condenser for modeling of composite
Okrągły upychacz



DR.400.041
Super flexible spatula for application and modeling of composite material
Do modelowania kompozytu



DR.400.051
Sharp pointed instrument to place fissures, grooves and pits creating the ideal occlusal anatomy
Do modelowania kompozytu



DR.400.061
Sharp instrument for the removal of excess composite and bonding material
Do usuwania nadmiaru wypełnienia



DR.400.071
Instrument to determine the vertical and horizontal thickness of composite layers on the anterior restorations
Do mierzenie grubości kompozytu



DR.400.081
Instrument to determine the vertical and horizontal thickness of composite layers on the posterior restorations
Do mierzenie grubości kompozytu

DR.400.100
Compo-Art Instruments for aesthetic restorations set of 8 + Cassette tray MIDI
Zestaw Compo-Art do estetycznej odbudowy (8 szt.) + Kasetka MIDI





Flower-Line Filling instruments / Nakładacze Flower-Line



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Non-stick tips TIN coated / Końcówki "Non-Stick" Pokryte azotkiem tytanu



Fig 1 DR.425.011F



Fig 1 DR.451.011F
Falcon



Fig 2 DR.451.021F
Falcon



Fig 1 DR.457.011F
Goldstein



Fig 2 DR.457.021F
Goldstein



Fig 3 DR.457.031F
Goldstein



Fig 4 DR.457.041F
Goldstein



Fig 1 DR.458.011F
Mini-Goldstein



Fig 3 DR.458.031F
Mini-Goldstein



Fig 1 DR.463.011F
Heidemann

Compo-Fill Instruments

Easy *COLOR*



Ultra Light weight
Non-stick tips
TIN coated

Bardzo lekkie
Końcówki "Non-Stick"
Pokryte azotkiem tytanu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Silicone handle with Aluminum core
Uchwyt silikonowy z rdzeniem aluminiowym



Pluggers / Przenośniki



Fig 5A DR.051.051



Fig 3 DR.073.031
Hollenback



Fig 1 DR.091.011
Super



Fig OT DR.092.001
Tanner



Fig 0/1 DR.063.011
Black



Fig 1/2 DR.063.021
Black



Burnishers / Upychadła



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Easy
COLOR



Fig 21B DR.111.211
Acorn Wescott



Fig 1 DR.121.011
Contact Former



Fig 2 DR.121.021
Contact Former



Fig 2 DR.139.021
Ladmore



Fig 3 DR.139.031
Ladmore



Fig 27/29 DR.148.041
White



Fig 1 DR.100.011



Fig 1L DR.101.011



Fig 155 DR.135.551



Filling instruments / Nakładacze



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Easy
COLOR



Fig 156(A6) DR.426.561



Fig 8A DR.431.081



Fig 1 DR.445.011
Boghossian



Fig 2 DR.445.021
Boghossian



Fig 1 DR.451.011
Falcon



Fig 2 DR.451.021
Falcon



Fig 1 DR.457.011
Goldstein



Fig 2 DR.457.021
Goldstein



Fig 3 DR.457.031
Goldstein



Fig 4 DR.457.041
Goldstein



Fig 1 DR.458.011
Mini-Goldstein



Fig 3 DR.458.031
Mini-Goldstein



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Easy
COLOR



Fig 4 DR.458.041
Mini-Goldstein



Fig 4 DR.459.011
Goldstein-Micro



Fig 4/5 DR.460.051
Gregg



Fig 0 DR.463.001
Heidemann



Fig 1 DR.463.011
Heidemann



Fig 2 DR.463.021
Heidemann



Fig W3 DR.513.031



Fig 1 DR.425.011



Fig 6 DR.425.061



Fig 178 DR.426.781



Fig 49 DR.440.491



Fig 179 DR.440.791



Compo-fill Instruments TIN coated
Compo-fill Instrumenty pokryte azotkiem tytanu



CLASSIC-LITE
10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Pluggers / Przenośniki



Fig. 1/2 DR.063.025T Black



Fig. 3 DR.073.035T Hollenback



Fig. 1 DR.091.015T Super



Fig. 0T DR.092.005T Tanner

Burnishers / Upychadła



Fig. 21B DR.111.215T Acorn/ Wescott



Fig. 1 DR.121.015T Contact former



Fig. 3 DR.139.035T Ladmore



Fig. 27/29 DR.148.045T White

Filling Instruments / Nakładacze



Fig. 1 DR.425.015T



Fig. 6 DR.425.065T



Fig. 156 (A6) DR.426.565T



Fig. 178 DR.426.785T



Fig. 49 DR.440.495T



Fig. 2 DR.451.025T Falcon



Fig. 1 DR.457.015T Goldstein



Fig. 2 DR.457.025T Goldstein



Fig. 4 DR.458.045T Goldstein-mini



Fig. 4/5 DR.460.055T Gregg



Fig. 2 DR.463.025T Heidemann



Fig. W3 DR.513.035T




Burnishers / Upychadła


TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu

Classic Round

6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Filling instruments / Nakładacze



Plastic amalgam carriers / Pistolet do amalgamatu plastikowe



Autoclavable
Mozliwość sterylizacji w autoklawie



PP011/0041
Right angled
Zagięty pod kątem




PP011/0042
Curved
Zagięty



Amalgam carriers / Pistolety do amalgamatu











Amalgam guns / Pistolety do amalgamatu





Pluggers / Przenośniki





Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Burnishers / Upychadła

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Amalgam well / Miseczka do amalgamatu



DR.098.010
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Amalgam gun for micro filling
Pistolet do amalgamatu do mikro wypełnień






Ø 1.2 mm
DR.024.020 Straight / Prosty
DR.024.030 Curved / Zagięty
130 mm

Pluggers
Przenośniki



SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Super plugger / Przenośnik Super






Fig.1 DR.091.014

Pluggers / Przenośniki




Fig.1 DR.091.017

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt







Burnishers / Upychadła



Burnishers / Upychadła



Burnishers / Upychadła








**Filling instruments
Nakładacze**






Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip






**Filling instruments
Nakładacze**

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt






**Filling instruments
Nakładacze**

CLASSIC-LITE
10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Filling instruments
Nakładacze

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Cement spatulae
Łopatki do cementu

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Cement spatulae
Łopatki do cementu





Restorative Stomatologia zachowawcza

Cement spatulae Łopatki do cementu

Classic-Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Cement spatulae Łopatki do cementu

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Glass slabs Płytki do cementu

A mm	B mm	C mm	Code Kod
95	70	5	DR.998.010
120	80	5	DR.998.020
150	80	12	DR.998.030



Mixing pads Bloczki papierowe do mieszania




DENTALINE®

DZ.458.010	50 x 50 mm
DZ.458.020	75 x 75 mm
DZ.458.030	75 x 125 mm
DZ.458.040	100 x 140 mm
DZ.458.050	140 x 180 mm

Excavators Wydrążacze / Ekskawatory

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135°C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie






Excavators
Wydrążacze / Ekskawatory

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Excavators
Wydrążacze / Ekskawatory

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Finishing knives
Nożyki do modelowania kompozytu


SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip








Cavity preparation instruments
Wydrążacze / Ekskawatory

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Carvers
Nożyki do modelowania

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Carvers
Nożyki do modelowania

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 3 DR.230.034 Hollenback



Fig. 3 1/2 DR.231.024 Hollenback





Finishing knives / Nożyki do modelowania kompozytu

CLASSIC-LITE
10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Cleoid-Discoid
Cleoid-Discoid

Classic Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt






Cleoid-Discoïd
Cleoid-Discoïd

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Filling removing instrument
Instrument do usuwania wypełnienia



Applicators for calcium hydroxide
Aplikatory do dycal



Applicator for medicaments
Aplikator do leków




Serie-UNO
Economical dental instruments
Instrumenty stomatologiczne w atrakcyjnej cenie


135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Pluggers / Przenośniki



Burnishers / Upychadła





Serie-UNO

Economical dental instruments

Instrumenty stomatologiczne w atrakcyjnej cenie





Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Filling instruments / Nakładacze

Pack of 5 pieces / Opek. 5 szt.




Cement spatula / Łopatka do cementu


Pack of 5 pieces / Opek. 5 szt.




Automatic crown and bridge remover Zbijak do koron samopowtarzalny




Semi-automatic crown and bridge remover Zbijak do koron trzystopniowy



Manual crown remover double ended Zbijak do koron ręczny dwustronny




Manual crown remover Zbijak do koron ręczny






Manual crown remover
Zbijak do koron ręczny



Morrel
DR.559.000
Complete with 3 tips
Komplet zawiera 3 końcówki

DR.559.010
Set of 3 tips
Zestaw 3 końcówek

Manual crown remover with spring
Zbijak do koron ręczny ze sprężyną



Morrel
DR.560.000
Complete with 3 tips
Komplet zawiera 3 końcówki

DR.560.010
Set of 3 tips
Zestaw 3 końcówek

Manual crown remover double ended
Zbijak do koron ręczny dwustronny



Falcon
DR.554.000
Complete with 3 tips
Komplet zawiera 3 końcówki

DR.554.010
Set of 3 tips
Zestaw 3 końcówek

Crown pliers
Kleszcze do koron



DR.531.165
Wynman-Falcon
160 mm
With Tungsten Carbide inserts
z wkładką z węgla spiekane

DR.532.160
Wynman-Falcon
160 mm
With Tungsten Carbide inserts
z wkładką z węgla spiekane

Temporary crown removing pliers
Kleszcze do zdejmowania tymczasowe koron



DR.535.000
155mm

DR.535.010
Set of 10 tips
Zestaw 10 końcówek



DR.539.010
Furrer
160 mm



Crown spreaders
Rozwieracze do koron



DR.570.000
Falcon



Fig. 3 DR.571.030



Fig. 0 DR.571.000



Fig. 1 DR.571.010



Fig. 2 DR.571.020

Crown spreaders
Rozwieracze do koron



DR.570.010
Falcon
145mm

Manual crown remover / Crown spreaders
Rozwieracze do koron



DR.572.000
Complete with 6 tips
Komplet zawiera 6 końcówek

Forceps for articulating paper
Pensety do kalki



DR.700.010
Miller
150 mm



DR.700.020
Miller
150 mm



DR.698.010
Falcon
150 mm



DR.699.010
Falcon
Full arch / Pełny łuk



Contoured anatomical matrices Paseki anatomiczne do formówek

Pack of 30 pieces / Opak. 30 sztuk
Grubość 0.05 mm
Grubość 0.035 mm



DR.811.010 Thickness 0.05 mm
DR.812.010 Thickness 0.035 mm
Premolars left
Przedtrzonowce lewe



DR.811.020 Thickness 0.05 mm
DR.812.020 Thickness 0.035 mm
Premolars right
Przedtrzonowce prawe



DR.811.030 Thickness 0.05 mm
DR.812.030 Thickness 0.035 mm
Molars left
Trzonowce lewe



DR.811.040 Thickness 0.05 mm
DR.812.040 Thickness 0.035 mm
Molars right
Trzonowce prawe



DR.811.050 Thickness 0.05 mm
DR.812.050 Thickness 0.035 mm
Premolars left, right
Przedtrzonowce obu stronnie



DR.811.060 Thickness 0.05 mm
DR.812.060 Thickness 0.035 mm
Molars left, right
Trzonowce obu stronnie



DR.811.000 Thickness 0.05 mm
DR.812.000 Thickness 0.035 mm
Assorted
Asortyment

Matrix bands Paski do formówek

Thickness / Grubość
0.04 mm



DR.799.050 5 mm
DR.799.060 6 mm
DR.799.070 7 mm
Length / Długość 10 meter

Thickness / Grubość
0.05 mm



DR.800.050 5 mm
DR.800.060 6 mm
DR.800.070 7 mm
Length / Długość 10 meter

Ivory

Pack of 12 pieces
Opak. zawiera 12 szt.

Thickness / Grubość
0.05 mm



Fig. 11 **DR.806.010**
for children / dziecięce



Fig. 12 **DR.806.020**
for children / dziecięce



Fig. 14 **DR.805.010**
small / male



Fig. 15 **DR.805.020**
medium / średnie



Fig. 16 **DR.805.030**
large / duże

Nyström

Pack of 12 pieces
Opak. zawiera 12 szt.

Thickness / Grubość
0.05 mm



Fig. 2 **DR.808.020**
premolars / przedtrzonowce



Fig. 4 **DR.808.040**
molars / trzonowce



Fig. 5 **DR.808.050**
molars / trzonowce



Fig. 6 **DR.808.060**
premolars / przedtrzonowce



Fig. 7 **DR.808.070**
molars / trzonowce

Polyester matrix band Taśma poliestrowa gładka



15 mb ± 5 cm Length / Długość

DR.1100.50 8mm x 0.05mm
DR.1100.80 8mm x 0.75mm

Tofflemire
Pack of 12 pieces
Opak. zawiera 12 szt.

Thickness / Grubość
0.05 mm



Fig. 101 **DR.810.101**



Fig. 102 **DR.810.102**



Matrix retainers
Formówki



5 mm
DR.829.050
Falcon



DR.840.010
Tofflemire-Junior



Fig. 12
DR.830.120
Ivory



5 mm
DR.830.085
Ivory



DR.840.020
Tofflemire-Senior



DR.855.010
Matrix clamp
Zacisk do pasek



6 mm
DR.830.086
Ivory



DR.840.030
Tofflemire-Universal



7 mm
DR.830.087
Ivory



Left / Lewa
DR.832.010
Nystrom



Fig. 12A
DR.830.121
Ivory



Right / Prawa
DR.832.020
Nystrom

Matrix forceps
Kleszcze do formówek pierścieniowych



Falcon
DR.820.170
170 mm

Omni Matrix Disposable retainer and Matrix
Omni Matrix Jednorazowe formówki
z napinaczem



Wingless / Bez skrzydełek




Winged / Ze skrzydełkami

Stal nierdzowna	Bez skrzydełek 48 szt.	Ze skrzydełkami 48 szt.
6,5 x 0,025 mm	7701	8801
6,5 x 0,038 mm	7702	8802
5,2 x 0,038 mm	7704	8804

Stainless Steel	Wingless 48pk	Winged 48pk
6,5 x 0,025 mm	7701	8801
6,5 x 0,038 mm	7702	8802
5,2 x 0,038 mm	7704	8804



Rubber dam clamps
Klamry do koferdamu



Rubber dam clamps
Klamry do koferdamu





Rubber dam clamps / Klamry do koferdamu

Anteriors / do zębów przednich



Fig. 9
DR.906.090



Fig. 210
DR.906.210



Fig. 211
DR.906.211



Fig. 212
DR.906.212

Premolars / do zębów przedtrzonowych



Fig. 00
DR.906.100



Fig. 0
DR.906.110



Fig. 1
DR.906.120



Fig. 2
DR.906.130



Fig. 2A
DR.906.140



Fig. 27
DR.906.020



Fig. 206
DR.906.150



Fig. 208
DR.906.180

Molars / do zębów trzonowych



Fig. 3
DR.906.500



Fig. 4
DR.906.510



Fig. 7
DR.906.530



Fig. 8
DR.906.550



Fig. 8A
DR.906.560



Fig. 12A
DR.906.570



Fig. 13A
DR.906.580



Fig. 14
DR.906.590



Fig. 14A
DR.906.600



Fig. 26
DR.906.370



Fig. 201
DR.906.620



Fig. 205
DR.906.660

Rubber dam / Koferdam



Green / Zielony
150 x 150 mm
36 sheets / 36 szt.
Mint / Miętowy zapach

DR.899.010
0.14mm
Thin / Cienki
DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości
DR.899.030
0.22mm
Heavy / Gruby



Purple / Purpurowy
150 x 150 mm
15 sheets / 15 szt.
Mint / Miętowy zapach
DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości

Latex free / Bez Latexu

Latex / z Latexu



Rubber dam clamps kit with trays Zestaw klamery do koferdamu

DR.904.020

Contents / Zawiera

DR.906.212	Anteriors fig. 212	Do zębów przednich fig. 212
DR.906.090	Anteriors fig. 9	Do zębów przednich fig. 9
DR.906.110	Premolars fig. 0	Do zębów przedtrzonowych fig. 0
DR.906.100	Premolars fig. 00	Do zębów przedtrzonowych fig. 00
DR.906.120	Premolars fig. 1	Do zębów przedtrzonowych fig. 1
DR.906.130	Premolars fig. 2	Do zębów przedtrzonowych fig. 2
DR.906.140	Premolars fig. 2A	Do zębów przedtrzonowych fig. 2A
DR.906.590	Molars fig. 14	Do zębów trzonowych fig. 14
DR.906.600	Molars fig. 14A	Do zębów trzonowych fig. 14A
DR.906.530	Molars fig. 7	Do zębów trzonowych fig. 7
DR.906.530	Molars fig. 8	Do zębów trzonowych fig. 8
DR.906.560	Molars fig. 8A	Do zębów trzonowych fig. 8A
DR.904.010	Rubber dam clamps tray	Tacka na klamry do koferdamu



DR.904.030

Contents / Zawiera

DR.905.004	Incisors, canines and premolars fig. C	Do zębów przednich i przedtrzonowych fig. C
DR.905.014	Incisors, canines and premolars fig. L	Do zębów przednich i przedtrzonowych fig. L
DR.905.015	Incisors, canines and premolars fig. M	Do zębów przednich i przedtrzonowych fig. M
DR.905.006	Incisors, canines and premolars fig. E	Do zębów przednich i przedtrzonowych fig. E
DR.905.007	Incisors, canines and premolars fig. EW	Do zębów przednich i przedtrzonowych fig. EW
DR.905.001	Molars fig. A	Do zębów trzonowych fig. A
DR.905.002	Molars fig. AW	Do zębów trzonowych fig. AW
DR.905.003	Molars fig. BW	Do zębów trzonowych fig. BW
DR.905.005	Molars fig. DW	Do zębów trzonowych fig. DW
DR.905.008	Molars fig. FW	Do zębów trzonowych fig. FW
DR.905.009	Molars fig. G	Do zębów trzonowych fig. G
DR.905.013	Molars fig. K	Do zębów trzonowych fig. K
DR.904.010	Rubber dam clamps tray	Tacka na klamry do koferdamu




Rubber dam clamps tray Tacka na klamry



DR.904.010
Falcon
185 x 90 x 20 mm

Rubber dam template Szablon do koferdamu



DR.948.000
Falcon
150 x 150 mm




Rubber dam frames / Ramki do koferdamu




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DR.938.110 110 mm
DR.938.130 130 mm
DR.938.150 150 mm
Young



DR.937.000 150 mm
Falcon



DR.937.010 155 x 90 mm
Falcon

Plastic rubber dam frames / Ramka do koferdamu plastikowa



DR.937.060 85 x 105mm
Young
Autoclavable at 121°C
autoklawowalna 121°C.

DR.937.080 85 x 105mm
Young
Autoclavable at 135°C
autoklawowalna 135°C.



DR.937.020
For adult / Dla dorosłych

DR.937.030
For child / Dla dzieci




DR.937.040
For child / dla dzieci 98 x 74mm
DR.937.050
For adult / dla dorosłych, 148 x 102mm




Rubber dam clamp forceps
Kleszcze do klamer do koferdamu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DR.926.170
Brewer
170mm




DR.928.170
IV
170mm



DR.929.170
Falcon
170mm



DR.931.170
Stokes
170mm



DR.932.170
Stokes/Palmer
170mm

Rubber dam punches
Dziurkacze do koferdamu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DR.940.160
Ainsworth
160mm



DR.946.160
IV
160mm



Rubber dam instrument sets / Zestawy do koferdamu




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DR.900.009

Contents/ Zawiera :

Rubber dam clamps
Klamry do koferdamu



Premolars / do zębów przedtrzonowych



Fig.00
DR.906.100



Fig.0
DR.906.110



Fig.1
DR.906.120



Fig.2
DR.906.130



Fig.2A
DR.906.140

Anteriors / do zębów przednich



Fig.9
DR.906.090



Fig.212
DR.906.212

Molars / do zębów trzonowych



Fig.7
DR.906.530



Fig.8
DR.906.550



Fig.8A
DR.906.560



Fig.14
DR.906.590




Fig.14A
DR.906.690

Rubber dam clamps tray / Tacka na klamry



DR.904.010
Falcon

Rubber dam frames / Ramki do koferdamu



DR.938.130
Young 130 mm

Rubber dam clamp forceps / Kleszcze do klamer do koferdamu



DR.928.170
IV
170mm

Rubber dam template / Szablon do koferdamu



DR.948.000

Latex rubber dam / Koferdam z lateksu



DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości
Green / Zielony
150 x 150 mm
36 sheets / 36 szt.
Mint / Miętowy zapach

Rubber dam punches / Dziurkacze do koferdamu



DR.940.160
Ainsworth
160mm

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji z zamkiem
Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves
Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów, autoklawów.



DZ.086.030
288 x 182 x 34 mm




Rubber dam instrument sets / Zestawy do koferdamu



DR.900.006
Contents/ Zawiera :

Rubber dam clamps
Klamry do koferdamu




Rubber dam clamps tray / Tacka na klamry



DR.904.010
Falcon

Rubber dam frames / Ramki do koferdamu



DR.938.130 130 mm
Young

Rubber dam clamp forceps / Kleszcze do klamer do koferdamu



DR.928.170
IV
170mm

Rubber dam template / Szablon do koferdamu



DR.948.000

Latex rubber dam / Koferdam z lateksu



DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości
Green / Zielony
150 x 150 mm
36 sheets / 36 szt.
Mint / Miętowy zapach



DR.946.160
IV
160mm

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji z zamkiem
Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves
Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów, autoklawów.



DZ.086.030
288 x 182x 34 mm



Rubber dam instrument sets / Zestawy do koferdamu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DR.900.007

Contents/ Zawiera :



Rubber dam clamps / Klamry do koferdamu



Fig. A
DR.905.001

Molars
do zębów trzonowych



Fig. C
DR.905.004

Incisors, canines and premolars
do zębów przednich i
przedtrzonowych



Fig. E
DR.905.006

Incisors, canines and premolars
do zębów przednich i przedtrzonowych



Fig. FW
DR.905.008

Molars
do zębów trzonowych



Fig. G
DR.905.009

Molars
do zębów trzonowych



Fig. K
DR.905.013

Molars
do zębów trzonowych



Fig. L
DR.905.014

Incisors, canines and premolars
do zębów przednich i
przedtrzonowych



Fig. M
DR.905.015


Incisors, canines and premolars
do zębów przednich i
przedtrzonowych

Rubber dam clamps tray / Tacka na klamry




DR.904.010
Falcon

Rubber dam frames / Ramki do koferdamu



DR.938.130 130 mm
Young

Rubber dam clamp forceps / Kleszcze do klamer do koferdamu



DR.926.170
Brewer
170mm

Rubber dam template / Szablon do koferdamu



DR.948.000

Latex rubber dam / Koferdam z lateksu



DR.899.020
0.18mm
Medium / O średniej grubości
Green / Zielony
150 x 150 mm
36 sheets / 36 szt.
Mint / Miętowy zapach



DR.940.160
Ainsworth
160mm

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji z zamkiem
Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves
Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów, autoklawów.



DR.086.030
288 x 182x 34 mm



Fig. 1
DZ.420.010
185 x 80 x 15mm

DR.999.010

Contents


DD.522.020	Mirror handle solid round
DD.509.040	Mirror plane $\varnothing$ 22mm fig. 4
DD.303.090	Classic-Round Explorer se rigid fig. 9
DD.909.050	Deluxe Tweezers College 150mm
DR.130.030	Classic-Round Burnisher de Falcon, $\varnothing$ 1.0mm - $\varnothing$ 1.2mm
DR.463.010	Classic-Round de Heidemann, 2.5mm - 2.5mm
DR.610.190	Classic-Round Excavator de fig. 19W
DZ.420.010	Tray stainless steel 185 x 80 x 15mm

Zawiera

DD.522.020	Uchwyt do lusterka okrągły
DD.509.040	Lusterko płaskie $\varnothing$ 22mm fig. 4
DD.303.090	Classic-Round Zgłębnik jednostronny twardy fig.9
DD.909.050	Deluxe penseta College 150mm
DR.130.030	Classic-Round Upychedło Falcon $\varnothing$ 1.0mm - $\varnothing$ 1.2mm
DR.463.010	Classic-Round Nakładacz Heidemann, 2.5mm-2.5mm
DR.610.190	Classic-Round Ekskawator fig. 19W
DZ.420.010	Tacka, stal nierdzewna 185 x 80 x 15mm

D₉

Anaesthesia / Anestezjologia





Stainless steel series
Made of 18-8 stainless steel
Longer life than Brass syringes
No chipping of chrome
Guaranteed quality
Sterilizable by any method

SS•2000
Stainless Steel Series

Seria z nierdzewnej stali
Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Większa wytrzymałość niż Brass syringes (strzykawki z mosiądzu)
Powłoka odporna na uszkodzenia
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Intraligamental syringes / Strzykawki śródwęzadłowe



DA.010.180
Falcon-Ject Ultima
1,8 ml.

Injects 0.05 ml with every click
Supplied with angled and straight tubes
Jednorazowa iniekcja 0,05 ml.
Tulejka z prostym i kątowym gwintem igły



DA.021.180
Falcon-Ject straight / z gwintem prostym
1,8ml.

Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.



DA.020.180
Falcon-Ject angled / z gwintem kątowym
1,8ml.

Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.



DA.094.180
Swedish Type / Typ Szwedzki
1,8 ml.

Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.

Stainless steel series
Made of 18-8 stainless steel
Longer life than Brass syringes
No chipping of chrome
Guaranteed quality
Sterilizable by any method

SS-2000
Stainless Steel Series


Seria z nierdzewnej stali
Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Większa wytrzymałość niż Brass syringes (strzykawki z mosiądzu)
Powłoka odporna na uszkodzenia
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Dual aspiration system, self and manual aspirating syringes

System podwójnej aspiracji, strzykawki z autoaspiracją i aspiracją ręczną

During injection, aspiration can be achieved either manually by retracting the plunger backward or simply releasing pressure on plunger will produce self aspiration.

Podczas iniekcji aspiracja może zachodzić automatycznie poprzez zwolnienie nacisku kciuka na tłoczek, lub ręcznie poprzez odciągnięcie tłoczka.



Manual aspirating syringes / Strzykawki z aspiracją ręczną





Made of Brass
Chrome plated
All Brass series syringes have stainless steel plungers
Guaranteed quality
Sterilizable by any method

Brass
SERIES

Strzykawki wykonane z mosiądzu
Kryte warstwą chromową
Wszystkie strzykawki Brass series posiadają tłoczki ze stali nierdzewnej
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Intraligamental syringes / Strzykawki śródwęzadłowe



Injects 0.20 ml with every click
Lever action for high injection pressure

Jednorazowa iniekcja 0,20 ml.
Dźwignia do iniekcji zwiększająca ciśnienie


DA.060.180
Pistol-Ject
1,8ml.



Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.

DA.095.180
Swedish Type / Typ Szwedzki
1,8ml.

Plastic protection tube / Plastikowa tuba ochronna



DA.035.000
Autoclavable / Możliwość sterylizacji w autoklawie

Manual aspirating syringes / Strzykawki z aspiracją ręczną



DA.520.180
Type A / Typ-A
1,8ml.



DA.560.180
Type C / Typ-C
1,8ml.



DA.620.180
Euro / Typ Euro
1,8ml.



DA.721.180
3- Ring / Typ 3-Koła
1,8ml.

Made of Brass
Chrome plated
All Brass series syringes have stainless steel plungers
Guaranteed quality
Sterilizable by any method


Brass
SERIES

Strzykawki wykonane z miedzi
Kryte warstwą chromową
Wszystkie strzykawki Brass series posiadają tłoczki ze stali nierdzewnej
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami


Manual aspirating syringes / Strzykawki z aspiracją ręczną




DA.735.180
2-Ring / Typ 2-Koła
1,8ml.




DA.819.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.




DA.820.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



DA.821.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



DA.822.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



DA.835.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



DA.727.180
Trio folding / Trio Łamana
1,8ml.



DA.728.180
Trio folding / Trio Łamana
1,8ml.

Karpula z trzema haczykami aspiracyjnymi i automatycznym zasysaniem.
Pojemność 1,8 ml z uchwytem poprzecznym i kołem oraz końcówką do aspiracji w kształcie spirali. Odpowiednia do wszystkich rodzajów ampulek z tłokiem 1,8 ml z gwintem metrycznym.
Karpulę można sterylizować w autoklawie i myjni termodezynfekcyjnej w 134 stopniach C.
Strzykawka przeznaczona jest do wykonywania znieczuleń nasiłkowych oraz przewodowych.
Może być wykorzystywany wielokrotnie.

Karpula z trzema haczykami aspiracyjnymi i automatycznym zasysaniem.
Pojemność 1,8 ml z uchwytem poprzecznym i kołem oraz końcówką do aspiracji w kształcie spirali. Odpowiednia do wszystkich rodzajów ampulek z tłokiem 1,8 ml z gwintem metrycznym.
Karpulę można sterylizować w autoklawie i myjni termodezynfekcyjnej w 134 stopniach C.
Strzykawka przeznaczona jest do wykonywania znieczuleń nasiłkowych oraz przewodowych.
Może być wykorzystywany wielokrotnie.

P-Ject

Manual aspirating syringe Strzykawka z aspiracją ręczną

Special aspiration tip / Specjalna końcówka do aspiracji



DA.561.180
1,8 ml

Disposable Dental needles, Sterile Jednorazowe igły do znieczuleń sterylne

Sterile, thread in compliance with European standard
Sterylne, gwint w zgodności z europejskim standardem
do strzykawek typu karpula

DA.1000.12 0,3 x 12 mm
DA.1000.16 0,3 x 16 mm
DA.1000.21 0,3 x 21 mm
DA.1000.25 0,3 x 25 mm
DA.1001.25 0,4 x 25 mm
DA.1001.36 0,4 x 36 mm



Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



Self aspirating syringes / Strzykawki z autoaspiracją

Self aspiration: How it works

During use, the thumb pressure on the plunger or thumb disc stretches the diaphragm over a small metal projection inside of the syringe nozzle, increasing pressure inside of the cartridge. As the thumb pressure is released, pressure inside the cartridge lessens and aspiration occurs automatically. (Instruction for use are supplied with the product)

Autoaspiracja - sposób działania

Nacisk kciuka na tłoczek powoduje naprężenie membrany nad drobnym metalowym elementem wewnątrz tulejki strzykawki, zwiększając ciśnienie w pojemniku wkładu. Zwalniając tłoczek, ciśnienie wewnątrz wkładu zmniejsza się i aspiracja zachodzi automatycznie. (Instrukcja dołączona jest do produktu).

Disc system syringes

Dual self aspiration system:

Disc system syringe has dual aspiration feature to achieve self aspiration.

Aspiration before injection:

Insert syringe in tissue and press thumb disc to achieve aspiration.

Aspiration during injection:

Automatic aspiration occurs whenever pressure on the plunger is released.

Strzykawki disc system

System podwójnej autoaspiracji:


Strzykawka z metalowym krążkiem pozwala na podwójną aspirację.

Aspiracja przed iniekcją:

Wprowadzić igłę w tkankę i nacisnąć tłoczek w celu uzyskania aspiracji.

Aspiracja w trakcie iniekcji:

Aspiracja zachodzi automatycznie, kiedy ustaje nacisk na tłoczek.



DA.115.180
Disc system
1,8ml.



DA.145.180
Disc system
1,8ml.

Projection system syringes

Aspiration during injection:

Automatic aspiration occurs whenever pressure on the plunger is released.

Strzykawki projection system

Aspiracja w trakcie iniekcji:

Aspiracja zachodzi automatycznie, kiedy ustaje nacisk na tłoczek.



DA.315.180
Projection system
1,8ml.

Needle re-cappers / Bezpieczniki do igieł

Ultima

Needle re-capper / Bezpiecznik do igieł

Falcon Needle Re-Cappers are the ideal way to prevent needle stick injuries when recapping needles. Place the upturned needle cap into Falcon Re-Capper and re-sheathing becomes a simple one hand procedure.

Tulejki do nakładania skuwek na igły do iniekcji są idealnym rozwiązaniem zapobiegającym przypadkowym skażeniom podczas nakładania skuwki na igłę. Po włożeniu skuwki w stojącą tulejkę, zamykanie igły staje się łatwą i bezpieczną czynnością, którą można wykonać jedną ręką.



SS-2000
Stainless Steel Series



DA.990.000

SS-2000
Stainless Steel Series



DA.980.000



D₁₀

Extraction / Ekstrakcja





**Instrument Sets for Extraction and Oral Surgery
Zestawy instrumentów do ekstrakcji i chirurgii**



DE.999.001
Set of 9 pieces / Zestaw 9 szt.

Contents / Zawiera:




Fig. 2
DE.086.020
Flohr

Fig. 3
DE.086.030
Flohr



Fig. 6
DE.025.060
Bein



Fig. 12L
DE.270.125
Winter




Fig. 12R
DE.270.127
Winter



Fig. 33A
DE.750.331

Standard / Standardowe

Lower roots narrow tips
do korzeni dolnych wąskie




Fig. 51A
DE.750.511

Upper roots narrow tips
do korzeni górnych wąskie




Fig. 67A
DE.750.671

Upper third molars
do zębów mądrości górnych




Fig. 79
DE.750.790

Lower third molars
do zębów mądrości dolnych

Instrument Sets for Extraction and Oral Surgery
Zestawy instrumentów do ekstrakcji i chirurgii

Contents / Zawiera:



DE.999.002
Set of 9 pieces / Zestaw 9 szt.




Fig. 2
DE.086.020
Flohr

Fig. 3
DE.086.030
Flohr



Fig. 6
DE.025.060
Bein



With tungsten carbide inserts
Con punte al carburo di tungsteno
Z wkładką z węgla spiekane



BN.298.160
160 mm / 6 1/4"



Mayo-Hegar



Mathieu



BN.414.140
140 mm / 5 1/2"



Fig. 33A

Standard / Standardowe

DE.750.331

Lower roots narrow tips
do korzeni dolnych wąskie




Fig. 51A

DE.750.511

Upper roots narrow tips
do korzeni górnych wąskie




Fig. 67A

DE.750.671

Upper third molars
do zębów mądrości górnych




Fig. 79

DE.750.790

Lower third molars
do zębów mądrości dolnych




Ergo-form Elevators

- Tips are made of special grade stainless steel and are TIN coated:
Benefits:
Edge stays sharp longer
Longer life than ordinary stainless steel elevators
Improved smoothness for easy sliding in and out
Non toxic TIN coating
- Available in new and existing best selling models
- Końcówki pokryte azotkiem tytanu oraz wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej:
Cechy:
Krawędzie pozostają dłużej ostre
Dłuższa wytrzymałość od dźwigni ze stali nierdzewnej
Udoskonalona gładkość dla łatwiejszego stosowania
Pokryte nietoksycznym azotkiem tytanu
- Dostępne w nowych i najpopularniejszych modelach




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Falcon Serrated / Ząbkowane




Falcon Luxating elevators / Luksatory




DE.921.000
Luxation set of 7 pieces
Zestaw luksatorów zawiera 7 szt.




European models / Modele Europejskie



British models / Modele Angielskie




Root tip elevators / Dźwignie do korzeni







Elevators Bein / Dźwignie Bein




Elevators bayonet Bein / Dźwignie Bein bagnetowe




Elevators / Dźwignie




Elevators
Dźwignie



Apical




Seldin




Coupland




Cryer



Elevators Hylin
Dźwignie Hylin




Elevators Schmeckebier
Dźwignie Schmeckebier






Elevators / Dźwignie




Elevators / Dźwignie




Elevators / Dźwignie




**Elevators Warwick-James
Dźwignie Warwick-James**



**Elevators Lindo-Levian serrated
Dźwignie Lindo-Levian ząbkowane**



**Elevators with anatomical handle
Dźwignie-uchwyt anatomiczny**



Elevator Lecluse / Dźwignia Lecluse

Fig. 1
DE.247.010



Elevators Potts / Dźwignie Potts

Fig. 6
DE.255.060

Fig. 7
DE.255.070



Elevators Winter / Dźwignie Winter

4.0 mm

4.0 mm

8.0 mm

8.0 mm

10 mm

10 mm

Fig. 1L
DE.270.015

Fig. 1R
DE.270.017

Fig. 11L
DE.270.115

Fig. 11R
DE.270.117

Fig. 12L
DE.270.125

Fig. 12R
DE.270.127

12 mm

12 mm

13 mm

13 mm

Fig. 13L
DE.270.135

Fig. 13R
DE.270.137

Fig. 14L
DE.270.145

Fig. 14R
DE.270.147



Elevators Walter F. Barry / Dźwignie Walter F. Barry

7.5 mm

7.5 mm

10 mm

10 mm

13 mm

13 mm

Fig. 320
DE.265.320

Fig. 321
DE.265.321

Fig. 322
DE.265.322

Fig. 323
DE.265.323

Fig. 350
DE.265.350

Fig. 351
DE.265.351



Elevators Luxation / Dźwignie Luksator



Fig. 1
DE.920.010



Fig. 2
DE.920.020



Fig. 3
DE.920.030



Fig. 4
DE.920.040



Fig. 5
DE.920.050



Fig. 6
DE.920.060



Fig. 7
DE.920.070



DE.920.000
Set of 7 pieces
Zestaw zawiera 7 szt.

Elevators root tip Heidebrink / Dźwignie do korzeni Heidebrink

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwył



Fig. 1
DE.290.011




Fig. 2
DE.290.021

Fig. 3
DE.290.031




Fig. 13/14
DE.275.145
Double ended
Dwustronna



Fig. 1
DE.290.010





Fig. 2
DE.290.020

Fig. 3
DE.290.030

Syndesmotomes
Syndesmotomy




DE.929.010
Syndesmotomes handle
Uchwyt do syndesmotomu
110 mm



DE.931.010
Set of 11 tips and 1 handle in box
Zestaw 11 Końcówek + 1 Uchwyt
(Fig. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)

DE.931.020
Set of 20 tips and 1 handle in box
Zestaw 20 Końcówek + 1 Uchwyt
(Fig. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,21,22,23,24,25,26,27,28,29)

Syndesmotomes Chompret
Syndesmotomy Chompret





Elevators / Dźwignia



Falcon Mini



Fig. 1
DE.080.010



Fig. 2
DE.080.020



Fig. 3
DE.080.030



Fig. 4
DE.080.040




Fig. 5
DE.080.050

Luxating hybrids / Luksatory perio mikro-ząbkowane



DE.917.010
Straight
Prosty
2.5 mm



DE.917.020
Curved
Zagięty
2.5 mm



DE.917.030
Bayonet distal
Bagietowy dysalny
2.5 mm



DE.917.040
Bayonet mesial
Bagietowy mezjalny
2.5 mm



DE.917.050
Bayonet distal
Bagietowy dysalny
4 mm



DE.917.060
Bayonet mesial
Bagietowy mezjalny
4.0 mm



DE.917.070
Straight Bernhard
Bernhard prosty
3.5 mm

Disguise Extraction forceps children pattern
Disguise Kleszcze ekstrakcyjne dla dzieci



Fig. 3
DE.660.030
Upper Molars
do zębów
trzonowych
górych



Fig. 5
DE.660.050
Lower Incisors
do zębów
przednich
dolnych



Fig. 6
DE.660.060
Lower Molars
do zębów
trzonowych
dolnych



Fig. 7
DE.660.070
Lower Roots
do korzeni
dolnych



Fig. 137
DE.661.370
Upper Incisors
do zębów
przednich
górych



Fig. 51S
DE.660.517
Upper Roots
do korzeni
górych

Disguise Extraction forceps set
Disguise Zestaw kleszczy ekstrakcyjnych



Fig. 139
DE.661.390
Upper Premolars
do zębów
przedtrzonowych
górych



DE.660.000
Contents 7 pieces
Zawiera 7 sztuk
DE.660.030 Fig. 3
DE.660.050 Fig. 5
DE.660.060 Fig. 6
DE.660.070 Fig. 7
DE.660.517 Fig. 51S
DE.661.370 Fig. 137
DE.661.390 Fig. 139

Extraction forceps children pattern / Kleszcze ekstrakcyjne dla dzieci





Fig. 13S
DE.500.137
Lower Premolars
do zębów
przedtrzonowych
dolnych



Fig. 22S
DE.500.227
Lower Molars
do zębów trzonowych
dolnych



Fig. 30S
DE.500.307
Upper Roots
do korzeni
górnych



Fig. 33S
DE.500.337
Lower Roots
do korzeni
dolnych



Fig. 37
DE.500.370
Upper Incisors
do zębów przednich
górnych



Fig. 38
DE.500.380
Lower Incisors
and Canines
do zębów
przednich dolnych



Fig. 39
DE.500.390
Upper Molars
do zębów trzonowych
górnych



Fig. 39L
DE.500.395
Upper Molars
Left
do zębów trzonowych
górnych lewych



Fig. 39R
DE.500.397
Upper Molars
Right
do zębów trzonowych
górnych prawych



Fig. 51S
DE.500.517
Upper Roots
do korzeni
górnych

Extraction forceps set
Zestaw kleszczy ekstrakcyjnych



DE.500.001

Contents 10 pieces
Zawiera 10 sztuk

DE.500.137	Fig. 13S
DE.500.227	Fig. 22S
DE.500.307	Fig. 30S
DE.500.337	Fig. 33S
DE.500.370	Fig. 37
DE.500.380	Fig. 38
DE.500.390	Fig. 39
DE.500.395	Fig. 39L
DE.500.397	Fig. 39R
DE.500.517	Fig. 51S

Extraction forceps children pattern / Kleszcze ekstrakcyjne dla dzieci





Fig. 3
DE.650.030
Upper Molars
do zębów trzonowych
górnych



Fig. 5
DE.650.050
Lower Incisors
do zębów przednich
dolnych



Fig. 6
DE.650.060
Lower Molars
do zębów trzonowych
dolnych



Fig. 7
DE.650.070
Lower Roots
do korzeni
dolnych



Fig. 51S
DE.650.517
Upper Roots
do korzeni
górnych



Fig. 137
DE.651.370
Upper Incisors
do zębów przednich
górnych



Fig. 139
DE.651.390
Upper Premolars
do zębów przedtrzonowych
górnych

Extraction forceps set
Zestaw kleszczy ekstrakcyjnych



DE.650.000

Contents 7 pieces
Zawiera 7 sztuk

DE.650.030	Fig. 3
DE.650.050	Fig. 5
DE.650.060	Fig. 6
DE.650.070	Fig. 7
DE.650.517	Fig. 51S
DE.651.370	Fig. 137
DE.651.390	Fig. 139

Atraumatic extraction forceps Kleszcze ekstrakcyjne atraumatyczny

Deep and secure grip:

Fine and sharp beaks cut through periodontium to achieve contact with root structure.

Reduce fracture of crown and roots:

Anatomically shaped to perfectly match the teeth and allow to reach deep and large contact areas to provide secure grip, thus avoiding fracture to the brittle crown.

Reduce trauma to soft tissues:

The fine beaks fits in areas where standard design can not be applied, and reduces trauma to the soft tissue as they are reflected rather than crushed.



Fig. 34
DE.910.340
Upper incisors and canines, narrow beaks



Fig 34A
DE.910.341
Upper incisors and canines, wide beaks



Fig. 35
DE.910.350
Upper bicuspid, narrow beaks



Fig. 35A
DE.910.351
Upper bicuspid, wide beaks



Fig. 36
DE.910.360
Lower incisors and canines, narrow beaks



Fig. 36A
DE.910.361
Lower incisors and canines, wide beaks





Atraumatic extraction forceps
Kleszcze ekstrakcyjne atraumatyczny




Fig. 34M
DE.910.343
Upper incisors and canines, wide beaks




Fig. 34N
DE.910.344
Upper incisors and canines, narrow beaks




Fig. 35M
DE.910.353
Upper bicusps, wide beaks




Fig. 35N
DE.910.354
Upper bicusps, narrow beaks



Fig. 36M
DE.910.363
Lower incisors, canines & bicusps, wide beaks



Fig. 36N
DE.910.364
Lower incisors, canines & bicusps, narrow beaks




Fig. 67N
DE.910.674
Upper molars



Fig. 79N
DE.910.794
Lower molars



Extraction forceps European pattern
Kleszcze ekstrakcyjne mod. Europejski (Berteny)



750 Series
Standard / Standardowe



800 Series
Finger-Form / Anatomiczne

Extraction forceps sets
Zestawy kleszczy ekstrakcyjnych

Contents 10 pieces
Zawiera 10 sztuk

DE.750.010 Fig. 1
DE.750.070 Fig. 7
DE.750.130 Fig. 13
DE.750.170 Fig. 17
DE.750.180 Fig. 18
DE.750.220 Fig. 22
DE.750.331 Fig. 33A
DE.750.511 Fig. 51A
DE.750.671 Fig. 67A
DE.750.790 Fig. 79



DE.750.000

Contents 10 pieces
Zawiera 10 sztuk

DE.800.010 Fig. 1
DE.800.070 Fig. 7
DE.800.130 Fig. 13
DE.800.170 Fig. 17
DE.800.180 Fig. 18
DE.800.220 Fig. 22
DE.800.331 Fig. 33A
DE.800.511 Fig. 51A
DE.800.671 Fig. 67A
DE.800.790 Fig. 79



DE.800.000




Fig. 1

Standard / Standardowe DE.750.010

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.010

Upper Centrals and Canines/Cuspids
do zębów przednich górnych szerokie



Fig. 2

DE.750.020

DE.800.020

Upper Laterals and Canines/Cuspids
do zębów przednich górnych wąskie



Fig. 4

DE.750.040

DE.800.040

Lower Incisors and Canines/Cuspids
do zębów przednich dolnych



Fig. 7

DE.750.070

DE.800.070

Upper Premolars/Bicuspids
do zębów przedtrzonowych górnych




Fig. 8

Standard / Standardowe DE.750.080

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.080

Lower Premolars/Bicuspids
do zębów przedtrzonowych dolnych



Fig. 13

DE.750.130

DE.800.130

Lower Premolars/Bicuspids
do zębów przedtrzonowych dolnych




Fig. 17

DE.750.170

DE.800.170

Upper Molars, Right
do zębów trzonowych górnych prawych

Fig. 18

DE.750.180

DE.800.180

Upper Molars, Left
do zębów trzonowych górnych lewych



Extraction forceps European pattern / Kleszcze ekstrakcyjne mod. Europejski (Berteny)



Fig. 18A

Standard / Standardowe DE.750.181

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.181

Upper Molars
do zębów trzonowych górnych



Fig. 19

DE.750.190

DE.800.190

Upper third Molars
do zębów mądrości górnych



Fig. 21

DE.750.210

DE.800.210

Lower Molars
do zębów trzonowych dolnych



Fig. 22

DE.750.220

DE.800.220

Lower Molars
do zębów trzonowych dolnych



Fig. 23

Standard / Standardowe DE.750.230

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.230

Lower Molars, Right
do zębów trzonowych dolnych prawych



Fig. 24

DE.750.240

DE.800.240

Lower Molars, Left
do zębów trzonowych dolnych lewych




Fig. 29

DE.750.290

DE.800.290

Upper roots
do korzeni górnych




Fig. 29N

DE.750.295

DE.800.295

Upper roots narrow tips
do korzeni górnych wąskie



Fig. 33

Standard / Standardowe DE.750.330

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.330

Lower roots
do korzeni dolnych



Fig. 33A

DE.750.331

DE.800.331

Lower roots narrow tips
do korzeni dolnych wąskie



Fig. 33M

DE.750.335

DE.800.335

Lower roots long tips
do korzeni dolnych długie




Fig. 45

DE.750.450

DE.800.450

Lower roots
do korzeni dolnych

Extraction forceps European pattern / Kleszcze ekstrakcyjne mod. Europejski (Berteny)




Fig. 48L

Standard / Standardowe DE.750.463

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.463

Lower roots long tips
do korzeni dolnych długie



Fig. 51

Standard / Standardowe DE.750.510

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.510

Upper roots
do korzeni górnych




Fig. 51A

Standard / Standardowe DE.750.511

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.511

Upper roots narrow tips
do korzeni górnych wąskie




Fig. 51M

Standard / Standardowe DE.750.515

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.515

Upper roots long tips
do korzeni górnych długie



Fig. 67

Standard / Standardowe DE.750.670

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.670

Upper third molars
do zębów mądrości górnych




Fig. 67A

Standard / Standardowe DE.750.671

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.671

Upper third molars
do zębów mądrości górnych



Fig. 73

Standard / Standardowe DE.750.730

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.730

Lower molars
do zębów trzonowych dolnych



Fig. 74

Standard / Standardowe DE.750.740

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.740

Lower roots
do korzeni dolnych



Fig. 74N

Standard / Standardowe DE.750.743

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.743

Lower roots
do korzeni dolnych



Fig. 75

Standard / Standardowe DE.750.750

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.750

Lower premolars/bicusps
do zębów przedtrzonowych dolnych




Fig. 79

Standard / Standardowe DE.750.790

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.790

Lower third molars
do zębów mądrości dolnych



Fig. 86A

Standard / Standardowe DE.750.861

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.861

Lower molars
do zębów trzonowych dolnych



Extraction forceps European pattern / Kleszcze ekstrakcyjne mod. Europejski (Berteny)



Fig. 88C

Fig. 87

Fig. 145

Standard / Standardowe DE.750.863

DE.750.870

DE.751.450

Finger-Form / Anatomiczne DE.800.863

DE.800.870

DE.801.450

Lower molars
do zębów trzonowych dolnych

Lower molars
do zębów trzonowych dolnych

Lower roots long tips
do korzeni dolnych długie



Fig. 151½




Fig. 349




Fig. 359

Standard / Standardowe DE.751.510

DE.753.490

DE.753.590

Finger-Form / Anatomiczne DE.801.510

DE.803.490

DE.803.590

Upper roots long tips
do korzeni górnych długie


Upper roots
do korzeni górnych

Lower roots long tips
do korzeni dolnych długie

Extraction forceps Meissner pattern / Kleszcze ekstrakcyjne mod. Meissner



Fig. 1
DE.875.010
Meissner



Upper and Lower Roots
do korzeni górnych i dolnych






Fig. 2
DE.875.020
Meissner



Upper and Lower Centrals, Anteriors and Bicuspids
do zębów przednich i przedtrzonowych górnych oraz dolnych



Fig. 3
DE.875.030
Meissner



Upper and Lower Molars
do zębów trzonowych górnych oraz dolnych




DIAMOND GRIP



Extraction forceps
Kleszcze ekstrakcyjne



135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



770 SERIES



Fig. 1

DE.770.010

Upper Centrals and Canines/Cuspids
do zębów przednich górnych szerokie



FDI 11,13 21,23
3,1 1,3




Fig. 7

DE.770.070

Upper Premolars/Bicuspids
do zębów przedtrzonowych górnych



FDI 14,15 24,25
5,4 4,5



Fig. 13

DE.770.130

Lower Premolars/Bicuspids
do zębów przedtrzonowych dolnych



5,4 4,5
FDI 34,35 44,45




Fig. 17

DE.770.170

Upper Molars, Right
do zębów trzonowych górnych prawych



FDI 16,17
7,6



770 SERIES




Fig. 18

DE.770.180

Upper Molars, Left

do zębów trzonowych górnych lewych



Fig. 22

DE.770.220

Lower Molars

do zębów trzonowych dolnych




Fig. 33A

DE.770.331

Lower roots narrow tips

do korzeni dolnych wąskie



Fig. 51A

DE.770.511

Upper roots narrow tips

do korzeni górnych wąskie



Fig. 67A

DE.770.671

Upper third molars

do zębów mądrości górnych




Fig. 79

DE.770.790

Lower third molars

do zębów mądrości dolnych



DE.770.000

Set of 10 pieces / Zestaw 10 szt.

- DE.770.010 Fig. 1
- DE.770.070 Fig. 7
- DE.770.130 Fig. 13
- DE.770.170 Fig. 17
- DE.770.180 Fig. 18
- DE.770.220 Fig. 22
- DE.770.331 Fig. 33A
- DE.770.511 Fig. 51A
- DE.770.671 Fig. 67A
- DE.770.790 Fig. 79



POWER - GRIP

EXTRACTION FORCEPS

KLESZCZE EKSTRAKCYJNE




Fig. 1

DE.877.010

Upper Anteriors / Teeth #6-11



Fig. 2

DE.877.020

Upper Left / Teeth #12-15



Fig. 3

DE.877.030

Upper Right / Teeth #2-5



Fig. 4

DE.877.040

Lower Universal / Teeth #18-31



POWER - GRIP

EXTRACTION FORCEPS

KLESZCZE EKSTRAKCYJNE



Fig. 1

DE.878.010

Upper Anteriors / Teeth #6-11



Fig. 2

DE.878.020

Upper Left / Teeth #12-15



Fig. 3

DE.878.030

Upper Right / Teeth #2-5



Fig. 4

DE.878.040

Lower Universal / Teeth #18-31

Spare silicone pads / Nakładki silikonowe



DE.878.100

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt

Extraction forceps Routurier pattern
Kleszcze ekstrakcyjne mod. Routurier



Fig. 122L
DE.881.225
Lower Molars, Left
do zębów trzonowych
dolnych lewych



Fig. 122R
DE.881.227
Lower Molars, Right
do zębów trzonowych
dolnych prawych



Extraction tweezers
Pensety ekstrakcyjne



Fig. 1
DE.975.010
Albrecht



Fig. 2
DE.975.020
Albrecht

Extraction forceps Witzel pattern
Kleszcze ekstrakcyjne mod. Witzel



Fig. 1
DE.898.010
Upper Roots
do korzeni
górných



Fig. 2
DE.898.020
Lower Roots
do korzeni
dolnych



Extraction forceps
Kleszcze ekstrakcyjne



Fig. 1
DE.900.010



Fig. 2
DE.900.020





Stieglitz splinter forceps

Kleszczyki Stieglitz do usuwania odłamków korzeni



Air syringe

Strzykawka powietrzna



Water syringe

Strzykawka wodna



Elevators root tips

Dźwignie do korzeni



D₁₁

Surgery & Implantology / Chirurgia i implantologia



Micro scalpel blade handles
Uchwyty do skalpeli mikro



BM.042.100 100 mm
BM.042.130 130 mm
BM.042.150 150 mm
BM.047.130 130 mm
BM.044.100 100 mm

Micro scalpel blades
Ostrza do skalpeli mikro

Surgistar™
The Cutting Edge of Tomorrow

Pack of 6 pieces / Opak. 6 sztuk.




Fig. 67S BM.010.675

Fig. 69S BM.010.695

Fig. 69SA BM.010.698



STERILE R 2

Swann-Morton®

Each / Sztuka



Fig. 61 BM.010.610

Fig. 62 BM.010.620

Fig. 63 BM.010.630

Fig. 64 BM.010.640

Fig. 65 BM.010.650


Fig. 67A BM.010.670

Fig. 69 BM.010.690

Fig. 90 BM.010.900

Fig. 91 BM.010.910

Micro forceps titanium
Pensety mikro tytanowe



BM.320.150 150 mm
BM.320.180 180 mm

BM.321.150 150 mm
BM.321.180 180 mm

Micro tissue forceps titanium
Pensety mikro chirurgiczne tytanowe



BM.370.150 150 mm
BM.370.180 180 mm

BM.371.150 150 mm
BM.371.180 180 mm

Titanium
Tytanowe


Diamond Coated
Pokryte diamentem



Micro surgery instruments / Instrumenty mikrochirurgiczne

**Micro forceps
Pensety mikro**

Stainless steel
Ze stali nierdzewnej




**Titanium micro needle holders
Igotrzymacze mikro tytanowe**

Needle holders with scissors
Igotrzymacze mikro z nożyczkami

**Titanium
Titanio
Tytanowe**


Diamond Coated
Pokryte diamentem



with lock
z zamkiem

Micro needle holders
Igłotrzymacze mikro


Falcon
GRIP With Tungsten Carbide Inserts
z wkładką z węgla spiekanego



Titanium micro scissors
Nożyczki mikro tytanowe


with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej

Titanium
Tytanowe



with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej

Titanium
Tytanowe



Micro scissors for ligature,
one blade serrated
Nożyczki mikro do nici, jedno
ostrze ząbkowane

Retractors / Rozwieraki


Implantology instruments / Instrumenty implantologiczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.848.020
Falcon



DS.848.040
Falcon



DS.848.070
Falcon 175 mm
Small / Mały



DS.848.060
Falcon 175 mm
Medium / Średni



DS.848.050
Falcon 175 mm
Large / duży

Depth measuring probes Sondy do mierzenia głębokości



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.800.010
Titanium tip, silicone handle and laser marked
Końcówka tytanowa, uchwyt silikonowy, znakowanie laserowe



DS.800.013
TIN coated tip, plastic handle and laser marked
Końcówka pokryta azotkiem tytanu, uchwyt plastikowy, znakowanie laserowe


Ratchet screw driver handles Klucze zapadkowe

- Hexagonal head
- Clockwise for tightening
- Anti-clockwise for removing
- Without torque

Sześcioramienna główka
Wprowadzanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Wydjmowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Bez torqu



DS.970.010



DS.970.020

Trephines RA / Wiertła trepanowe na kątnicę

External diameter / Śred.zew.



DS.860.100



DS.860.070



DS.860.050



DS.860.030

Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.805.000
Falcon



DS.803.010
Falcon



Fig. 1
DS.804.010
Castroviejo



Fig. 2
DS.804.020
Castroviejo



Fig. 3
DS.804.030
Castroviejo



Fig. 4
DS.804.040
Castroviejo



Fig. 5
DS.804.050
Castroviejo

Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.804.060
105mm straight / prosta

DS.804.070
105mm angled / wygięta

Sinus rongeur
Odgryzacz kostny do zatok

Delicate bone cutting forceps for opening the sinus window 4mm bite, TiN coated
Delikatne kleszcze kostne do otwierania "okna zatoki", pokryte azotkiem tytanu, wycinek 4 mm



DS.929.010
Falcon

Bone expander kit
Zestaw do śrubowego rozszerzania kości



DS.990.000
5 x Bone expansion screws
(2.6mm, 3.0mm, 3.4mm, 3.8mm, 4.3mm)
1 x Ratchet wrench, 4.0mm square
1 x 4.0mm Motor mount adapter
1 x Ratchet extender
1 x Hand driver
1 x 1.8mm Drill
2 x Pins
1 x Sterilization cassette box

Century-line 1908 - 2008

Osteotomes / Osteotomy

TIN coated and laser marked / Pokryte azotkiem tytanu, znakowanie laserowe

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Step osteotome
for secure splitting in steps

Osteotom stopniowy rozszczepia
kości oraz równocześnie stopniowo
je rozszerza



DS.813.030
White



DS.813.040
Yellow



DS.813.060
Orange



DS.813.080
Pink

Straight / Prosty




DS.814.030
White



DS.814.040
Yellow



DS.814.060
Orange



DS.814.080
Pink

Curved / Zagięty

Bone tampers Osteotomy atraumatyczne



4 mm
DS.928.040
Grey

7 mm
DS.928.070
Turquoise

For separating sinus window
from surrounding bone

Do odseparowania "okna zatoki"
od otaczającej kości

Osteotomes / Osteotomy

Laser marked / Znakowanie laserowe



Color coded / Uchwyt znaczone kolorem

Straight / Prosty



DS.813.031



DS.813.041




DS.813.061



DS.813.081


Curved / Zagięty



DS.814.031



DS.814.041



DS.814.061



DS.814.081



Osteotomes / Osteotomy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.825.040
Falcon
175 mm



DS.825.075
Falcon
175 mm



DS.826.040
Falcon
175 mm



DS.826.075
Falcon
175 mm

Mallets / Młotki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Light weight for use with
implant osteotomes
Do użycia z osteotomami,
lekkie

DS.273.190
Falcon
190 mm

DS.273.010
Spare plastic disks, pair

Wymienne plastikowe
dyski, para



DS.274.200
Falcon
200 mm

DS.274.010
Spare plastic disks, pair

Wymienne plastikowe
dyski, para

TIN coated bone block clamps

To hold and stabilize block graft against recipient site while placing screws. Slotted tips act as a guide for precise drilling.

Kleszcze do blozków kostnych pokryte azotkiem tytanu

Trzymają i stabilizują przeszczep kostny w miejscu biorczym podczas umieszczania śrub. Rowki na końcówkach kleszczy umożliwiają precyzyjne nawiercanie.



DS.866.010
Anterior / Przednie



DS.866.020
Posterior / Tylne

Bone injectors

Iniektory do kości



Fig. 1
Ø 2.5mm
DS.855.010



Fig. 2
Ø 3.0mm
DS.855.020



Fig. 3
Ø 4.0mm
DS.855.030



Fig. 4
Ø 6.0mm
DS.855.040



Century-line 1908 - 2008

TIN coated bone grafting instruments / Instrumenty do przeszczepu kostnego pokryte azotkiem tytanu

Titanium Nitride is hypoallergenic. As such it is an ideal material for coating instruments destined for implantology on account of a number of benefits:

- 100% safe when used for bone splitting, punching and grafting.
- highly polished, mirror finish surfaces so that less force is required during bone condensing, punching and splitting
- totally non stick so that no material is left to adhere to the surface of the instrument and placement of bone graft is quicker
- the extremely smooth surfaces of TIN coating allows for easier cleaning/decontamination

Azotek tytanu jest hypoalergiczny. Jako doskonały materiał do powlekania instrumentów do implantologii posiada następujące cechy:

- 100 % bezpieczny podczas rozszczepiania, przebijania i rozdzielania kości
- idealnie wypolerowana powierzchnia instrumentu pozwala na użycie mniejszej siły podczas kondensacji lub rozszczepiania kości
- całkowicie "nieprzyklejający", dzięki czemu żaden materiał nie przylega do powierzchni instrumentu
- bardzo gładka powierzchnia instrumentu pokrytego azotkiem tytanu umożliwia jego łatwe czyszczenie i odkażanie

Bone mill

- Designed by Giuliano Lorenzetti, President of Falcon Medical Italia Srl.
- Simple and practical design
- Supplied with three interchangeable Titanium crushing heads of which two (fine and coarse serrations) for manual grinding and one for hammer percussion.
- Titanium bone container
- Registered Design

Młynek do mielenia kości

- Zaprojektowany przez Giuliano Lorenzetti, prezesa firmy Falcon Medical Italia Srl
- Prosty i praktyczny model
- Posiada trzy wymienne tytanowe główki do rozdrabniania kości (dwie z chropowatą powierzchnią - drobniejszą i grubsza) do ręcznego mielenia i jedną gładką do miażdżenia przy użyciu młotka
- Tytanowy pojemnik na kości
- Zarejestrowany model



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.850.000



Bone well / Miseczka na kości



DS.853.010

Bone mill

Młynek do rozdrabniania kości

Titanium
Tytanowe



DS.851.040

Titanium / Tytanowe



DS.851.060

Stainless steel / Stal nierdzewna

Bone morselizer forceps

Kleszcze z młynkiem do rozdrabniania kości



DS.851.010

Bone collector

Przyrząd do zbierania odłamków kostnych



DS.854.000



DS.854.010

Disposable stainless steel cartridge
Jednorazowy pojemnik ze stali
nierdzewnej

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Bone scrapers / Skrobaczki kostne

For formation, collection and delivery of ready-to-use osseous coagulum
Do formowania, pobierania i zbierania gotowego koagulatu kostnego



DS.849.010

Stainless steel bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.011

Titanium bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.020

Stainless steel bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.021

Titanium bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.030

Stainless steel universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne ze stali nierdzewnej do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

DS.849.031

Titanium universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne tytanowe do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

Implant scaling instruments / Instrumenty do skalingu implantów

Easy
COLOR Titanium
Tytanowe



DS.801.011
WHO

Fig. 4L/4R
DS.801.201
Columbia

Fig. 204S
DS.801.601

Fig. 6/7
DS.801.701
Hygienist




DS.801.999

Implant scaling instrument kit
4 pieces, one of each type and tray
Zestaw 4 instrumentów do skalingu
implantów z tacką

Applicators for bone grafting materials, TIN coated / Aplikatory materiału kostnego, Pokryte azotkiem tytanu



Membrane placement instruments / Instrumenty do umieszczania błony



Falcon P.R.F. membrane box TIN coated
Pudełko Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu



Falcon P.R.F. membrane tray, TIN coated
Tacka Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu



Membrane bowl, TIN coated
Miseczka do membrany, pokryta azotkiem tytanu





Compactors / Upychadła

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



DS.865.015



DS.865.025

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.865.015T



DS.865.025T

Periotome / Periotom

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1 DS.846.015T



Fig. 2 DS.846.025T




Fig. 3 DS.846.035T

Implant periosteal elevators and raspatories / Elewatorium i skrobaczki do implantologii



Fig. 1 DS.845.015T



Fig. 2 DS.845.025T
Sharp-Blunt / Ostro-tępa



Fig. 1 DS.838.015T
Atraumatic papilla elevator / Elewatorium atraumatyczne do brodawek

Ergo-form Osteotomes

Condensing osteotomes with stop concave / Kondensatory z ogranicznikiem

Tapered convex tips

Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



DS.931.122	DS.931.128	DS.931.135	DS.931.142	DS.931.148	DS.936.122	DS.936.128	DS.936.135	DS.936.142	DS.936.148
1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm	1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm
Red	Green	Blue	Purple	Black	Red	Green	Blue	Purple	Black
Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny	Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny

Ergo-Form condensing osteotome with stops set / Zestaw kondensatorów Ergo-Form z ogranicznikiem




DS.931.100
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk



Bone condensing osteotomes, tapered convex tips Upychadła do kości (kondensatory), stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Bone condensing osteotomes

Upychadła do kości (kondensatory)

Tapered convex tips

Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.930.022
1.5-2.2 mm
Red



DS.930.028
2.2-2.8 mm
Green



DS.930.035
2.8-3.5 mm
Blue



DS.930.042
3.5-4.2 mm
Purple



DS.930.048
4.2-4.8 mm
Black



DS.935.022
1.5-2.2 mm
Red



DS.935.028
2.2-2.8 mm
Green



DS.935.035
2.8-3.5 mm
Blue



DS.935.042
3.5-4.2 mm
Purple



DS.935.048
4.2-4.8 mm
Black



DS.930.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Ergo-form Osteotomes

Sinus osteotomes with stop convex / Sinusotomy z ogranicznikiem

Straight concave tips

Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.



Ergo-Form Sinus osteotome concave set / Ergo-Form Zestaw sinotomów z ogranicznikiem




DS.901.100
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Sinus lift osteotomes, straight concave tips Sinotomy, proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.





Sinus lift osteotomes

Sinutomy

Straight concave tips

Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.

Laser marked at 2mm intervals
Laserowe oznaczenie co 2 mm

Safety band at 10mm
Pasek bezpieczeństwa po 10 mm

TIN coated
Pokryte azotkiem tytanu

Laser marked size
Laserowe oznaczenie rozmiaru



Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.900.022
2.2 mm
Red



DS.900.028
2.8 mm
Green



DS.900.035
3.5 mm
Blue



DS.900.042
4.2 mm
Purple



DS.900.048
4.8 mm
Black



DS.910.022
2.2 mm
Red



DS.910.028
2.8 mm
Green



DS.910.035
3.5 mm
Blue



DS.910.042
4.2 mm
Purple



DS.910.048
4.8 mm
Black



DS.900.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Sinus lift cures / Kirety do podnoszenia dna zatoki



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1
DS.872.015
Falcon




Fig. 2
DS.872.025
Falcon



Fig. 3
DS.872.035
Falcon



Fig. 4
DS.872.045
Falcon



Fig. 5
DS.872.055
Falcon



Fig. 6
DS.872.065
Falcon



Fig. 7
DS.872.075
Falcon



Fig. 8
DS.872.085
Falcon

Century-line 1908 - 2008
TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1
DS.872.013
Falcon



Fig. 2
DS.872.023
Falcon



Fig. 3
DS.872.033
Falcon



Fig. 4
DS.872.043
Falcon



Fig. 5
DS.872.053
Falcon



Fig. 6
DS.872.063
Falcon



Fig. 7
DS.872.073
Falcon




Fig. 8
DS.872.083
Falcon

Sinus lift elevators / Elewatoria do podnoszenia dna zatoki



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1
DS.873.015
Falcon



Fig. 2
DS.873.025
Falcon



Fig. 3
DS.873.035
Falcon



Fig. 4
DS.873.045
Falcon



Fig. 5
DS.873.055
Falcon



Fig. 6
DS.873.065
Falcon



Fig. 7
DS.873.075
Falcon



Fig. 8
DS.873.085
Falcon

Century-line 1908 - 2008
TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu




Fig. 1
DS.873.013
Falcon




Fig. 2
DS.873.023
Falcon




Fig. 3
DS.873.033
Falcon



Fig. 4
DS.873.043
Falcon



Fig. 5
DS.873.053
Falcon




Fig. 6
DS.873.063
Falcon



Fig. 7
DS.873.073
Falcon



Fig. 8
DS.873.083
Falcon



Titanium implant periosteal elevators / Elewatoria tytanowe do implantologii

Easy
COLOR



Fig. 1 DS.832.011 Busar



Fig. 3 DS.839.031 Prichard

Implant periosteal elevators / Elewatoria do implantologii

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1 DS.832.015 Busar



Fig. 9A DS.830.091 Allen

Implant periosteal elevator / Elewatorium do implantologii



Fig. 25 DS.828.250 170 mm

Periosteal elevators / Elewatoria

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 9 DP.666.094 Molt



Fig. 3 DP.665.034 Prichard




Fig. 3 DP.665.037 Prichard



Fig. 9S DP.660.097S Molt slim



Fig. 9 DP.660.090 Molt



DP.660.010 Nordberg

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

Periosteal elevators / Elewatoria



Fig. 15 DP.635.155 Freer



Fig. 16 DP.635.165 Freer



Fig. 14 DP.637.145 Goldman-Fox



Fig. 20 DP.640.205 Hirschfield



Fig. 1 DP.643.015 Hopkins



Fig. 2 DP.643.025 Hopkins



Fig. 3 DP.658.035 Mead/West



Fig. 9 DP.660.095 Molt



Fig. 3 DP.665.035 Prichard

ClassicRound 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Knives gingivectomy / Noże do dziąseł




Fig. 1 DP.500.013 Orban




Fig. 2 DP.500.023 Orban

Elevators and raspatories
Skrobaczki i elewatoria



Knives gingivectomy / Noże do dziąseł



Tunneling instruments / Instrument do techniki tunelowej

The instruments for Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access have been designed for its unique and innovative approach to soft tissue grafting and treatment of recessional defects

○ **CLASSIC-LITE** 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. V-1
DP.550.015T



Fig. V-2
DP.550.025T



Fig. V-3
DP.550.035T




Fig. V-4
DP.550.045T



Fig. V-5
DP.550.055T



Fig. V-6
DP.550.065T



DP.550.000T
Set of 6 in cassette tray
Zestaw 6 sztuk + Kasetka

Soft brushing instruments / Szczoteczka do mobilizacji płata

The concept of the Soft Brushing is to disorganize the collagen fibers of the fibrous periosteum: the stiffness is reduced and the flap release increases just by using the brushes. The brush tools do not cut anything. The flap release is the result of the separation of the periosteum fibers.



Fig. 1
Straight / Prosta
DP.980.015T



Fig. 2
Left / Lewa
DP.980.025T



Fig. 3
Right / Prawa
DP.980.035T



Fig. 4
Medium / Średnia
DP.980.045T



Fig. 5
X-large / Bardzo duża
DP.980.055T



Set / Zestaw
DP.980.000T


Pocket markers / Szczypczyki




Chisels / Dłuta



Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe




Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



CLASSIC-LITE

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe


Classic Round



	Classic Round 6 mm solid handle 6 mm pełny uchwyt	CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle 10 mm pusty uchwyt
Fig. 85	DS.110.850	DS.110.855
Fig. 86	DS.110.860	DS.110.865
Fig. 87	DS.110.870	DS.110.875
Fig. 88	DS.110.880	DS.110.885

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe





Bone files / Pilniki kostne

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 10
DS.200.100



Fig. 12A
DS.200.121




Fig. 33
DS.200.330



Fig. 12
DS.210.120
Howard



Fig. 45
DS.220.450
Miller



Fig. 64
DS.220.640
Miller

Chisels and gouges / Dłuta płaskie i żłobowe



DS.055.010
3 mm



DS.055.020
4 mm



Gardner



DS.070.010
2.7 mm



DS.070.020
3 mm



Wakefield



Fig. 1
DP.078.010

Ochsenbein



Fig. 2
DP.078.020


Ochsenbein




OC.450.030
3 mm



OC.450.050
5 mm




OC.450.040
4 mm




OC.450.060
6 mm




Partsch 135 mm



OC.451.030
3 mm



OC.451.050
5 mm




OC.451.040
4 mm




OC.451.060
6 mm




Móczár 150 mm




OG.450.030
3 mm



OG.450.050
5 mm



OG.450.040
4 mm



OG.450.060
6 mm



Partsch 135 mm



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Mallets / Młotki



FC.420.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.420.185
Falcon
185 mm



FC.435.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.435.190
Mead
190 mm



Lead filled Head
Kołcówka wypełniona ołowiem

DS.271.190
Parsch
190 mm



Stainless Steel Head
Kołcówka ze stali nierdzewnej

DS.270.190
Parsch
190 mm

Bone cutters / Kleszce do cięcia kości



DS.503.100
Goldman-Fox
100 mm



OC.850.145
Cleveland
145 mm



Fig. 14
DS.508.140
Falcon
165 mm

Surgical instrument spray lubricant Olej do konserwacji narzędzi w aerozolu



Warstwa oleju przepuszczalna dla pary

Warstwa oleju nie zaburza skuteczności sterylizacji

Smaruje i zabezpiecza przeciw korozji

Nie zawiera silikonu, nie tworzy piany i osadu na powierzchni narzędzi

SS.2004.00
300ml

Bone rongeurs / Odgryzacze kostne



OR.740.125
Friedmann-Mini
125 mm



OR.741.140
Friedmann
140 mm




OR.770.150
Luer
150 mm




OR.775.165
Mead
165 mm

Bone rongeurs / Odgryzacze kostne



Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust



Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust



FB.330.150
Kilner
150 mm



DS.375.000
Austin-Minnesota



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 2
DS.375.020
Austin



DS.380.010
Bishop
140mm



FB.430.010
120 mm

FB.430.020
140 mm

FB.430.030
150 mm




DS.389.145
Columbia
145 mm



DS.427.030
Oringer
115 mm



FB.310.200
Falcon
200 mm



DS.405.010
Hilger
Fits any simple
stem mouth mirror
handle
Pasuje do każdego
prostego uchwyłu
do lusterek

DS.405.000
Hilger
with handle / z uchwytem

Mouth props silicone
Rozwieraki silikonowe



DS.370.030
Large / Duży
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwył



DS.370.010
Small / Mały
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwył

Cheek holder for mouth props
Uchwył do silikonowego rozwieraka



DS.370.000
cheek support / uchwył



DS.371.000
Mouth prop set silicone, 6 x small, 6 x Large
with 2 cheek support (Pack of 14 pieces)
Zestaw rozwieraków silikonowych
Mały x 6, Duży x 6 z 2 uchwyłami (Opak.14 szt.)

Mouth props, silicone with metal insert
Podkładki do rozwieraków, silikonowe z rdzeniem metalowym



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FB.035.010 Small / Male
FB.035.020 Medium / Średnie
FB.035.030 Large / Duże

Mouth props rubber
Podkładki gumowe do rozwieraków

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Falcon
FB.037.010 Small / Mały
FB.037.020 Medium / Średnie
FB.037.030 Large / Duże
Cold Sterilization only / Sterylizować na zimno

Finger protectors / Ochraniacz palca



FB.030.010
Small / Mały
FB.030.020
Medium / Średni
FB.030.030
Large / Duży

Langenbeck

Mouth gags / Rozwieracze szczękowe



Molt
FB.065.100 100 mm
FB.065.110 110 mm
FB.065.140 140 mm

FB.060.130
Heister
130 mm

FB.085.160 160 mm
FB.085.190 190 mm
Roser-König

FB.070.125
Denhart
125 mm

Retractors / Haki



42 x 10 mm


72 x 11 mm

FC.900.042
Obwegeser
220 mm

FC.903.220
Obwegeser
220 mm

Tongue depressors / Łopatki do języka

Disposable wooden tongue depressors
Jednorazowe łopatki do języka drewniane



FB.250.010
14 x 1.6 mm
140 mm

FB.250.020
18 x 1.6 mm
150 mm

FB.255.145
Falcon
145 mm

FB.256.180
Buchwald
180 mm

FB.260.190
Bruenings
190 mm

FB.298.010
140 mm

FB.298.020
150 mm

Wieder

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.

Scalpel blades / Ostrza do skalpeli



Sterile, Individually Packed,
Box of 100 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno.
Opak. zawiera 100 szt.



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.12D



Fig.13



Fig.15



Fig.15C

Falcon	BK.500.100	BK.500.110	BK.500.120	BK.500.122	BK.500.130	BK.500.150	BK.500.152
Swann-Morton	BK.505.100	BK.505.110	BK.505.120	BK.505.122	BK.505.130	BK.505.150	BK.505.152



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24




Fig.25


Falcon	BK.500.200	BK.500.210	BK.500.220	BK.500.230	BK.500.240	BK.500.250
Swann-Morton	BK.505.200	BK.505.210	BK.505.220	BK.505.230	BK.505.240	BK.505.250

Scalpel handles / Uchwyty do skalpeli

For scalpel blades No
Pasują do ostrzy nr
10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C



Safety forceps for fitting and removing scalpel blades
Przyrząd do zdejmowania ostrzy do skalpela



Scalpels stainless steel
Skalpele ze stali nierdzewnej






Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.


Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee


3 lata
Gwarancji



BS.100.115
Iris
115 mm




BS.101.115
Iris
115 mm




BS.107.115
La Grange
115 mm




BS.118.115
Falcon strabismus
115 mm



BS.119.115
Falcon strabismus
115 mm



DS.596.120
Falcon
120 mm



DS.597.120
Falcon
120 mm




Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee


3 lata
Gwarancji




DS.600.130
Goldman-Fox
130 mm



DS.601.130
Goldman-Fox
130 mm




BS.136.160
Kelly
160 mm




BS.136.160
Kelly
160 mm




Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępo



BS.150.145




Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępo



BS.151.145



Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostrze



BS.152.145



3 Years
Guarantee


3 lata
Gwarancji

Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.



Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



Mayo - Stille




BS.172.150
150 mm
BS.172.170
170 mm



BS.173.150
150 mm
BS.173.170
170 mm



Mayo
145 mm



BS.170.145 BS.171.145





Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji





Super-Cut scissors

Key Features

Cutting blade honed to "razor" sharpness with opposing blade finished with fine serrations to avoid tissue slippage.
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge.
Single gold plated ring for easy identification.


Nożyczki Super-Cut

Cechy

Jedno z ostrzy nożyczek jest bardzo ostre, a drugie zakończone jest ząbkami, aby uniknąć wyslizgiwania się tkanki.
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia.
Złota część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Iris
115 mm



BS.250.115 BS.251.115




La Grange
115 mm



BS.257.115




Falcon
120 mm



DS.560.120 DS.561.120




Goldman-Fox
130 mm




DS.571.130 DS.570.130




Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępo




BS.300.145 BS.301.145




Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostre




BS.302.145 BS.303.145




Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



BS.304.145 BS.305.145



Mayo
145 mm



BS.320.145 BS.321.145



Scissors, one blade serrated

Key Features

One blade is with fine serrations to avoid tissue or ligature slippage.
Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge.
Single black ring for easy identification.


Nożyczki, jedno ostrze ząbkowane

Cechy

Jedno ostrze jest ząbkowane w celu uniknięcia "wyslizgiwania się" tkanki lub nici.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia.
Czarna część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Falcon
120 mm / 4 3/4"



DS.530.120 DS.531.120 DS.533.120



Goldman-Fox
DS.539.011
130 mm / 5 1/8"




Goldman-Fox
130 mm / 5 1/8"




DS.536.011



DS.537.011



Locklin
DS.540.160
160 mm / 6 1/4"



Locklin
DS.541.160
160 mm / 6 1/4"

Delicate scissors / Nożyczki delikatne

Titanium
Tytanowe

Titanium
Tytanowe



BS.504.120T
Noyes / Castroviejo
Straight / Proste
120mm



BS.505.120T
Noyes / Castroviejo
Curved / Zagłete
120mm



06-867-11T
Westcott
Straight / Proste
115mm



06-868-11T
Westcott
Curved / Zagłete
115mm



Noyes / Castroviejo
120mm




BS.504.120



BS.505.120



BS.506.115
115mm



06-867-11



06-868-11

Westcott
115mm



Iris

Titanium
Tytanowe



BS.540.115T
115 mm / 4 1/2"



BS.541.115T
115 mm / 4 1/2"



Iris



BS.540.090
90 mm / 3 1/2"



BS.541.090
90 mm / 3 1/2"



BS.540.105
105 mm / 4 1/4"




BS.541.105
105 mm / 4 1/4"



BS.540.115
115 mm / 4 1/2"



BS.541.115
115 mm / 4 1/2"




BS.542.115
115 mm / 4 1/2"




BS.543.115
115 mm / 4 1/2"

Delicate scissors / Nożyczki delikatne




Delicate scissors / Nożyczki delikatne




Kelly
BS.639.160
160 mm / 6 1/4"

Operating scissors / Nożyczki operacyjne




Falcon - Standard
blunt-blunt / tępo-tępe

Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.650.120	straight / prosty	120mm
BS.650.130	straight / prosty	130mm
BS.650.145	straight / prosty	145mm
BS.650.155	straight / prosty	155mm
BS.650.165	straight / prosty	165mm
BS.650.185	straight / prosty	185mm
BS.650.205	straight / prosty	205mm
BS.651.120	curved / zagięte	120mm
BS.651.130	curved / zagięte	130mm
BS.651.145	curved / zagięte	145mm
BS.651.155	curved / zagięte	155mm
BS.651.165	curved / zagięte	165mm
BS.651.185	curved / zagięte	185mm
BS.651.205	curved / zagięte	205mm



Falcon - Standard
blunt-sharp / tępo-ostre


Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.652.120	straight / prosty	120mm
BS.652.130	straight / prosty	130mm
BS.652.145	straight / prosty	145mm
BS.652.155	straight / prosty	155mm
BS.652.165	straight / prosty	165mm
BS.652.185	straight / prosty	185mm
BS.652.205	straight / prosty	205mm
BS.653.120	curved / zagięte	120mm
BS.653.130	curved / zagięte	130mm
BS.653.145	curved / zagięte	145mm
BS.653.155	curved / zagięte	155mm
BS.653.165	curved / zagięte	165mm
BS.653.185	curved / zagięte	185mm
BS.653.205	curved / zagięte	205mm



Falcon - Standard
sharp-sharp / ostro-ostre

Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.654.120	straight / prosty	120mm
BS.654.130	straight / prosty	130mm
BS.654.145	straight / prosty	145mm
BS.654.155	straight / prosty	155mm
BS.654.165	straight / prosty	165mm
BS.654.185	straight / prosty	185mm
BS.654.205	straight / prosty	205mm
BS.655.120	curved / zagięte	120mm
BS.655.130	curved / zagięte	130mm
BS.655.145	curved / zagięte	145mm
BS.655.155	curved / zagięte	155mm
BS.655.165	curved / zagięte	165mm
BS.655.185	curved / zagięte	185mm
BS.655.205	curved / zagięte	205mm


Operating scissors / Nożyczki operacyjne



Mayo


BS.670.145
145 mm / 5 ¾"
BS.670.170
170 mm / 6 ¾"

BS.671.145
145 mm / 5 ¾"
BS.671.170
170 mm / 6 ¾"



Metzenbaum-Delicate
145 mm / 5 ¾"

BS.756.145



BS.757.145




BS.750.115



BS.751.115

Baby-Metzenbaum
115 mm / 4 ½"



BS.762.145
145 mm"
BS.762.180
180 mm

BS.763.145
145 mm
BS.763.180
180 mm

Metzenbaum

Bandage scissors / Nożyczki do bandaża



Lister
BS.943.090 90 mm / 3 ½"
BS.943.110 110 mm / 4"
BS.943.145 145 mm / 5 ¾"
BS.943.180 180 mm / 7"
BS.943.200 200 mm / 8"



Universal
180 mm / 7"
BS.966.010

Suture scissors / Nożyczki do nitek



Atraumatic forceps / Pensety atraumatyczne



Dissecting forceps / Pensety anatomiczne

**Titanium
Titanio
Tytanowe**

Falcon
GRIP

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węgla splekanego



Adson
120 mm / 4 3/4"



BD.054.120



Bishop-Harmon
18-184-09T
90 mm



Adson
120 mm / 4 3/4"



BD.200.120



Adson-Micro



BD.360.120
120 mm / 4 3/4"



BD.360.150
150 mm / 6"



Adson



BD.370.120
120 mm / 4 3/4"



BD.370.150
150 mm / 6"



Iris
100 mm / 4"



BD.350.100



BD.351.100



BD.352.100



Semken



BD.394.125
125 mm / 5"



BD.395.125
125 mm / 5"

BD.394.150
150 mm / 6"

BD.395.150
150 mm / 6"



Gerald
175 mm / 6"



BD.380.175









BD.381.175



Gillies
BD.400.150
150 mm / 6"



Dissecting forceps / Pensety anatomiczne

 BD.424.180 180 mm / 7" BD.424.210 210 mm / 8 1/4" BD.424.250 250 mm / 9"	 BD.425.180 180 mm / 7" BD.425.210 210 mm / 8 1/4" BD.425.250 250 mm / 9"	 BD.500.105 105 mm BD.500.115 115 mm BD.500.130 130 mm BD.500.145 145 mm BD.500.150 150 mm BD.500.160 160 mm BD.500.180 180 mm BD.500.200 200 mm BD.500.230 230 mm BD.500.250 250 mm BD.500.305 305 mm BD.500.405 405 mm BD.500.505 505 mm	 BD.502.105 105 mm BD.502.115 115 mm BD.502.130 130 mm BD.502.145 145 mm BD.502.160 160 mm BD.502.180 180 mm BD.502.200 200 mm BD.502.230 230 mm BD.502.250 250 mm	 BD.504.130 130 mm BD.504.145 145 mm BD.504.160 160 mm
Potts-Smith	Potts-Smith	Falcon - Standard	Falcon - Medium	Falcon - Fine
 BD.510.120 120 mm / 4 3/4" BD.510.130 130 mm / 5" BD.510.145 145 mm / 5 3/4" BD.510.155 155 mm / 6" BD.510.180 180 mm / 7" BD.510.210 210 mm / 8 1/4" BD.510.250 250 mm / 9"	 BD.520.130 130 mm / 5" BD.520.150 150 mm / 6" BD.520.180 180 mm / 7" BD.520.200 200 mm / 8" BD.520.255 255 mm / 10" BD.520.305 305 mm / 12"	 BD.524.130 130 mm / 5" BD.524.150 150 mm / 6" BD.524.180 180 mm / 7" BD.524.200 200 mm / 8"	 BD.530.130 130 mm / 5" BD.530.150 150 mm / 6" BD.530.180 180 mm / 7" BD.530.200 200 mm / 8"	 BD.540.140 140 mm / 5 1/2" BD.540.180 180 mm / 7"
Standard (USA Pattern)	Standard (English Pattern)	TOE (English Pattern)	Stille - Leeds (Swedish Pattern)	Lane



Tissue forceps / Pensety chirurgiczne

**Titanium
Tytanowe**



Adson
120 mm / 4 3/4"



BD.104.120



Greafe
110 mm



BD.603.110



BD.604.110



Bishop-Harmon
18-186-09T
90 mm

**Falcon
GRIP**

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węgla spiekanego



Adson
120 mm



BD.250.120



Adson-Brown
120 mm



BD.626.120



Iris
100 mm / 4"



BD.600.100



BD.601.100



BD.602.100



Adson-Micro



BD.610.120
120 mm / 4 3/4"



BD.610.150
150 mm / 6"



Adson



BD.620.120
120 mm / 4 3/4"




BD.620.150
150 mm / 6"




Gillies
BD.650.150
150 mm / 6"




Tissue forceps / Pensety chirurgiczne



Tissue forceps / Pensety chirurgiczne





Watchmaker forceps / Pensety Watchmaker



Splinter forceps / Kleszczyki do usuwania odłamków

Splinter forceps / Pensety do odłamków



Towel forceps / Spinaki do serwet



Backhaus
BF.431.090 90mm
BF.431.110 110mm
BF.431.130 110mm
BF.431.150 150mm



Devon (Ball and Socket)
BF.511.095 95mm
BF.511.105 105mm
BF.511.115 115mm
BF.511.130 130mm
BF.511.140 140mm



Jones
BF.407.090
90 mm



Schaedel
BF.411.090
90 mm


Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe

Titanium
Tytanowe




Micro Mosquito

BH.220.125T 125 mm
BH.221.125T 125 mm



Hartmann (Baby Mosquito)



BH.210.100T 100 mm
BH.211.100T 100 mm




Jacobson

BH.208.125 125 mm / 5"
BH.209.125 125 mm / 5"


Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe




Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe




Crile
145 mm / 5 3/4"




Kelly-Rankin
160 mm / 6 1/4"




Crile-Rankin
160 mm / 6 1/4"



Adson-Fraser
190mm



Pean-Delicate




Kocher-Delicate

Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe




Rochester-Pean



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.480.130	straight / proste	130 mm
BH.480.145	straight / proste	145 mm
BH.480.165	straight / proste	165 mm
BH.480.185	straight / proste	185 mm
BH.480.205	straight / proste	205 mm
BH.480.225	straight / proste	225 mm
BH.480.245	straight / proste	245 mm
BH.481.130	curved / zagięte	130 mm
BH.481.145	curved / zagięte	145 mm
BH.481.165	curved / zagięte	165 mm
BH.481.185	curved / zagięte	185 mm
BH.481.205	curved / zagięte	205 mm
BH.481.225	curved / zagięte	225 mm
BH.481.245	curved / zagięte	245 mm



Kocher



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.490.130	straight / proste	130 mm
BH.490.145	straight / proste	145 mm
BH.490.165	straight / proste	165 mm
BH.490.185	straight / proste	185 mm
BH.490.205	straight / proste	205 mm
BH.490.225	straight / proste	225 mm
BH.490.245	straight / proste	245 mm
BH.491.130	curved / zagięte	130 mm
BH.491.145	curved / zagięte	145 mm
BH.491.165	curved / zagięte	165 mm
BH.491.185	curved / zagięte	185 mm
BH.491.205	curved / zagięte	205 mm
BH.491.225	curved / zagięte	225 mm
BH.491.245	curved / zagięte	245 mm

Dressing and sponge forceps / Kleszcze do materiałów opatrunkowych



BF.122.250
250mm



BF.123.250
250mm



BF.056.200
200mm
BF.056.250
250mm



BF.057.200
200mm
BF.057.250
250mm




BF.046.200
200mm
BF.046.250
250mm




BF.047.200
200mm
BF.047.250
250mm



Foerster



Gross-Maier



Gross-Maier

Needle holders with tungsten carbide inserts / Igotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego

Tungsten Carbide inserts are available in smooth or choice of 3 different serration pitches, for use with different size of suture needles as shown in chart below.

Końcówki Igotrzymaczy Falcon Grip z wkładką z węgla spiekanego są dostępne z gładką powierzchnią lub w 3 różnych typach radełkowania, umożliwiających użycie różnych rozmiarów igieł, (patrz tabela).



**3 lata
Gwarancji**



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"

**3 Years
Guarantee**



BN.152.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka




BN.153.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka



BN.150.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.151.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.154.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

0.2 Micro



BN.155.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

0.2 Micro

	Serration Pitch Powierzchnia końcówek	Suture Size Rozmiar nici
	Smooth / Gładka	9/0 to/do 11/0
	0.2 Micro / Mikro	6/0 to/do 10/0
	0.4 Fine / Fine	4/0 to/do 6/0
	0.5 Standard / Standard	Up to/do 3/0

Falcon Grip needle holders offer secure grip thus safe guiding of needle. Igotrzymacze Falcon Grip posiadają uchwyt, umożliwiający bezpieczne prowadzenie igły.



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"

0.2 Micro



BN.157.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka



BN.156.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.158.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0



Castroviejo
180 mm / 7"

0.2 Micro





BN.152.180
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0



**Titanium needle holders
Igłotrzymacze tytanowe**

**Needle holders with tungsten carbide inserts
Igłotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego**



Needle holders with tungsten carbide inserts
Igiotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego


3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji


Falcon[®] **GRIP** with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgla spiekanego




Crile-Wood




Crile-Wood



Crile-Wood S-Shape



Baby-Crile-Wood



Swedish Pattern
(Senning)



Falcon - Micro Vascular





Mayo-Hegar

Needle holders with tungsten carbide inserts
Igotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego



3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji



Needle holders with tungsten carbide inserts
Igłotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego



3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji


Falcon[®] **GRIP** with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgla spiekanego



Mathieu
Standard model
Model standardowy



Mathieu
Reverse action, snag free
Uchwyt nie zaczepla rękawiczek




Metzenbaum




Needle holders
Igłotrzymacze



Castroviejo
140 mm



Castroviejo
140 mm



BN.457.140
Castroviejo
140 mm




BN.458.140
Castroviejo
140 mm



BN.506.125
Derf
125 mm

Needle holders
Igłotrzymacze



Novosyn® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłaniające Novosyn®

Novosyn®

Absorbable sutures



Description

Novosyn® is a mid-term absorbable braided and coated synthetic suture made of poly (glycolide-co-l-lactid 90/10).

Novosyn® degrades by hydrolysis and provides a predictable and reliable absorption.

Properties

- Retention of 40 % - 50 % knot tensile strength after 21 days
- Complete mass absorption in 56 to 70 days

Indications

- Gastrointestinal surgery
- Gynaecology / Obstetrics
- Orthopaedics
- Ophthalmic surgery
- Urology
- Skin closure (intracutaneous, subcutaneous)
- Ligatures



Advantages

- Smooth knot run-down
- Gentle knot repositioning
- High knot holding capacity
- Minimized inflammatory reaction

Novosyn®

Product overview

Structure	Multifilament, braided
	
Colour	Violet or undyed
Chemical composition	Poly(glycolide-co-l-lactid 90 / 10)
Coating	Poly(glycolide-co-l-lactid 35 / 65) + calcium stearate
Origin	Synthetic
Sizes	USP 2 (metric 5) - USP 8 / 0 (metric 0.4)
Type of absorption	Hydrolysis, complete mass absorption in 56 to 70 days
Sterilisation	Ethylene oxide

Novosyn®

Needle-thread combination 

Novosyn® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłanialne Novosyn®

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
1/2 circle round bodied needle									
HR 10 	70 violet	C0068002	C0068003						
HR 13 	45 70 violet	C0068449 C0068006	C0068450 C0068007	C0068451 C0068008					
HR 13 	4x45 violet			C0088719					
<i>*take off</i>									
HR 13ss 	70 violet					C0068110	C0068111		
HR 17 	70 violet	C0068011	C0068012	C0068013	C0068014	C0068015			
HR 17 	4x45 4x70 violet			C0088713 C0088613	C0088714 C0088614				
<i>*take off</i>									
2xHR 17 	70 90 violet		C0068869		C0068904				
HR 17s 	70 violet			C0068113	C0068114				
HR 20 	70 violet				C0068766				
HR 22 	20 70 violet				C0068069 C0068029	C0068004 C0068030	C0068031	C0068032	
	90 120 violet				C0068877 C0068078	C0068880			

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniałne




Product features

Structure	Monofilament
Chemical composition	Polyamide 6 and 6.6
Colour	Blue, undyed and black
Sizes	USP 1 (metric 4) to USP 11/0 (metric 0,1)
Knot tensile strength retention	15-20% per year
Indications	Skin and Plastic surgery, Micro-vascular surgery, Ophthalmology, Orthopaedics
Contraindications	Not known
Sterilisation	Gamma-Irradiation, Ethylene oxide

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniające

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

Needle-thread combination **Easyslide**

Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
1/2 proc. round, pushing needle									
	90 blue				C0932876	C0932884			
	75 90 blue						C0935964 C0932957	C0934968	
	75 90 blue					C0934003	C0934011		C0935034
	90 blue						C0934054		
	75 blue								C0932620
3/8 flat, round, 3/16 flat, round									
	45 blue	C0932060	C0932078	C0932086					
	45 75 blue	C0932116	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107				
	45 75 blue		C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212	C0932221			
	90 blue		C0935255	C0935220	C0935239	C0935247			
	45 75 blue			C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360	C0935379		
	90 blue				C0935328	C0935336			

Hooks / Haczyki



Gillies
180 mm / 7"



Fig. 1
BQ.041.010



Fig. 2
BQ.041.020



Kilner
BQ.045.160
150 mm / 6"



Kleinert-Kutz
160 mm / 6 1/4"



Fig. 1
BQ.049.010



Fig. 2
BQ.049.020



Fig. 3
BQ.049.030

Retractors / Haki



Falcon
160 mm / 6 1/4"



BQ.103.010



BQ.103.020



BQ.103.030



BQ.103.040



BQ.100.010



BQ.100.020



BQ.100.030



BQ.100.040

Sharp / Ostre


Blunt / Tępe



Senn-Miller
160 mm



BQ.151.160




20 x 7 mm

Sharp
Ostre




BQ.150.160



20 x 7 mm

Blunt
Tępe




8 x 4 mm



Ragnell-Davis
BQ.180.020
140 mm / 5 1/2"

15 x 6 mm


Retractors / Haki



Farabeuf
BQ.250.120
120 mm / 4 3/4"
Pair / Paio / Para




Farabeuf
BQ.250.150
150 mm / 6"
Pair / Paio / Para




Parker-Langenbeck
BQ.284.210
210 mm / 8 1/4"
Pair / Paio / Para




Langenbeck
220 mm / 8 3/4"




BQ.454.010
30 x 11 mm




BQ.454.020
30 x 14 mm



BQ.454.030
30 x 16 mm




BQ.454.040
40 x 11 mm




BQ.454.050
50 x 11 mm




Langenbeck
220 mm / 8 3/4"




BQ.458.010
30 x 11 mm




BQ.458.020
30 x 14 mm



BQ.458.030
30 x 16 mm



BQ.458.040
40 x 11 mm



BQ.458.050
50 x 11 mm


Retractors / Haki



Kocher-Langenbeck
215 mm / 8 1/2"



Middeldorpf



BQ.468.010
25 x 6 mm



BQ.468.020
35 x 8 mm



BQ.468.030
35 x 11 mm



BQ.468.040
35 x 15 mm




BQ.468.050
40 x 11 mm




BQ.468.060
55 x 11 mm



BQ.468.070
70 x 14 mm



BQ.468.080
80 x 12 mm



BQ.468.090
80 x 16 mm



BQ.472.050
40 x 11 mm




BQ.472.060
55 x 11 mm

14 mm




BQ.680.010
14 x 17 mm
215 mm / 8 1/2"

20 mm



BQ.680.020
20 x 22 mm
220 mm / 8 3/4"

26 mm



BQ.680.030
26 x 30 mm
235 mm / 9 1/4"

Retractors self retaining / Haki automatyczne



Weitlaner

BR.077.135	Sharp / Ostry	^
BR.074.135	Blunt / Tępy	∩
135 mm / 5 3/8"		
BR.077.165	Sharp / Ostry	^
BR.074.165	Blunt / Tępy	∩
165 mm / 6 1/2"		



Geipi

BR.351.090	Sharp / Ostry	90 mm
BR.351.110	Sharp / Ostry	110 mm
BR.351.145	Sharp / Ostry	140 mm
BR.351.180	Sharp / Ostry	180 mm



Weitlaner

BR.073.110	Sharp / Ostry	^
BR.070.110	Blunt / Tępy	∩
110 mm / 4 3/8"		



Alm

BR.041.070	Sharp / Ostry	^
BR.040.070	Blunt / Tępy	∩
70 mm / 2 3/4"		
BR.041.100	Sharp / Ostry	^
BR.040.100	Blunt / Tępy	∩
100 mm / 4"		

Probes / Zgiębniki główkowe

Ø 1 mm

BP.050.115	115 mm
BP.050.130	130 mm
BP.050.145	145 mm
BP.050.160	160 mm
BP.050.180	180 mm
BP.050.200	200 mm

Ø 2 mm


BP.055.115	115 mm
BP.055.130	130 mm
BP.055.145	145 mm
BP.055.160	160 mm
BP.055.180	180 mm
BP.055.200	200 mm

Suture forceps / Penseta do nitki



DS.650.160
Falcon
160 mm

Director fistula grooved / Zgiębnik rowkowy z sondą



BP.090.115	115 mm
BP.090.130	130 mm
BP.090.145	145 mm
BP.090.160	160 mm
BP.090.180	180 mm
BP.090.200	200 mm

Gauze packers / Upychadło do tamponów




Luniatschek
DS.350.017 2mm fig. 1



Luniatschek
DS.350.027 3mm fig. 2

D₁₂

Impression Accessories / Akcesoria do wycisków





all for 1 – 1 for all



DI.1150.00

Universal dispenser kit for all ratios of 25ml and 50ml cartridges
Uniwersalny zestaw pasuje do wszystkich proporcji 25ml i 50ml naboí

Contents / Zawiera:

- 1 1 x Dispenser / 1 x Pistolet
- 2 1 x Cartridge holder for rectangular flange cartridges (old type) / 1 x Uchwyt do prostokątnych naboí (stary typ)
- 3 1 x Cartridge holder for round flange cartridges (new type) / 1 x Uchwyt do okrągłych naboí (nowy typ)
- 4 1 x Plunger for 1:1/2:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 1:1/2:1
- 5 1 x Plunger for 4:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 4:1
- 6 1 x Plunger for 10:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 10:1



Disposable mixing tips
Jednorazowe końcówki do mieszania

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™



DI.1107.00
Red, pack of 50
Czerwone opak.50 szt.



DI.1107.01
Blue, pack of 50
Niebieskie opak.50 szt.



DI.1107.02
Green, pack of 50
Zielone opak.50 szt.



DI.1107.03
White, pack of 50
Białe opak.50 szt.



DI.1107.04
Yellow, pack of 50
Żółte opak.50 szt.



DI.1107.05
Yellow, pack of 50
Żółte opak.50 szt.

Intraoral tips
Kończówki wewnątrzustne



DI.1100.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DI.1100.01
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DI.1100.03
Green, pack of 50
Zielone, Opak.50 szt.



DI.1100.04
Pink, pack of 50
Różowe, Opak.50 szt.



DR.9801.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DR.9800.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DR.9800.03
Pack of 50
Opak.50 szt.



DI.1100.06
Pack of 50
Opak.50 szt.



DI.1100.02
Yellow, pack of 50
Żółte, Opak.50 szt.




DI.1100.05
Yellow, pack of 100
Żółte, Opak.100 szt.




Mixing tips 1:1 ratio

Końcówki do mieszania (proporcja 1:1)



Mixing tips 4:1 ratio

Końcówki do mieszania (proporcja 4:1)





Mixing tips 1:1 ratio
Końcówki do mieszania (proporcja 1:1)



DI.1108.01
Green, pack of 48
Zielone, Opak.48 szt.

DI.1108.03
Yellow, pack of 48
Żółte, Opak.48 szt.

DR.9816.03
Blue, pack of 48
Niebieskie, Opak.48 szt.



DI.1106.01
Green, pack of 50
Zielone, Opak.50 szt.

DI.1106.02
Pink, pack of 50
Różowe, Opak.50 szt.

DI.1106.03
Yellow, pack of 50
Żółte, Opak.50 szt.

Impression gun holder and mixing tips dispenser
Stojak na pistolet i pojemnik na końcówki mieszające



DR.9816.01
Blue, pack of 48
Niebieskie, Opak.48 szt.
4:1/10:1

DR.9815.01
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.

DR.9815.02
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.

DR.9814.01
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.



DI.9999.00
265 x 140 x 150 mm

Disposable impression syringes
Jednorazowe strzykawki do masy



DI.016.000
Pack of 25 / Opak. zawiera 25 szt.



DI.016.010
12ml
Pack of 50 / Opak. zawiera 50 szt.



Impression Accessories Akcesoria do wycisków


Bite gauge / Linijka pomiarowa

A simple measuring instrument as an aid in the re-establishment of correct facial contour during full or partial denture work.
Instrument do mierzenia odcinków twarzy



Slide **B** is fully adjustable and reversible along shaft **A** and may be fixed in any position by means of its locking-screw as shown.

Suwak **B** jest regulowany i może być dostosowany do każdej pozycji dzięki śrubie blokującej.



Bio-Art fox ruler Płytki Foxa do okluzji



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

bio-art
intelligent solutions

Made in Brazil



BIO.1.18A

Fox ruler aluminium / Płytki Foxa aluminiowa

BIO.1.18P

Fox ruler polymer / Płytki Foxa plastikowa

Gingival cord packers / Upychadła do nici retrakcyjnych



DI.004.015
Fischer
Serrated / Ząbkowane



DI.004.025
Fischer
Serrated / Ząbkowane



DI.005.010
Serrated / Ząbkowane



DI.005.020
Smooth / Bez ząbków




DI.005.014
Serrated / Ząbkowane



DI.005.024
Smooth / Bez ząbków



Carvers for silicone impression materials
Nożyki do silikonu



DI.010.014



DI.010.017

Disposable impression trays for implants
Jednorazowe łyżki wyciskowe do implantów

Trial Pack
DI.028.000
10 assorted trays
Mix 10 łyżek

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Fig.1
Upper L / górna L
DI.028.010



Fig.3
Upper M / górna M
DI.028.030



Fig.5
Upper S / górna S
DI.028.050



Fig.9
Upper Anterior / Górna przednia
DI.028.090



Fig.10
Lower Anterior / Dolna przednia
DI.028.100



Fig.2
Lower L / Dolna L
DI.028.020



Fig.4
Lower M / Dolna M
DI.028.040



Fig.6
Lower S / Dolna S
DI.028.060



Fig.8
Prawa górna / Lewy górny
DI.028.080



Fig.7
Lewa górna / Prawy górny
DI.028.070

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

1-2-3 impression trays
1-2-3 łyżki wyciskowe

For simultaneous crown and bridge impression,
counter impression and bite registration.

Zapewniają jednoczesne wykonanie wycisku górnego,
wycisku dolnego oraz rejestracji zgryzu.



Fig.1
DI.040.010
posterior
ćwiartkowa z wyciskiem brzożiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.2
DI.040.020
anterior
przednia częściowa

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.3
DI.040.030
posterior sideless
półbłkowa z niskim brzożiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.4
DI.040.040
posterior sideless
półbłkowa z wysokim brzożiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.5
DI.040.050
full arch
przednia całkowita

Pack of 24 pieces
Opak. 24 szt.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru) + 1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia góra L
DI.023.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.023.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia góra M
DI.023.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.023.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych góra L
DI.023.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.023.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych góra M
DI.023.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.023.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna góra L
DI.023.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.023.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna góra M
DI.023.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.023.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.023.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa góra / Prawy dół
DI.023.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Prawa góra / Lewy dół
DI.023.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Upper / Góra



Lower / Dół

Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists[™]

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia góra L
DI.024.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.024.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia góra M
DI.024.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.024.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych góra L
DI.024.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.024.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych góra M
DI.024.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.024.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna góra L
DI.024.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.024.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna góra M
DI.024.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.024.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.024.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa góra / Prawy dół
DI.024.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa góra / Prawy dół
DI.024.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia góra L
DI.025.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.025.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia góra M
DI.025.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.025.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych góra L
DI.025.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.025.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych góra M
DI.025.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.025.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna góra L
DI.025.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.025.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna góra M
DI.025.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.025.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.025.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa góra / Prawy dół
DI.025.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa góra / Prawy dół
DI.025.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru) + 1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L
DI.026.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.026.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M
DI.026.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.026.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych górna L
DI.026.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.026.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych górna M
DI.026.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.026.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna górna L
DI.026.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.026.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M
DI.026.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.026.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.026.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa góra / Prawy dół
DI.026.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa góra / Prawy dół
DI.026.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Upper / Góra



Lower / Dół

Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Pro-Lock Disposable orthodontic impression trays
Pro-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru



Fig.1
DI.036.010
Upper XXS
Górna XXS



Fig.2
DI.036.020
Upper XS
Górna XS



Fig.3
DI.036.030
Upper S
Górna S



Fig.4
DI.036.040
Upper M
Górna M



Fig.5
DI.036.050
Upper L
Górna L



Fig.6
DI.036.060
Upper XL
Górna XL



Fig.1
DI.035.010
Lower XXS
Dolna XXS



Fig.2
DI.035.020
Lower XS
Dolna XS



Fig.3
DI.035.030
Lower S
Dolna S



Fig.4
DI.035.040
Lower M
Dolna M



Fig.5
DI.035.050
Lower L
Dolna L



Fig.6
DI.035.060
Lower XL
Dolna XL

Tuff-Lock Disposable orthodontic impression trays
Tuff-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru



Fig.5
DI.038.050
Upper XS
Górna XS



Fig.4
DI.038.040
Upper S
Górna S



Fig.3
DI.038.030
Upper M
Górna M



Fig.2
DI.038.020
Upper L
Górna L



Fig.1
DI.038.010
Upper XL
Górna XL



Fig.5
DI.037.050
Lower XS
Dolna XS



Fig.4
DI.037.040
Lower S
Dolna S



Fig.3
DI.037.030
Lower M
Dolna M



Fig.2
DI.037.020
Lower L
Dolna L



Fig.1
DI.037.010
Lower XL
Dolna XL



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTLINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru) + 1 uchwyt



Fig. 3
DI.027.030
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L



Fig. 4
DI.027.040
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L



Fig. 5
DI.027.050
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M



Fig. 6
DI.027.060
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M



Fig. 9
DI.027.090
Edentulous upper XL
Do ubytków częściowych górna XL



Fig. 10
DI.027.100
Dentate lower XL
Do ubytków częściowych dolna XL



Fig. 11
DI.027.110
Dentate upper L
Do ubytków częściowych górna L



Fig. 12
DI.027.120
Dentate lower L
Do ubytków częściowych dolna L



Fig. 13
DI.027.130
Dentate upper M
Do ubytków częściowych górna M



Fig. 14
DI.027.140
Dentate lower M
Do ubytków częściowych dolna M



Fig. 15
DI.027.150
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M



Fig. 16
DI.027.160
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M



Fig. 17
DI.027.170
Orthodontic upper S
Ortodontyczna górna S



Fig. 18
DI.027.180
Orthodontic lower S
Ortodontyczna dolna S

Metal handle
Uchwyt metalowy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DI.020.020
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.





kiara[®]
Impression trays

DispoSave

Color CODED
For easy identification


Clear to permit a visual check for accuracy of fit and to aid correct location

Rigid plastic material allows the use of all impression materials

Perforated and micro etched surface for better retention of impression material

Smooth rims/edges for improved patient comfort


Anatomically correct design and rigid plastic for accurate impressions



Sturdy, non-bend double ended metal handle for both upper and lower trays

Supplied in **see through** dispenser box


Robust retention slot




Edentulous



No. 3 **DI.027.003**
Edentulous upper deep
25 per pack + 1 metal handle



No. 4 **DI.027.004**
Edentulous lower deep
25 per pack + 1 metal handle




No. 5 **DI.027.005**
Edentulous upper shallow
25 per pack + 1 metal handle



No. 6 **DI.027.006**
Edentulous lower shallow
25 per pack + 1 metal handle

Dentate




No. 9 **DI.027.009**
Dentate upper x-large
15 per pack + 1 metal handle

No. 10 **DI.027.010**
Dentate lower x-large
15 per pack + 1 metal handle

No. 11 **DI.027.011**
Dentate upper large
25 per pack + 1 metal handle

No. 12 **DI.027.012**
Dentate lower large
25 per pack + 1 metal handle




No. 13 **DI.027.013**
Dentate upper medium
25 per pack + 1 metal handle

No. 14 **DI.027.014**
Dentate lower medium
25 per pack + 1 metal handle

No. 15 **DI.027.015**
Dentate/Ortho upper medium
25 per pack + 1 metal handle

No. 16 **DI.027.016**
Dentate/Ortho lower medium
25 per pack + 1 metal handle

Re-usable metal handle




No. 17 **DI.027.017**
Dentate/Ortho upper small
25 per pack + 1 metal handle

No. 18 **DI.027.018**
Dentate/Ortho lower small
25 per pack + 1 metal handle



Partial



No. 20 **DI.027.020**
Partial anterior
25 per pack

No. 21 **DI.027.021**
Upper left / Lower right
25 per pack

No. 22 **DI.027.022**
Upper right / Lower left
25 per pack



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE

Disposable transparent impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe przezroczyste

Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt.



Fig.1
Upper / Górna L
DI.032.010



Fig.3
Upper / Górna M
DI.032.030



Fig.5
Upper / Górna S
DI.032.050



Fig.7
UL/LR
DI.032.070



Fig.9
Anterior lower / Boczna dolna
DI.032.090



Fig.2
Lower / Dolna L
DI.032.020



Fig.4
Lower / Dolna M
DI.032.040



Fig.6
Lower / Dolna S
DI.032.060



Fig.8
UR/LL
DI.032.080



Fig.10
Anterior upper / Boczna Górna
DI.032.100

DENTALINE

Disposable transparent impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe przezroczyste

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Trial Pack
DI.029.000
9 assorted trays
Mix 9 łyżek



Fig.1
Upper / Górna L
DI.029.010



Fig.2
Lower / Dolna L
DI.029.020



Fig.3
Upper / Górna M
DI.029.030



Fig.4
Lower / Dolna M
DI.029.040



Fig.5
Upper / Górna S
DI.029.050



Fig.6
Lower / Dolna S
DI.029.060



Fig.7
UL/LR
DI.029.070



Fig.8
UR/LL
DI.029.080



Fig.9
Partial anterior / Połówkowa dolna
DI.029.090



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE

Disposable impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe

Pack of 10 pieces
Opak: 10 szt.

For simultaneous crown and bridge impression,
counter impression and bite registration.

Zapewniają jednoczesne wykonanie wycisku górnego,
wycisku dolnego oraz rejestracji zgryzu.

Trial Pack
DI.039.000
10 assorted trays / Mix 10 łyżek




Fig.3
Quadrant / Połkwadrant z wysokim brzegiem
DI.039.030

Fig.2
Posterior sideless / Połkwadrant z niskim brzegiem
DI.039.020

Fig.1
Posterior / ćwiartkowa z wysokim brzegiem
DI.039.010

Fig.5
Anterior / Przednia częściowa
DI.039.050

Fig.4
Full arch / Przednia całkowita
DI.039.040

D-Color Impression Trays / łyżki wyciskowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



- Color Coded for easy identification of size
- Micro etched inner surface for better retention
- Available perforated or solid

Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.

- Łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki zastosowaniu kolorowych oznaczeń.
- Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.
- W ofercie łyżki gładkie lub perforowane.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.

ID-Color

Regular Impression trays with rim, perforated
łyżki wyciskowe do ubytków częściowych perforowane z brzegiem
retencyjnym



Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XL	80	63	DI.801.010	Purple
L2	L	78	59	DI.801.020	Green
L3	M	76	57	DI.801.030	Blue
L4	S	72	57	DI.801.040	Red
L5	XS	69	50	DI.801.050	Yellow



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XL	81	63	DI.811.010	Purple
U2	L	74	60	DI.811.020	Green
U3	M	71	55	DI.811.030	Blue
U4	S	67	53	DI.811.040	Red
U5	XS	65	51	DI.811.050	Yellow



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.851.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.851.000

ID-Color

Regular Impression trays with rim, solid
łyżki wyciskowe do ubytków częściowych pełne z brzegiem
retencyjnym



Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XL	80	63	DI.821.010	Purple
L2	L	78	59	DI.821.020	Green
L3	M	76	57	DI.821.030	Blue
L4	S	72	57	DI.821.040	Red
L5	XS	69	50	DI.821.050	Yellow



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XL	81	63	DI.831.010	Purple
U2	L	74	60	DI.831.020	Green
U3	M	71	55	DI.831.030	Blue
U4	S	67	53	DI.831.040	Red
U5	XS	65	51	DI.831.050	Yellow



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.861.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.861.000



D-Color

Impression Trays / Łżki wyciskowe

- Color Coded for easy identification of size
- Micro etched inner surface for better retention
- Available perforated or solid

Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

- Łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki zastosowaniu kolorowych oznaczeń.
- Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.
- W ofercie łyżki gładkie lub perforowane.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.

Impression trays regular / Łżki wyciskowe do ubytków częściowych

Perforated without rim

Perforowane bez brzegu retencyjnego



Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XXS	55	47	DI.701.010	
L2	XS	60	49	DI.701.020	
L3	S	72	54	DI.701.030	
L4	M	74	57	DI.701.040	
L5	L	76	59	DI.701.050	
L6	XL	78	61	DI.701.060	

Perforated with rim

Perforowane z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XXS	55	47	DI.751.010	
L2	XS	60	49	DI.751.020	
L3	S	72	54	DI.751.030	
L4	M	74	57	DI.751.040	
L5	L	76	59	DI.751.050	
L6	XL	78	61	DI.751.060	



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XXS	61	47	DI.706.010	
U2	XS	64	51	DI.706.020	
U3	S	66	53	DI.706.030	
U4	M	69	57	DI.706.040	
U5	L	71	60	DI.706.050	
U6	XL	73	62	DI.706.060	



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XXS	61	47	DI.756.010	
U2	XS	64	51	DI.756.020	
U3	S	66	53	DI.756.030	
U4	M	69	57	DI.756.040	
U5	L	71	60	DI.756.050	
U6	XL	73	62	DI.756.060	



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.721.080
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.721.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.721.000



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.771.080
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.771.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.771.000

Solid without rim

Pełne bez brzegu retencyjnego



Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XXS	55	47	DI.711.010	
L2	XS	60	49	DI.711.020	
L3	S	72	54	DI.711.030	
L4	M	74	57	DI.711.040	
L5	L	76	59	DI.711.050	
L6	XL	78	61	DI.711.060	

Solid with rim

Pełne z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XXS	55	47	DI.761.010	
L2	XS	60	49	DI.761.020	
L3	S	72	54	DI.761.030	
L4	M	74	57	DI.761.040	
L5	L	76	59	DI.761.050	
L6	XL	78	61	DI.761.060	



Upper / Górna




No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XXS	61	47	DI.716.010	
U2	XS	64	51	DI.716.020	
U3	S	66	53	DI.716.030	
U4	M	69	57	DI.716.040	
U5	L	71	60	DI.716.050	
U6	XL	73	62	DI.716.060	



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XXS	61	47	DI.766.010	
U2	XS	64	51	DI.766.020	
U3	S	66	53	DI.766.030	
U4	M	69	57	DI.766.040	
U5	L	71	60	DI.766.050	
U6	XL	73	62	DI.766.060	



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.726.080
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.726.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.726.000



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.781.080
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.781.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.781.000



Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Impression trays regular / Łyżki wyciskowe do ubytków częściowych

Perforated with rim Perforowane z brzegiem retencyjnym



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	80	63	DI.800.010
L2	L	78	59	DI.800.020
L3	M	76	57	DI.800.030
L4	S	72	57	DI.800.040
L5	XS	69	50	DI.800.050

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	81	63	DI.810.010
U2	L	74	60	DI.810.020
U3	M	71	55	DI.810.030
U4	S	67	53	DI.810.040
U5	XS	65	51	DI.810.050

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.850.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.850.000

Solid with rim Pełne z brzegiem retencyjnym



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	80	63	DI.820.010
L2	L	78	59	DI.820.020
L3	M	76	57	DI.820.030
L4	S	72	57	DI.820.040
L5	XS	69	50	DI.820.050

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	81	63	DI.830.010
U2	L	74	60	DI.830.020
U3	M	71	55	DI.830.030
U4	S	67	53	DI.830.040
U5	XS	65	51	DI.830.050

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.860.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.860.000

Impression trays for children / Łyżki wyciskowe dla dzieci

Perforated with rim Perforowane z brzegiem retencyjnym



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	54	47	DI.200.010
L2	M	62	51	DI.200.020
L3	L	70	55	DI.200.030

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	55	43	DI.210.010
U2	M	60	45	DI.210.020
U3	L	63	49	DI.210.030

Upper / Górna

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.250.000

Solid with rim Pełne z brzegiem retencyjnym



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	54	47	DI.220.010
L2	M	62	51	DI.220.020
L3	L	70	55	DI.220.030

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	55	43	DI.230.010
U2	M	60	45	DI.230.020
U3	L	63	49	DI.230.030

Upper / Górna

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.260.000

Impression trays regular EHRICKE pattern perforated / Łyżki wyciskowe do ubytków częściowych perforowane mod. Ehrlicke



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
UB0	XS	65	46	DI.600.000
UB1	S	67	50	DI.600.010
UB2	M	76	54	DI.600.020
UB3	L	79	56	DI.600.030
UB4	XL	79	61	DI.600.040

Lower / Dolna



DI.640.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 szt.
Contents / Zawiera
UB0,UB1,UB2,UB3,UB4
OB0,OB1,OB2,OB3,OB4



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
OB0	XS	59	52	DI.610.000
OB1	S	66	52	DI.610.010
OB2	M	71	62	DI.610.020
OB3	L	71	64	DI.610.030
OB4	XL	80	70	DI.610.040

Upper / Górna



Impression trays edentulous / Łyżki wyciskowe do bezzębia

Perforated with rim
Perforowane z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	84	65	DI.300.010
L2	L	77	64	DI.300.020
L3	M	76	60	DI.300.030
L4	S	68	57	DI.300.040

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	80	62	DI.310.010
U2	L	77	60	DI.310.020
U3	M	70	60	DI.310.030
U4	S	72	56	DI.310.040

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
8 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,U1,U2,U3,U4	DI.350.000

Solid with rim
Pełne z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	84	65	DI.320.010
L2	L	77	64	DI.320.020
L3	M	76	60	DI.320.030
L4	S	68	57	DI.320.040

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	80	62	DI.330.010
U2	L	77	60	DI.330.020
U3	M	70	60	DI.330.030
U4	S	72	56	DI.330.040

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
8 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,U1,U2,U3,U4	DI.360.000

Impression trays anterior depressed / Łyżki wyciskowe do ubytków częściowych (saneczkowe)

Perforated with rim
Perforowane z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	65	48	DI.500.010
L2	M	72	57	DI.500.020
L3	L	75	57	DI.500.030

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	64	56	DI.510.010
U2	M	67	60	DI.510.020
U3	L	72	63	DI.510.030

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.550.000

Solid with rim
Pełne z brzegiem retencyjnym



Lower / Dolna



Upper / Górna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	65	48	DI.520.010
L2	M	72	57	DI.520.020
L3	L	75	57	DI.520.030

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	64	56	DI.530.010
U2	M	67	60	DI.530.020
U3	L	72	63	DI.530.030

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.560.000

Impression trays edentulous Ehrlicke pattern perforated / Łyżki wyciskowe do bezzębia perforowane mod. Ehrlicke



Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
UU1	S	70	48	DI.400.010
UU2	M	70	53	DI.400.020
UU3	L	72	57	DI.400.030

DI.450.000
Set of 6 pieces / Zestaw 6 szt.
Contents / Zawiera
UU1,UU2,UU3, OU1,OU2,OU3



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
OU1	S	64	46	DI.410.010
OU2	M	68	53	DI.410.020
OU3	L	79	61	DI.410.030



Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.



Partial impression trays for crown and bridge work / Łyżki wyciskowe połówkowe

Perforated with rim / Perforowane z brzegiem retencyjnym



Fig. 30
DI.900.300
Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa



Fig. 31
DI.900.310
Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa



Fig. 32
DI.900.320
Lower jaw
Dolna przednia



Fig. 33
DI.900.330
Upper jaw
Górna przednia



Fig. 99
DI.900.990
Lateral
Boczna

Solid with rim / Pełne z brzegiem retencyjnym



Fig. 30
DI.905.300
Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa



Fig. 31
DI.905.310
Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa



Fig. 32
DI.905.320
Lower jaw
Dolna przednia



Fig. 33
DI.905.330
Upper jaw
Górna przednia



Fig. 99
DI.905.990
Lateral
Boczna

Perforated without rim / Perforowane bez brzegu retencyjnego



Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2D	S	DI.899.040
Fig. L4D	M	DI.899.050
Fig. L6D	L	DI.899.060



Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2S	S	DI.899.010
Fig. L4S	M	DI.899.020
Fig. L6S	L	DI.899.030

Perforated with rim / Perforowane z brzegiem retencyjnym



Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2D	S	DI.901.040
Fig. L4D	M	DI.901.050
Fig. L6D	L	DI.901.060



Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2S	S	DI.901.010
Fig. L4S	M	DI.901.020
Fig. L6S	L	DI.901.030



Impression Accessories Akcesoria do wycisków

Łyżki wyciskowe perforowane aluminiowe



Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L0	XXS	63	44	DI.950.010
L1	XS	69	47	DI.950.020
L2	S	72	48	DI.950.030
L3	M	74	50	DI.950.040
L4	L	75	53	DI.950.050
L5	XL	83	58	DI.950.060



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U0	XXS	66	55	DI.960.010
U1	XS	69	56	DI.960.020
U2	S	71	57	DI.960.030
U3	M	73	58	DI.960.040
U4	L	75	62	DI.960.050
U5	XL	78	64	DI.960.060



DI.970.000
Set of 12 pieces / Zestaw 12 szt.
Contents / Zawiera
L0,L1,L2,L3,L4,L5, U0,U1,U2,U3,U4,U5

Łyżki wyciskowe perforowane połówkowe aluminiowe



Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. 1	S	DI.985.010
Fig. 2	M	DI.985.020
Fig. 3	L	DI.985.030



Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. 1	S	DI.980.010
Fig. 2	M	DI.980.020
Fig. 3	L	DI.980.030

Rubber model bases Gumowa forma do modeli

Set of 6 pieces, assorted sizes, upper and lower
Zestaw 6 szt., różne rozmiary, górne i dolne



DL.091.010

Plastic model bases Jednorazowa plastikowa forma do modeli kontrolnych



Complete upper and lower with hinges
Komplet górny i dolny z zawiasami

DL.090.010	Standard / Standard
DL.090.020	Large / Duża

iD-Color

Silicone buttons for impression trays / Oznaczenia silikonowe

Fit any impression tray, easy identification of size
Pasują do wszystkich metalowych łyżek wyciskowych
Łatwa identyfikacja rozmiaru łyżki



DI.999.000
Assorted pack of 24 buttons
6 colors, 4 of each color
Opak. zawiera 24 szt.
różnych oznaczeń silikonowych w
6 kolorach, po 4 szt. z każdego



Available in 6 colors / Dostępne w 6 kolorach:



Blue
Niebieskim



White
Białym



Green
Zielonym



Red
Czerwonym



Purple
Purpurowym



Yellow
Żółtym

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Impression trays holder

the bottom of the product is composed of a base, vertical frame, back slat, tray and hanging bar. It is mainly used to place the impression tray after getting the mold, to avoid sticking or squeezing deformation of the impression tray after getting the mold, and to more effectively ensure the completeness and accuracy of the



DI.9999.01

D₁₅

Teaching Aids / Pomocze dydaktyczne





Real-Series Dental Models

Dental models ideal occlusion, adult jaw

- Rigid bases - 32 fixed teeth - Articulated
- Available with transparent or pink bases, life or big size
- Advantage in transparent models is visibility of roots

Modele stomatologiczne, zgryz idealny, szczęka dorosłego

- Bazy twarde z zawiasami - 32 zęby osadzone na stałe
- Dostępne bazy przezroczyste lub różowe oraz modele duże lub wielkości naturalnej
- Zaletą w modelach przezroczystych jest możliwość zobaczenia korzeni

Life size / Wielkość naturalna



Big size / Model duży



Transparent / Przezroczyste

Models are shown 1/1 - Zdjęcia modeli w skali 1/1

Fig.	Size / Rozmiar	Code / Kod
RV-006	Life size / Wielkość naturalna	DT.1201.01
RV-001	Big size / Model duży	DT.1201.02

Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach

Fig.	Size / Rozmiar	Code / Kod
RV-007	Life size / Wielkość naturalna	DT.1200.01
RV-002	Big size / Model duży	DT.1200.02

Dental models ideal occlusion, adult jaw ramified / Modele stomatologiczne, zgryz idealny, szczęka dorosłego z przypadkami klinicznymi

- Detailed model to explain different diseases and treatments
- Rigid bases - 32 fixed teeth - Articulated
- Shows caries (decayed teeth are removable)
- Shows healthy and decayed pulp canal
- Fitted with implant and crown

- Szczegółowy model pomocny przy objaśnianiu różnych chorób oraz sposobów ich leczenia
- Bazy twarde z zawiasami - 32 zęby osadzone na stałe
- Pokazuje zmiany próchnicze (możliwość wyjęcia zębów z ubytkami)
- Pokazuje zdrowe kanały zębów oraz zapalenie miazgi
- Zawiera implant oraz koronę

Big size / Model duży



Fig. RV-009

Life size / Wielkość naturalna



Fig. RV-008

Transparent / Przezroczyste

Fig.	Size / Rozmiar	Code / Kod
RV-008	Life size / Wielkość naturalna	DT.1205.01
RV-009	Big size / Model duży	DT.1205.02



Real-Series Dental Models

Model demonstrujący różne etapy próchnicy
Zawiera zestaw 4 zębów ze zmianami próchnicznymi



Fig. RV-003 DT.1220.00 Set of 4 teeth with holder / Zestaw 4 zębów ze stojakiem

Model demonstrujący stany patologiczne przyzębia
Zestaw 4 modeli pokazujący rozwój choroby periodontologicznej



Fig. RV-004 DT.1225.00 Set of 4 models / Zestaw 4 modeli

Dental model ideal occlusion, adult jaw

- Flexible bases - 32 teeth with roots - Non-articulated
- Versatile model to demonstrate many dental treatment techniques
- Removable teeth allow fitting of different dental appliances e.g implants, crowns
- Allows demonstration of extraction instruments and practice of extraction techniques
- Superior alternative to wax base models

Model stomatologiczny, zgryz idealny, szczęka dorosłego

- Bazy elastyczne bez zawiasów - 32 zęby ruchome z korzeniami
- Model uniwersalny do demonstracji różnych metod leczenia stomatologicznego
- Ruchome zęby pozwalają na umieszczenie np. implantów lub koron
- Możliwość pokazania technik w ekstrakcji oraz sposobu użycia instrumentów ekstrakcyjnych
- Lepsza alternatywa dla modeli z bazami woskowymi



Fig. RV-010 DT.1210.00 Set of 2, upper and lower Zestaw szczęki i żuchwy

Real-Series Endodontic Models

Endodontic practice model

- With canal cavities in FDI 11 to 16 and 41 to 46, indicated by silver lines on model
- Very useful model for practicing use of root canal instruments
- Rigid bases - 32 fixed teeth with roots - Articulated

Model endodontyczny

- Z otworami w kanałach (FDI 11 do 16 i 41 do 46), oznaczonymi srebrnymi liniami na modelu
- Możliwość pokazania sposobu użycia instrumentów do leczenia kanałowego
- Bazy twarde z zawiasami - 32 zęby osadzone na stałe z korzeniami

Demonstration Model - Ramified

- Detailed model to explain Endodontic problems and treatments
- Shows caries (decayed teeth are removable)
- Shows healthy and decayed pulp canal
- Rigid bases - 32 fixed teeth with roots - Articulated

Model pokazowy z przypadkami klinicznymi

- Szczegółowy model pomocny przy objaśnianiu problemów endodontycznych oraz sposobów ich leczenia
- Pokazuje zmiany próchnicze (możliwość wyjęcia zębów z ubytkami)
- Pokazuje zdrowe kanały zębów oraz zapalenie miazgi
- Bazy twarde z zawiasami - 32 zęby z korzeniami



Fig. RE-110 DT.1250.00



Fig. RE-111 DT.1251.00



Real-Series Surgery Models

Surgery model ideal occlusion, adult jaw

- Complete Maxilla and Mandible bone structure with sinus cavity
- Moveable and removable mandible
- Rigid bases - 32 fixed teeth - Articulated with stand

Model chirurgiczny, zgryz idealny, szczęka dorosłego

- Struktura kostna szczęki i żuchwy z zatoką szczękową
- Żuchwa ruchoma z możliwością wyjęcia
- Bazy twarde z zawiasami na stojaku - 32 zęby osadzone na stałe



Fig. RC-251
DT.1275.00

Skull model, adult size

- Removable cranial cap
- Moveable and removable mandible

Model czaszki dorosłego

- Możliwość zdjecia mózgowiczaszki
- Żuchwa ruchoma z możliwością wyjęcia



Fig. RC-252
DT.1285.00

Surgery model ideal occlusion, adult jaw ramified / Model chirurgiczny, zgryz idealny, szczęka dorosłego z przypadkami klinicznymi

- Complete Maxilla and Mandible bone structure with sinus cavity
- Detailed model to explain different diseases and treatments
- Moveable and removable mandible
- Rigid bases - 32 fixed teeth - Articulated with stand
- Shows caries (decayed teeth are removable)
- Shows healthy and decayed pulp canal
- Struktura kostna szczęki i żuchwy z zatoką szczękową
- Szczegółowy model pomocny przy objaśnianiu różnych chorób oraz sposobów ich leczenia
- Żuchwa ruchoma z możliwością wyjęcia
- Bazy twarde z zawiasami na stojaku - 32 zęby osadzone na stałe
- Pokazuje zmiany próchnicze (możliwość wyjęcia zębów z ubytkami)
- Pokazuje zdrowe kanały zębów oraz zapalenie miazgi



Fig. RC-250
DT.1276.00





Real-Series Orthodontic Models

Transparent / Przezroczyste

Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach

Rigid bases - 28 fixed teeth - Articulated

Available in transparent or pink bases

Bazy twarde z zawiasami - 28 zębów osadzonych na stałe

Dostępne bazy przezroczyste lub różowe

Class I - Ideal arch / Klasa I - Zgryz idealny



Fig. RO-040

DT.1305.01 Transparent / Przezroczysty

Class I - Ideal arch / Klasa I - Zgryz idealny



Fig. RO-048

DT.1300.01 Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach

Class I - 'Angle / Klasa I wg Angle'a



Fig.	Type / Model	Code / Kod
RO-053	Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach	DT.1303.02
RO-045	Transparent / Przezroczysty	DT.1305.02

Class II Division I / Klasa II wg Angle'a wersja I



Fig.	Type / Model	Code / Kod
RO-049	Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach	DT.1303.03
RO-041	Transparent / Przezroczysty	DT.1305.03

Class II Division II / Klasa II wg Angle'a wersja II



Fig.	Type / Model	Code / Kod
RO-050	Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach	DT.1303.04
RO-042	Transparent / Przezroczysty	DT.1305.04

Class III / Klasa III wg Angle'a



Fig.	Type / Model	Code / Kod
RO-051	Two Tones, pink bases / Bazy różowe w dwóch odcieniach	DT.1303.05
RO-043	Transparent / Przezroczysty	DT.1305.05



Real-Series Orthodontic Models

Desk-Top patient education models

- Ideal for the desk of orthodontists, for explanation of treatment to patients
- Fitted with brackets, wires, ligatures and buccal tubes
- Other devices can also be added i.e. temporary implants
- Model with ceramic and metal brackets to demonstrate the difference

Modele ortodontyczne, dydaktyczne (na biurko)

- Doskonale do pokazania i wytłumaczenia pacjentom przebiegu leczenia ortodontycznego
- Zawierają zamki, luki, ligatury i rurki policzkowe
- Można założyć inne akcesoria ortodontyczne tj. implanty tymczasowe
- Model z zamkami metalowymi i ceramicznymi pokazuje różnice między obydwoma rodzajami zamków



DT.1320.01 With metal brackets / z metalowymi zamkami

DT.1320.02 With ceramic and metal brackets / z metalowymi i ceramicznymi zamkami

Model ortodontyczny, zgryz idealny, bazy elastyczne bez zawiasów

- 28 ruchomych zębów
- Uniwersalny model do demonstracji wielu technik leczenia ortodontycznego z możliwością użycia tymczasowych implantów



DT.1315.01 Teeth without roots
Zęby bez korzeni

DT.1315.02 Teeth with roots
Zęby z korzeniami

Orthodontic model, Ideal occlusion, Rigid bases

- Removable 28 teeth, Non-articulated

Model ortodontyczny, zgryz idealny, bazy twarde bez zawiasów

- 28 ruchomych zębów



DT.1316.01 Teeth without roots
Zęby bez korzeni

DT.1316.02 Teeth with roots
Zęby z korzeniami

Wax bases for typodont / Bazy woskowe do typodontu



- DT.1401.01** Class I
Pair / Para Klasa I wg Angle'a
- DT.1401.02** Class II Division I
Pair / Para Klasa II wg Angle'a wersja I
- DT.1401.03** Class II Division II
Pair / Para Klasa II wg Angle'a wersja II
- DT.1401.04** Class III
Pair / Para Klasa III wg Angle'a

Typodonts

Typodont Articulator is an excellent demonstration and teaching aid. Articulation allows for a magnitude of adjustments to emulate a variety of malocclusions and skeletal discrepancies. Metal or plastic teeth seat in wax bases for simulation using various orthodontic appliances.

The teeth movement can be demonstrated by fitting required orthodontic appliances and placing typodont in hot water or oven for 30 to 60 minutes at 60 °C (140 °F).

Typodonty

Typodonty są bardzo dobrą pomocą dydaktyczną obrazującą różnego typu wady zgryzu oraz nieprawidłowości w budowie kostnej. Metalowe lub plastikowe zęby umieszczone w bazie woskowej pozwalają na różnorakie ich ustawienie. Przesuwanie zębów można zademonstrować poprzez ustawienie ich w wybranej bazie woskowej i zanurzenie w gorącej wodzie od 30 do 60 min. w temperaturze 60°C (140°F).



DT.1400.01 Metal typodont /
Typodont metalowy



DT.1400.02 Plastic typodont /
Typodont plastikowy

Sets of teeth for typodont / Zestawy zębów do typodontu

Plastic teeth with screws / Zęby plastikowe bez korzeni ze śrubami



DT.1403.02 Set of 32 teeth with roots / Zestaw 32 zębów z korzeniami

Sets of teeth for typodont / Zestawy zębów do typodontu

Plastic teeth / Zęby plastikowe



DT.1403.03 Set of 28 teeth with roots / Zestaw 28 zębów z korzeniami
Metal teeth / Zęby metalowe



DT.1403.01 Set of 28 teeth without roots / Zestaw 28 zębów bez korzeni



Real-Series Pedodontics Models

Series of models show transition from Deciduous to Permanent dentition
Transparent Rigid bases - Fixed teeth with roots - Articulated
Seria modeli pokazujących przejście od uzębienia mlecznego do uzębienia stałego
Bazy twarde przezroczyste z zawiasami - zęby osadzone na stałe z korzeniami

Pedodontic model, Five years old
Deciduous teeth with embryos, Shows healthy pulp canal

Model pedodontyczny, wiek 5 lat
Uzębienie mleczne z ząbkami, zdrowa miazga



Fig. RD-021

DT.1180.01 Transparent / Przezroczysty

Pedodontic model, Seven years old
Mixed dentition, Shows healthy pulp canal

Model pedodontyczny, wiek 7 lat
Uzębienie mieszane, zdrowa miazga



Fig. RD-022

DT.1180.02 Transparent / Przezroczysty

Pedodontic model, Ten years old
Mixed dentition, Shows healthy pulp canal

Model pedodontyczny, wiek 10 lat
Uzębienie mieszane, zdrowa miazga



Fig. RD-023

DT.1180.03 Transparent / Przezroczysty

Pedodontic model, Eleven years old
Permanent dentition

Model pedodontyczny, wiek 11 lat
Uzębienie stałe



Fig. RD-024

DT.1180.04 Transparent / Przezroczysty

Pedodontic model, Twelve years old
Permanent dentition with windows

Model pedodontyczny, wiek 12 lat
Uzębienie stałe z brakami



Fig. RD-025

DT.1180.05 Transparent / Przezroczysty

Pedodontic model, Twelve years old
Permanent dentition without windows

Model pedodontyczny, wiek 12 lat
Uzębienie stałe bez braków



Fig. RD-026

DT.1180.06 Transparent / Przezroczysty



Real-Series Pedodontics Models

Combination model 'Five-Ten'

Deciduous teeth of five years old on right side and of ten years old on left
Teeth with roots - Healthy pulp canals - Rigid bases - Articulated

Model pedodontyczny wiek 5 lat / wiek 10 lat

Prawa strona modelu przedstawia zęby mleczne 5 latka, lewa strona zęby 10 latka
Zęby z korzeniami - zdrowa miazga - bazy twarde z zawiasami



Fig. RD-028

DT.1180.08 Transparent / Przezroczysty

Combination model 'Five-Adult'

Deciduous teeth of five years old on right side and Permanent Dentition on left
Teeth with roots - Healthy pulp canals - Rigid bases - Articulated

Model pedodontyczny wiek 5 lat / dorosły

Prawa strona modelu przedstawia zęby mleczne 5 latka, lewa strona stałe uzębienie dorosłego. Zęby z korzeniami - zdrowa miazga - bazy twarde z zawiasami



Fig. RD-027

DT.1180.07 Transparent / Przezroczysty

Natural Deciduous Teeth Storage Model

Interesting way to store fallen Deciduous teeth
Teeth can be fitted with glue

Model do przechowywania zębów mlecznych

Interesujący sposób przechowywania zębów mlecznych
Zęby można włożyć i przykleić w modelu



Fig. RD-029

DT.1185.00 Transparent / Przezroczysty

Model's display and storage box with cover

Pudełko do przechowywania modeli z przykrywką



DT.9990.01 Empty / Bez modeli

Big toothbrush

for demonstration of brushing technique

Szczotka do zębów duża

do demonstracji technik szczotkowania



DT.9995.01 35 cm long / długość 35 cm

STAR SMILEZ®

SMILECARE MADE FUN!®

StarSmilez® have served dental professionals and parents alike since 1990. Our purpose is to improve the lives of others as an advocate for great oral health. Through our innovative products we impact millions of smiles worldwide. We support humanitarian programs around the world that share our perspective and strive to infuse our products with creativeness, quality, and uniqueness.

Od 1990 roku pluszaki Star Smilez® są doskonałą pomocą edukacyjną dla dzieci wykorzystywaną zarówno przez stomatologów jak i rodziców. Pragniemy ulepszać życie innych promując higienę jamy ustnej. Nasze innowacyjne produkty wywołują uśmiech na twarzy milionów dzieci na świecie. Wspieramy programy humanitarne, które podzielają naszą filozofię i sięgają po nasze wyjątkowe pluszaki, aby uczyć najmłodszych jak prawidłowo dbać o zęby, by mieć piękny i zdrowy uśmiech.

Star Smilez® Large

Grand sized plush puppets easily articulated through a rear hand entry area
Durable twice life-size dentition is fully flossible with gingival crevices
Built-in water-squirler to demonstrate suction and entertain audiences
Velcro closure to hold a toothbrush
Removable Velcro tongue
300 cm oversize toothbrush
Treated for stain resistance and surface washable

Wielkie pluszowe pacynki, które można poruszać ręką
Posiadają uzębienie 2 razy większe od naturalnych zębów ludzkich, możliwość demonstracji techniki nitkowania
Wbudowany rozpylacz wody dla demonstracji zasysania oraz zabawienia pacjenta
Zamknięcie na rzep utrzymuje szczoteczkę
Posiadają wyjmowany język mocowany na rzep
Zawierają dużą szczotkę do zębów o długości 30 cm
Odporne na plamy, nadają się do prania

Star Smilez® Small

Compact plush designs for easy handling and storage
1/2 life-size dentition with 4 flossible locations
Bendable arms to hold a toothbrush, instrument, business card, etc
Includes one children's toothbrush
And one Star Smilez® Plush Brush
Treated for stain resistance and surface washable

Zajmują mało miejsca co ułatwia ich przechowywanie i przenoszenie
Posiadają uzębienie 1/2 wielkości naturalnych zębów ludzkich, możliwość demonstracji techniki nitkowania w 4 miejscach
Zginające się ramiona utrzymują szczoteczkę, narzędzie, wizytówkę etc.
Zawierają 1 szczoteczkę dla dzieci
Zawierają 1 pluszową szczoteczkę Star Smilez®
Odporne na plamy, nadają się do prania
Uwaga: Modele małe nie są pacynkami





Teaching aids
Pomoce Dydaktyczne

STAR SMILEZ[®] SMILECARE MADE FUN![®]

Large - Twice life-size dentition

Duże - z uzębieniem 2 razy większym od naturalnych zębów ludzkich

Wysokość 40-60 cm

Includes 1 large toothbrush

Zawierają 1 dużą szczotkę do zębów



Al E Gator
PA400
Aligator



Ollie Z Mutt
PD700
Pies



Magi Dragon
PDR1100
Smok



STAR SMILEZ[®]

SMILECARE MADE FUN![®]

Small - Half Life-Size Dentition

Małe - z uzębieniem 1/2 wielkości naturalnych zębów ludzkich

Note: Small models are not puppets / Uwaga: Modele małe nie są pacynkami

Include 1 children and 1 plush toothbrush

Zawierają 1 szczoteczkę do zębów dla dzieci oraz 1 pluszową szczoteczkę

Wysokość 25 cm



NEW



Farley Flossisaurus
SF500
Dinozaur



Tango Tiger
ST500
Tygrys



Cubby Bear
SB500
Niedźwiedź



Lil Magi Dragon
PPD300
Smok



Lil Ollie Z Mutt
SO500
Pies



Rasta Lion
PPL301
Lew



Allie Gator
PPA200
Krokodyl



Fin Z Fish
PPC200
Ryba



STAR SMILEZ

SMILECARE MADE FUN!®

Large - Twice life-size dentition
Duże - z uzębieniem 2 razy większym od naturalnych zębów ludzkich



Orthodontic StarSmilez
Pluszak duży z zamkami orto

Wysokość 40-60 cm

Includes 1 large toothbrush
Zawierają 1 dużą szczotkę do zębów



Ollie Z Mutt
ORZ-PD700
Pies



Mojo Monkey
ORZ-PC1000
Małpa



Farley Flossisaurus
ORZ-PF901
Dinozaur

Large demonstration models and toothbrush / Modele pokazowe duże i szczotka do zębów

Twice life size / 2 razy większy od naturalnych zębów ludzkich

Unbreakable / Nielamiący się

Flossible / Odpowiedni do demonstracji techniki nitkowania



TP100X
75 x 90 x 90 mm



BR701
300 mm



DT.9999.00



Children toothbrushes
Szczoteczki do zębów dla dzieci



DH.2102.00
Ladybug toothbrush
Szczoteczka dla dzieci biedronka

Children toothbrushes flashing
Szczoteczki dla dzieci świecące



DH.2101.00
Szczoteczka z timerem czasu mycia. Po włączeniu szczoteczka świeci się przez 2 minuty przez dzieci. Trwałość baterii określana jest na 3 miesiące

Children toothbrushes with suction cup
Szczoteczki do zębów dla dzieci w kropki z przyssawką



DH.2103.00
Suction cup toothbrush
Szczoteczka dla dzieci w kropki

Children toothbrushes flashing liquid
Szczoteczki dla dzieci świecące z brokatem



DH.2100.00
Szczoteczka z timerem czasu mycia. Po włączeniu szczoteczka świeci się przez 2 minuty przez dzieci. Trwałość baterii określana jest na 3 miesiące



Hand mirror for patient
Lusterko w kształcie zęba



ZP.151.010

ZP.151.020

ZP.151.030


ZP.151.040

Denture boxes for milk teeth
Pudełeczka na zęby mleczne



ZP.110.000

Pack of 20 pieces (4 of each color)
Opak. 20 szt. (po 4 szt. z każdego koloru)



ZP.111.000

Pack of 20 pieces
Opak. 20 szt.



Key rings
Breluczki do kluczy



ZP.130.000
Pack of 6 pieces
Opak. 6 szt.



ZP.130.001
Pack of 6 pieces
Opak. 6 szt.



ZP.131.000
Pack of 6 pieces
Opak. 6 szt.



ZP.132.000
Pack of 6 pieces
Opak. 6 szt.



ZP.132.001
Each / Szt



ZP.132.002
Each / Szt



ZP.132.003
Each / Szt



ZP.132.004
Each / Szt



ZP.132.005
Each / Szt



ZP.132.006
Each / Szt



ZP.132.007
Each / Szt



ZP.132.008
Each / Szt



ZP.132.009
Each / Szt



Key rings
Breloczki do kluczy



ZP.135.010



ZP.135.020



ZP.135.030



ZP.135.040

Smilez - Stickers
Nalepki Smilez



ST-200
Roll of 100
Rolka zawiera 100 szt.

Key rings
Breloczki do kluczy



ZP.135.050
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Tooth brush holders single
Uchwyty na szczoteczkę do zębów



ZP.150.001
Kitty / Kolec



ZP.150.002
Bunny / Królik




ZP.150.003
Frog / Żaba



ZP.150.004
Cow / Krowa

D₁₆

Photography and X-Ray / Akcesoria do zdjęć RTG






Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnątrzustne

Made of stainless steel
Wykonane ze stali nierdzewnej



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie





Intraoral photographic mirrors
Fotograficzne lusterka wewnętrzne




Double sided front surface
No double reflection
Chromium coated glass
Provides sharp images

Dwustronne, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Szkło, pokryte chromem
Zapewnia wyraźny obraz





Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.470.030
Palatal-Adult
Podniebienne dla dorosłych

DD.470.031
Palatal-Adult Large
Podniebienne dla dorosłych - Duże

DD.470.040
Palatal-Child
Podniebienne dla dzieci



DD.470.011
Buccal - Small
Policzkowe-Male

DD.470.010
Buccal
Policzkowe

DD.470.020
Lingual
Językowe

DD.470.021
Lingual - Large
Językowe-Duże

DD.470.000

Set of 7 mirrors and 1 handle:
Zestaw zawiera 7 lusterek i 1 uchwyt:
1 x DD.470.010
1 x DD.470.011
1 x DD.470.020
1 x DD.470.021
1 x DD.470.030
1 x DD.470.031
1 x DD.470.040
1 x DD.472.000

Large mirrors with handle
Duże lusterka z uchwytem



DD.471.010 Ø 38mm
DD.471.020 Ø 50mm

For intraoral photography
Bendable at any angle
Chrome front surface
No double reflection
Autoclavable

Do zdjęć wewnątrzustnych
Wygina się pod każdym kątem
Pokryte chromem, przedniopowierzchniowe
Brak efektu 'podwójnego odbicia'
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Sterilization cassette for photographic mirrors
Kaseta do sterylizacji lusterek fotograficznych



DZ.085.090

Suitable for all Intraoral photographic mirrors
Odpowiednia do wszystkich
typów lusterek fotograficznych



Contrastors / Kontrastory



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.476.010
Anterior-Small
Mały - do zębów przednich



DD.476.020
Anterior-Large
Duży - do zębów przednich



DD.475.050
Anterior
Do zębów przednich



DD.475.060
Posterior
Do zębów tylnych



DD.475.070
Occlusal-Small
Mały - do zgryzu



DD.475.080
Occlusal-Medium
Średni - do zgryzu



DD.475.090
Occlusal-Large
Duży - do zgryzu

Soft contrastors / Soft kontrastory



DD.476.060
Anterior
Do zębów przednich



DD.476.070
Occlusal
Do zgryzu



Photo cheek and lip retractors
Rozwieraki policzkowe do ust i zdjęć



DS.435.010B
Simplex
105 mm



DS.435.000B
Simplex 1/2 CUT
105 mm
Pair (Left and Right)
Ends trimmed for easier occlusal view



DS.435.020B
Simplex-Falcon
110 mm



DS.435.030B
Simplex-Falcon
170 mm
V-Shape, excellent for
pulling back the cheek



DS.437.010B
Falcon
170 mm
Lip retractor, excellent
for occlusal photos



DS.435.010
Simplex
105 mm



DS.435.000
Simplex 1/2 CUT
105 mm
Pair (Left and Right)
Ends trimmed for easier occlusal view



DS.435.020
Simplex-Falcon
110 mm



DS.435.030
Simplex-Falcon
170 mm
V-Shape, excellent for
pulling back the cheek



DS.437.010
Falcon
170 mm
Lip retractor, excellent
for occlusal photos



Photo cheek retractors
Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Black / Czarny



Small / Mały
DS.434.040

Black / Czarny



Large / Duży
DS.434.030



Black / Czarny



Small / Mały
DS.434.070

Black / Czarny



Large / Duży
DS.434.080

Transparent / Przezroczysty



Small / Mały
DS.434.050

Transparent / Przezroczysty



Large / Duży
DS.434.060



Transparent / Przezroczysty



Small / Mały
DS.434.090

Transparent / Przezroczysty



Large / Duży
DS.434.100


Handle for photographic mirrors
Uchwyt do lusterka fotograficznego



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Designed by
Zaprojektowany przez
FALCON



Aluminium / Aluminiowe



DD.472.010
Silver



DD.472.020
Black



DD.472.030
Green



DD.472.040
Pink



Photo cheek retractors
Rozwieraki do zdjęć



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



152mm
Small / Mały
DS.434.010A



165mm
Large / Duży
DS.434.020A




X-Ray Positioners / Pozycjonery do wykonywania zdjęć RTG

Parallelism Technique / Technika cyfrową

- Better Diagnosis, Less Distortion, Avoids Repetitions
- Eliminują błędy i nakładanie się struktur na zdjęciu rtg, a tym samym konieczność powtarzania zdjęć.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



X-ray positioners mini kits / Mini zestawy pozycjonerów do wykonywania zdjęć RTG



DD.1201.00
Anterior / Do zdjęć zębowych przednich



Contents / Zestaw zawiera:
1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
1 x Film holder / Zagryzak



DD.1201.02
Aiming ring / Pierścień centrujący

DD.1201.01
Film holder / Zagryzak



DD.1201.03
Indicator arm / Pręt mocujący



DD.1202.00
Posterior / Do zdjęć zębowych bocznych




Contents / Zestaw zawiera:
1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
1 x Film holder / Zagryzak



DD.1202.02
Aiming ring / Pierścień centrujący

DD.1202.01
Film holder / Zagryzak



DD.1202.03
Indicator arm / Pręt mocujący



DD.1203.00
Bite-Wing / Do zdjęć skrzydłowo-zgryzowych



Contents / Zestaw zawiera:
1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
1 x Film holder / Zagryzak



DD.1203.02
Aiming ring / Pierścień centrujący

DD.1203.01
Film holder / Zagryzak



DD.1203.03
Indicator arm / Pręt mocujący



X-ray positioners mini kit, Endo / Mini zestaw pozycjonerów do zdjęć endodontycznych



DD.1206.00
Contenta / Zawiera:
1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
1 x Film holder / Zagryzak



DD.1206.02
Aiming ring / Pierścień centrujący



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DD.1206.03
Indicator arm / Pręt mocujący



DD.1206.01
Film holder / Zagryzak

X-Ray Positioners Set
Zestaw pozycjonerów do wykonywania zdjęć RTG



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Anterior / Do zębów przednich

Posterior / Do zębów bocznych

Bite-Wing / Do zgryzu

Endo / Do zdjęć endodontycznych



DD.1200.00
Contents / Zestaw zawiera:
2 x Indicator arms / Pręty mocujące
2 x Aiming rings / Pierścienie centrujące
6 x Film holders / Zagryzaków



2 x Indicator arms / Pręty mocujące
2 x Aiming rings / Pierścienie centrujące
10 x Film holders / Zagryzaków



1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
4 x Film holders / Zagryzaki



1 x Indicator arm / Pręt mocujący
1 x Aiming ring / Pierścień centrujący
4 x Film holders / Zagryzaki

X-Ray accessories
Akcesoria do zdjęć RTG



DZ.9000.04
Black for X-ray protection
Okulary czarne, chroniące
przed promieniami RTG



DZ.970.010
X-Ray clip
Klips do zdjęć



Fig. 10
DZ.972.100
X-Ray hanger 10 clips
Wieszak do zdjęć 10 uchwytów



Fig. 14
DZ.972.140
X-Ray hanger 14 clips
Wieszak do zdjęć 14 uchwytów



X-Ray protective aprons Fartuchy ochronne jednostronne stomatologiczne

A series of products designed to protect against radiation has been designed to combine comfort and uncompromised protection against secondary radiation. Made of lightweight, flexible and multi-lead rubber providing excellent performance.

Seria produktów służących zabezpieczeniu przed promieniowaniem została zaprojektowana, aby pogodzić wygodę i bezkompromisową ochronę przed promieniowaniem wtórnym. Wykonane zostały z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy ołowiowej zapewniającej doskonałościwości użytkowe.

Typ: JA (STANDARD) – zabezpiecza przód, boki i łopatkę użytkownika. Do części okrywających łopatkę doszyte są taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi, służące do zapinania fartucha w pasie.

Typ: DS (PŁASZCZ) – posiada poduszki łagodzące nacisk na barki i wygodne zapięcie typu rzep. Fartuch zapinany jest "na zakładkę".

Typ: DO (PONCHO) – posiada poduszki łagodzące nacisk na barki i zapięcie na bokach w postaci taśm z klamrami zatrzaskowymi.



Type / Typ: JA (STANDARD)



Type / Typ: DS (PŁASZCZ)



Type / Typ: DO (PONCHO)

Size / Rozmiar

Lightweight – 0.25 mm Pb on all surface / Lekkie – 0.25 mm Pb na całej powierzchni

Mały 42 x 50 cm, 3 do 5 lat
Średni 46 x 60 cm, 6 do 8 lat
Duży 50 x 70 cm, 9 do 12 lat

DD.1310.01
DD.1310.02
DD.1310.03

DD.1310.10
DD.1310.11
DD.1310.12

DD.1310.19
DD.1310.20
DD.1310.21

Size / Rozmiar

Heavy – 0.35 mm Pb on all surface / Ciężkie – 0.35 mm Pb na całej powierzchni

Mały 42 x 50 cm, 3 do 5 lat
Średni 46 x 60 cm, 6 do 8 lat
Duży 50 x 70 cm, 9 do 12 lat

DD.1310.04
DD.1310.05
DD.1310.06

DD.1310.13
DD.1310.14
DD.1310.15

DD.1310.22
DD.1310.23
DD.1310.24

Size / Rozmiar

Heavy – 0.50 mm Pb on all surface / Ciężkie – 0.50 mm Pb na całej powierzchni

Mały 42 x 50 cm, 3 do 5 lat
Średni 46 x 60 cm, 6 do 8 lat
Duży 50 x 70 cm, 9 do 12 lat

DD.1310.07
DD.1310.08
DD.1310.09

DD.1310.16
DD.1310.17
DD.1310.18

DD.1310.25
DD.1310.26
DD.1310.27

Colors available:
Dostępne kolory:



Attention: All aprons are made to order. Delivery time 2 weeks.

Uwaga: Fartuchy szyte na zamówienie. Czas oczekiwania około 2 tygodni.

Typ: ST (STANDARD)
– zabezpiecza przód i barki użytkownika.



Type / Typ: ST (Standard)

Typ: SK (Z OŚLONĄ TARCZYCY)
– zabezpiecza przód, barki i tarczycę użytkownika.



Type / Typ: SK (With thyroid collar)

Typ: SP (PANTOMOGRAFICZNY)
– zabezpieczają przód, barki i kręgosłup użytkownika.



Type / Typ: SP (Panoramic)

Size / Rozmiar

Lightweight – 0.25 mm Pb on all surface / Lekkie – 0.25 mm Pb na całej powierzchni

50 x 80 cm
40 x 60 cm

DD.1360.01
DD.1360.02

DD.1365.01
DD.1365.02

DD.1370.01
DD.1370.03

Size / Rozmiar

Heavy – 0.35 mm Pb in front and 0.25 mm on other parts / Ciężkie – 0.35mm Pb z przodu i 0.25 mm pozostałych częściach

50 x 80 cm
40 x 60 cm

DD.1360.03
DD.1360.04

DD.1365.03
DD.1365.04

DD.1370.03
DD.1370.04

Size / Rozmiar

Heavy – 0.50 mm Pb in front and 0.25 mm on other parts / Ciężkie – 0.50mm Pb z przodu i 0.25 mm pozostałych częściach

50 x 80 cm
40 x 60 cm

DD.1360.05
DD.1360.06

DD.1365.05
DD.1365.06

DD.1370.05
DD.1370.06

Colors available:
Dostępne kolory:



Attention: All aprons are made to order. Delivery time 2 weeks.

Uwaga: Fartuchy szyte na zamówienie. Czas oczekiwania około 2 tygodni.



Zapytaj o cenę

Thyroid protection collar Kołnier ochronny

Typ: AT – chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep". Dostępna w trzech rozmiarach S (prosta), M (śliniak 8 cm), L (śliniak 12 cm) oraz równoważnikach Pb (0,35 mm; 0,50 mm)



Small / Mały



Medium / Średni



Large / Duży

Heavy – 0.35 mm Pb on all surface / Ciężkie – 0.35 mm Pb na całej powierzchni

Code / Kod DD.1312.01

DD.1312.03

DD.1312.05

Heavy – 0.50 mm Pb on all surface / Ciężkie – 0.50 mm Pb na całej powierzchni

Code / Kod DD.1312.02

DD.1312.04

DD.1312.06

Colors available:
Dostępne kolory:



Attention: All Thyroid protection collar are made to order. Delivery time 2 weeks.
Uwaga: Kołnier ochronny szyte na zamówienie. Czas oczekiwania około 2 tygodni.

X-Ray Illuminators Negataskopy



PANORAM-01
DQ.8000.01

Screen size: 285 x 155 mm
Dimensions: 358 x 172 x 65 mm
X-Ray film viewer for pantomograms
Desktop or wall mounted

Wymiar ekranu: 285 x 155 mm
Wymiar negataskopu: 358 x 172 x 65 mm
Do zdjęć pantomograficznych
Stojący lub wiszący




CEFALOM-01
DQ.8010.01

Screen size: 240 x 300 mm
Dimensions: 370 x 330 x 70 mm
X-Ray film viewer for cephalograms
Desktop

Wymiar ekranu: 240 x 300 mm
Wymiar negataskopu: 370 x 330 x 70 mm
Do zdjęć cefalometrycznych
Stojący

D₁₇

Sterilization and Sundries / Sterylizacja i Inne





Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Containers Mini Kontenery Mini



285 x 135 x 35 mm



285 x 135 x 60 mm

Perforated lid + non perforated bottom
Perforowana pokrywa + nieperforowana wanna

Perforated lid + perforated bottom
Perforowana pokrywa + perforowana wanna

Perforated lid + non perforated bottom
Perforowana pokrywa + nieperforowana wanna

Perforated lid + perforated bottom
Perforowana pokrywa + perforowana wanna

SS.500.010 ■ Black / Czarny
SS.500.020 ■ Blue / Niebieski
SS.500.030 ■ Golden / Złoty
SS.500.040 ■ Green / Zielony
SS.500.050 ■ Red / Czerwony
SS.500.060 ■ Silver / Srebrny

SS.503.010 ■ Black / Czarny
SS.503.020 ■ Blue / Niebieski
SS.503.030 ■ Golden / Złoty
SS.503.040 ■ Green / Zielony
SS.503.050 ■ Red / Czerwony
SS.503.060 ■ Silver / Srebrny

SS.501.010 ■ Black / Czarny
SS.501.020 ■ Blue / Niebieski
SS.501.030 ■ Golden / Złoty
SS.501.040 ■ Green / Zielony
SS.501.050 ■ Red / Czerwony
SS.501.060 ■ Silver / Srebrny

SS.504.010 ■ Black / Czarny
SS.504.020 ■ Blue / Niebieski
SS.504.030 ■ Golden / Złoty
SS.504.040 ■ Green / Zielony
SS.504.050 ■ Red / Czerwony
SS.504.060 ■ Silver / Srebrny

Containers dental perforated Kontenery stomatologiczne perforowane



SS.512.060
285 x 185 x 130 mm



SS.511.060
285 x 185 x 65 mm



SS.510.060
285 x 185 x 45 mm



Drape retainers Ramki zaciskowe do serwet

SS.612.280
for mini containers
do kontenerów mini
280x125 mm

SS.612.310
for dental containers
do kontenerów stomatologicznych
310 x 190 mm

Cotton drapes Serwety bawełniane



SS.670.600
600 x 400 mm

SS.670.650
650 x 650 mm

SS.670.850
850 x 850 mm

Disposable paper filters for containers Jednorazowe filtry papierowe do kontenerów



SS.672.010
for mini containers / do kontenerów mini
Pack of 200 pieces / Opak. 200 szt.

SS.672.020
for dental containers / do kontenerów stomatologicznych
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Disposable labels with steam indicators Jednorazowe identyfikatory procesu sterylizacji



SS.675.010
for mini and dental containers
do kontenerów mini i stomatologicznych
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji

TWIST-LOCK

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji z zamkiem

Secure lock to avoid accidental opening. Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves.
Posiadają bezpieczny zamek aby uniknąć przypadkowego otwarcia. Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów, autoklawów.

TWIST-LOCK
Rotate to open
Obróć aby otworzyć



Maxi
DZ.086.030 Blue / Niebieska
DZ.086.033 Green / Zielona
DZ.086.035 Red / Czerwona
DZ.086.039 Yellow / Żółta
Stainless Steel for 20 instruments
Stal nierdzewna na 20 instrumentów
288 x 182 x 34 mm



Midi
DZ.086.020 Blue / Niebieska
DZ.086.023 Green / Zielona
DZ.086.025 Red / Czerwona
DZ.086.029 Yellow / Żółta
Stainless Steel for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
182 x 144 x 34 mm



Mini
DZ.086.010 Blue / Niebieska
DZ.086.013 Green / Zielona
DZ.086.015 Red / Czerwona
DZ.086.019 Yellow / Żółta
Stainless Steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
182 x 72 x 34 mm

Petite

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji

Slim and small design, ideal for diagnostic or other small sets. Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves (can be placed in pouches).

Wąskie i niskie, odpowiednie do sterylizacji zestawów diagnostycznych i innych małych zestawów. Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów, autoklawów (mieszczą się w torebki do sterylizacji).



DZ.094.000
Stainless steel for 3 instruments
Stal nierdzewna na 3 instrumenty
180 x 60 x 15 mm



DZ.095.000
Stainless steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
180 x 80 x 15 mm

Mesh

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji



DZ.088.010 Blue / Niebieska
DZ.088.013 Green / Zielona
DZ.088.015 Red / Czerwona
DZ.088.019 Yellow / Żółta
Stainless Steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
200 x 80 x 35 mm

DZ.088.020 Blue / Niebieska
DZ.088.023 Green / Zielona
DZ.088.025 Red / Czerwona
DZ.088.029 Yellow / Żółta
Stainless Steel for 7 instruments
Stal nierdzewna na 7 instrumentów
200 x 105 x 35 mm



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji



Mini

- DZ.085.010 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.013 ■ Green/Zielona
- DZ.085.015 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.019 ■ Yellow/Żółta

Stainless Steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
180 x 60 x 22mm



Midi

- DZ.085.020 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.023 ■ Green/Zielona
- DZ.085.025 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.029 ■ Yellow/Żółta

Stainless Steel for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
180 x 125 x 22 mm



Maxi

- DZ.085.030 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.033 ■ Green/Zielona
- DZ.085.035 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.039 ■ Yellow/Żółta

Stainless Steel for 20 instruments
Stal nierdzewna na 20 instrumentów
245 x 180 x 25 mm




Spare silicone inserts / Silikonowa wkładka do kasetki



Mini

DZ.085.010B Blue/Niebieska



Midi

DZ.085.020B Blue/Niebieska



Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Mini
DZ.095.010
Stainless Steel, for 7 instruments
Stal nierdzewna na 7 instrumentów
185 x 100 x 15mm



Midi
DZ.095.020
Stainless Steel, for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
185 x 140 x 15mm



Midi
DZ.092.080
Stainless Steel, for 8 instruments
Stal nierdzewna na 8 instrumentów
185 x 160 x 25mm

Plastic cassettes and trays / Tacki i kasetki plastikowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.084.010 Blue / Niebieska
DZ.084.020 Green / Zielona
DZ.084.030 Orange / Pomarańczowa
DZ.084.040 Red / Czerwona
DZ.084.050 White / Biała
DZ.084.060 Yellow / Żółta
185 x 100 x 20 mm



DZ.083.010 Blue / Niebieska
DZ.083.020 Green / Zielona
DZ.083.030 Orange / Pomarańczowa
DZ.083.040 Red / Czerwona
DZ.083.050 White / Biała
DZ.083.060 Yellow / Żółta
205 x 50 x 45 mm



DZ.390.010 Blue / Niebieska
DZ.390.020 Green / Zielona
DZ.390.030 Lavender / Lawendowa
DZ.390.050 White / Biała
DZ.390.060 Yellow / Żółta
DZ.390.070 Light blue / Jasnoniebieska
240 x 165 x 20 mm




DZ.391.010 Blue / Niebieska
DZ.391.020 Green / Zielona
DZ.391.030 Lavender / Lawendowa
DZ.391.040 White / Biała
DZ.391.050 Pink / Różowa
340 x 245 x 20 mm



DZ.390.000S
for 6 trays / na 6 tackek
280 x 170 x 290mm
Instruments trays rack +
6 plastic trays size 240 x 165 x 20mm
Stojak na tacki plastikowe +
6 tackek plastikowe roz 240 x 165 x 20mm



Maxi aluminum trays and accessories / Tacki aluminiowe maxi i akcesoria



Perforated trays / Tacki perforowane

DZ.400.010 Blue/Niebieskie
DZ.400.020 Golden/Złote
DZ.400.030 Green/Zielone
DZ.400.040 Red/Czerwone
DZ.400.050 Silver/Srebrne
284 x 183 x 17mm




Solid trays / Tacki nieperforowane

DZ.401.010 Blue/Niebieskie
DZ.401.020 Golden/Złote
DZ.401.030 Green/Zielone
DZ.401.040 Red/Czerwone
DZ.401.050 Silver/Srebrne
284 x 183 x 17mm

Perforated cover / Przykrywka perforowana

DZ.402.010 Silver/Srebrna
288 x 187 x 29 mm



Solid cover / Przykrywka nieperforowana

DZ.402.020 Silver/Srebrna
288 x 187 x 29 mm



Instrument trays rack / Stojak na tacki maxi



DZ.435.020
295 x 190 x 270mm

for 6 maxi trays
na 6 łatek

**Racks for instruments
Przegródkki na instrumenty**




DZ.430.070
for 15 instruments
na 15 instrumentów

DZ.430.071
for 17 instruments
na 17 instrumentów

DZ.430.080
for 23 instruments
na 23 instrumenty

Midi aluminum trays and accessories / Tacki aluminiowe midi i akcesoria



Perforated trays / Tacki perforowane

DZ.405.010 Blue/Niebieskie
DZ.405.020 Golden/Złote
DZ.405.030 Green/Zielone
DZ.405.040 Red/Czerwone
DZ.405.050 Silver/Srebrne
183 x 140 x 17mm



Solid trays / Tacki nieperforowane

DZ.406.010 Blue/Niebieskie
DZ.406.020 Golden/Złote
DZ.406.030 Green/Zielone
DZ.406.040 Red/Czerwone
DZ.406.050 Silver/Srebrne
183 x 140 x 17mm

Perforated cover / Przykrywka perforowana

DZ.407.010 Silver/Srebrna
187 x 145 x 25 mm



Solid cover / Przykrywka nieperforowana

DZ.407.020 Silver/Srebrna
187 x 145 x 25 mm



Instrument trays rack / Stojak na tacki midi



DZ.435.010
150 x 180 x 270mm

for 6 midi trays
na 6 łatek

**Racks for instruments
Przegródkki na instrumenty**



DZ.408.020
for 4 instruments
na 4 instrumenty

DZ.408.010
for 8 instruments
na 8 instrumentów




Mini aluminum trays and accessories
Tacki aluminiowe mini i akcesoria

Solid trays / Tacki nieperforowane

- DZ.410.010 Blue/Niebieskie
- DZ.410.020 Golden/Złote
- DZ.410.030 Green/Zielone
- DZ.410.040 Red/Czerwone
- DZ.410.050 Silver/Srebrne


180 x 100 x 11mm



Solid cover / Przykrywka nieperforowana

- DZ.411.020 Silver/Srebrna

182 x 103 x 13 mm



Instrument box perforated
Pudełko na instrumenty perforowane



DZ.467.000
stainless steel / stal nierdzewna
180 x 90 x 30 mm

Aluminum inserts
Wkładki aluminiowe



Fig. 1
DZ.415.010
49 x 26 x 10mm



Fig. 2
DZ.415.020
49 x 26 x 10mm



Fig. 3
DZ.415.030
59 x 49 x 10mm



Fig. 4
DZ.415.040
59 x 49 x 10mm

Instrument trays stainless steel maxi
Tacki ze stali nierdzewnej maxi



DZ.430.010
Solid cover / Przykrywka nieperforowana
288 x 187 x 29 mm



DZ.430.020
Perforated cover / Przykrywka perforowana
288 x 187 x 29 mm



DZ.430.030
Perforated tray / Tacka perforowana
284 x 183 x 19 mm



DZ.430.040
Solid tray / Tacka nieperforowana
284 x 183 x 19 mm



DZ.430.000
288 x 187 x 40 mm
Complete / Komplet
DZ.430.010
DZ.430.030
DZ.430.070



DZ.431.000
288 x 187 x 40 mm
Complete / Komplet
DZ.430.020
DZ.430.030
DZ.430.070



DZ.432.000
288 x 187 x 40 mm
Complete / Komplet
DZ.430.010
DZ.430.040
DZ.430.070



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Instrument trays stainless steel Tacki na instrumenty ze stali nierdzewnej



Fig. 1
DZ.420.010
185 x 80 x 15mm



Fig. 2
DZ.420.020
190 x 100 x 17mm



Fig. 3
DZ.420.030
190 x 100 x 25mm



Fig. 4
DZ.420.040
190 x 100 x 15mm



Fig. 5
DZ.420.050
190 x 135 x 15mm



DZ.420.031
Cover for DZ.420.030
Przykrywkę do tacki DZ.420.030

Mayo trays perforated Tacki Mayo perforowane



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.400.150	200	150	15
SH.404.150	250	150	15
SH.404.200	250	200	15
SH.407.200	300	200	15
SH.407.250	300	250	15
SH.410.250	350	250	15
SH.413.300	400	300	20
SH.416.350	455	350	20

Mayo trays Tacki Mayo



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.420.150	200	150	15
SH.424.150	250	150	15
SH.424.200	250	200	15
SH.427.200	300	200	15
SH.427.250	300	250	15
SH.430.250	350	250	15
SH.433.300	400	300	20
SH.436.350	455	350	20

Shallow model / Model płytki



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.170.150	200	150	25
SH.174.150	230	150	35
SH.177.200	250	200	35
SH.180.200	300	200	35
SH.180.250	300	250	35
SH.180.300	300	300	35
SH.184.250	350	250	35
SH.188.300	400	300	35
SH.192.350	455	350	35
SH.204.380	610	380	35
SH.205.455	610	455	35

Deep model / Model głęboki



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.220.150	200	150	40
SH.224.150	230	150	50
SH.227.200	250	200	50
SH.230.200	300	200	50
SH.230.250	300	250	50
SH.230.300	300	300	50
SH.234.250	350	250	50
SH.238.300	400	300	50
SH.242.350	455	350	50
SH.254.380	610	380	50
SH.255.455	610	455	50



Instrument trays
Tacki na instrumenty



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.152.075	125	75	25
SH.155.120	150	120	30

Sterilizing drums
Puszki do sterylizacji



Code / Kod	Ø x H mm
SS.852.080	125 x 80
SS.850.125	125 x 125
SS.850.140	140 x 140
SS.850.150	150 x 150
SS.855.150	190 x 150
SS.850.190	190 x 190

Forceps jars
Pojemniki na kleszcze



Code / Kod	Ø x H mm
SH.755.110	50 x 110
SH.755.130	50 x 130
SH.755.150	50 x 150
SH.755.175	50 x 175

Instrument boxes / Pudełka na instrumenty



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.010.050	130	50	30
SH.015.080	165	80	30
SH.020.080	180	80	35
SH.020.090	180	90	35
SH.020.100	180	100	35
SH.025.100	200	100	40
SH.025.115	200	115	50

Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.030.050	130	50	30
SH.035.080	165	80	30
SH.040.080	180	80	35
SH.040.090	180	90	35
SH.040.100	180	100	35
SH.045.100	200	100	40
SH.045.115	200	115	50

Cotton containers / Pojemniki do waty



Code / Kod	Ø x H mm
SH.720.075	75 x 75
SH.720.100	100 x 100
SH.720.125	125 x 125
SH.720.150	150 x 150
SH.720.180	180 x 180
SH.720.200	200 x 200



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.055.100	200	100	40
SH.056.100	200	100	50
SH.056.125	200	125	50
SH.059.125	230	125	60
SH.062.125	250	125	60
SH.062.150	250	150	60
SH.065.150	300	150	60
SH.069.200	505	200	125

Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.075.100	200	100	40
SH.076.100	200	100	50
SH.076.125	200	125	50
SH.079.125	230	125	60
SH.082.125	250	125	60
SH.082.150	250	150	60
SH.085.150	300	150	60
SH.089.200	505	200	125



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Trays kidney shape, standard
Tacki nerki standard



Plastic
Plastikowa

Tray only Tacka	Lid only Pokrywa	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	Code / Kod	
SH.570.150	SH.571.150	150
SH.570.180	SH.571.180	180
SH.570.200	SH.571.200	200
SH.570.250	SH.571.250	250
SH.570.300	SH.571.300	300

Tray only Tacka	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	
SH.575.170	170
SH.575.250	250
SH.575.275	275

Tray only Tacka	Size / Rozmiar mm
Code / Kod	
SH.572.200	200
SH.572.280	280

Needle cases / Pudełka na igły



SS.830.000
Complete / Komplet



SS.832.010
65 x 42 x 8 mm



SS.834.010
150 x 90 x 10 mm

Petri dish / Płytki Petri'ego



Code / Kod	Size / Rozmiar mm
LW.061.040	ø40x12mm
LW.061.060	ø60x15mm
LW.061.080	ø80x15mm
LW.061.090	ø90x15mm
LW.061.100	ø100x15mm

Disinfectant tub Wanienka do dezynfekcji



Code / Kod	Outer size Roz. zewnętrzne	Inner size Roz. wewnętrzne	Pojemność
DZ.1100.01	220 x 150 x 85mm	150 x 125 x 70mm	1L
DZ.1100.02	315 x 206 x 125mm	260 x 175 x 100mm	3L
DZ.1100.03	394 x 260 x 155mm	320 x 215 x 145mm	5L
DZ.1100.04	496 x 328 x 195mm	400 x 270 x 185mm	10L



Bowls type I / Miseczki typ I



Gallipot

Without lid
Bez pokrywki

Code / Kod		Ø mm	H mm
SH.600.010	1 oz	54	29
SH.600.020	2 oz	64	35
SH.600.030	3 oz	70	40
SH.600.040	4 oz	76	44
SH.600.060	6 oz	85	49
SH.600.080	8 oz	90	50
SH.600.090	9 oz	95	57
SH.600.120	12 oz	105	64

(1 oz = 28 ml)

Bowls type II / Miseczki typ II



Lotion

Without lid
Bez pokrywki

Code / Kod	Ø mm
SH.606.040	40
SH.606.060	60
SH.606.080	80
SH.606.090	90
SH.606.100	100
SH.606.125	125
SH.606.150	150
SH.606.180	180
SH.606.200	200
SH.606.250	250
SH.606.300	300

Bowls type III / Miseczki typ III



With spout

Code / Kod	Ø mm
SH.610.080	80
SH.610.100	100
SH.610.125	125
SH.610.150	150
SH.610.180	180

Bowls type IV / Miseczki typ IV



Sponge

Code / Kod	Ø mm	H mm
SH.613.105	105	50
SH.613.127	127	60
SH.613.145	145	60
SH.613.165	165	75
SH.613.185	185	85

Bowls type V / Miseczki typ V



Taper style

Code / Kod	Ø mm	H mm
SH.617.080	80	50
SH.617.100	100	55
SH.617.165	165	70
SH.617.175	175	80
SH.617.220	220	95
SH.617.240	240	

**Metal re-usable cups /
Kubek wielorazowy metalowy**



SH.630.020
ø 77x80mm
180ml

**Graduated cups /
Kubki z podziałką**



Code / Kod	ml
SH.650.025	25
SH.650.050	50
SH.650.075	75

**Iodine cups /
Kubki do jodyny**



Code / Kod	oz
SH.640.060	6
SH.640.140	14

(1 oz = 28 ml)

Endometer / Endometr



DZ.580.010
100x40x40mm



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Endo cleaner

Pojemnik do dezynfekcji instrumentów endodontycznych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.572.010



DZ.572.040



DZ.572.020
Pink / Różowe



DZ.572.030
Blue / Niebieski

Spare sponges / Gąbeczki



DZ.572.050
Pack of 48 pieces / Opak. 48 szt.
Ø 50 mm x 8 mm



DZ.572.080
Pack of 48 pieces / Opak. 48 szt.
Ø 65 mm x 8 mm

Endometer Ultima / Endometr Ultima



DZ.573.000

Contents:

1 x Endo-Ruler (laser etched)
10 x Disposable medicament cups
3 x Disposable foams

Zawiera:

1 x Endo-Linijkę (laserowo nacinane wymiary)
10 x Kubków jednorazowych na leki
3 x Gąbeczki jednorazowe

DZ.573.020

Disposable foams (pack of 10 pieces)
Gąbeczki jednorazowe (10 szt.)

Spare / Zapasy

DZ.573.010

Disposable medicament cups (pack of 50 pieces)
Kubki jednorazowe na leki (50 szt.)

Endometer laser etched

Endometr na palec, laserowo nacinane wymiary



DZ.575.010



DZ.575.020

Rotatable, suitable for left or right hand
Rotacyjny na lewą lub prawą rękę



DZ.575.000



DZ.573.021

Disposable foams blue (pack of 50 pieces)
Gąbeczki jednorazowe (50 szt.)



DZ.573.001



Endo tray aluminum with cover

Tacka aluminiowa z przykrywką do instrumentów endo



DZ.555.000
257 x 116 x 16 mm

Endo / Implant tray stainless steel with cover

Tacka ze stali nierdzewnej z przykrywką do instrumentów endo i implantów



DZ.556.000
205 x 100 x 25 mm



Transparent endo files stand
Stojak przezroczysty na pilniki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.564.000 For 10 files / Na 10 pilników

Transparent endo box Mini
Endobox przezroczysty Mini



DZ.564.010
Mini
For 30 files / Na 30 pilników

Transparent endo box Midi
Endobox przezroczysty Midi



DZ.564.020
Midi
For 60 files / Na 60 pilników

Endometer / Endometr



Ø 34x48 mm
DZ.574.010

Aluminum boxes for endodontic instruments / Endoboxy aluminiowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Mini

For 20 files / Na 20 pilników

Blue / Niebieski DZ.561.012
Red / Czerwony DZ.561.015



Mini

For 30 files / Na 30 pilników

Blue / Niebieski DZ.561.110
Red / Czerwony DZ.561.111



Midi

For 60 files / Na 60 pilników

Blue / Niebieski DZ.565.210
Red / Czerwony DZ.565.211



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Aluminum boxes for endodontic instruments / Endoboxy aluminiowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Midi
For 72 files / Na 72 pilników

DZ.565.010
Silver / Srebrny



Midi
For 72 files / Na 72 pilników

DZ.565.050
Red / Czerwony



Midi
For 72 files / Na 72 pilników

DZ.565.040
Blue / Niebieski



DZ.567.010
Midi
For 216 files / Na 216 pilników
125 x 105 x 54mm



DZ.569.010
Maxi
For 360 files / Na 360 pilników
204 x 105 x 54mm

Aluminum boxes for endodontic instruments and gutta percha / Endoboxy i pojemniki na gutaperkę aluminiowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Blue / Niebieski
Red / Czerwony
DZ.565.220
DZ.565.221



Blue / Niebieski
Red / Czerwony
DZ.561.022
DZ.561.025



Blue / Niebieski
Red / Czerwony
DZ.561.120
DZ.561.121



Cotton rolls dispenser
Pojemnik do wałeczków bawełnianych



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.565.060
Silver / Srebrny



DZ.560.010
Silver / Srebrny



DZ.569.020
Maxi
204 x 105 x 54mm

Nest Universal silicone burs stands with cover
Podstawki silikonowe z pokrywką na wiertła i frezy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



60 x 50 x 35 mm



60 x 50 x 60 mm

For 35 FG / RA burs 35mm
Na 35 wiertel FG / RA 35mm

DZ.064.010 Orange / Pomarańczowa
DZ.064.020 Red / Czerwona
DZ.064.030 Yellow / Żółta
DZ.064.040 Lavender / Lawendowa
DZ.064.050 Blue / Niebieska
DZ.064.060 Black / Czarna

For 35 HP burs 55mm
Na 35 wiertel HP 55mm

DZ.064.015 Orange / Pomarańczowa
DZ.064.025 Red / Czerwona
DZ.064.035 Yellow / Żółta
DZ.064.045 Lavender / Lawendowa
DZ.064.055 Blue / Niebieska
DZ.064.065 Black / Czarna





Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Magnetic stand for laboratory burs Magnetyczny stojak na wiertła laboratoryjne



DZ.065.010
Red / Czerwony

Non-autoclavable
Nie można sterylizować w autoklawie


Brass burs stands Podstawki do wiertel z mosiądzu



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.060.010
FG
for 12 burs
na 12 sztuk



DZ.060.020
CA / RA
for 12 burs
na 12 sztuk

Transparent burs box Pojemnik przezroczysty do wiertel



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




DZ.058.020
FG & CA/RA
for 60 burs / na 60 sztuk


Aluminum burs stands Podstawki do wiertel aluminiowe




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.061.010
FG
for 48 burs / na 48 sztuk



DZ.061.020
CA / RA
for 48 burs / na 48 sztuk



DZ.061.030
FG & CA / RA
for 48 burs / na 48 sztuk

Burs disinfecting box stainless steel Pojemnik do dezynfekcji wiertel ze stali nierdzewnej



DZ.051.010
Ø 76 mm x H 35 mm

Burs disinfecting box plastic Pojemnik do dezynfekcji wiertel plastikowy



DZ.050.010
Ø 85 mm x H 70 mm

Mesh burs holder Koszyk na wiertła z uchwytem



DZ.052.010
Ø 35mm x L 150 mm

Bur holding tweezers Penseta do trzymania wiertła



DZ.055.010
165 mm



Aluminum burs stands
Podstawki do wiertel aluminiowe

Aluminum burs stands
Podstawki do wiertel aluminiowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.062.010
FG
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.062.030
FG & CA / RA
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.062.020
CA / RA
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.063.010
FG
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk



DZ.063.020
CA / RA
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk



DZ.063.030
FG & CA / RA
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk

Plastic covers only
Przykrywk plastikowe na podstawki do wiertel

Plastic covers only
Przykrywk plastikowe na podstawki do wiertel



Non-autoclavable
Nie można sterylizować
w autoklawie

60x40x30 mm

DZ.062.000



Non-autoclavable
Nie można sterylizować
w autoklawie

60x50x30 mm

DZ.063.000

Cotton rolls dispenser
Pojemnik do wałeczków bawełnianych

Cotton rolls holder
Trzymadełko do wałeczków

Cotton pellet dispenser
Pojemnik do kulek z waty



DZ.525.010 Blue / Niebieski
DZ.525.020 Green / Zielony
DZ.525.030 Red / Czerwony
DZ.525.040 White / Biały
DZ.525.050 Yellow / Żółty



DZ.530.010



DZ.532.000
40 x 40 x 50 mm



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Cotton dispensers stainless steel
Pojemniki do waty ze stali nierdzewnej



DZ.540.010



DZ.540.020

Cotton waste receiver stainless steel
Pojemnik na zużytą watę ze stali nierdzewnej



DZ.544.010

Cotton dispensers aluminum
Pojemniki do waty aluminiowe



DZ.535.010



DZ.535.020



DZ.535.030



DZ.535.040




DZ.535.050

Bibs dispenser
Pojemnik na serwety



DZ.2510.00
205 x 180 x 135 mm



DZ.2510.01
180 x 140 x 135 mm

Drinking cup dispensers
Pojemniki na kubki



DZ.200.010
Silver / Srebrny



DZ.200.020
White / Biały

85 x 85 x 380 mm - for 70 cups / na 70 kubków

Drinking cup dispenser
Pojemnik na kubki



DZ.201.010

Mocowanie - cylinder Ø 40 mm - Ø 60 mm



Handle for acetate sheets
Ergonomiczny uchwyt do folii



DZ.995.000

Sterilizing forceps
Kleszczyki do sterylizacji



SS.920.200
200mm Collin



SS.907.270
270mm Cheate



SS.920.300
300mm Collin

Towel / Bib chain
Łańcuszek do serwet



DZ.945.020
Metalowy



DZ.945.050
Smile Towel / Bib holder
Łańcuszek gumowy z klipsami w kształcie szczęk



DZ.945.060
z sprężynką



DZ.945.090
White / Biały
z sprężynką



DZ.945.080
Blue / Niebieski
z sprężynką



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Protective glasses (Transparent) Okulary ochronne przezroczyste



DZ.9000.01
Clear, Autoclavable
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.05
Clear, Autoclavable
Anti scratch, Anti fog
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.40
Clear, Autoclavable
Anti scratch, Anti fog
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie

Protective glasses (Colored) Okulary ochronne kolorowe



DZ.9000.10
Clear, Autoclavable
Anti scratch, Anti fog
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.04
Black for X-ray protection
Okulary czarne, chroniące
przed promieniami RTG



DZ.9000.20
Clear, Autoclavable
Anti scratch, Anti fog
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.06
Black for X-ray protection
Okulary czarne, chroniące
przed promieniami RTG



DZ.9000.30
Clear, Autoclavable
Anti scratch, Anti fog
Przeźroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.02
Yellow, for vision enhancement
Autoclavable
Żółte, dla ochrony wzroku
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.03
Orange for use during light curing
Autoclavable
Okulary pomarańczowe do użytku
podczas utwardzania światłem
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FACE VISOR

Frame with disposable face shields

Frame:

- Lightweight, secure and comfortable
- Easy-to-fit and secure face shield attachment
- Re-usable, Autoclavable up to 134° C

Disposable face shields:

- Made of polycarbonate, excellent clarity
- Shaped for improved ventilation and full facial coverage
- Protective film on both sides
- Shields clip easily to the frame
- Single use only, do not autoclave or use alcohol to clean shields



DispoSave
Top Quality @ Fair Price

PRZYLBICA OCHRONNA

Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi

Oprawka:

- Lekka, bezpieczna i wygodna
- Łatwa w montażu, bezpieczne mocowanie osłony foliowej
- Wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie do 134° C



Jednorazowe osłony foliowe antystatyczne:

- Wykonane z poliwęglanu, doskonała przejrzystość
- Wyprofilowane dla lepszej wentylacji i pełnego zakrycia twarzy
- Folia ochronna po obu stronach
- Osłony łatwo przypinają się do oprawki
- Produkt jednorazowego użytku, nie można sterylizować ani czyścić środkami zawierającymi alkohol

MADE IN ITALY



FACE VISOR - Frame with disposable face shields

PRZYLBICA OCHRONNA - Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi



DZ.9010.01

Visor-I frame black + 12 face shields
Visor-I Przyłbica ochronna z czarną oprawką + 12 folii



DZ.9010.02

Visor-I frame blue + 12 face shields
Visor-I Przyłbica ochronna z niebieską oprawką + 12 folii



DZ.9010.03

Visor-I frame green + 12 face shields
Visor-I Przyłbica ochronna z zieloną oprawką + 12 folii



DZ.9010.04

Visor-I frame purple + 12 face shields
Visor-I Przyłbica ochronna z purpurową oprawką + 12 folii



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

FACE VISOR-I - Frame with disposable face shields

PRZYLBICA OCHRONNA-I - Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi



DispoSave
Top Quality @ Fair Price



DZ.9010.05

Visor-I frame white + 12 face shields

Visor-I Przybica ochronna z białą oprawką + 12 folii



DZ.9010.06

Visor-I frame yellow + 12 face shields

Visor-I Przybica ochronna z żółtą oprawką + 12 folii

FACE VISOR-I - Frame only

FACE VISOR-I - Oprawka



DZ.9005.21

Black / Czarna



DZ.9005.22

Blue / Niebieska



DZ.9005.23

Green / Zielona



DZ.9005.24

Purple / Purpurowa



DZ.9005.25

White / Biała



DZ.9005.26


Yellow / Żółta

FACE VISOR - Disposable face shields

PRZYLBICA OCHRONNA - Jednorazowe osłony foliowe antystatyczne

- High clarity polycarbonate shields
- Shaped for improved ventilation and maximum coverage
- Protective film on both sides
- Scratch resistant
- Latex free

- Wysoka przejrzystość, wykonane z poliwęglanu
- Wyprofilowane dla lepszej wentylacji i pełnego zakrycia twarzy
- Folia ochronna po obu stronach
- Odporna na zarysowania
- Nie zawierają lateksu



DZ.9010.12

Pack of 12 pieces

Opak. 12 szt



FACE VISOR

Frame with disposable face shields

Frame:

- Lightweight, secure and comfortable
- Easy-to-fit and secure face shield attachment
- Re-usable, Autoclavable up to 121° C

Disposable face shields:

- Made of polycarbonate, excellent clarity
- Shaped for improved ventilation and full facial coverage
- Protective film on both sides
- Shields clip easily to the frame
- Single use only, do not autoclave or use alcohol to clean shields

PRZYLBICA OCHRONNA

Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi

Oprawka:

- Lekka, bezpieczna i wygodna
- Łatwa w montażu, bezpieczne mocowanie osłony foliowej
- Wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie do 121° C

Jednorazowe osłony foliowe antystatyczne:

- Wykonane z poliwęglanu, doskonała przejrzystość
- Wyprofilowane dla lepszej wentylacji i pełnego zakrycia twarzy
- Folia ochronna po obu stronach
- Osłony łatwo przypinają się do oprawki
- Produkt jednorazowego użytku, nie można sterylizować ani czyścić środkami zawierającymi alkohol

FACE VISOR - Frame with disposable face shields

PRZYLBICA OCHRONNA - Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi



MADE IN ITALY



DZ.9011.01

Visor-II frame black + 12 face shields
Visor-II Przyłbica ochronna z czarną oprawką + 12 folii



DZ.9011.02

Visor-II frame blue + 12 face shields
Visor-II Przyłbica ochronna z niebieską oprawką + 12 folii



DZ.9011.03

Visor-II frame green + 12 face shields
Visor-II Przyłbica ochronna z zieloną oprawką + 12 folii



DZ.9011.04

Visor-II frame pink + 12 face shields
Visor-II Przyłbica ochronna z różową oprawką + 12 folii



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

FACE VISOR - Frame with disposable face shields

PRZYŁBICA OCHRONNA - Oprawka z jednorazowymi osłonami foliowymi antystatycznymi



DispoSave
Top Quality @ Fair Price



DZ.9011.05

Visor-II frame violet + 12 face shields

Visor-II Przyłbica ochronna z fioletową oprawką + 12 folii



DZ.9011.06

Visor-II frame white + 12 face shields

Visor-II Przyłbica ochronna z białą oprawką + 12 folii

FACE VISOR - Frame only
FACE VISOR - Oprawka



DZ.9006.21

Black / Czarna



DZ.9006.22

Blue / Niebieska



DZ.9006.23

Green / Zielona



DZ.9006.24

Pink / Różowa



DZ.9006.25

Purple / Fioletowa



DZ.9006.26


White / Biała

FACE VISOR - Disposable face shields

PRZYŁBICA OCHRONNA - Jednorazowe osłony foliowe antystatyczne

- High clarity polycarbonate shields
- Shaped for improved ventilation and maximum coverage
- Protective film on both sides
- Scratch resistant
- Latex free

- Wysoka przejrzystość, wykonane z poliwęglanu
- Wyprofilowane dla lepszej wentylacji i pełnego zakrycia twarzy
- Folia ochronna po obu stronach
- Odporne na zarysowania
- Nie zawierają lateksu



DZ.9011.12

Pack of 12 pieces

Opak. 12 szt



Protective face shields Przyłbice ochronne

Charakteryzują się lekką konstrukcją oraz wysoką ergonomicznością. Szybka osłony wykonana jest z poliwęglanu i spełnia wymagania polskich i europejskich norm w zakresie parametrów mechanicznych oraz optycznych dla I klasy wykonania. Osłona stomatologiczna OL-75/S znajduje swoje zastosowanie w gabinetach stomatologicznych, placówkach służby zdrowia, lecznicach dla zwierząt oraz wszędzie tam, gdzie higiena jest niezbędnym elementem pracy.



DZ.9004.01
190 mm x 345 mm

FACE VISOR Headband with disposable face shields

HEAD BAND

- Lightweight, secure and comfortable
- One size fits all with adjustable strap
- Easy-to-fit and secure face shield attachment
- Re-usable, Autoclavable up to 121° C



Flips up out of your way when needed, ideal for longer wear.



Can be worn over glasses or loupes.



DZ.9013.12 Refill face shields 12 pieces
250 x 180mm Folie antysłatyczne do przyłbicy 12 szt.



DZ.9013.01
250 x 180mm

Disposable protective face shield Jednorazowa przyłbica ochronna

Each / Sztuka



DZ.9004.04
320 x 220mm

Light protection hand shield Osłona ochronna do lampy polimeryzacyjnej



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.9003.01
125 x 260 x 3mm
Orange / Pomarańczowa

Protective face shields Przyłbice ochronne



DZ.9006.00
Refill face shields 10 pieces
Folie antysłatyczne do przyłbicy 10 szt.



DZ.9006.01
Blue frame + 10 face shields
Przyłbica ochronna niebieska + 10 sztuk folii

Mortar and pestle Moździerz i tłuczek szklane



DZ.9950.00

Magnifying glasses Okulary powiększające



DZ.9020.01 2.5 x
DZ.9020.02 3.5 x

Light, practical and high visual performance, the magnifying lens is indispensable to enhance visualization in direct and/or indirect procedures.

- Ophthalmic lenses with 2.5 or 3.5x magnification.



Ergonomia para o profissional

Glass dappen pots Kieliszki szklane

Each / Sztuka

- DZ.8505.01 Blue / Niebieski
- DZ.8505.02 Clear / Przezroczysty
- DZ.8505.03 Green / Zielony
- DZ.8505.05 Brown / Brązowy





Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Glass medicament bottles Buteleczka szklana na medykamenty

Each / Szuka



DZ.8510.02
Clear / Przezroczysty



DZ.8510.04
Brown / Brązowy



DZ.8510.06
Rose / Różowy



DZ.8510.03
Green / Zielony



DZ.8510.05
Blue / Niebieski



DZ.8510.07
Yellow / Żółty



DZ.8510.00
Glass bottle set with stand
Zestaw szklanych buteleczek ze stojakiem



DZ.8510.08
Glass bottle set without stand 5 pieces
Zestaw szklanych buteleczek bez stojak 5 szt.

Color coding tape Kolorowe taśmy do oznaczania instrumentów



6.35 mm wide, 5 meters spool / Szerokość 6.35 mm, szpula 5m



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DZ.078.010 Black / Czarna	DZ.078.050 Orange / Pomarańczowa
DZ.078.020 Blue / Niebieska	DZ.078.060 Red / Czerwona
DZ.078.030 Brown / Brązowa	DZ.078.070 White / Biała
DZ.078.040 Green / Zielona	DZ.078.080 Yellow / Żółta

Aspirator cleaning brushes Czyścik do aspiratora



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.5005.05	X-Fine ø 5 x 165mm
DZ.5005.08	Fine ø 8 x 170mm
DZ.5005.14	Medium ø 14 x 225mm
DZ.5005.20	Large ø 20 x 225mm

Color coding rings Kolorowe kółka silikonowe do oznaczania instrumentów

Key Features:
Made of medical grade silicone
Available in two sizes:
Small: inner Ø 4mm
Large: inner Ø 6mm

Cechy:
Wykonane z silikonu medycznego
Dostępne w 2 rozmiarach:
Małe: wew. Ø 4 mm
Duże: wew. Ø 6 mm



Small / Małe

Color / Kolor	Code / Kod	Pack / Opak.
Assorted / Mix kolorów	DZ.080.001	450 szt.
Assorted / Mix kolorów	DZ.080.000	50 szt.
Black / Czarne	DZ.080.010	50 szt.
Dark blue / Ciemnoniebieskie	DZ.080.020	50 szt.
Light blue / Jasnoniebieskie	DZ.080.030	50 szt.
Brown / Brązowe	DZ.080.050	50 szt.
Grey / Szare	DZ.080.080	50 szt.
Green / Zielone	DZ.080.090	50 szt.
Orange / Pomarańczowe	DZ.080.110	50 szt.
Pink / Różowe	DZ.080.130	50 szt.
Red / Czerwone	DZ.080.150	50 szt.
White / Białe	DZ.080.170	50 szt.
Yellow / Żółte	DZ.080.180	50 szt.

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Pack of 450 pieces
Opak. 450 szt.

Large / Duże

Color / Kolor	Code / Kod	Pack / Opak.
Assorted / Mix kolorów	DZ.081.001	225 szt.
Assorted / Mix kolorów	DZ.081.000	50 szt.
Black / Czarne	DZ.081.010	50 szt.
Dark blue / Ciemnoniebieskie	DZ.081.020	50 szt.
Light blue / Jasnoniebieskie	DZ.081.030	50 szt.
Brown / Brązowe	DZ.081.050	50 szt.
Grey / Szare	DZ.081.080	50 szt.
Green / Zielone	DZ.081.090	50 szt.
Orange / Pomarańczowe	DZ.081.110	50 szt.
Pink / Różowe	DZ.081.130	50 szt.
Red / Czerwone	DZ.081.150	50 szt.
White / Białe	DZ.081.170	50 szt.
Yellow / Żółte	DZ.081.180	50 szt.

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Pack of 225 pieces
Opak. 225 szt.

D₁₉

Rotary instruments / Instrumenty rotacyjne





Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnice

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.

Czyszczą i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.

max. 10'000 rpm



Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P010	P011	P012
	White nylon / Nylonowe białe						Natural hair / Naturalne włosie		

SMART

Color coded prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania z kolorowego nylonu na kątnice

For polishing and cleaning stains caused by coffee, tea, nicotine, red wine. Use with prophylaxis paste.

Polerują i czyszczą zęby z kamienia i osadów z kawy, herbaty, tytoniu oraz czerwonego wina. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.

max. 10'000 rpm



Code / Kod	P020	P021	P022	P030	P031	P032	P040	P041	P042
	Pink soft / Różowe miękkie			Purple medium / Purpurowe średnio-twarde			Blue hard / Niebieskie twarde		

SMART

Color coded prophy cups latex free RA Gumki do polerowania bez lateksu na kątnice

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską

max. 10'000 rpm



Code / Kod	PSRA001	PSRA002	PSRA003
------------	---------	---------	---------



Code / Kod	PRA001	PRA002	PRA003
------------	--------	--------	--------

Prophylaxis pastes 1.23 % fluoride, mint flavoured Pasty polerskie z fluorem 1.23%, miętowe

Pack of 200 single 2 g dose and 1 prophy ring
Opak. 200 kapsulek po 2 g i 1 uchwyt do aplikacji pasty



ST-PAS007 Medium / Średnioziarnista
ST-PAS008 Coarse / Gruboziarnista



Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured Pasty polerskie bez fluoru, miętowe

Made of 100% natural ingredients.
Zawierają 100% naturalnych składników.

PAS001 Medium / Średnioziarnista



Jar / Słoiczek
50 g.



DIA-DUPLEX

Diamond polishers latex free / Diamentowe gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers with impregnated diamond grit.

A two-step polishing system for: composites, ceramic, compomer and glassionomer.

Syntetyczne gumki impregnowane diamentem do polerowania.

Dwustopniowy system do polerowania kompozytów, ceramiki, kompomerów i glasonomerów.

max. 15'000 rpm




SET1012

Set of 8 pieces, one of each type

Zestaw 8 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	DP101	DP102	DP103	DP104	DP111	DP112	DP113	DP114
L mm	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5
Ø mm	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0

Step 1 - Polishing / Stopień 1 - Polerowanie pośrednie

Step 2 - Fine polishing / Stopień 2 - Polerowanie ostateczne

DIA-COMP

Diamond polishers latex free / Diamentowe gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers with impregnated diamond grit.

A three-step polishing system for: composites (micro, hybrid, macro), compomer and glassionomer.

Syntetyczne gumki impregnowane diamentem do polerowania.

Trzystopniowy system do polerowania kompozytów (mikrocząsteczkowych, hybrydowych, makrocząsteczkowych), materiałów kompomerowych i glasonomerowych.

max. 15'000 rpm




SET1001

Set of 12 pieces, one of each type

Zestaw 12 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	DP031	DP032	DP033	DP034	DP041	DP042	DP043	DP044	DP051	DP052	DP053	DP054
L mm	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5
Ø mm	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0

Step 1 - Pre-polishing
Stopień 1 - Polerowanie wstępne

Step 2 - Polishing
Stopień 2 - Polerowanie pośrednie

Step 3 - Fine polishing
Stopień 3 - Polerowanie ostateczne

Use with spray coolant / Używać ze sprayem chłodzącym


Arkansas stones / Kamienie Arkansas

White "Arkansas" abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composite-filling materials

max. 130'000 rpm

Białe kamienie drobnocząsteczkowe do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych w tym kompozytowych.

each / sztuka



Code / Kod	ST-601RA	ST-612RA	ST-638RA	ST-645RA	ST-649RA	ST-661RA	RA / Na kątnicę
Code / Kod	ST-601FG	ST-612FG	ST-638FG	ST-645FG	ST-649FG	ST-661FG	FG / Na turbinę
L mm	3,0	3,0	6,0	7,0	7,0	7,0	
Ø mm	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	3,0	



SET5001

Set of 6 pieces, one of each type RA

Zestaw 6 kamieni po jednym z rodzaju na kątnicę



SET5002

Set of 6 pieces, one of each type FG

Zestaw 6 kamieni po jednym z rodzaju na turbinę



Rotary instruments Instrumenty rotacyjne

Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers for amalgam and metals.
A three-step polishing system for amalgam, precious and non-precious metal alloys.

Syntetyczne gumki do polerowania amalgamatu i metali.
Trzystopniowy system do polerowania amalgamatu oraz stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych.

↻ max. 20'000 rpm



SET1003
Set of 10 pieces, one of each type
Zestaw 10 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	S121	S122	S132	S133	S134	S135	S141	S142	S143	S144
L mm	6,0	9,0	6,0	10,0	9,0	2,5	6,0	10,0	9,0	2,5
Ø mm	3,3	6,5	3,3	5,2	6,5	10,0	3,3	5,2	6,5	10,0

Step 1 - Rough grinder
Stopień 1 - Szlifowanie wstępne

Step 2 - Pre-polishing
Stopień 2 - Polerowanie wstępne

Step 3 - Highshine polishing
Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk


COMPO

Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Silicone polishers for satin finish.
A single step polishing system for composite materials and natural teeth.


Silikonowe gumki do polerowania pozwalające uzyskać jedwabistą powierzchnię.
Jednostopniowy system do polerowania materiałów kompozytowych i naturalnych zębów.

↻ max. 10'000 rpm



SET1004
Set of 12 pieces, three of each type
Zestaw 12 gumek po trzy z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	S151	S152	S153	S154
L mm	6,0	10,0	9,5	8,5
Ø mm	3,3	5,2	7,0	9,0

Disposable prophyl cups and brushes Jednorazowe gumki i szczoteczki

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



DH.5010.01
Regular / Standardowe



DH.5010.02
Soft / Miękkie



DH.5010.03
Standard brush
Szczoteczka standardowa



DH.5010.04
Pointed brush
Szczoteczka stożkowa

Polyester abrasive polishing tape Taśma poliestrowa ścierna



15 mb ± 5 cm Length / Długość

DR.1200.20	Fine grit, 8 mm x 20 µ (niebieska)
DR.1200.60	Medium grit, 8 mm x 60 µ (zielona)
DR.1200.90	Coarse grit, 8 mm x 90 µ (czerwona)

S-FLEX polishing discs

Krażki ściernie do opracowania i polerowania wypełnień



Pack of 25 pieces / Opak. 25 szt

Code / Kod	Type / Typ
DR.1310.00	Yellow, Extra thin fine grit / Żółty, drobne ziarna ściernie
DR.1320.00	Pink, Extra thin medium grit / Różowy, średnie ziarna ściernie
DR.1340.00	Blue, Medium grit / Niebieski, średnie ziarna ściernie
DR.1380.00	Brown, Coarse grit / Brązowy, grube ziarna ściernie

Mandrel for S-FLEX polishing discs

Trzymadło do S-FLEX



DR.1311.00



Polishing wheels mounted HP / Krążki i szczotki polerskie montowane na mandryli na prostnicę

max. 10'000 rpm

Cotton and calico wheels for high shine polishing of plastic prosthetics, composites, crown and bridge work made of precious and non precious metal and CrCo.

Krążki bawełniane i płócienne (baranki) do polerowania na wysoki połysk akrylu, metali, kompozytu, stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych, chromu, kobaltu.

Felt wheels for polishing of ceramics and composites

Krążki filcowe do polerowania ceramiki i kompozytów.

each / sztuka



Materials	Cotton yarn	Calico	Felt soft 3 folds	Solid felt hard	Solid felt knife edge hard
Materiały	Bawełniana przędza	Perkal	Filc miękki, 3 warstwy	Filc twardy	Filc twardy z ostrym brzegiem
Code / Kod	PB-001	PB-002	PB-003	PB-004	PB-005

White bristle and horse hair wheels for polishing of composite materials, crown and bridge work, precious metal and chrome cobalt with polishing paste.

Szczotki polerskie impregnowane pastą polerską z białym lub końskim włosiem do polerowania materiałów kompozytowych, koron i mostów, stopów metali szlachetnych i chromowo-kobaltowych.

Nylon brush for cleaning prosthetics

Szczotka nylonowa do czyszczenia prac protetycznych (do usuwania resztek gipsu z przestrzeni międzyzębowych)



Materials	White bristle stiff	Grey/white horse hair	White nylon
Materiały	Włosie białe sztywne	Włosie końskie szaro-białe	Nylon biały
Code / Kod	PB-006	PB-007	PB-008

ALPINE

Polishing brushes mounted HP / Szczotki polerskie montowane na trzymadłku na prostnicę

For polishing of precious metal alloys, acrylic teeth, non precious metal alloys, hard alloys, composite, ceramics. Use with prophylaxis paste.

Polerują stopy metali szlachetnych i nieszlachetnych, zęby akrylowe, kompozyt i ceramikę. Używać z pastą polerską.

each / sztuka



Code / Kod	APB-001	APB-002	APB-003	APB-004
------------	---------	---------	---------	---------

Horse hair hard / Włosie końskie twarde

each / sztuka



Code / Kod	APB-005	APB-006	APB-007	APB-008
------------	---------	---------	---------	---------

Goat/horse hair medium / Włosie kozie i końskie średnio-twarde

max. 8'000 rpm

max. 8'000 rpm

Slimline plastic & metal centre brushes

Slimline brushes for polishing of hard alloys, chrome cobalt, acrylic and chrome cobalt dentures

each / sztuka

Ø 25 x 48 mm

Ø 25 x 48 mm




Materials	Horse hair extra stiff	Horse hair extra stiff
Materiały	Włosie końskie bardzo sztywne	Włosie końskie sztywne
Code / Kod	MCP005	MCP001

Chamois mop

Finest chamois mop with plastic center for high shine polishing of prosthetic plastic and metals.

each / sztuka

Ø 35 x 75 mm



Materials	Chamois
Materiały	Chamois
Code / Kod	MOP036



Polishing mops / Szmaciaki polerskie

For polishing plastic prosthetics, composites, crown and bridge work made of precious, non precious metal and chrome cobalt to a high finish.
Przeznaczone do polerowania na wysoki połysk akrylu, kompozytów, metali, słopów szlachetnych, nieszlachetnych i chromowo-kobaltowych.

max. 2'800 rpm

each / sztuka				
	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm
Materials, Folds	Calico swansdown, 14 folds	Calico medium, 25 folds	Calico stiff, 25 folds	Calico fine weave, 30 folds
Materiały, Warstwy	Perkal bardzo miękki, 14	Perkal średnio-twardy, 25	Perkal sztywny, 25	Perkal drobno tkany, 30
Code / Kod	CM003C	CM007	CM008	CM009

Polishing mop / Szmaciak polerski

For pre- and high shine polishing of plastic prosthetics and high shine polishing of all kinds of metals.
Przeznaczony do polerowania wstępnego i na wysoki połysk akrylu oraz wszystkich rodzajów metali.



MOP037

Pure white cotton, 40 folds, plastic centre
Czysta bawełna biała, 40 warstw, środek plastikowy

Felt polishers hard HP / Filce polerskie twarde na prostnicę

Felt Cones for polishing composites and ceramics with diamond polishing paste.
Impregnowane diamentową pastą polerską. Przeznaczone do polerowania kompozytów i ceramiki.

max. 16'000 rpm

each / sztuka						
Ø x L mm	10 x 15	9 x 12	8 x 16	10 x 14	14 x 15	11 x 20
Code / Kod	TPF002	TPF003	TPF005	TPF007	TPF008	TPF010

Felt polishers / Filce polerskie (krążki i palce)

Felt Cones for polishing composites and ceramics with diamond polishing paste.
Impregnowane diamentową pastą polerską. Przeznaczone do polerowania kompozytów i ceramiki.

max. 2'800 rpm

each / sztuka						
	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 15 x 25 mm	Ø 19 x 44 mm	Ø 25 x 50 mm
Code / Kod	CDT008C	CDT007C	CDT006C	FC003	FC004	FC005
	Soft / Miękkie		Hard / Twarde		Hard / Twarde	

Artist brushes / Pędzle Kolinsky

High quality round sable brushes for dental and ceramic applications, 100 % pure natural Kolinsky sable.
Wysokiej jakości pędzle sobolowe ze 100% naturalnego włosia do nakładania ceramiki.

each / sztuka





Lathe brushes

For pre-polishing of prosthetic plastic, metal alloys, and crown and bridge work with polishing paste

max. 2'800 rpm

each / sztuka



Ø 40 x 80 mm

Ø 40 x 80 mm

Materials	Grey/White horse hair	White goat hair
Materiały		
Stiffness	Medium soft	Extra soft
Code / Kod	P122	P150

each / sztuka



Ø 40 x 80 mm

Ø 30 x 63 mm

Materials	Pure black bristles	Pure black bristles
Materiały		
Stiffness	Extra stiff	Extra stiff
Code / Kod	P008	P022

Scotchbrite wheels

Szczotka z włókniny polerskiej

max. 10'000 rpm

Mounted, each / Montowane, sztuka

each / sztuka



Code / Kod	ST-W/BC25HP	ST-W/SBM25HP	ST-W/SBF25HP
Grade	Coarse	Medium	Fine
Ø mm	25,0	25,0	25,0

Diamond discs for metals / Tarcze diamentowe (separatory) do cięcia metali

For cutting precious alloys, chromium cobalt, stainless steel, aluminum and other non-precious alloys.

Przeznaczone również do cięcia stopów szlachetnych, chromu, kobaltu, stali nierdzewnej, aluminium i innych stopów nieszlachetnych.

max. 15'000 rpm

Two sided diamond grit, superflexible
Dwustronny nasyp diamentowy, bardzo elastyczne



Mounted HP
Montowane na
prostownicę



	L mm	0,15	0,15	0,10	0,12	0,15
	Ø mm	13,0	19,0	22,0	22,0	22,0
Mounted, each / Montowane, sztuka	Code / Kod	DD001HP	DD002HP	DD003HP	DD004HP	DD005HP



Mounted HP
Montowane na
prostownicę



	L mm	0,15	0,15	0,15	0,15
	Ø mm	19,0	22,0	22,0	22,0
Mounted, each / Montowane, sztuka	Code / Kod	DD006HP	DD007HP	DD008HP	DD009HP

ZIRCOLINE

Diamond discs rigid / Tarcze diamentowe (separatory) sztywne

Specially developed for separating of zirconia prosthesis and other ceramics. Super high quality and cutting efficiency that does not leave any marks or black spots on the ceramic work piece.

Przeznaczone do separacji i szlifowania porcelany oraz cyrkonu. Długa trwałość i najwyższa wydajność cięcia. Nie pozostawiają żadnych śladów ani czarnych plam na pracach ceramicznych.

max. 15'000 rpm



Mounted HP
Montowane na
prostownicę



	L mm	0,16	0,22
	Ø mm	19,0	19,0
Mounted, each / Montowane, sztuka	Code / Kod	D915CF	D915C



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

↻ max. 15'000 rpm

Super silicone polishers / Super silikonowe gumki do polerowania

A three-step polishing system for acrylics, quicker and finer result, produce less dust.

Trzystopniowy system do polerowania akrylu, zapewniający szybszy i skuteczniejszy efekt, niska emisja pyłów.

each / sztuka



Code / Kod	S161	S162	S163	S172	S173	S031	S032	S033
L mm	20,0	24,0	18,0	24,0	18,0	16,0	24,0	18,0
Ø mm	10,0	10,0	15,0	10,0	15,0	5,5	10,0	15,0

Step 1 - Removing and shaping
Stopień 1 - Kształtowanie

Step 2 - Smoothing
Stopień 2 - Wygladzanie

Step 3 - High shine polishing
Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk


Standard silicone polishers / Standardowe silikonowe gumki do polerowania

A three-step polishing system for prosthetic and orthodontic acrylics. Available in three grits.

Trzystopniowy system do polerowania akryli protetycznych i ortodontycznych. Dostępne z 3 rodzajami nasypu: drobno, średnio i gruboziarnistym.

↻ max. 15'000 rpm

each / sztuka



Code / Kod	S012	S013	S022	S023	S024	S031	S032	S033
L mm	20,0	24,0	20,0	24,0	18,0	16,0	24,0	18,0
Ø mm	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	5,5	10,0	15,0

Step 1 - Removing and shaping
Stopień 1 - Kształtowanie

Step 2 - Smoothing
Stopień 2 - Wygladzanie

Step 3 - High shine polishing
Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk

Eco-System

A three-step polishing system for prosthetic and orthodontic acrylics. Available in three grits.

Trzystopniowy system do polerowania akryli protetycznych i ortodontycznych. Dostępne z 3 rodzajami nasypu: drobno, średnio i gruboziarnistym.

Mandrels HP / Mandryle na prostnicę

each / sztuka



Code / Kod	S015	S025	S035
L mm	24,0	24,0	24,0
Ø mm	10,0	10,0	10,0



Code / Kod	CTP031	CTP035	DB.9999.00	DB.9999.01
Fig	301HP	310HP	303HP	304HP



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu


Universal silicone polishers / Uniwersalne silikonowe gumki do polerowania

A single step polishing system for ceramics, precious metal alloys, veneer acrylics and dentine.

Jednostopniowy system do polerowania ceramiki, stopów metali szlachetnych, licówek akrylowych i zębiny.

max. 20'000 rpm

each / sztuka



Code / Kod	S001	S002	S003	S004	S006
L mm	10,0	16,0	3,0	4,0	20,0
Ø mm	4,5	5,0	22,0	22,0	7,0

Synthetic rubber polishers / Syntetyczne gumki do polerowania

A two-step polishing system for precious and semi precious alloys.

Dwustopniowy system do polerowania stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

max. 20'000 rpm

each / sztuka

Step 1 Pre-polishing

Stopień 1 Polerowanie wstępne




Code / Kod	S042	S043	S044	S047	S046	S045
L mm	16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

each / sztuka

Step 2 Highgloss polishing

Stopień 2 Polerowanie na wysoki połysk



Code / Kod	S052	S053	S054	S055
L mm	16,0	3,0	4,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	7,0



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers, A two-step polishing system for metal alloys and chrome cobalt.

Syntetyczne gumki do polerowania. Dwustopniowy system do polerowania stopów metali, chromu, kobaltu.

max. 20'000 rpm

Step 1 Pre-polishing

Stopień 1 Polerowanie wstępne

	each / sztuka						
Code / Kod		S091	S092	S093	S094	S095	S096
L mm		16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm		5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

Step 2 Polishing

Stopień 2 Polerowanie pośrednie

	each / sztuka						
Code / Kod		S101	S102	S103	S104	S105	S106
L mm		16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm		5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

MAXCUT

Diamond cutting discs / Tarcze ściernicze diamentowe

For cutting all kind of alloys, separating composites and also ceramics.

Przeznaczone do cięcia wszystkich rodzajów stopów, separacji kompozytu i ceramiki.

max. 25'000 rpm



Code / Kod	D940	D941
Ø mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
	each / sztuka	each / sztuka

MAXCUT Cutting discs / Tarcze ściernicze (ściernice)

Glass fibre reinforced ultra-thin grinding wheels for cutting precious and non-precious metals.

Mounted on low-powered motors.

Wzmocnione siatką z włókna szklanego ultra-cienkie ściernice do cięcia metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Montowane na mikrosilnik.

max. 20'000 rpm



Code / Kod	D942	D943	D944
Ø mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
	each / sztuka	each / sztuka	each / sztuka

Grinding caps and holders / Gumki do szlifowania i uchwyty

For working on denture acrylics, tray material, plaster and all soft reline materials.

Przeznaczone do akrylu, materiału na łyżki indywidualne, gipsu i mas silikonowych.

max. 15'000 rpm



SKWR/5	SKWR/7	SKWR/10	SKWR/13	SKWR/15
7,0	9,0	12,0	15,0	18,0
11,2	12,5	14,8	18,9	26,0



Diamond burs / Wiertła diamentowe

801

	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
801EF FG 314.001.504				012	014	016	018				
801F FG 314.001.514	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
801 FG 314.001.524	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
801G FG 314.001.534			010	012	014	016	018	021	023	025	
801SG FG 314.001.544				012	014	016	018	021	023	025	

802

L mm	3.5	3.5	3.5
801 FG 314.001.524	014	016	018
801G FG 314.001.534	014	016	018
801SG FG 314.001.544	014	016	018

388

L mm	8.0	8.0	8.0	8.0
388 FG 314.388.524	010	012	014	016
388G FG 314.388.534	010	012	014	016
388SG FG 314.388.544	010	012	014	016

802L

L mm	10.0	10.0	10.0	10.0
802L FG 314.494.524	012	014	016	018
802LG FG 314.494.534	010	012	014	016
802LSG FG 314.494.544	010	012	014	016

805

L mm	1.0	1.0	1.5	1.5	2.3	2.3
805F FG 314.012.514	010	012	014	016		
805 FG 314.012.524	010	012	014	016	018	021
805G FG 314.012.534			014	016	018	
805SG FG 314.012.544			014	016	018	021

806

L mm	3.0	3.0
806F FG 314.019.514	012	
806 FG 314.019.524	012	014
806G FG 314.019.534	012	014
806SG FG 314.019.544		014

870

L mm	2.5	2.5
870 FG 314.032.524	014	018
870G FG 314.032.534	014	018
870SG FG 314.032.544	014	018

899

L mm	6.5
899 FG 314.033.524	021
899G FG 314.033.534	021

838L

L mm	6.0	6.0	6.0
838EFL FG 314.140.504	010	012	014
838FL FG 314.140.514	010	012	014
838L FG 314.140.524	010	012	014
838GL FG 314.140.534	010	012	014
838SGL FG 314.140.544	010	012	014

835

L mm	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
835F FG 314.108.504			012	014	016	
835 FG 314.108.514	006	008	010	012	014	
835 FG 314.108.524	008	008	010	012	014	016
835G FG 314.108.534	006	008	010	012	014	016
835SG FG 314.108.544			010	012	014	016

835L

L mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
835LF FG 314.108.514	010	012	014	016	018	
835L FG 314.108.524	008	010	012	014	016	018
835LG FG 314.108.534	008	010	012	014	016	018
835LGG FG 314.108.544		010	012	014	016	018

811

L mm	4.0
811F FG 314.038.514	033
811 FG 314.038.524	033
811G FG 314.038.534	033
811SG FG 314.038.544	033

837

L mm	6.0	6.0	6.0	6.0
837F FG 314.110.504	010	012	014	
837 FG 314.110.514	010	012	014	016
837 FG 314.110.524	010	012	014	016
837G FG 314.110.534	010	012	014	016
837SG FG 314.110.544		012	014	016

837L

L mm	8.0	8.0	8.0	8.0
837LF FG 314.111.504	010	012	014	
837L FG 314.111.514	010	012	014	016
837L FG 314.111.524	010	012	014	016
837LG FG 314.111.534	010	012	014	016
837LSG FG 314.111.544		012	014	016

885

L mm	8.0	8.0	8.0	8.0
885F FG 314.130.504	010	012	014	
885 FG 314.130.514	010	012	014	016
885 FG 314.130.524	010	012	014	016
885G FG 314.130.534	010	012	014	016
885SG FG 314.130.544		012	014	016



Diamond burs / Wiertła diamentowe

Each / Sztuka



838L

L mm		6.0	6.0	6.0
838EFL FG	314.140.504	010	012	014
838FL FG	314.140.514	010	012	014
838L FG	314.140.524	010	012	014
838GL FG	314.140.534	010	012	014
838SGL FG	314.140.544	010	012	014



881

L mm		8.0	8.0	8.0	8.0
881EF FG	314.141.504				
881F FG	314.141.514	010	012	014	016
881 FG	314.141.524	010	012	014	016
881G FG	314.141.534	010	012	014	016
881SGFG	314.141.544		012	014	016



882

L mm		10.0	10.0	10.0
882EF FG	314.142.504			
882F FG	314.142.514	012	014	016
882 FG	314.142.524	012	014	016
882G FG	314.142.534	012	014	016
882SGFG	314.142.544	012	014	016



837KR

L mm		8.0	8.0	8.0
837KREF FG	314.158.504			014
837KRF FG	314.158.514	012	014	016
837KR FG	314.158.524	012	014	016
837KRG FG	314.158.534	012	014	016
837KRSG FG	314.158.544	012	014	016



898

L mm		6.0	6.0	6.0	6.0
898EF FG	314.164.504	010	012	014	016
898F FG	314.164.514	010	012	014	016
898 FG	314.164.524	010	012	014	016
898G FG	314.164.534		012	014	016
898SGFG	314.164.544			014	016



858

L mm		8.0	8.0	8.0	8.0
858EF FG	314.165.504	010	012	014	016
858F FG	314.165.514	010	012	014	016
858 FG	314.165.524	010	012	014	016
858G FG	314.165.534	010	012	014	016
858SGFG	314.165.544			014	016



859L

L mm		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
859LEF FG	314.167.504	010	012	014	016	018
859LF FG	314.167.514	010	012	014	016	018
859L FG	314.167.524	010	012	014	016	018
859LG FG	314.167.534	010	012	014	016	018
859LSG FG	314.167.544			014	016	018



845

L mm		3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
845EF FG	314.168.504							
845F FG	314.168.514							
845 FG	314.168.524		007	008	009	010	012	014
845G FG	314.168.534						012	014
845SG FG	314.168.544							014



867

L mm		6.0	6.0
867EF FG	314.288.504		
867F FG	314.288.514	010	012
867 FG	314.288.524	010	012
867G FG	314.288.534	010	012
867SG FG	314.288.544	010	012



846

L mm		6.0	6.0	6.0	6.0
846EF FG	314.171.504				
846F FG	314.171.514	012	014	016	018
846 FG	314.171.524	012	014	016	018
846G FG	314.171.534	012	014	016	018
846SGFG	314.171.544		014	016	018



847

L mm		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
847EF FG	314.172.504					
847F FG	314.172.514	012	014	016	018	023
847 FG	314.172.524	012	014	016	018	023
847G FG	314.172.534	012	014	016	018	023
847SG FG	314.172.544	012	014	016	018	023



848

L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
848EF FG	314.173.504	012	014	016	018		
848F FG	314.173.514	012	014	016	018	021	023
848 FG	314.173.524	012	014	016	018	021	023
848G FG	314.173.534	012	014	016	018	021	023
848SG FG	314.173.544	012	014	016	018		



849

L mm		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
849EF FG	314.197.504	010	012	014	016	018	023	025
849F FG	314.197.514	010	012	014	016	018	023	025
849 FG	314.197.524	010	012	014	016	018	023	025
849G FG	314.197.534	010	012	014	016	018	023	025
849SG FG	314.197.544		012	014	016	018	023	025



848L

L mm		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
848LEF FG	314.174.504	014	016	018		
848LF FG	314.174.514	014	016	018		
848L FG	314.174.524	014	016	018	021	023
848LG FG	314.174.534	014	016	018	021	
848LSG FG	314.174.544	014	016	018	021	023

Diamond burs / Wiertła diamentowe

Each / Szuka

Each / Szuka

L mm 11.5 11.5 11.5

	863LEF FG	314.251.504	014	016	018
	863LF FG	314.251.514	014	016	018
	863L FG	314.251.524	014	016	018
	863LG FG	314.251.534	014	016	018
	863LSG FG	314.251.544	014	016	018

L mm 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

	850EF FG	314.198.504	010	012	014	016	018	021	023	025
	850F FG	314.198.514	010	012	014	016	018	021	023	025
	850 FG	314.198.524	010	012	014	016	018	021	023	025
	850G FG	314.198.534	010	012	014	016	018	021	023	025
	850SG FG	314.198.544	010	012	014	016	018	021	023	025

L mm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

	852EF FG	314.199.504	010	012	014	016	018
	852F FG	314.199.514	010	012	014	016	018
	852 FG	314.199.524	010	012	014	016	018
	852G FG	314.199.534	010	012	014	016	018
	852SG FG	314.199.544	010	012	014	016	018

	807	
L mm		3.5 3.5 4.0 4.0
		
	807F FG	314.225.514 012 014 016 018
	807 FG	314.225.524 012 014 016 018
	807G FG	314.225.534 012 014 016 018
	807SG FG	314.225.544 014 016 018

	808R	
L mm		3.0 3.0 3.0 3.0
		
	808RF FG	314.238.514 010 012 014 016
	808R FG	314.238.524 010 012 014 016
	808RG FG	314.238.534 014 016

	860	
L mm		3.0 3.0 5.0 5.0 5.0
	860EF FG	314.243.504 010 012 018 023 025
	860F FG	314.243.514 010 012 018 023 025
	860 FG	314.243.524 010 012 018 023 025
	860G FG	314.243.534 010 012 018 023 025
	860SG FG	314.243.544 012 018 023 025

	862					
L mm		8.0 8.0 8.0 8.0				
	862EF FG	314.249.504	010	012	014	016
	862F FG	314.249.514	010	012	014	016
	862 FG	314.249.524	010	012	014	016
	862G FG	314.249.534		012	014	016
	862SG FG	314.249.544		012	014	016

	863					
L mm		10.0 10.0 10.0 10.0				
	863EF FG	314.250.504	012	014	016	018
	863F FG	314.250.514	012	014	016	018
	863 FG	314.250.524	012	014	016	018
	863G FG	314.250.534	012	014	016	018
	863SG FG	314.250.544	012	014	016	018

	831						
L mm		4.0 4.0 4.0 4.0 5.0					
	831EF FG	314.254.504	014	016	018	021	023
	831F FG	314.254.514	014	016	018	021	023
	831 FG	314.254.524	014	016	018	021	023
	831G FG	314.254.534	014	016	018	021	023
	831SG FG	314.254.544	014	016	018	021	023



833

L mm

2.8

2.8

3.4

3.4

4.1

4.2

4.5

 833EF FG	314.277.504	012	014	016	018	021	023	025
 833F FG	314.277.514	012	014	016	018	021	023	025
 833 FG	314.277.524	012	014	016	018	021	023	025
 833G FG	314.277.534	012	014	016	018	021	023	025
 833SG FG	314.277.544	012	014	016	018	021	023	025



830

L mm

4.5

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

 830EF FG	314.257.504	012	014	016	018	021	023
 830F FG	314.257.514	012	014	016	018	021	023
 830 FG	314.257.524	012	014	016	018	021	023
 830G FG	314.257.534	012	014	016	018	021	023
 830SG FG	314.257.544	012	014	016	018	021	023




867

L mm

6.0

6.0

 867F FG	314.288.514	010	012
 867 FG	314.288.524	010	012
 867G FG	314.288.534	010	012
 867SG FG	314.288.544	010	012

																							
L mm							L mm							L mm									
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0							10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0							11.5 11.5 11.5									
	878F FG	314.298.514	012	014	016	018	021		879F FG	314.299.514	012	014	016	018		869LF FG	314.291.514	012	014	016			
	878 FG	314.298.524	012	014	016	018	021	023		879 FG	314.299.524	012	014	016	018	021	023		869L FG	314.291.524	012	014	016
	878G FG	314.298.534	012	014	016	018	021	023		879G FG	314.299.534	012	014	016	018	021	023		869LG FG	314.291.534	012	014	016
	878SG FG	314.298.544	012	014	016	018	021	023		879SG FG	314.299.544	012	014	016	018	021							



Diamond burs / Wiertła diamentowe

869

L mm	10.0	10.0	10.0	10.0	
869EF FG	314.290.504	010	012	014	016
869F FG	314.290.514	010	012	014	016
869 FG	314.290.524	010	012	014	016
869G FG	314.290.534		012	014	016
869SG FG	314.290.544			014	016

893

L mm	5.8	5.8	
893F FG	314.507.514	018	023
893 FG	314.507.524	018	023
893G FG	314.507.534	018	023
893SG FG	314.507.544	018	023

508

L mm	8.0	8.0	
508F FG	314.508.514	018	021
508 FG	314.508.524	018	021
508G FG	314.508.534	018	021
508SG FG	314.508.544	018	021

Each / Sztuka

Carbide burs / Wiertła z węgla spiekanego

CB1

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	005	008	008	010	012	014	016	018	021	023
CB1 RA	500.204.001.001				010	012	014	016	018	021	023
CB1 RAL	500.205.001.001	005	006	006	010	012	014	016	018	021	023
CB1 FG	500.314.001.001		008		010	012	014	016	018	021	023
CB1 FG XL	500.315.001.001		008		010	012	014	016	018	021	023

CB1S

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	005	006	007	006	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
CB1S RA	500.204.001.003				006	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
CB1S RAL	500.205.001.003	005	006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
CB1S FG	500.314.001.003		006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
CB1S FG XL	500.315.001.003		006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029

CB1SX

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
CB1SX RA	500.204.001.002										

CB1SNX

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
CB1SNX RA	500.204.697.002							
CB1SNX RAL	500.205.697.002	010	012	014	016	018	021	023

CB1SN

Size / Rozmiar	Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
CB1SN RA	500.204.697.003							
CB1SN RAL	500.205.697.003	010	012	014	016	018	021	023

Each / Sztuka



Carbide burs / Wiertła z węgla spiekanego

Each / Sztuka



CB2

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		006	010	012	014	016	018
CB2 RA	500.204.010.006						
CB2 FG	500.314.010.006						



CB7

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		006	006	010	012
CB7 FG	500.314.237.001				



CB23

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		008	009	010	012
CB23 FG	500.314.168.006				
CB23 FG XL	500.316.168.008				



CB21

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		006	010	012	014
CB21 FG	500.314.107.006				
CB21 FG XL	500.316.107.006				
CB21 RA	500.204.107.006				



CB31

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		008	009	010	012	014
CB31 FG	500.314.107.007					
CB31 FG XL	500.316.107.007					
CB31 RA	500.204.107.007					



CB21R

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		008	010	012
CB21R FG	500.314.137.006			



CB31R

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		010	012
CB31R FG	500.314.137.007		
CB31R FG XL	500.316.137.007		



CB23R

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		012	016
CB23R FG	500.314.194.006		
CB23R RA	500.204.194.006		



CB33

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm		010	012	016	021
CB33 FG	500.314.168.007				



Crown cutters / Wiertła do Cięcia Koron

Each / Sztuka



CB5CK



CB4MCL



CB5MCL

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012	014
CB5CK FG 500.314.104.019	OAL 25 mm	012	014
CB5CK FG XL 500.316.104.019		012	014

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012	014
CB4MCL FG 500.314.139.019		012	014

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012	014
CB5MCL FG 500.314.140.019		012	014



CB6MCL



CB35C



CB37

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012	014
CB6MCL FG 500.314.141.019		012	014

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012
CB35C FG 500.314.138.008	OAL 25 mm	012
CB35C FG XL 500.316.138.008		012

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	012
CB37 FG 500.314.139.008		012

Finishing burs / Finiry

Each / Sztuka



CF41



CF46



CF135

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	014	018	023
CF41 FG 500.314.001.071		014	018	023

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	014
CF46 FG 500.314.254.072		014

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	014
CF135FG 500.314.166.071		014



CF379

Size / Rozmiar $\varnothing$ 1/10 mm	OAL 19 mm	014	018	023
CF379 FG 500.314.277.072		014	018	023

Surgical burs / Wiertła chirurgiczne



CB141

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø23	Ø27	Ø31	Ø35	Ø40
CB141 HP	500 104 001 291										
CB141 RAL	500 205 001 291										
CB141 RAXL	500 206 001 291										



CB151

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø18
L mm		10,7
CB151 FGL	500 315 100 295	Ø18
CB151 FGXL	500 316 100 295	Ø18



CB141A

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø23	Ø27	Ø31	Ø35	Ø40
CB141A HP	500 104 001 298										
CB141A RAL	500 205 001 298										
CB141A RAXL	500 206 001 298										



CB152

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø14	Ø16
L mm		9,0	9,0
CB152 FGL	500 315 210 295	Ø14	Ø16
CB152 FGXL	500 316 210 295	Ø14	Ø16



CB161

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø16
L mm		9,0
CB161 HP	500 104 408 295	Ø16
CB161 RAL	500 205 408 295	Ø16
CB161 RAXL	500 316 408 295	Ø16



CB162

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø16
L mm		9,0
CB162 HP	500 104 408 297	Ø16
CB162 RAL	500 205 408 297	Ø16
CB162 RAXL	500 316 408 297	Ø16



CB162A

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø16
L mm		9,0
CB162A HP	500 104 408 298	Ø16
CB162A RAL	500 205 408 298	Ø16
CB162A RAXL	500 316 408 298	Ø16



CB164

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø10
L mm		6,0
CB164 HP	500 104 407 297	Ø10
CB164 RAL	500 205 407 297	Ø10



CB165

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø23
L mm		7,0
CB165 HP	500 104 408 297	Ø23
CB165 RAL	500 205 408 297	Ø23



CB166

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø21
L mm		10,0
CB166 HP	500 104 409 297	Ø21
CB166 RAL	500 205 409 297	Ø21



CB167

Size / Rozmiar Ø 1/10 mm		Ø23
L mm		10,0
CB167 HP	500 104 410 297	Ø23
CB167 RAL	500 205 410 297	Ø23



Tungsten Carbide Burs

- Made of high quality Tungsten Carbide
- Precision toothing, superior cutting and durable
- Perfectly concentric
- Available in x-fine, fine, medium, coarse and x-coarse grits
- Color coded according to grit type
- Standard ISO patterns

Cross Cut Fine (ISO-No. 140)

Frezy z drobnymi krzyżowymi nacięciami

For delicate and difficult trimming of hard alloys, acrylics and ceramics
Do obróbki akrylu, ceramiki oraz metalu

Frezy protetyczne z węgla spiekanego

Wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego

Charakteryzują się dużą wytrzymałością, precyzyjnie obrabiają materiał

Koncentryczne

Dostępne ostrza z nacięciami: bardzo drobnymi, drobnymi,

standardowymi, grubymi i bardzo grubymi

Oznaczone kolorem zgodnie z rodzajem ostrza

Modele zgodne ze standardami ISO



Symbol	ISO No.	DA 9157.331	DA 9237.332	DA 9225.332	DA 9121.331	DA 9209.331	DA 9119.331	DA 9167.332	DA 9293.332	DA 9113.402
HP	500 104...	257..140	... 237..140	... 225..140	... 141..140	... 289..140	... 198..140	... 187..140	... 292..140	... 113..140
	Ø mm	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	6,0
	L1 mm	5,5	5,5	5,5	8,0	8,0	8,0	15,0	14,0	12,5
	L2 mm	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	52,0



Symbol	ISO No.	DA 9145.211	DA 9123.231	DA 9200.401	DA 9201.501	DA 9200.491	DA 9217.401	DA 9275.601	DA 9144.601
HP	500 104...	... 145..140	... 123..140	... 194..140	... 201..140	... 200..140	... 237..140	... 275..140	... 144..140
	Ø mm	2,3	2,3	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	L1 mm	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5	13,0	14,0	13,0
	L2 mm	45,0	45,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0

Cross Cut X-Fine (ISO-No. 110)

Frezy z bardzo drobnymi krzyżowymi nacięciami

For fine, precise trimming of ceramics, precious metals and all non-precious alloys
Do obróbki ceramiki, metali szlachetnych oraz tworzyw sztucznych



Shank	ISO No.	DB.9237.232	DB.9199.232	DB.9292.232	DB.9145.232	DB.9200.402
HP	500 104...	... 237..110	... 199..110	... 292..110	... 145 110	... 200..110
	Ø mm	2,3	2,3	2,3	2,3	4,0
	L1 mm	5,5	11,5	14,0	14,0	13,5
	L2 mm	45,0	45,0	45,0	45,0	52,0

Cross Cut Standard (ISO-No.190)

Frezy niebieskie ze standardowymi krzyżowymi nacięciami

For trimming large surfaces of acrylics, tray materials and plaster
Do obróbki stopów, metali, akrylu oraz gipsu



Shank	ISO No.	DB.9142.234	DB.9185.234	DB.9187.454	DB.9199.234	DB.9200.604	DB.9250.234	DB.9275.604
HP	500 104...	... 142..190	... 185..190	... 187..190	... 199..190	... 200..190	... 250..190	... 275..190
	Ø mm	2,3	2,3	4,5	2,3	6,0	2,3	6,0
	L1 mm	2,3	2,3	11,5	11,0	13,5	9,5	14,0
	L2 mm	45,0	45,0	48,0	45,0	52,0	45,0	52,0

Cross Cut Coarse (ISO-No. 220)

Frezy zielone z grubymi krzyżowymi nacięciami

For trimming large surfaces of acrylics, tray materials and plaster / Do obróbki akrylu oraz gipsu



Shank	ISO No.	DB.9001.235	DB.9001.405	DB.9199.235	DB.9187.235	DB.9292.235	DB.9145.235	DB.9122.235
HP	500 104...	... 001 220	... 001 220	... 199..220	... 187..220	... 292..220	... 145 220	... 122 220
	Ø mm	2,3	4,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	L1 mm	2,3	3,4	11,0	15,5	2,3	14,0	14,0
	L2 mm	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0



Cross Cut Coarse (ISO-No. 220)

Frezy zielone z grubymi krzyżowymi nacięciami

For trimming large surfaces of acrylics, tray materials and plaster / Do obróbki akrylu oraz gipsu



Shank	ISO No.	DB.9200.405	DB.9201.505	DB.9201.605	DB.9200.605	DB.9237.605	DB.9277.605	DB.9275.605	DB.9144.605	DB.9113.605
HP	500 104...	... 200..220	... 201..220	... 201..220	... 200..220	... 237..220	... 277..220	... 275..220	... 144..220	... 113..220
	Ø mm	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	L1 mm	13,5	13,5	13,5	13,0	13,0	14,0	13,5	13,5	13,2
	L2 mm	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	51,0

Cross Cut X-Coarse (ISO-No. 223)

Frezy z bardzo grubymi krzyżowymi nacięciami


The optimum for plaster – also wet plaster / Do obróbki gipsu również na mokro



Shank	ISO No.	DB.9200.408	DB.9201.608	DB.9275.608	DB.9144.608
HP	500 104...	... 200..223	... 201..223	... 275..223	... 144..223
	Ø mm	4,0	6,0	6,0	6,0
	L1 mm	13,5	13,5	13,5	13,5
	L2 mm	52,0	52,0	52,0	50,0



Aluminum burs stands Podstawki do wiertel aluminiowe



DZ.062.010
FG
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.062.030
FG & CA / RA
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki




DZ.062.020
CA / RA
60x40 mm
for 24 burs / na 24 sztuki


Aluminum burs stands Podstawki do wiertel aluminiowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.063.010
FG
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk



DZ.063.030
FG & CA / RA
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk



DZ.063.020
CA / RA
60x50 mm
for 36 burs / na 36 sztuk

Plastic covers only Przykrywki plastikowe na podstawki do wiertel



Non-autoclavable
Nie można sterylizować
w autoklawie

60x40x30 mm

DZ.062.000



Non-autoclavable
Nie można sterylizować
w autoklawie

60x50x30 mm

DZ.063.000

Burs disinfecting box stainless steel Pojemnik do dezynfekcji wiertel ze stali nierdzewnej



DZ.051.010
Ø 76 mm x H 35 mm

Burs disinfecting box plastic Pojemnik do dezynfekcji wiertel plastikowy



DZ.050.010
Ø 85 mm x H 70 mm



Acrylic grinding box



- Ideal for grinding and sand blasting
 - Retains flying debris
 - Sturdy durable construction
 - Size: W30 cm x D20 cm x H18 cm
- DL.1418.00**

SELF-LOCK

Bur stands stainless steel / Podstawki do wiertel ze stali nierdzewnej
Hinged self locking cover. Suitable for ultrasonic baths, disinfectors, autoclaves
(can be placed in pouches).

Samozamykająca przykrywka. Pasują do myjek ultradźwiękowych, dezynfektorów,
autoklawów (mieszczą się w torebki do sterylizacji).



DZ.056.010
For 8 FG burs
Na 8 wiertła na turbinę



DZ.056.020
For 4 FG and 4 CA/RA burs
Na 4 wiertła na turbinę
i 4 na kątnicę



DZ.056.030
For 8 CA/RA burs
Na 8 wiertel na kątnicę

Bur cleaning brushes Szczotki do czyszczenia wiertel



ST-BUR002
Brass 25 x 70mm
Mosiężna 25 x 70mm



ST-BUR003
Brass 25 x 70mm
Mosiężna 25 x 70mm



ST-BUR008
Nylon 25 x 70mm
Nylonowa 25 x 70mm



ST-WB022
Brass 4mm
Mosiężna 4mm

Nest Universal silicone burs stands with cover Podstawki silikonowe z pokrywką na wiertła i frezy



60 x 50 x 35 mm

For 35 FG / RA burs 35mm
Na 35 wiertel FG / RA 35mm

- | | |
|------------|-----------------------|
| DZ.064.010 | Orange / Pomarańczowa |
| DZ.064.020 | Red / Czerwona |
| DZ.064.030 | Yellow / Żółta |
| DZ.064.040 | Lavender / Lawendowa |
| DZ.064.050 | Blue / Niebieska |
| DZ.064.060 | Black / Czarna |



60 x 50 x 60 mm

For 35 HP burs 55mm
Na 35 wiertel HP 55mm

- | | |
|------------|-----------------------|
| DZ.064.015 | Orange / Pomarańczowa |
| DZ.064.025 | Red / Czerwona |
| DZ.064.035 | Yellow / Żółta |
| DZ.064.045 | Lavender / Lawendowa |
| DZ.064.055 | Blue / Niebieska |
| DZ.064.065 | Black / Czarna |



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



D₂₁

Clinic Accessories / Wyposażenie do gabinetu





Dental stools / Stołki stomatologiczne



CF.1100.01

Height adjustable dental stool with
procedure arm and foot rest ring



CF.1101.01

Height adjustable lab stool with foot rest ring



CF.1102.01

Height adjustable lab stool with foot rest



CF.1103.01

Height adjustment lab stool
Stołek Obrotowy na Śrubie



CF.1104.01

Stool with screw height adjustment
Stołek Obrotowy na Śrubie

Artificial leather / Skaje

Colors available:
Dostępne kolory:



G-27



G-29



G-03



G-27



G-05



G-06



G-07



G-26



G-09



G-10



G-11



G-30



G-13



G-14



G-15



G-16



G-17



G-18



G-19



G-20



G-21



G-22



G-23



G-24



G-25



Clinic trolleys / Stoliki



CF.1500.01
870 x 400 x 475 mm



CF.1500.02
870 x 400 x 475 mm



CF.1500.05
820 x 440 x 610 mm

Delivery time will be in 14 working days from order date / Czas realizacji zamówienia: 14 dni

Dental mobile cabinets / Asystory stomatologiczne



Asystor III
500 x 425 x 900 to 1080mm



Asystor IV
500 x 425 x 940 to 1080mm



Asystor V
500 x 425 x 835mm

Available colors/ Dostępne kolory



Silver / Srebrna



White / Polysk biały

Delivery time will be in 14 working days from order date / Czas realizacji zamówienia: 14 dni

Universal trays insert for mobile cabinets / Wkłady do szuflad (uniwersalne)



DQ.9105.01
500 x 520 mm



DQ.9105.02
500 x 520 mm



DQ.9105.03
500 x 520 mm



Clinic accessories Wyposażenie do gabinetu

Child booster seat for dental chair Siedzisko dla dzieci na fotel stomatologiczny



Size / Wymiary:
szer. 36cm, dł. 40cm, wys. 11 cm



Available colors

Dostępne kolory



Code / Kod

DQ.9101.01

DQ.9101.02

DQ.9101.03

DQ.9101.04

DQ.9101.05

Universal plastic cover for dental chair Uniwersalna folia na fotel stomatologiczny



DQ.9104.02 Small / Wąska 63 cm

DQ.9104.01 Medium / średnia 73 cm

DQ.9104.03 Large / Szeroka 82 cm

For covering lower part of dental chair
Do pokrycia całego siedziska dolnego fotela, łatwe mocowanie na gumki

Dental chair cushions Poduszka ochronna

Idealna ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym i przebarwieniem tapicerki fotela
Obustronna tapicerka o rozmiar 53x44cm

Available colors
Dostępne kolory



DQ.9102.01



DQ.9102.02



DQ.9102.03



DQ.9102.04



DQ.9102.05



DQ.9102.06

U shaped neck support Uniwersalny rogal szyjny dla pacjenta

The U shaped neck support is perfect for sedation dentistry & cosmetic procedures. It provides excellent stability to the head and neck, making it very well suited for sedation dentistry, cosmetic, and endodontic procedures. It gently supports the head and neck, keeping the head in position and preventing discomfort.

Available colors
Dostępne kolory

Wykonany z pianki wiskoelastycznej z pamięcią
Obity skajem wg wzornika
Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi pacjenta co tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy podczas leżenia na fotelu



DQ.9103.01



DQ.9103.02



DQ.9103.03



DQ.9103.04



DQ.9103.05



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl